


VITA AKZENT® Glaze Spray



VITA

Produktbeschreibung

Der VITA AKZENT Glaze Spray besteht aus gebrauchsfertigem und leicht zu applizierendem, aufsprühbarem VITA AKZENT Glaze-Pulver zur Glasur von Vollkeramik- und Metallkeramikrestorationen wie Inlays, Onlays, Veneers, Kronen und Brücken mit einer Sintertemperatur von $\geq 800^{\circ}\text{C}$.

VITA AKZENT Glaze Spray kann zusammen mit den keramischen Malfarben des VITA AKZENT Sortimentes verarbeitet werden.

VITA AKZENT® Glaze Spray Artikel

VITA AKZENT Glaze Spray

Bezeichnung	Beschreibung	Inhalt	Art.-Nr.
VITA AKZENT Glaze Spray	Powder	15 g	BAT2515

Vorteile

- einfach und sicher applizieren, da fertig angemischt
- vereinfacht Arbeitsabläufe, denn das Anmischen mit der entsprechenden Flüssigkeit entfällt
- rationell, da gleichzeitig mehrere Arbeiten glasiert werden können
- besonders gleichmäßiger und dünner Auftrag möglich
- definierter Glanzgrad, ohne die Oberflächentextur der Restauration zu verändern
- hervorragend geeignet für keramische CAD/CAM chairside-Versorgungen aus VITABLOCS