

Produktinformation

VITABLOCS[®] TriLuxe forte for CEREC[®] / inLab[®]

Chemische Zusammensetzung (chargenabhängig)

Oxide	Gew. %
SiO ₂	56 – 64
Al ₂ O ₃	20 – 23
Na ₂ O	6 – 9
K ₂ O	6 – 8
CaO	0,3 - 0,6
TiO ₂	0,0 - 0,1

Oxide, die in sehr geringer Konzentration enthalten sind und die z.B. zur Einfärbung benötigt werden, sind nicht angeführt.

VITABLOCS[®] TriLuxe forte sind zertifiziert und tragen die Kennzeichnung **CE** 0124.

