

# Progettare attivamente la propria protesi

## Il nuovo software VITA coinvolge i pazienti nella progettazione delle riabilitazioni dentali

Pazienti che devono ricevere una protesi, generalmente hanno un percorso di sofferenza alle spalle e forti preconcetti nei confronti dei „denti artificiali“. La riabilitazione andrà bene? Come apparirà il mio viso se rido con la protesi? Le persone che mi guardano capiranno che porto una protesi? Compito dell'odontoiatra / odontotecnico è togliere queste paure e convincere i pazienti che con la nuova „terza dentatura“ riacquisterà non solo funzionalità ma anche qualità di vita. Ma questo non è così facile, perché le parole non hanno la stessa forza espressiva di un'immagine. La VITA Zahnfabrik ha pertanto elaborato un nuovo software per agevolare la comunicazione tra odontoiatra / odontotecnico e paziente. Esso consente di coinvolgere il paziente già in fase di progettazione della sua protesi e visualizzare direttamente il risultato sul PC. In che modo? E' molto semplice: Col **VITA ToothConfigurator**.

Fulcro del sistema è una biblioteca virtuale con i denti anteriori e posteriori VITA rappresentabili in colorazione VITA Classical e 3D-MASTER e in due colori BLEACHED. Sulla base di una foto ritratto del paziente con l'aiuto del software l'odontoiatra / odontotecnico cerca le file di denti anteriori e posteriori idonee per il singolo caso e realizza sul monitor una simulazione computerizzata realistica della protesi in bocca. Questa può essere modificata o adattata a piacere, oppure accettata. Il paziente ha quindi la possibilità di contribuire a configurare attivamente il „suo“ risultato estetico e farsi già in fase di progettazione un'idea del suo futuro aspetto con la protesi. Questa procedura accresce la soddisfazione del paziente e rende più sicura la progettazione per l'odontoiatra. Contribuisce inoltre all'affiatamento tra odontoiatra e paziente al fine di ottenere una riabilitazione esteticamente ottimale ed un'accettazione più rapida della protesi da parte del paziente.

Il nuovo software è disponibile da febbraio 2012 per 299,-€ e funziona su tutti gli attuali sistemi di gestione Microsoft. Per ulteriori informazioni: [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)




Fig. 1): VITA ToothConfigurator

**In caso di stampa inviare un giustificativo.**

#### **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**

La VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG con sede a Bad Saeckingen sviluppa, produce e distribuisce da oltre 85 anni soluzioni innovative per la protesi dentale adottando i massimi standard qualitativi. È considerata pioniere della prima ora e riconosciuta per la sua capacità di innovazione in tutto il mondo. Lo standard cromatico VITA ad esempio è riconosciuto nell'intero settore dentale come sistema di riferimento del colore. Utilizzatori in 120 paesi adottano l'ampia gamma di prestazioni della VITA Zahnfabrik, che comprende: sistemi di determinazione del colore analogici e digitali, denti in resina e ceramica, materiali di rivestimento estetico e strutturali per procedimenti di fabbricazione convenzionali e computerizzati, apparecchiature ed una gamma completa di servizi e aggiornamenti.

#### **Responsabile**

Dirk Aubry  
 Telefon + 32 33 84 07 47  
 Fax + 32 4 77 77 49 06  
 E-mail: d.aubry@vita-zahnfabrik.com  
 Internet: www.vita-zahnfabrik.com