

## **VITA VM: el sistema de recubrimiento para una creatividad sin límites**

El sistema de recubrimiento VITA VM para metalocerámica, cerámica sin metal y resina satisface los más exigentes criterios de calidad, pero no hay nada tan bueno que no pueda mejorarse. Gracias a las optimizaciones introducidas sobre la base de los deseos de los usuarios, ahora se ofrece una flexibilidad aún mayor, de modo que el ceramista goza de un margen de maniobra técnico y creativo sin precedentes.

Mayor facilidad de uso: se ha simplificado aún más la utilización del VM 13 en los colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER, mejorando nuevamente sus propiedades de manipulación. Las mejoras logradas en cuanto a la facilidad de modelado y el comportamiento de cocción y contracción ya se habían integrado con éxito en los materiales disponibles en los colores VITA classical A1-D4. Además se ha incrementado sensiblemente la seguridad cromática, de modo que incluso en condiciones de espacio muy limitadas se obtienen resultados exactos con comportamientos de refracción y reflexión de la luz más naturales. A su vez, se ha adaptado VITA VM 9 a los nuevos VITA In-Ceram YZ Coloring Liquids y se ha armonizado VITA VM 7 con los dos nuevos vidrios VITA In-Ceram Alumina. VITA VM 7 estará disponible a partir del 1 de junio de 2011 con las adaptaciones presentadas.

Además se han añadido nuevos componentes a VITA VM 7, VM 9 y VM 13 para lograr una dinámica lumínica natural: el uso de los cinco materiales Effect Opal permite alcanzar una transmisión de luz similar a la de los dientes naturales en las zonas incisal y translúcida,



así como una mejor adaptación cromática a los dientes remanentes. El efecto opalescente se mantiene estable y visible incluso después de varias cocciones.

Con los tres nuevos materiales Sun Dentine se puede controlar selectivamente la claridad en el área cervical y del cuerpo en VITA VM 9 y VM 13.

Los tres materiales VITA VM 13 Sun Opaque adicionales se caracterizan por su capacidad cromática, así como por su excelente capacidad de cubrimiento, y se añaden muy fácilmente a los opaques ya existentes.

#

Para más información sobre la gama VITA VM, que ofrece al ceramista aún más flexibilidad gracias a un margen de maniobra técnico y creativo máximo, se puede consultar la web [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) o llamar a la línea de atención de VITA, en el número +49 (0)7761-562 222.



Fig. 1: VITA VM 9 EFFECT OPAL para una opalescencia de aspecto natural



Fig. 1: VITA VM 13 SUN OPAQUE para colores especialmente cálidos

**Rogamos que se nos envíe un ejemplar en caso de publicación.**



### **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**

La empresa VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, con sede central en Bad Säckingen (Alemania), trabaja desde hace más de 85 años en el desarrollo, la producción y la distribución de soluciones innovadoras para la confección de prótesis dentales aplicando de forma sistemática los más elevados estándares de calidad, y es considerada una entidad pionera y de vanguardia a nivel mundial. El estándar de colores de VITA, por ejemplo, es el sistema de colores de referencia del sector dental en el ámbito internacional. Los usuarios de un total de 120 países se benefician de la extensa gama de servicios de VITA Zahnfabrik, que incluye sistemas analógicos y digitales de determinación del color dental, dientes de resina y de cerámica, materiales de estructuras y recubrimientos para procedimientos de confección convencionales y asistidos por ordenador, aparatos y una amplia oferta de servicios y formación.

#### **Su persona de contacto**

Jorge Gómez-Rosas

Teléfono + 34 93 7 67 88 36

Fax + 34 6 09 35 09 91

E-mail: [j.gomezrosas@vita-zahnfabrik.com](mailto:j.gomezrosas@vita-zahnfabrik.com)

Internet: [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

