

## VITA VM – il concetto di rivestimento estetico per una creatività senza limiti

Il concetto di rivestimento estetico VITA VM per metallo-ceramica, ceramica integrale e composito soddisfa i massimi requisiti qualitativi – ma nulla è tale da non poter essere ulteriormente migliorato. Le ottimizzazioni realizzate sulla base di esigenze espresse dagli utilizzatori assicurano ancora maggiore flessibilità, di modo che il ceramista possa godere della massima libertà tecnica e creativa!

**Maggiore semplicità d'uso:** le caratteristiche di lavorazione di VITA VM 7, VM 9 e VM 13 in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER sono state ulteriormente migliorate. Le migliorie si riferiscono a modellabilità e comportamento di cottura e retrazione, come già integrate con successo nelle masse in colorazione VITA classical A1-D4. E' stata inoltre nettamente incrementata la sicurezza cromatica, così da assicurare risultati esatti con un comportamento naturale di riflessione e rifrazione della luce anche in situazione di carenza di spazio. VITA VM 9 è stata ottimizzata in funzione dei nuovi VITA In-Ceram YZ Coloring Liquids e VITA VM 7 in funzione dei due nuovi vetri VITA In-Ceram Alumina. VITA VM 7 così ottimizzata sarà disponibile da giugno 2011.

VITA VM 7, VM 9 e VM 13 si sono arricchite di un nuovo componente per una dinamica luminosa di grande vitalità: con le cinque masse Effect Opal è possibile ottenere una trasmissione della luce più fedele al modello naturale nella zona incisale o traslucente ed un miglior adattamento cromatico alla dentatura residua. L'effetto opalescente resta stabile e visibile anche dopo numerose cotture. Con VITA VM 9 e VM 13 le tre nuove masse Sun Dentine consentono di controllare in modo mirato la luminosità dell'area cervicale e del



corpo del dente.

Le tre masse aggiuntive VITA VM 13 Sun Opaque si distinguono per le proprietà cromatizzanti e l'eccellente capacità di copertura, e si miscelano semplicemente agli opachi esistenti.

Per ulteriori informazioni sulla famiglia VITA VM, che offre al ceramista maggiore flessibilità e massime possibilità tecniche e creative, consultare [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) o telefonare alla VITA Hotline 07761-562 222.



Fig. 1: VITA VM 9 EFFECT OPAL per un'opalescenza naturale



Fig. 2: VITA VM 13 SUN OPAQUE per colori particolarmente caldi

**In caso di stampa inviare un giustificativo.**

#### **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**

La VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG con sede a Bad Saeckingen sviluppa, produce e distribuisce da oltre 85 anni soluzioni innovative per la protesi dentale adottando i massimi standard qualitativi. È considerata pioniera della prima ora e riconosciuta per la sua capacità di innovazione in tutto il mondo. Lo standard cromatico VITA ad esempio è riconosciuto nell'intero settore dentale come sistema di riferimento del colore. Utilizzatori in 120 paesi adottano l'ampia gamma di prestazioni della VITA Zahnfabrik, che comprende: sistemi di determinazione del colore analogici e digitali, denti in resina e ceramica, materiali di rivestimento estetico e strutturali per procedimenti di fabbricazione convenzionali e computerizzati, apparecchiature ed una gamma completa di servizi e aggiornamenti.



## Responsabile

Dirk Aubry

Telefon + 32 33 84 07 47

Fax + 32 4 77 77 49 06

E-Mail: [d.aubry@vita-zahnfabrik.com](mailto:d.aubry@vita-zahnfabrik.com)

Internet: [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

