

De nombreux avantages pour l'utilisateur avec les innovations apportées au composite cosmétique VITA VM LC

Une optimisation évidente : composite cosmétique VITA VM LC

Avec toute une série d'innovations importantes concernant la gamme VITA VM LC, VITA offre cet automne aux utilisateurs une plus grande liberté de création esthétique, un plus grand confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire. VITA VM LC est un composite à micro particules photopolymérisable destiné au cosmétique des prothèses conjointes et adjointes. Il fait partie du concept cosmétique VITA VM.

Le composite cosmétique VITA VM LC évolue avec les innovations proposées par le fabricant depuis septembre. Les utilisateurs vont profiter de nets avantages lors de sa mise en œuvre : un nouvel opaque en pâte qui fait gagner du temps, un composant supplémentaire pour une cohésion plus sûre, une nouvelle seringue doseur pratique et quatre autres teintes VITA classical ainsi qu'une nouvelle masse Effet.

Gain de temps avec OPAQUE PASTE

En lieu et place de l'opaque - poudre et liquide – qui a fait ses preuves, VITA propose à présent un opaque en pâte VITA VM LC OPAQUE PASTE. Cet opaque réduit sensiblement la durée du montage cosmétique car la masse est pré-mélangée dans la seringue et polymérise aussi plus vite. Il n'y a plus de risque d'erreur au dosage. OPAQUE PASTE s'applique avec précision et rapidement grâce à sa consistance viscoélastique qui évite aussi une désagrégation de la masse dans la seringue. La conservation de la pâte est plus sûre.

Le nouvel opaque en pâte est disponible dans 11 teintes VITA SYSTEM 3D-MASTER, 10 teintes VITA classical A-D ainsi que dans une teinte Gingiva.

Une cohésion plus sûre avec PRE OPAQUE

Le composant fluide complémentaire VM LC PRE OPAQUE renforce la cohésion entre le composite cosmétique et le châssis métallique. Il est particulièrement appréciable en cas de rétentions et de contre-dépouilles.



VITA

Dosage précis avec la nouvelle seringue

La nouvelle seringue ergonomique à piston avec un capuchon à clic est conçue dans un plastique spécial étanche à l'air et à la lumière. Elle assure un dosage précis des masses, une fermeture sûre après prélèvement du matériau et une dépose stable de la seringue sur l'établi.

De nouvelles teintes complètent l'offre

Parallèlement à l'offre intégrale des teintes VITA SYSTEM 3D-MASTER, VM LC est depuis septembre disponible dans les 10 teintes VITA classical A – D les plus courantes. De plus, une nouvelle masse Effet EE2 pour les effets amélaire et incisaux blanchâtres-jaunâtres s'ajoute à la gamme des masse complémentaires.

Tous les nouveaux composants sont livrables depuis septembre par les revendeurs VITA.



III 1 : VITA VM LC

Merci de fournir un justificatif d'impression.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG KG

L'entreprise VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG installée à Bad Säckingen conçoit, produit et commercialise depuis plus de 85 ans des produits innovants pour la prothèse dentaire selon des normes de qualité très élevées. Elle est considérée comme une entreprise pionnière et d'avant-garde dans son



VITA

secteur. Le standard VITA en matière de teintes par exemple est la référence dans le monde dentaire. Dans plus de 120 pays des utilisateurs bénéficient des multiples prestations de VITA Zahnfabrik. Le programme VITA comprend des systèmes analogiques et numériques pour la définition des teintes dentaires, des dents en résine et en céramique, des matériaux cosmétiques et des matériaux d'infrastructure pour les procédés de fabrication traditionnels et CFAO, des appareils et une vaste palette de services et de formations.

Votre correspondant

Anne-Marie Wehrung

Téléphone + 33 38 837 15 82

Fax + 33 38 837 15 83

