

Les nouveaux colorants VITA AKZENT® Plus au fort caractère offrent un "plus" décisif en matière de polyvalence, de confort, d'utilisation et de productivité.

Les nouveaux colorants VITA AKZENT® Plus remplacent les colorants VITA AKZENT et VITA SHADING PASTE. Les utilisateurs profiteront ainsi d'un système global de colorants avec un champ d'indications plus étendu. Bad Säckingen, 01.03.2013. Les nouveaux colorants VITA AKZENT Plus constituent un système moderne et complet offrant un grand confort d'utilisation et une haute sécurité. Avec un champ d'indications plus étendu, ces colorants procurent une plus grande polyvalence aux utilisateurs en cabinet dentaire ou en laboratoire. Ils permettent de caractériser et de personnaliser vite et bien l'ensemble des céramiques dentaires, indépendamment du CDT des restaurations.

VITA AKZENT Plus est un système complet de colorants et de glaçures offrant aux utilisateurs une liberté quasiment infinie en matière de retouches chromatiques. Qu'il s'agisse d'appliquer une subtile lasure, de colorer ou de caractériser la surface ou bien encore de teinter le montage cosmétique, le travail est sûr et non fastidieux.

Les nouveaux colorants s'adaptent à différentes méthodes et à de multiples indications. Ils sont proposés en version poudre-liquide, pâte et spray.

Les nouveaux **colorants de type lasure** (Body Stains) sont translucides et s'utilisent pour le maquillage de surface ou la coloration interne. Ces Body Stains sont proposés en six teintes sous forme de pâte, de poudre et de spray.

Les **colorants** à effet "teintant" présentent un grain très fin, **très fluorescents** (Effect Stains) ont un pouvoir très couvrant du fait de leur forte saturation finale. Ils s'utilisent pour créer des effets de surface naturels. Les Effect Stains sont disponibles en 13 teintes sous forme de pâte et de poudre.

Pour un état de surface soyeux, il est conseillé d'utiliser le **Finishing Agent**. Il comble les microporosités et renforce la biocompatibilité dans la zone subgingivale. Le Finishing Agent est proposé en poudre et en pâte.

Les **masses glaçures** (VITA AKZENT Plus Glaze) procurent un état de surface homogène et brillant. Elles sont proposées sous forme de poudre, de pâte et de spray.

Pour les céramiques dont la température de cuisson ne dépasse pas 800°C, VITA propose désormais, parallèlement à VITA AKZENT Plus Glaze, une nouvelle **glaçure basse fusion** VITA AKZENT Plus Glaze LT.

À partir de l'IDS 2013, les colorants VITA AKZENT Plus seront disponibles auprès des dépôts dentaires en trois versions :

- VITA AKZENT Plus POWDER KIT
- VITA AKZENT Plus PASTE KIT
- AKZENT Plus SPRAY KIT



III. 1) VITA AKZENT Plus

Merci de fournir un justificatif d'impression.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG KG

L'entreprise VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG installée à Bad Säckingen conçoit, produit et commercialise depuis plus de 85 ans des produits innovants pour la prothèse dentaire selon des normes de qualité très élevées. Elle est considérée comme une entreprise pionnière et d'avant-garde dans son secteur. Le standard VITA en matière de teintes par exemple est la référence dans le monde dentaire. Dans plus de 120 pays des utilisateurs bénéficient des multiples prestations de VITA Zahnfabrik. Le programme VITA comprend des systèmes analogiques et numériques pour la définition des teintes dentaires, des dents en résine et en céramique, des matériaux cosmétiques et des matériaux d'infrastructure pour les procédés de fabrication traditionnels et CFAO, des appareils et une vaste palette de services et de formations.

Votre correspondante

Anne-Marie Wehrung

Téléphone : + 49 77 61 562 840

Portable : 06 75 38 87 89

Courriel : a.wehrung@vita-zahnfabrik.com

Internet : www.vita-zahnfabrik.com