

## Rotondi, colorati, trasparenti – i nuovi VITA DISC

Da marzo 2013 l'assortimento di dischi in biossido di zirconio parzialmente stabilizzato con ittrio VITA In-Ceram YZ per CAD/CAM viene ampliato con nuove varianti: VITA In-Ceram YZ DISC Color e VITA YZ DISC HT. Con questi nuovi dischi VITA soddisfa le attuali esigenze degli utilizzatori e semplifica la realizzazione di restauri di elevata qualità nel suo affermato biossido di zirconio per soddisfare le massime aspettative di estetica da parte dei pazienti.

VITA In-Ceram YZ DISC è disponibile in versione monocroma precromatizzata. Il processo controllato di colorazione secondo standard industriali assicura qualità cromatica omogenea, rendendo superflua la colorazione manuale. Sono disponibili tre varianti – VITA In-Ceram YZ DISC Color light, medium e intense. All'occorrenza con i VITA In-Ceram YZ COLORING LIQUID si possono ottenere ulteriori tonalità. Sulla base dell'affermato VITA In-Ceram YZ DISC è stata sviluppata una variante ancora più traslucida: VITA YZ DISC HT. E' l'ideale per la realizzazione efficiente di restauri monolitici completamente anatomici in biossido di zirconio, perchè per la sua elevata traslucenza non è necessario alcun rivestimento estetico. E' quindi un'alternativa conveniente ed estetica a restauri metallici senza rivestimento o con rivestimento parziale. HT-DISC è indicato come materiale strutturale estetico per riabilitazioni, che devono distinguersi per una conducibilità della luce di grande naturalezza.

Sia VITA In-Ceram YZ DISC Color che VITA YZ DISC HT sono disponibili nelle geometrie abituali con diametro di 98 mm e spessori di 14 mm e 18 mm. Per informazioni dettagliate sui nuovi dischi e sull'intera linea di prodotti VITA In-Ceram YZ consultate la VITA Homepage [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com).



Fig. 1: VITA In-Ceram YZ DISC Color



Fig. 1: VITA YZ DISC HT

**In caso di stampa inviare un giustificativo.**

**VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**

La VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG con sede a Bad Saeckingen sviluppa, produce e distribuisce da oltre 85 anni soluzioni innovative per la protesi dentale adottando i massimi standard qualitativi. È considerata pioniere della prima ora e riconosciuta per la sua capacità di innovazione in tutto il mondo. Lo standard cromatico VITA ad esempio è riconosciuto nell'intero settore dentale come sistema di riferimento del colore. Utilizzatori in 120 paesi adottano l'ampia gamma di prestazioni della VITA Zahnfabrik, che comprende: sistemi di determinazione del colore analogici e digitali, denti in resina e ceramica, materiali di rivestimento estetico e strutturali per procedimenti di fabbricazione convenzionali e computerizzati, apparecchiature ed una gamma completa di servizi e aggiornamenti.

**Responsabile**

Dirk Aubry  
Telefon + 32 33 84 07 47  
Fax + 32 4 77 77 49 06  
E-mail: d.aubry@vita-zahnfabrik.com  
Internet: www.vita-zahnfabrik.com