

## **VITAPAN PLUS® "Gamme concentrée, polyvalence maximale"**

Telle est la gamme moderne de dents antérieures VITAPAN PLUS - l'assortiment a été étudié pour offrir une bonne sélection de formes à même de se combiner avec les quatre gammes de dents postérieures. Depuis janvier 2013 une nouvelle sélection de neuf formes complémentaires venant compléter la palette VITAPAN PLUS est disponible.

La dent VITAPAN PLUS est basée sur la dent classique VITAPAN si appréciée. Cette nouvelle dent répond à la demande et aux exigences des utilisateurs partout dans le monde. Cette dent antérieure innovante a été conçue dans le fameux matériau VITA MRP. Elle est simple et sûre et séduit par son esthétique soignée et dynamique. Lors de l'élaboration des dimensions de VITAPAN PLUS, il a été tenu compte du fait que la largeur d'une plaquette de dents antérieures maxillaires - selon les résultats d'études empiriques - varie généralement entre +40 et +50 mm. Il s'agissait également de couvrir l'ensemble des tailles demandées avec un minimum de formes. La gamme comporte à présent pour le maxillaire un total de sept formes ovales (dont deux nouvelles O43 et O47L avec un collet allongé), sept formes triangulaires (dont les nouvelles T42, T48, T50 et T54), trois formes rectangulaires (dont la nouvelle R45) et la nouvelle forme carrée S46. Pour la mandibule, six plaquettes sont proposées (dont la nouvelle L37L avec un collet allongé). La palette de couleurs se compose de l'ensemble des teintes VITA classical A1 – D4 sauf B1 et des couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER 1M1 – 5M3, 0M1 et 0M3 comprises.

Le nouvel assortiment VITAPAN PLUS est recommandé à tous les prothésistes et pour toutes les indications - qu'il s'agisse de prothèse complète, implantaire ou de prothèse à châssis métallique, de travaux à attachements ou télescopes, voir de travaux coniques. Sur le site Internet VITA [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com), vous pourrez vous informer en détails sur l'ensemble de la gamme de dents et notamment sur les nouvelles formes.



III. 1 : VITAPAN PLUS avec la gamme complète de formes

**Merci de fournir un justificatif d'impression.**

**VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG KG**

L'entreprise VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG installée à Bad Säckingen conçoit, produit et commercialise depuis plus de 85 ans des produits innovants pour la prothèse dentaire selon des normes de qualité très élevées. Elle est considérée comme une entreprise pionnière et d'avant-garde dans son secteur. Le standard VITA en matière de teintes par exemple est la référence dans le monde dentaire. Dans plus de 120 pays des utilisateurs bénéficient des multiples prestations de VITA Zahnfabrik. Le programme VITA comprend des systèmes analogiques et numériques pour la définition des teintes dentaires, des dents en résine et en céramique, des matériaux cosmétiques et des matériaux d'infrastructure pour les procédés de fabrication traditionnels et CFAO, des appareils et une vaste palette de services et de formations.

**Votre correspondante**

Anne-Marie Wehrung

Téléphone : + 49 77 61 562 840

Portable : 06 75 38 87 89

Courriel : [a.wehrung@vita-zahnfabrik.com](mailto:a.wehrung@vita-zahnfabrik.com)

Internet : [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)