

VITAPAN PLUS: „assortimento concentrato, versatilità massimizzata“.

Questa massima descrive la moderna linea di denti anteriori VITAPAN PLUS – il concetto dell'assortimento è una selezione equilibrata di forme combinabili con ben quattro differenti linee di denti posteriori. Da gennaio 2013 l'assortimento comprende nove forme aggiuntive completando la gamma di denti VITAPAN PLUS.

Lo sviluppo dei VITAPAN PLUS si basa sul classico dente VITAPAN e sui desideri, suggerimenti ed di utilizzatori di tutto il mondo. Questo innovativo dente anteriore, costituito dall'affermato materiale VITA MRP, garantisce un utilizzo semplice e sicuro e convince per un'estetica ricca di dettagli e molto naturale. Le misure dei VITAPAN PLUS sono state stabilite tenendo conto che in base a studi empirici la larghezza di una fila di denti anteriori superiori è generalmente compresa tra 40 e 50 mm. Pertanto l'intera gamma di misure necessarie può essere coperta con un minimo di forme. La linea di denti comprende sette forme superiori ovali (tra cui le nuove O43 e O47L con colletto allungato), sette forme triangolari (tra cui le nuove T42, T48, T50 e T54), tre forme rettangolari (tra cui la nuova R45) e - novità - la forma quadrata S46. Per gli inferiori sono disponibili sei forme (di cui nuova la L37L con colletto allungato). La gamma cromatica comprende tutti i colori VITA classical A1 – D4, ad eccezione di B1, e tutti i colori VITA SYSTEM 3D-MASTER 1M1 – 5M3 compresi 0M1 e 0M3.

L'assortimento VITAPAN PLUS ora completato è adatto per ogni tecnica protesica e tutte le indicazioni – che si tratti di protesi totali, supportate da impianti o s, di lavori con attacchi telescopici o conometrici. Per informazioni dettagliate sull'intera linea di denti ed in particolare sulle nuove forme consultare il sito VITA www.vita-zahnfabrik.com.



Fig. 1: VITAPAN PLUS - assortimento completato

In caso di stampa inviare un giustificativo.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

La VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG con sede a Bad Saeckingen sviluppa, produce e distribuisce da oltre 85 anni soluzioni innovative per la protesi dentale adottando i massimi standard qualitativi. È considerata pioniera della prima ora e riconosciuta per la sua capacità di innovazione in tutto il mondo. Lo standard cromatico VITA ad esempio è riconosciuto nell'intero settore dentale come sistema di riferimento del colore. Utilizzatori in 120 paesi adottano l'ampia gamma di prestazioni della VITA Zahnfabrik, che comprende: sistemi di determinazione del colore analogici e digitali, denti in resina e ceramica, materiali di rivestimento estetico e strutturali per procedimenti di fabbricazione convenzionali e computerizzati, apparecchiature ed una gamma completa di servizi e aggiornamenti.

Responsabile

Dirk Aubry
 Telefon + 32 33 84 07 47
 Fax + 32 4 77 77 49 06
 E-mail: d.aubry@vita-zahnfabrik.com
 Internet: www.vita-zahnfabrik.com