

Todos los colores con el composite de recubrimiento perfecto: VITA VM LC

Una vez más, VITA Zahnfabrik demuestra que la filosofía de la empresa como proveedor integral resulta beneficiosa para el usuario. Aparte del surtido completo de colores del VITA SYSTEM 3D-Master, en la feria IDS 2013, el composite de micropartículas fotopolimerizable VITA VM LC se presentará en cinco nuevos colores classical: B4, C1, C4, D2 y D4. Así, este innovador material de recubrimiento estará disponible en todos los colores VITA classical A1 – D4 (excepto B1). Adicionalmente, habrá un nuevo material de esmalte Effect, EE12, que se puede utilizar como alternativa a ENL. Para obtener resultados menos translúcidos, puede utilizarse también VM LC EE12 como sustituto del esmalte (excepto los colores blanqueados).

El Alloy Primer de Kuraray garantiza una unión adhesiva segura entre el metal y el composite. VITA ha probado y autorizado este Primer.

Mayor seguridad en la unión adhesiva: el nuevo agente adhesivo Pre Opaque mejora adicionalmente la unión entre la estructura y el recubrimiento. Se aplica opcionalmente como primera capa después del sistema de unión (p. ej. el Alloy Primer de Kuraray) y, gracias a su baja viscosidad, fluye muy bien al interior de socavaduras de retención, donde polimeriza de forma óptima gracias a su elevada translucidez.

Ahorro de tiempo con el opáquer en pasta: el nuevo opáquer en pasta OPAQUE PASTE reduce considerablemente el tiempo necesario para la confección del recubrimiento. Ya se encuentra mezclado y listo para su uso en la jeringa, lo cual ayuda a evitar posibles fallos debido a una dosificación incorrecta de los materiales.

Dosificación segura con la innovadora jeringa: la nueva jeringa con émbolo giratorio se ha desarrollado especialmente para VITA VM LC. El émbolo giratorio permite una dosificación precisa de VM LC y la tapa encajable (con un “clic” audible) cierra el material de forma segura en la jeringa. Gracias a su forma especial, la jeringa no puede rodar una vez colocada en el puesto de trabajo.



Fig. 1) VITA VM LC en cinco nuevos colores VITA classical: B4, C1, C4, D2 y D4

Rogamos que se nos envíe un ejemplar en caso de publicación.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

La empresa VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, con sede central en Bad Säckingen (Alemania), trabaja desde hace más de 85 años en el desarrollo, la producción y la distribución de soluciones innovadoras para la confección de prótesis dentales aplicando de forma sistemática los más elevados estándares de calidad, y es considerada una entidad pionera y de vanguardia a nivel mundial. El estándar de colores de VITA, por ejemplo, es el sistema de colores de referencia del sector dental en el ámbito internacional. Los usuarios de un total de 120 países se benefician de la extensa gama de servicios de VITA Zahnfabrik, que incluye sistemas analógicos y digitales de determinación del color dental, dientes de resina y de cerámica, materiales de estructuras y recubrimientos para procedimientos de confección convencionales y asistidos por ordenador, aparatos y una amplia oferta de servicios y formación.

Su persona de contacto

Jorge Gómez-Rosas

Teléfono + 34 93 767 88 36

Fax + 34 93 767 88 36

E-mail: J.GomezRosas@vita-zahnfabrik.com

Internet: www.vita-zahnfabrik.com