




Compendium VITA Novembre 2023

Polissage



VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITA CERAMICS Polishing Set

Pour le pré-polissage et le polissage haute brillance de tous les matériaux céramique



Description du produit

Les VITA CERAMICS Polishing Sets ont été spécialement conçus pour le polissage en deux étapes de tous les matériaux en céramique dentaire au cabinet dentaire et au laboratoire. Les coffrets contiennent au total 6 polissoirs pour le pré-polissage et le polissage haute brillance.

Avantages

Pour toutes les céramiques

Céramique feldspathique, vitrocéramique, céramique d'oxydes : tous les types de céramique peuvent être polis avec un seul kit.

Polissage simple, excellentes performances

Les instruments convainquent par leur bonne capacité de soustraction et de polissage, même en cas de fissures prononcées. Les instruments clinical peuvent être stérilisés pour plus de sécurité.

Utilisation prolongée

Les VITA CERAMICS Polishing Sets sont particulièrement performants et durables grâce à une forte teneur en diamant et un grand volume utile.

Contenu

VITA CERAMICS Polishing Set clinical

Comprend un total de six instruments pour contre-angle. Il contient trois instruments pour le prépolissage et trois autres pour le polissage haute brillance. Tous les instruments sont stérilisables.

VITA CERAMICS Polishing Set technical

Comprend un total de six instruments pour pièce à main. Il contient trois instruments pour le prépolissage et trois autres pour le polissage haute brillance.


VITA CERAMICS Polishing Set articles

VITA CERAMICS Polishing Set

Désignation	N° art.
VITA CERAMICS Polishing Set clinical	ECEPSETC
VITA CERAMICS Polishing Set technical	ECEPSETT
Instrument à polir technical, lentille, VI-H16D Polissage haute brillance (crème), 3 pièce	ERHH16D3
Instrument à polir technical, lentille, VI-H16Dmf Prépolissage (gris), 3 pièce	ERHH16DMF3
Instrument à polir technical, Brush, VI-DT-H17D Polissage haute brillance (crème), 3 pièce	ERHH17D3
Instrument à polir technical, Brush, VI-DT-H17Dmf Prépolissage (gris), 3 pièce	ERHH17DMF3
Instrument à polir technical, pointe, VI-H1D Polissage haute brillance (crème), 6 pièce	ERHH1D6
Instrument à polir technical, pointe, VI-H1Dmf Prépolissage (gris), 6 pièce	ERHH1DMF6
Instrument à polir clinical, Brush, VI-DT-W14D Polissage haute brillance (crème), 3 pièce	ERWW14D3
Instrument à polir clinical, Brush, VI-DT-W14Dmf Prépolissage (gris), 3 pièce	ERWW14DMF3
Instrument à polir clinical, lentille, VI-W18D Polissage haute brillance (crème), 6 pièce	ERWW18D6
Instrument à polir clinical, lentille, VI-W18Dmf Prépolissage (gris), 6 pièce	ERWW18DMF6
Instrument à polir clinical, cupule, VI-W7D Polissage haute brillance (crème), 6 pièce	ERWW7D6
Instrument à polir clinical, cupule, VI-W7Dmf Prépolissage (gris), 6 pièce	ERWW7DMF6

VITA ENAMIC® Polishing Set

Pour le pré-polissage et le lustrage de la céramique hybride VITA ENAMIC



Description du produit

Les coffrets de polissoirs VITA ENAMIC ont été mis au point pour un traitement de surface sûr, rentable et adapté à la céramique hybride, aussi bien au cabinet dentaire qu'au laboratoire. Les coffrets contiennent diverses pointes à polir pour le pré-polissage et le lustrage. Ces instruments assurent le polissage des surfaces occlusales, des cuspidés, des sillons et des points de contact des restaurations tout en préservant le matériau. Les instruments confèrent une remarquable brillance finale aux restaurations.

Avantages

Excellents résultats:

Ces instruments donnent une excellente qualité de surface, peu propice à l'accumulation de la plaque. Une concentricité précise, des granulométries et des tailles d'instruments bien harmonisées contribuent à la grande précision du polissage.

Manipulation simple et sûre:

Les instruments garantissent un fort retrait. La bonne manipulation et l'utilisation sans pâte à polir accélèrent et simplifient le travail. Les instruments clinique peuvent être stérilisés pour plus de sécurité.

Traitement non agressif:

Avec ces instruments spécialement conçus pour VITA ENAMIC, les retouches n'endommagent pas le matériau. Les risques de microfissures par exemple sont évités.

Contenu

VITA ENAMIC Polishing Set clinical:

Il comporte un total de 6 instruments pour contre-angle 3 instruments pour le pré-polissage et 3 pour le polissage haute brillance.

VITA ENAMIC Polishing Set technical:

Il comporte un total de 6 instruments pour pièce à main 3 instruments pour le pré-polissage et 3 pour le polissage haute brillance.

VITA ENAMIC® Polishing Set articles

VITA ENAMIC® Polishing Set

Désignation		N° art.
VITA ENAMIC Polishing Set clinical		EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical		EENPSETTV1
Instrument à polir technical, Brush, VI-EB17f Polissage haute brillance gris, 3 pièce		ERHEB17F3
Instrument à polir technical, Brush, VI-EB17m Prépolissage (rose), 3 pièce		ERHEB17M3
Instrument à polir technical, roue, VI-ER15f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHER15F6
Instrument à polir technical, roue, VI-ER15m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHER15M6
Instrument à polir technical, pointe, VI-ES5f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHES5F6
Instrument à polir technical, pointe, VI-ES5m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHES5M6
Instrument à polir clinical, Brush, VI-EB14f Polissage haute brillance (gris), 3 pièce		ERWEB14F3
Instrument à polir clinical, Brush, VI-EB14m Prépolissage (rose), 3 pièce		ERWEB14M3
Instrument à polir clinical, cupule, VI-EC6f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERWEC6F6
Instrument à polir clinical, cupule, VI-EC7m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERWEC7M6
Instrument à polir clinical, lentille, VI-EL10f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERWEL10F6
Instrument à polir clinical, lentille, VI-EL10m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERWEL10M6

VITA SUPRINITY® Polishing Set

Pour le pré-polissage et le lustrage de la VITA SUPRINITY PC



Description du produit

Les coffrets de polissage VITA SUPRINITY ont été conçus pour un traitement de surface des restaurations en céramique de silicate de lithium dopée au dioxyde de zirconium (ZLS), sûr, rentable et adapté au matériau, effectué au cabinet dentaire et au laboratoire. Les coffrets contiennent diverses pointes à polir pour le pré-polissage et le lustrage.

Ces instruments assurent le polissage des surfaces occlusales, des cuspidés, des sillons et des zones de contact des restaurations tout en préservant le matériau. Les instruments confèrent une remarquable brillance finale aux restaurations.

Avantages

Excellents résultats:

Ces instruments donnent une excellente qualité de surface, peu propice à l'accumulation de la plaque. Une concentricité précise, des granulométries et des tailles d'instruments bien harmonisées garantissent la grande précision des résultats.

Manipulation simple et sûre:

les instruments assurent un retrait de matériau bien contrôlable avec simultanément une faible usure intrinsèque. La bonne manipulation et l'utilisation sans pâte à polir accélèrent et simplifient le travail. Les instruments clinical peuvent être stérilisés pour plus de sécurité.

Traitement non agressif:

Avec ces instruments spécialement conçus pour VITA SUPRINITY PC, les retouches n'endommagent pas le matériau. Les éventuels risques de micro fissures par exemple sont réduits.

Contenu

VITA SUPRINITY Polishing Set clinical:

Il comporte un total de 6 instruments pour contre-angle 3 instruments pour le pré-polissage et 3 pour le polissage haute brillance.

VITA SUPRINITY Polishing Set technical:

Il comporte un total de 8 instruments pour pièce à main 4 instruments pour le pré-polissage et 4 pour le polissage haute brillance.

VITA SUPRINITY® Polishing Set articles

VITA SUPRINITY® Polishing Set

Désignation		N° art.
VITA SUPRINITY Polishing Set clinical		ELSPSETC
VITA SUPRINITY Polishing Set technical		ELSPSETT
Instrument à polir technical, lentille, L16f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHL16F6
Instrument à polir technical, lentille, L16m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHL16M6
Instrument à polir technical, longpin, LPf Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHLPF6
Instrument à polir technical, longpin, LPm Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHLPM6
Instrument à polir technical, roue, R15f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHR15F6
Instrument à polir technical, roue, R15m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHR15M6
Instrument à polir technical, pointe, S5f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHS5F6
Instrument à polir technical, pointe, S5m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHS5M6
Instrument à polir clinical, cupule, C6f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERWC6F6
Instrument à polir clinical, cupule, C6m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERWC6M6
Instrument à polir clinical, lentille, L10f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERWL10F6
Instrument à polir clinical, lentille, L10m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERWL10M6
Instrument à polir clinical, pointe, S4f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERWS4F6
Instrument à polir clinical, pointe, S4m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERWS4M6

Pâtes à polir VITA

Pâtes à polir diamantées pour le lustrage extra-oral des céramiques et des matériaux contenant des polymères



Description du produit

VITA Polish Hybrid est une pâte à polir diamantée pour le lustrage extra-oral et final de restaurations en céramique hybride VITA ENAMIC, en résine composite et en polymère.

VITA Polish Cera est une pâte à polir diamantée pour le lustrage extra-oral et final de restaurations en céramique dentaire : céramique feldspathique, céramique vitreuse, céramique de dioxyde de zirconium.

Avantages

- Les deux pâtes à polir permettent d'obtenir rapidement et sûrement un résultat brillant, tout en préservant la texture de surface.
- Les particules de diamant sont respectivement adaptées de manière spécifique aux classes de matériaux. La surface est ainsi améliorée et la probabilité d'accumulation de la plaque dentaire est réduite.

Contenu


La pâte à polir VITA Polish Hybrid convient très bien au polissage de la céramique hybride VITA ENAMIC à l'aide des pointes de polissage des sets de polissage VITA ENAMIC clinical et technical.

La pâte à polir VITA Polish Cera convient très bien au polissage de VITA SUPRINITY PC, VITA AMBRIA et VITA YZ en association avec les polissoirs des sets de polissage VITA SUPRINITY clinical et technical.

Pâtes à polir VITA articles

Pâtes à polir VITA

Désignation		N° art.
VITA Polish Cera, 18 g		B459
VITA Polish Hybrid, 12 g		C020



Nos produits ont été conçus pour un usage dans le domaine dentaire et doivent être mis en oeuvre conformément aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une garantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Mise à jour: 11/2023

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik