






# VITA Kompendium April 2024

## Verblendung



VITA – perfect match.

**VITA**



VITA – perfect match.

**VITA**



**VITAVM®13 Sortimente**

**VITAVM®13 VITA classical A1-D4®**



**VITAVM®13 BUILD UP KIT VITA classical A1-D4®**  
**Aufbausortiment für die BUILD UP-Schichtung**  
**BV13BUK12CV1**

Anzahl	Inhalt	Material
16	12 g	VITA VM 13 TRANSPA DENTINE A1 - D4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS



**VITAVM®13 ONE COLOR KIT A2 POWDER**  
**Einfarben-Sortiment für die ersten Tests**  
**BV130CKA2V3**

Anzahl	Inhalt	Material
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
1	12 g	VITA VM 13 OPAQUE A2
1	12 g	VITA VM 13 CHROMA PLUS CP2
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE A2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA classical Farbstäbchen A2

**VITAVM®13 VITA SYSTEM 3D-MASTER®**



**VITAVM®13 BUILD UP KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®**  
**Aufbausortiment für die BUILD UP-Schichtung**  
**BV13BUK12V1**

Anzahl	Inhalt	Material
26	12 g	VITA VM 13 TRANSPA DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS



**VITAVM®13 ONE COLOR KIT 2M2 POWDER**  
**Einfarben-Sortiment für die ersten Tests**  
**BV130CK2M2V3**

Anzahl	Inhalt	Material
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
1	12 g	VITA VM 13 OPAQUE OP2
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA Farbmusterstäbchen 2M2

**VITAVM®13 ONE COLOR KIT 3M2 POWDER**  
**Einfarben-Sortiment für die ersten Tests**  
**BV130CK3M2V3**

Anzahl	Inhalt	Material
1	12 g	VITA VM 13 WASH OPAQUE WO
1	12 g	VITA VM 13 OPAQUE OP3
1	12 g	VITA VM 13 BASE DENTINE 3M2
1	12 g	VITA VM 13 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 13 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA Farbmusterstäbchen 3M2

**VITAVM®13 Zusatzmassen**  
**verwendbar für VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1-D4 Farben**



**VITAVM®13 GINGIVA KIT**  
**Natürlich wirkende Zahnfleischmassen**  
**BV13GKV1**

Anzahl	Inhalt	Material
5	12 g	VITA VM 13 GINGIVA G1 - G5
2	12 g	VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE GOL, GOD
1		VITA VM GINGIVA / MARGIN Farbmusterschiene



**VITAVM®13 MARGIN KIT**  
**Für die Gestaltung von keramischen Schultern**  
**BV13MKV1**

Anzahl	Inhalt	Material
6	12 g	VITA VM 13 MARGIN M1, M4 - M5, M7 - M9
1		VITA VM GINGIVA / MARGIN Farbmusterschiene



**VITAVM®13 PROFESSIONAL KIT**  
**Zum Einlegen natürlicher Effekte und Charakteristiken**  
**BV13PKV2**

Anzahl	Inhalt	Material
11	12 g	VITA VM 13 EFFECT CHROMA EC1 - EC11
3	12 g	VITA VM 13 MAMELON MM1 - MM3
3	12 g	VITA VM 13 EFFECT PEARL EP1 - EP3
5	12 g	VITA VM 13 EFFECT OPAL EO1 - EO5
11	12 g	VITA VM 13 EFFECT ENAMEL EE1 - EE11
6	12 g	VITA VM 13 EFFECT LINER EL1 - EL6
1		VITA VM EFFECT CHROMA Farbmusterschiene
1		VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON Farbmusterschiene
1		VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL Farbmusterschiene

**VITAVM®13 Artikel**

**VITAVM®13 VITA classical A1-D4®**

VITA VM 13 OPAQUE PASTE, 5 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 g
A1	B453015
A2	B453025
A3	B453035
A3.5	B453045
A4	B453055
B1	B453065
B2	B453075
B3	B453085
B4	B453095
C1	B453105
C2	B453115
C3	B453125
C4	B453135
D2	B453145
D3	B453155
D4	B453165

**VITA VM 13 OPAQUE, 12 g / 50 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
A1	B4540112	B4540150
A2	B4540212	B4540250
A3	B4540312	B4540350
A3.5	B4540412	B4540450
A4	B4540512	B4540550
B1	B4540612	B4540650
B2	B4540712	B4540750
B3	B4540812	B4540850
B4	B4540912	B4540950
C1	B4541012	B4541050
C2	B4541112	B4541150
C3	B4541212	B4541250
C4	B4541312	B4541350
D2	B4541412	B4541450
D3	B4541512	B4541550
D4	B4541612	B4541650

**VITA VM 13 BASE DENTINE, 12 g / 50 g**

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
A1	ENL	B4543112	B4543150
A2	ENL	B4543212	B4543250
A3	ENL	B4543312	B4543350
A3.5	END	B4543412	B4543450
A4	END	B4543512	B4543550
B1	END	B4543612	B4543650
B2	END	B4543712	B4543750
B3	END	B4543812	B4543850
B4	END	B4543912	B4543950
C1	END	B4544012	B4544050
C2	END	B4544112	B4544150
C3	ENL	B4544212	B4544250
C4	ENL	B4544312	B4544350
D2	END	B4544412	B4544450
D3	END	B4544512	B4544550
D4	END	B4544612	B4544650



**VITA VM 13 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g**

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
A1	ENL	B4545112	B4545150
A2	ENL	B4545212	B4545250
A3	ENL	B4545312	B4545350
A3.5	END	B4545412	B4545450
A4	END	B4545512	B4545550
B1	END	B4545612	B4545650
B2	END	B4545712	B4545750
B3	END	B4545812	B4545850
B4	END	B4545912	B4545950
C1	END	B4546012	B4546050
C2	END	B4546112	B4546150
C3	ENL	B4546212	B4546250
C4	ENL	B4546312	B4546350
D2	END	B4546412	B4546450
D3	END	B4546512	B4546550
D4	END	B4546612	B4546650

**VITAVM® 13 VITA SYSTEM 3D-MASTER®**
**VITA VM 13 BASE DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g**

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
0M1	ENL	B4503112	B4503150	-
0M2	ENL	B4503212	B4503250	-
0M3	ENL	B4503312	B4503350	-
1M1	ENL	B4503412	B4503450	-
1M2	ENL	B4503512	B4503550	-
2L1.5	ENL	B4503612	B4503650	-
2L2.5	ENL	B4503712	B4503750	-
2M1	ENL	B4503812	B4503850	-
2M2	ENL	B4503912	B4503950	B45039250
2M3	ENL	B4504012	B4504050	B45040250
2R1.5	ENL	B4504112	B4504150	-
2R2.5	ENL	B4504212	B4504250	-
3L1.5	ENL	B4504312	B4504350	-
3L2.5	ENL	B4504412	B4504450	-
3M1	ENL	B4504512	B4504550	-
3M2	ENL	B4504612	B4504650	B45046250
3M3	ENL	B4504712	B4504750	B45047250

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
3R1.5	ENL	B4504812	B4504850	-
3R2.5	ENL	B4504912	B4504950	-
4L1.5	END	B4505012	B4505050	-
4L2.5	END	B4505112	B4505150	-
4M1	END	B4505212	B4505250	-
4M2	END	B4505312	B4505350	-
4M3	END	B4505412	B4505450	-
4R1.5	END	B4505512	B4505550	-
4R2.5	END	B4505612	B4505650	-
5M1	END	B4505712	B4505750	-
5M2	END	B4505812	B4505850	-
5M3	END	B4505912	B4505950	-

**VITA VM 13 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g**

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
0M1	ENL	B4506112	B4506150	-
0M2	ENL	B4506212	B4506250	-
0M3	ENL	B4506312	B4506350	-
1M1	ENL	B4506412	B4506450	-
1M2	ENL	B4506512	B4506550	-
2L1.5	ENL	B4506612	B4506650	-
2L2.5	ENL	B4506712	B4506750	-
2M1	ENL	B4506812	B4506850	-
2M2	ENL	B4506912	B4506950	B45069250
2M3	ENL	B4507012	B4507050	B45070250
2R1.5	ENL	B4507112	B4507150	-
2R2.5	ENL	B4507212	B4507250	-
3L1.5	ENL	B4507312	B4507350	-
3L2.5	ENL	B4507412	B4507450	-
3M1	ENL	B4507512	B4507550	-
3M2	ENL	B4507612	B4507650	B45076250
3M3	ENL	B4507712	B4507750	B45077250
3R1.5	ENL	B4507812	B4507850	-
3R2.5	ENL	B4507912	B4507950	-
4L1.5	END	B4508012	B4508050	-
4L2.5	END	B4508112	B4508150	-
4M1	END	B4508212	B4508250	-
4M2	END	B4508312	B4508350	-
4M3	END	B4508412	B4508450	-

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
4R1.5	END	B4508512	B4508550	-
4R2.5	END	B4508612	B4508650	-
5M1	END	B4508712	B4508750	-
5M2	END	B4508812	B4508850	-
5M3	END	B4508912	B4508950	-

**VITA VM 13 OPAQUE, 12 g / 50 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
OP0	B4525012	-
OP1	B4525112	B4525150
OP2	B4525212	B4525250
OP3	B4525312	B4525350
OP4	B4525412	B4525450
OP5	B4525512	-

**VITA VM 13 OPAQUE PASTE, 5 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 g
OP0	B453505
OP1	B453515
OP2	B453525
OP3	B453535
OP4	B453545
OP5	B453555

**VITAVM®13 Zusatzmassen**
**verwendbar für VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1-D4 Farben**

VITA VM 13 EFFECT ENAMEL, 12 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
EE1	B4509112
EE2	B4509212
EE3	B4509312
EE4	B4509412
EE5	B4509512
EE6	B4509612
EE7	B4509712
EE8	B4509812
EE9	B4509912
EE10	B4510012
EE11	B4510112

VITA VM 13 EFFECT CHROMA, 12 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
EC1	B4512112
EC2	B4512212
EC3	B4512312
EC4	B4512412
EC5	B4512512
EC6	B4512612
EC7	B4512712
EC8	B4512812
EC9	B4512912
EC10	B4513012
EC11	B4513112

VITA VM 13 EFFECT LINER, 12 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
EL1	B4514112
EL2	B4514212
EL3	B4514312
EL4	B4514412
EL5	B4514512
EL6	B4514612

**VITA VM 13 EFFECT PEARL, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
EP1	B4515112
EP2	B4515212
EP3	B4515312

**VITA VM 13 MAMELON, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
MM1	B4516112
MM2	B4516212
MM3	B4516312

**VITA VM 13 EFFECT OPAL, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
E01	B4517112
E02	B4517212
E03	B4517312
E04	B4517412
E05	B4517512

**VITA VM 13 WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
WIN	B4518112	B4518150	B45181250

**VITA VM 13 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
ENL	B4519112	B4519150	B45191250
END	B4519212	B4519250	B45192250

**VITA VM 13 NEUTRAL, 12 g / 50 g / 250 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
NT	B4520112	B4520150	B45201250

**VITA VM 13 CORRECTIVE, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
COR1	B4522112
COR2	B4522212
COR3	B4522312

**VITA VM 13 GINGIVA, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
G1	B4523112
G2	B4523212
G3	B4523312
G4	B4523412
G5	B4523512

**VITA VM 13 CHROMA PLUS, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
CP1	B4524112
CP2	B4524212
CP3	B4524312
CP4	B4524412
CP5	B4524512

**VITA VM 13 WASH OPAQUE, 12 g / 50 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
W0	B4525912	B4525950

**VITA VM 13 MARGIN, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
M1	B4526112
M4	B4526412
M5	B4526512
M7	B4526712
M8	B4526812
M9	B4526912

**VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
GOL	B4527112
GOD	B4527312

**VITA VM 13 COLOR OPAQUE, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
C01	B4528112
C02	B4528212
C03	B4528312

**VITA VM 13 SUN OPAQUE, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
S01	B4529112
S02	B4529212
S03	B4529312

**VITA VM 13 WASH OPAQUE PASTE, 7 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 7 g
W0	B453597

**VITA VM 13 SUN DENTINE, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
SD1	B4536112
SD2	B4536212
SD3	B4536312

**VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE PASTE, 5 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 g
G0L	B453715
G0D	B453735

**VITA VM 13 COLOR OPAQUE PASTE, 5 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 g
C01	B453815
C02	B453825
C03	B453835

**VITA VM 13 SUN OPAQUE PASTE, 5 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 g
S01	B453915
S02	B453925
S03	B453935

## VITA VMK Master®

Zur Vollverblendung von Metallgerüsten im konventionellen WAK-Bereich



### Produktbeschreibung

VITA VMK Master ist eine natürliche Feldspat-Verblendkeramik für klassische Aufbrenn-Legierungen (ca. 13,8 – 15,2 µm/mK).

Völlig unabhängig davon, ob die klassischen Legierungen gegossen, geätzt oder gesintert werden.

Präzise und sicher in der Verarbeitung.

Meisterhaft in Verlässlichkeit, Alltagstauglichkeit und Ästhetik – das ist VITA VMK Master.

### Vorteile

- kompromissloses Material in punkto Sicherheit und Ästhetik
- Präzise und sicher in der Verarbeitung, dadurch schnell erlernbar
- Top Verarbeitungseigenschaften wie z.B. verbesserte Modellierfähigkeit, einfaches Handling und minimales Schrumpfungsverhalten
- klassisch bekanntes Dentin-Schneide-Schichtschema
- umfangreiches Zusatzmassenangebot zur Individualisierung
- höchästhetische Restaurationen durch brillante Farben
- Erhältlich in VITA SYSTEM 3D-Master und VITA classical A1 – D4 Farben



**VITA VMK Master® Sortimente**

**VITA VMK Master® VITA classical A1-D4®**



**VITA VMK Master® ONE COLOR KIT A2**  
**Einfarben-Sortiment für die ersten Tests**  
**BVMKCOA2V2**

Anzahl	Inhalt	Material
1	12 g	VITA VMK Master OPAQUE A2
1	12 g	VITA VMK Master OPAQUE DENTINE A2
1	12 g	VITA VMK Master DENTINE A2
1	12 g	VITA VMK Master ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T4
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID



**VITA VMK Master® STARTER SET classical**  
**Zwei-Farben-Sortiment**  
**BVMKSSC**

Anzahl	Inhalt	Material
2	12 g	VITA VMK Master OPAQUE A2 - A3
2	12 g	VITA VMK Master OPAQUE DENTINE A2 - A3
2	12 g	VITA VMK Master DENTINE A2 - A3
1	12 g	VITA VMK Master ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1		VITA classical Farbstäbchen A2
1		VITA classical Farbstäbchen A3

VITA VMK Master® VITA SYSTEM 3D-MASTER®



**VITA VMK Master® ONE COLOR KIT 2M2**  
**Einfarben-Sortiment für die ersten Tests**  
**BVMKOC2M2V2**

Anzahl	Inhalt	Material
1	12 g	VITA VMK Master OPAQUE OP2
1	12 g	VITA VMK Master OPAQUE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VMK Master DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VMK Master ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T4
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID



**VITA VMK Master® STARTER SET POWDER VITA SYSTEM 3D-MASTER®**  
**Zwei-Farben-Sortiment**  
**BVMKSS3D**

Anzahl	Inhalt	Material
2	12 g	VITA VMK Master OPAQUE OP2 - OP3
2	12 g	VITA VMK Master DENTINE 2M2, 3M2
2	12 g	VITA VMK Master OPAQUE DENTINE 2M2, 3M2
1	12 g	VITA VMK Master ENAMEL EN1
1	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1		VITA Farbmusterstäbchen 2M2
1		VITA Farbmusterstäbchen 3M2

**VITA VMK Master® Zusatzmassen**

verwendbar für VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1-D4 Farben



**VITA VMK Master® ADDITIONAL SET**

**Zum Einlegen natürlicher Effekte und Charakteristika  
BVMKAS**

Anzahl	Inhalt	Material
8	12 g	VITA VMK Master TRANSLUCENT T1 - T8
8	12 g	VITA VMK Master DENTINE MODIFIER DM1 - DM8
6	12 g	VITA VMK Master LUMINARY LM1 - LM6
6	12 g	VITA VMK Master MARGIN MN, M1 - M5
1	12 g	VITA VMK Master PEARL TRANSLUCENT PLT1
1	12 g	VITA VMK Master OPAL TRANSLUCENT OT1
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1		VITA VMK MASTER TRANSLUCENT Farbmusterschiene
1		VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA Farbmusterschiene
1		VITA VMK MASTER DENTINE MODIFIER / LUMINARY Farbmusterschiene



**VITA VMK Master® GINGIVA SET POWDER**

**Natürlich wirkende Zahnfleischmassen  
BVMKGS**

Anzahl	Inhalt	Material
5	12 g	VITA VMK Master GINGIVA G1 - G5
2	12 g	VITA VMK Master GINGIVA OPAQUE GOL, GOD
1		VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA Farbmusterschiene

**VITA VMK Master® Artikel**

**VITA VMK Master® VITA classical A1-D4®**

VITA VMK Master OPAQUE PASTE, 5 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 g
A1	B483015
A2	B483025
A3	B483035
A3.5	B483045
A4	B483055
B1	B483065
B2	B483075
B3	B483085
B4	B483095
C1	B483105
C2	B483115
C3	B483125
C4	B483135
D2	B483145
D3	B483155
D4	B483165

## VITA VMK Master OPAQUE, 12 g / 50 g / 250 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
A1	B4840112	B4840150	B48401250
A2	B4840212	B4840250	B48402250
A3	B4840312	B4840350	B48403250
A3.5	B4840412	B4840450	-
A4	B4840512	B4840550	-
B1	B4840612	B4840650	-
B2	B4840712	B4840750	-
B3	B4840812	B4840850	-
B4	B4840912	B4840950	-
C1	B4841012	B4841050	-
C2	B4841112	B4841150	-
C3	B4841212	B4841250	-
C4	B4841312	B4841350	-
D2	B4841412	B4841450	-
D3	B4841512	B4841550	-
D4	B4841612	B4841650	-

## VITA VMK Master OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
A1	B4843112	B4843150
A2	B4843212	B4843250
A3	B4843312	B4843350
A3.5	B4843412	B4843450
A4	B4843512	B4843550
B1	B4843612	B4843650
B2	B4843712	B4843750
B3	B4843812	B4843850
B4	B4843912	B4843950
C1	B4844012	B4844050
C2	B4844112	B4844150
C3	B4844212	B4844250
C4	B4844312	B4844350
D2	B4844412	B4844450
D3	B4844512	B4844550
D4	B4844612	B4844650

**VITA VMK Master DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g**

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
A1	EN1	B4845112	B4845150	B48451250
A2	EN1	B4845212	B4845250	B48452250
A3	EN1	B4845312	B4845350	B48453250
A3.5	EN2	B4845412	B4845450	B48454250
A4	EN2	B4845512	B4845550	-
B1	EN2	B4845612	B4845650	B48456250
B2	EN2	B4845712	B4845750	B48457250
B3	EN2	B4845812	B4845850	-
B4	EN2	B4845912	B4845950	-
C1	EN2	B4846012	B4846050	B48460250
C2	EN2	B4846112	B4846150	B48461250
C3	EN1	B4846212	B4846250	B48462250
C4	EN1	B4846312	B4846350	-
D2	EN2	B4846412	B4846450	B48464250
D3	EN2	B4846512	B4846550	-
D4	EN2	B4846612	B4846650	-

**VITA VMK Master® VITA SYSTEM 3D-MASTER®**
**VITA VMK Master DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g**

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
0M1	EN1	B4803112	B4803150	-
0M2	EN1	B4803212	B4803250	-
0M3	EN1	B4803312	B4803350	-
1M1	EN1	B4803412	B4803450	B48034250
1M2	EN1	B4803512	B4803550	B48035250
2L1.5	EN1	B4803612	B4803650	B48036250
2L2.5	EN1	B4803712	B4803750	-
2M1	EN1	B4803812	B4803850	B48038250
2M2	EN1	B4803912	B4803950	B48039250
2M3	EN1	B4804012	B4804050	-
2R1.5	EN1	B4804112	B4804150	-
2R2.5	EN1	B4804212	B4804250	B48042250
3L1.5	EN1	B4804312	B4804350	-
3L2.5	EN1	B4804412	B4804450	-
3M1	EN1	B4804512	B4804550	-
3M2	EN1	B4804612	B4804650	B48046250
3M3	EN1	B4804712	B4804750	-

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
3R1.5	EN1	B4804812	B4804850	-
3R2.5	EN3	B4804912	B4804950	-
4L1.5	EN1	B4805012	B4805050	-
4L2.5	EN1	B4805112	B4805150	-
4M1	EN1	B4805212	B4805250	-
4M2	EN3	B4805312	B4805350	-
4M3	EN3	B4805412	B4805450	-
4R1.5	EN1	B4805512	B4805550	-
4R2.5	EN3	B4805612	B4805650	-
5M1	EN1	B4805712	B4805750	-
5M2	EN3	B4805812	B4805850	-
5M3	EN3	B4805912	B4805950	-

**VITA VMK Master OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
0M1	B4806112	B4806150
0M2	B4806212	B4806250
0M3	B4806312	B4806350
1M1	B4806412	B4806450
1M2	B4806512	B4806550
2L1.5	B4806612	B4806650
2L2.5	B4806712	B4806750
2M1	B4806812	B4806850
2M2	B4806912	B4806950
2M3	B4807012	B4807050
2R1.5	B4807112	B4807150
2R2.5	B4807212	B4807250
3L1.5	B4807312	B4807350
3L2.5	B4807412	B4807450
3M1	B4807512	B4807550
3M2	B4807612	B4807650
3M3	B4807712	B4807750
3R1.5	B4807812	B4807850
3R2.5	B4807912	B4807950
4L1.5	B4808012	B4808050
4L2.5	B4808112	B4808150
4M1	B4808212	B4808250
4M2	B4808312	B4808350
4M3	B4808412	B4808450

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
4R1.5	B4808512	B4808550
4R2.5	B4808612	B4808650
5M1	B4808712	B4808750
5M2	B4808812	B4808850
5M3	B4808912	B4808950

**VITA VMK Master OPAQUE, 12 g / 50 g / 250 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
OP0	B4825012	B4825050	-
OP1	B4825112	B4825150	B48251250
OP2	B4825212	B4825250	B48252250
OP3	B4825312	B4825350	B48253250
OP4	B4825412	B4825450	-
OP5	B4825512	B4825550	-

**VITA VMK Master OPAQUE PASTE, 5 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 g
OP0	B483505
OP1	B483515
OP2	B483525
OP3	B483535
OP4	B483545
OP5	B483555

**VITA VMK Master® Zusatzmassen  
verwendbar für VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1-D4 Farben**
**VITA VMK Master TRANSLUCENT, 12 g / 50 g / 250 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
T1	B4809112	-	-
T2	B4809212	-	-
T3	B4809312	-	-
T4	B4809412	B4809450	B48094250
T5	B4809512	-	-
T6	B4809612	-	-
T7	B4809712	-	-
T8	B4809812	-	-



**VITA VMK Master DENTINE MODIFIER, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
DM1	B4812112
DM2	B4812212
DM3	B4812312
DM4	B4812412
DM5	B4812512
DM6	B4812612
DM7	B4812712
DM8	B4812812

**VITA VMK Master LUMINARY, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
LM1	B4814112
LM2	B4814212
LM3	B4814312
LM4	B4814412
LM5	B4814512
LM6	B4814612

**VITA VMK Master PEARL TRANSLUCENT, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
PLT1	B4815112

**VITA VMK Master OPAL TRANSLUCENT, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
OT1	B4817112

**VITA VMK Master WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
WIN	B4818112	B4818150	B48181250

**VITA VMK Master ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
EN1	B4819112	B4819150	B48191250
EN2	B4819212	B4819250	B48192250
EN3	B4819312	B4819350	B48193250

## VITA VMK Master CERVICAL, 12 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
CE1	B4820112
CE2	B4820212
CE3	B4820312

## VITA VMK Master CORRECTIVE, 12 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
COR1	B4822112
COR2	B4822212

## VITA VMK Master GINGIVA, 12 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
G1	B4823112
G2	B4823212
G3	B4823312
G4	B4823412
G5	B4823512

## VITA VMK Master NECK, 12 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
N1	B4824112
N2	B4824212
N3	B4824312
N4	B4824412
N5	B4824512

## VITA VMK Master WASH OPAQUE, 12 g / 50 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
WO	B4825912	B4825950

## VITA VMK Master MARGIN, 12 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
MN	B4826012
M1	B4826112
M2	B4826212
M3	B4826312
M4	B4826412
M5	B4826512

VITA VMK Master GINGIVA OPAQUE, 12 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
GOL	B4827112
GOD	B4827312

VITA VMK Master WASH OPAQUE PASTE, 7 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 7 g
WO	B483597

VITA VMK Master GINGIVA OPAQUE PASTE, 5 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 5 g
GOL	B483715
GOD	B483735

## VITA NP BOND

### Effektiver WAK-Puffer zwischen Keramik und Metall-Legierung



#### Produktbeschreibung

Bonder für mehr Sicherheit und bessere Ästhetik bei der Verblendung edelmetallfreier Dentallegierungen. Durch den zuverlässigen Verbund zwischen Metallgerüst und Verblendkeramik (z. B. VITA VMK MASTER und VITA VM 13) hilft VITA NP BOND Fehler vermeiden, die aufgrund von WAK-Spannungen zwischen Legierung und Keramik entstehen.

VITA NP BOND (NP: Non-Precious engl. für Unedel) verbessert speziell bei edelmetallfreien Dentallegierungen den Verbund von Metallgerüst und Verblendkeramik und gibt Zahntechnikern damit mehr Sicherheit bei der Herstellung langfristig stabiler und ästhetisch anspruchsvoller Verblendungen.

#### Vorteile

- Effektiver WAK-Puffer zwischen Keramik und Metall-Legierung, speziell bei edelmetallfreien Legierungen, für einen stabilen Verbund zwischen Gerüst und Keramik
- Verbesserte Farbsicherheit
- Zeitersparnis durch den Wegfall des WASH OPAQUE Brands
- Durch die verbesserte Oberflächenstruktur nach dem BONDER-Brand, lässt sich der Opaker einfacher, besser und gleichmäßiger auftragen

**VITA NP BOND Artikel**

**VITA NP BOND**

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA NP BOND PASTE, 5 g	BNPB5

## VITA LUMEX® AC

Beste Farbtreue. Exzellente Lichtdynamik. Präzise Verarbeitung



### Produktbeschreibung

- VITA LUMEX AC ist ein leuzitverstärktes, glaskeramisches Verblendsystem mit innovativer Materialformel für farbtreue, lebendige und verlässliche Ergebnisse
- VITA LUMEX AC umfasst:
- GINGIVA-, OPAQUE-, OPAQUE DENTINE-, DENTINE- und ENAMEL-Massen sowie vielfältige Effektmassen (z. B. OPAL TRANSLUCENT, FLUO INTENSE u.v.m.)
- ideal abgestimmte Systemkomponenten wie Pinsel, Brenngutträger, Glasurmasse etc.

### Vorteile

- Verlässlich Zahnfarben sowie natürliches Farb- und Lichtspiel reproduzieren dank Keramikmassen mit sehr guter Farbtreue sowie exzellenter Lichtdynamik
- Verblendkeramik effizient-präzise verarbeiten dank bester Modelliereigenschaften, hervorragender Formstabilität und universeller Einsetzbarkeit für alle Gerüstkeramiken
- Beständige Versorgungen herstellen dank hoher Bruchsicherheit aufgrund einer leuzitverstärkten Glaskeramikmatrix und eines verlässlichen Verbunds zum Gerüst

### Indikation

VITA LUMEX AC ist ein leuzitverstärktes, glaskeramisches Verblendsystem zur Verblendung aller gängigen vollkeramischen Gerüstmaterialien (Zirkondioxid, Lithiumdisilikat und Feldspatkeramik) und von Titangerüsten. Zur Herstellung gerüstfreier Reconstruktionen (z. B. Veneers).

### Indikation

Einsatzgebiete:

- Voll- und Teilverblendung von Zirkondioxid
- Voll- und Teilverblendung von Lithiumdisilikat
- Voll- und Teilverblendungen von Titan Grad 1 - 5
- Teilverblendung von Feldspatkeramik
- Gerüstfreie Rekonstruktion

### Werkstoffe:

- Zirkondioxid-Gerüstkonstruktionen
- (WAK ca. 10,0 bis 10,5 x 10<sup>-6</sup> K-1)
- Glaskeramische Gerüstkonstruktionen
- (WAK ca. 9,0 bis 10,5 x 10<sup>-6</sup> K-1)
- Titan-Gerüstkonstruktionen
- (WAK ca. 9,0 bis 10,5 x 10<sup>-6</sup> K-1)

**VITA LUMEX® AC Sortimente**

**VITA LUMEX® AC VITA classical A1-D4®**

**VITA LUMEX AC® POWERWASH KIT VITA classical A1-D4®  
BLPWKC**

Anzahl	Inhalt	Material
16	12 g	VITA LUMEX AC POWERWASH A1 - D4
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID

**VITA LUMEX® AC STANDARD KIT VITA classical A1-D4®  
Für die Standard-Verblendung  
BLSKCV1**

Anzahl	Inhalt	Material
16	12 g	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE A1 - D4
16	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE A1 - D4
5	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog
2	12 g	VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
2	12 g	VITA LUMEX AC MARGIN straw-yellow, corn-yellow
1	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT light-blonde
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Malpinsel Nr. 3/0 synthetisch
1		Schichtpinsel Nr. 8 synthetisch
1		Brennuntersatz G (Packung mit 2 Untersätzen und 20 Stiften)

**VITA LUMEX® AC STARTER KIT VITA classical A1-D4®**
**Für den ersten Einstieg**
**BLSTKCV1**

Anzahl	Inhalt	Material
4	12 g	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE A1 - A3.5
4	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE A1 - A3.5
4	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, clear, fog
2	12 g	VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert
1	12 g	VITA LUMEX AC PEARL shell
4	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT smoky-white, light-blonde, waterdrop, foggy-grey
3	12 g	VITA LUMEX AC FLUO INTENSE arctic-white, cream, cappuccino
2	12 g	VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal-neutral, opal-sky
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Malpinsel Nr. 3/0 synthetisch
1		Schichtpinsel Nr. 8 synthetisch
1		Brennuntersatz G (Packung mit 2 Untersätzen und 20 Stiften)

**VITA LUMEX® AC Zusatzmassen**

**VITA LUMEX® AC CUT-BACK KIT**
**Für Cut-back- und Mikro-Verblendung**
**BLCBK**

Anzahl	Inhalt	Material
5	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog
8	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT smoky-white, light-blonde, misty-rose, sunlight, sun-intense, waterdrop, deep-blue, foggy-grey
3	12 g	VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal-neutral, opal-sky, opal-azure
2	12 g	VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID





**VITA LUMEX® AC EXPERT KIT**  
Für die Individual-Verblendung  
**BLEK**

Anzahl	Inhalt	Material
8	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT smoky-white, light-blonde, misty-rose, sunlight, sun-intense, waterdrop, deep-blue, foggy-grey
3	12 g	VITA LUMEX AC CHROMA INTENSE ivory, almond, hazelnut
5	12 g	VITA LUMEX AC FLUO INTENSE arctic-white, cream, cappuccino, sand, sesame
5	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE MODIFIER cloudy-white, caramel, honey, copper, brown
3	12 g	VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT opal-neutral, opal-sky, opal-azure
2	12 g	VITA LUMEX AC MAMELON saffron, honey-melon
1	12 g	VITA LUMEX AC PEARL shell
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID



**VITA LUMEX® AC GINGIVA KIT**  
Für die Rekonstruktion von Gingivaanteilen  
**BLGK**

Anzahl	Inhalt	Material
8	12 g	VITA LUMEX AC GINGIVA pale-papilla, light-rose, nectarine, grapefruit, rosewood, purple, deep-red, dark-red
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

**VITA LUMEX® AC VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

**VITA LUMEX AC® POWERWASH KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®**  
**BLPWK3D**

Anzahl	Inhalt	Material
6	12 g	VITA LUMEX AC POWERWASH LL 1 - LL 5
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID

**VITA LUMEX® AC STANDARD KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®**  
**Für die Standard-Verblendung**  
**BLSKV1**

Anzahl	Inhalt	Material
29	12 g	VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE 0M1 - 0M3, 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
29	12 g	VITA LUMEX AC DENTINE 0M1 - 0M3, 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
5	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, medium, intense, clear, fog
2	12 g	VITA LUMEX AC CORRECTIVE neutral, desert
2	12 g	VITA LUMEX AC MARGIN straw-yellow, corn-yellow
1	12 g	VITA LUMEX AC TRANSLUCENT light-blonde
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Malpinsel Nr. 3/0 synthetisch
1		Schichtpinsel Nr. 8 synthetisch
1		Brennuntersatz G (Packung mit 2 Untersätzen und 20 Stiften)

**VITA LUMEX® AC Artikel**

**VITA LUMEX® AC VITA classical A1-D4®**

VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
A1	B5343112	B5343150
A2	B5343212	B5343250
A3	B5343312	B5343350
A3.5	B5343412	B5343450
A4	B5343512	B5343550
B1	B5343612	B5343650
B2	B5343712	B5343750
B3	B5343812	B5343850
B4	B5343912	B5343950
C1	B5344012	B5344050
C2	B5344112	B5344150
C3	B5344212	B5344250
C4	B5344312	B5344350
D2	B5344412	B5344450
D3	B5344512	B5344550
D4	B5344612	B5344650

**VITA LUMEX AC DENTINE, 12 g / 50 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
A1	B5345112	B5345150
A2	B5345212	B5345250
A3	B5345312	B5345350
A3.5	B5345412	B5345450
A4	B5345512	B5345550
B1	B5345612	B5345650
B2	B5345712	B5345750
B3	B5345812	B5345850
B4	B5345912	B5345950
C1	B5346012	B5346050
C2	B5346112	B5346150
C3	B5346212	B5346250
C4	B5346312	B5346350
D2	B5346412	B5346450
D3	B5346512	B5346550
D4	B5346612	B5346650

**VITA LUMEX AC POWERWASH, 12 g / 50 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
A1	B5346712	B5346750
A2	B5346812	B5346850
A3	B5346912	B5346950
A3.5	B5347012	-
A4	B5347112	-
B1	B5347212	B5347250
B2	B5347312	-
B3	B5347412	-
B4	B5347512	-
C1	B5347612	-
C2	B5347712	-
C3	B5347812	-
C4	B5347912	-
D2	B5348012	-
D3	B5348112	-
D4	B5348212	-

**VITA LUMEX® AC Zusatzmassen**
**VITA LUMEX AC TRANSLUCENT, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
smoky-white	B5309112
light-blonde	B5309212
misty-rose	B5309312
sunlight	B5309412
sun-intense	B5309512
waterdrop	B5309612
deep-blue	B5309712
foggy-grey	B5309812

**VITA LUMEX AC DENTINE MODIFIER, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
cloudy-white	B5312112
caramel	B5312212
honey	B5312312
copper	B5312412
brown	B5312512

**VITA LUMEX AC FLUO INTENSE, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
arctic-white	B5314112
cream	B5314212
cappuccino	B5314312
sand	B5314412
sesame	B5314512

**VITA LUMEX AC PEARL, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
shell	B5315112

**VITA LUMEX AC MAMELON, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
saffron	B5316112
honey-melon	B5316212

**VITA LUMEX AC OPAL TRANSLUCENT, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
opal-neutral	B5317112
opal-sky	B5317212
opal-azure	B5317312

**VITA LUMEX AC ENAMEL, 12 g / 50 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
clear	B5318112	B5318150
light	B5319112	B5319150
medium	B5319212	B5319250
intense	B5319312	B5319350
fog	B5320112	B5320150

**VITA LUMEX AC CORRECTIVE, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
neutral	B5322112
desert	B5322212

**VITA LUMEX AC GINGIVA, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
pale-papilla	B5323112
light-rose	B5323212
nectarine	B5323312
grapefruit	B5323412
rosewood	B5323512
purple	B5323612
deep-red	B5323712
dark-red	B5323812

**VITA LUMEX AC MARGIN, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
straw-yellow	B5326112
corn-yellow	B5326212

**VITA LUMEX AC CHROMA INTENSE, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
ivory	B5351112

**VITA LUMEX® AC VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITA LUMEX AC DENTINE, 12 g / 50 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
0M1	B5303112	B5303150
0M2	B5303212	B5303250
0M3	B5303312	B5303350
1M1	B5303412	B5303450
1M2	B5303512	B5303550
2L1.5	B5303612	B5303650
2L2.5	B5303712	B5303750
2M1	B5303812	B5303850
2M2	B5303912	B5303950
2M3	B5304012	B5304050
2R1.5	B5304112	B5304150
2R2.5	B5304212	B5304250
3L1.5	B5304312	B5304350
3L2.5	B5304412	B5304450
3M1	B5304512	B5304550
3M2	B5304612	B5304650
3M3	B5304712	B5304750
3R1.5	B5304812	B5304850
3R2.5	B5304912	B5304950
4L1.5	B5305012	B5305050
4L2.5	B5305112	B5305150
4M1	B5305212	B5305250
4M2	B5305312	B5305350
4M3	B5305412	B5305450
4R1.5	B5305512	B5305550
4R2.5	B5305612	B5305650
5M1	B5305712	B5305750
5M2	B5305812	B5305850
5M3	B5305912	B5305950

VITA LUMEX AC OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
0M1	B5306112	B5306150
0M2	B5306212	B5306250
0M3	B5306312	B5306350
1M1	B5306412	B5306450

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
1M2	B5306512	B5306550
2L1.5	B5306612	B5306650
2L2.5	B5306712	B5306750
2M1	B5306812	B5306850
2M2	B5306912	B5306950
2M3	B5307012	B5307050
2R1.5	B5307112	B5307150
2R2.5	B5307212	B5307250
3L1.5	B5307312	B5307350
3L2.5	B5307412	B5307450
3M1	B5307512	B5307550
3M2	B5307612	B5307650
3M3	B5307712	B5307750
3R1.5	B5307812	B5307850
3R2.5	B5307912	B5307950
4L1.5	B5308012	B5308050
4L2.5	B5308112	B5308150
4M1	B5308212	B5308250
4M2	B5308312	B5308350
4M3	B5308412	B5308450
4R1.5	B5308512	B5308550
4R2.5	B5308612	B5308650
5M1	B5308712	B5308750
5M2	B5308812	B5308850
5M3	B5308912	B5308950

**VITA LUMEX AC OPAQUE, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
opaque-0	B5325012
opaque-1	B5325112
opaque-2	B5325212
opaque-3	B5325312
opaque-4	B5325412
opaque-5	B5325512



VITA LUMEX AC POWERWASH, 12 g / 50 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
LL 0	B5353012	B5353050
LL 1	B5353112	B5353150
LL 2	B5353212	B5353250
LL 3	B5353312	B5353350
LL 4	B5353412	-
LL 5	B5353512	-

## VITAVM®11

### Feinstrukturkeramik für die Individualisierung von VITA SUPRINITY PC\*



#### Produktbeschreibung

VITA VM 11 ist eine niedrigschmelzende Feinstruktur-Feldspat-Keramik, die speziell zur Individualisierung von Restaurationen aus zirkondioxidverstärkter Lithiumsilikat-Glaskeramik abgestimmt ist. Die optimale Abstimmung der beiden WAK-Bereiche gewährleistet Ihnen einen spannungsfreien und damit sicheren Verbund.

In Kombination mit VITA SUPRINITY PC können Sie, aufgrund der hervorragenden Oberflächenbenetzbarkeit der neuen Glaskeramik, ohne Liner- oder Washbrand direkt mit der Schichtung starten.

Die hohe Transluzenz und warme Farbgebung von VITA VM 11 ermöglichen im Zusammenspiel mit der opalisierenden Wirkung von VITA SUPRINITY PC höchstästhetische Ergebnisse mit lebendigem Farbspiel.

#### Vorteile

- Natürliche Farbwirkung und Lichtdynamik durch die Feinstruktur
- Ausgezeichneter Verbund für sichere Ergebnisse
- Einfache Handhabung für schnelle, höchstästhetische Ergebnisse
- Erstklassige Brenneigenschaften und bleibt auch nach mehreren Bränden formstabil
- Exzellente Modellierfähigkeit für schnelles, zielsicheres Auftragen der Keramik
- Effiziente und wirtschaftliche Verarbeitung
- Individualisierbar mit VITA AKZENT Plus und VITA INTERNO
- Prozess-Sicherheit aufgrund von langjährigen Erfahrungswerten
- Erhältlich in VITA SYSTEM 3D-Master und VITA classical A1 – D4 Farben

#### Hinweis

\* auch verwendbar für CELTRA® und CELTRA® CAD FC.  
CELTRA ist eine eingetragene Marke der DeguDent GmbH.

**VITAVM®11 Sortimente**

**VITAVM®11 VITA classical A1-D4®**



**VITAVM®11 DENTINE KIT VITA classical A1-D4®  
BV11DKC**

Anzahl	Inhalt	Material
8	12 g	VITA VM 11 TRANSPA DENTINE 0M1, A1 - A3.5, B2, C2, D2
2	12 g	VITA VM 11 ENAMEL ENL, END
1	50 ml	VITA LOW FUSING MODELLING LIQUID

**VITAVM®11 VITA SYSTEM 3D-MASTER®**



**VITAVM®11 DENTINE KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®  
BV11DK**

Anzahl	Inhalt	Material
6	12 g	VITA VM 11 TRANSPA DENTINE 0M1, 1M1 - 1M2, 2M2, 3M2, 4M2
2	12 g	VITA VM 11 ENAMEL ENL, END
1	50 ml	VITA LOW FUSING MODELLING LIQUID

**VITAVM®11 Artikel**
**VITAVM®11 VITA classical A1-D4®**

VITA VM 11 TRANSPA DENTINE, 12 g

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 12 g
A1	ENL	B4945112
A2	ENL	B4945212
A3	ENL	B4945312
A3.5	END	B4945412
B2	END	B4945712
C2	END	B4946112
D2	END	B4946412

**VITAVM®11 VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITA VM 11 TRANSPA DENTINE, 12 g

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 12 g
0M1	ENL	B4906112
1M1	ENL	B4906412
1M2	ENL	B4906512
2M2	ENL	B4906912
3M2	ENL	B4907612
4M2	END	B4908312

**VITAVM®11 Zusatzmassen**
**verwendbar für VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1-D4 Farben**

VITA VM 11 EFFECT ENAMEL, 12 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
EE1	B4909112
EE3	B4909312
EE5	B4909512
EE7	B4909712
EE8	B4909812
EE9	B4909912
EE11	B4910112

**VITA VM 11 EFFECT CHROMA, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
EC1	B4912112
EC5	B4912512
EC11	B4913112

**VITA VM 11 EFFECT PEARL, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
EP1	B4915112

**VITA VM 11 MAMELON, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
MM1	B4916112
MM3	B4916312

**VITA VM 11 EFFECT OPAL, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
E01	B4917112
E02	B4917212
E03	B4917312
E05	B4917512

**VITA VM 11 WINDOW, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
WIN	B4918112

**VITA VM 11 ENAMEL, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
ENL	B4919112
END	B4919212

**VITA VM 11 NEUTRAL, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
NT	B4920112

VITA VM 11 SUN DENTINE, 12 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
SD1	B4936112
SD2	B4936212
SD3	B4936312

## VITAVM®9

### Natürliche Feldspat-Verblendkeramik mit Feinstruktur für Zirkondioxidgerüste und VITABLOCS Mark II



#### Produktbeschreibung

VITA VM 9 ist eine hochästhetische Feinstruktur-Feldspat-Keramik, die perfekt auf den WAK-Wert von Zirkondioxidgerüsten (ca. 10,5, wie z.B. VITA YZ) abgestimmt ist – völlig unabhängig davon ob weiß, eingefärbt oder transluzent.

Darüber hinaus können Sie VITA VM 9 zur Individualisierung von Restaurationen aus VITABLOCS Mark II einsetzen.

Hauptbestandteile sind sortenreine Kali- und Natronfeldspate, welche eine brillante Farbwirkung und optimale physikalische Eigenschaften, wie z.B. höchste Biegefestigkeitswerte mit sich bringen.

Dank der homogenen, geschlossenen Oberfläche können Sie VITA VM 9 besonders in situ hervorragend beschleifen und polieren. Dies führt zu glatten und dicht geschlossenen Oberflächen.

Die Plaqueanhaftung an der Keramikoberfläche wird deutlich reduziert und unterstützt somit den Patienten bei der Pflege des hochwertigen Zahnersatzes.

VITA VM 9 ist eine hochwertige Systemkomponente des innovativen VITA VM Konzepts – der universellen Lösung für alle gängigen Indikationen. Ob Metallkeramik, Vollkeramik oder Komposit: die Möglichkeiten sind grenzenlos!

Für die individuelle Finalisierung stehen Ihnen VITA AKZENT Plus und VITA INTERNO Malfarben zur Verfügung.

#### Vorteile

- Natürliche Farbwirkung, Lichtdynamik und optimale physikalische Eigenschaften durch die Feinstruktur
- Ausgezeichneter Verbund für sichere Ergebnisse und Langzeiterfolg
- Minimales Schrumpfungsverhalten zur Reduktion von Wiederholungsbränden
- Exzellente Modellierfähigkeit für schnelles, zielsicheres Auftragen der Keramik
- Lückenloses Angebot an Zusatzmassen für exzellente lichtoptische Effekte
- Individualisierbar mit VITA AKZENT Plus und VITA INTERNO
- Prozess-Sicherheit aufgrund von langjährigen Erfahrungswerten
- Erhältlich in VITA SYSTEM 3D-Master und VITA classical A1 – D4 Farben

**VITAVM®9 Sortimente**

**VITAVM®9 VITA classical A1-D4®**



**VITAVM®9 BUILD UP KIT VITA classical A1-D4®**  
**Aufbausortiment für die BUILD UP-Schichtung**  
**BV9BUK12CV1**

Anzahl	Inhalt	Material
16	12 g	VITA VM 9 TRANSPA DENTINE A1 - D4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS



**VITAVM®9 ONE COLOR KIT A2**  
**Einfarben-Sortiment für die ersten Tests**  
**BV9OCKA2V4**

Anzahl	Inhalt	Material
1	12 g	VITA VM 9 CHROMA PLUS CP2
1	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE A2
1	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

**VITAVM®9 VITA SYSTEM 3D-MASTER®**



**VITAVM®9 BUILD UP KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®**  
**Aufbausortiment für die BUILD UP-Schichtung**  
**BV9BUK12V1**

Anzahl	Inhalt	Material
26	12 g	VITA VM 9 TRANSPA DENTINE 1M1 - 1M2, 2L1.5 - 2L2.5, 2M1 - 2M3, 2R1.5 - 2R2.5, 3L1.5 - 3L2.5, 3M1 - 3M3, 3R1.5 - 3R2.5, 4L1.5 - 4L2.5, 4M1 - 4M3, 4R1.5 - 4R2.5, 5M1 - 5M3
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS





**VITAVM®9 ONE COLOR KIT 2M2**  
**Einfarben-Sortiment für die ersten Tests**  
**BV9OCK2M2V5**

Anzahl	Inhalt	Material
1	12 g	VITA VM 9 CHROMA PLUS CP2
1	12 g	VITA VM 9 BASE DENTINE 2M2
1	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

**VITAVM®9 Zusatzmassen**  
**verwendbar für VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1-D4 Farben**



**VITAVM®9 ESTHETIC KIT for VITABLOCS for CEREC**  
**Zusatzsortiment zum Individualisieren von VITABLOCS**  
**BV9EKC2**

Anzahl	Inhalt	Material
1		VITABLOCS Mark II Sample Set VITA SYSTEM 3D-MASTER
1	12 g	VITA VM 9 WINDOW WIN
1	12 g	VITA VM 9 NEUTRAL NT
2	12 g	VITA VM 9 ENAMEL ENL, END
1	12 g	VITA VM 9 EFFECT PEARL EP1
2	12 g	VITA VM 9 EFFECT ENAMEL EE1, EE10
1	12 g	VITA VM 9 CORRECTIVE COR1
1	4 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	12 g	VITA VM 9 EFFECT OPAL EO2
2	12 g	VITA VM 9 EFFECT CHROMA EC1, EC4
1	12 g	VITA VM 9 MAMELON MM2
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		Wabenbrennuntersatz W für Kronen und Brücken
1		2 Platinpins (1 Front- und 1 Seitenzahn-Pin)



**VITAVM®9 GINGIVA KIT**  
**Natürlich wirkende Zahnfleischmassen**  
**BV9GKV1**

Anzahl	Inhalt	Material
5	12 g	VITA VM 9 GINGIVA G1 - G5
1		VITA VM GINGIVA / MARGIN Farbmusterschiene



**VITAVM®9 MARGIN KIT**  
**Nur für kleinere Korrekturen im Randbereich**  
**BV9MKV1**

Anzahl	Inhalt	Material
6	12 g	VITA VM 9 MARGIN M1, M4 - M5, M7 - M9
1		VITA VM GINGIVA / MARGIN Farbmusterschiene



**VITAVM®9 PROFESSIONAL KIT**  
**Zum Einlegen natürlicher Effekte und Charakteristiken**  
**BV9PKV2**

Anzahl	Inhalt	Material
11	12 g	VITA VM 9 EFFECT CHROMA EC1 - EC11
3	12 g	VITA VM 9 MAMELON MM1 - MM3
3	12 g	VITA VM 9 EFFECT PEARL EP1 - EP3
5	12 g	VITA VM 9 EFFECT OPAL EO1 - EO5
11	12 g	VITA VM 9 EFFECT ENAMEL EE1 - EE11
6	12 g	VITA VM 9 EFFECT LINER EL1 - EL6
1		VITA VM EFFECT CHROMA Farbmusterschiene
1		VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON Farbmusterschiene
1		VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL Farbmusterschiene

**VITAVM®9 Artikel**

**VITAVM®9 VITA classical A1-D4®**

VITA VM 9 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
A1	ENL	B4243112	B4243150
A2	ENL	B4243212	B4243250
A3	ENL	B4243312	B4243350
A3.5	END	B4243412	B4243450
A4	END	B4243512	B4243550
B1	END	B4243612	B4243650
B2	END	B4243712	B4243750
B3	END	B4243812	B4243850
B4	END	B4243912	B4243950
C1	END	B4244012	B4244050
C2	END	B4244112	B4244150
C3	ENL	B4244212	B4244250
C4	ENL	B4244312	B4244350
D2	END	B4244412	B4244450
D3	END	B4244512	B4244550
D4	END	B4244612	B4244650

**VITA VM 9 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g**

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
A1	ENL	B4245112	B4245150
A2	ENL	B4245212	B4245250
A3	ENL	B4245312	B4245350
A3.5	END	B4245412	B4245450
A4	END	B4245512	B4245550
B1	END	B4245612	B4245650
B2	END	B4245712	B4245750
B3	END	B4245812	B4245850
B4	END	B4245912	B4245950
C1	END	B4246012	B4246050
C2	END	B4246112	B4246150
C3	ENL	B4246212	B4246250
C4	ENL	B4246312	B4246350
D2	END	B4246412	B4246450
D3	END	B4246512	B4246550
D4	END	B4246612	B4246650

**VITAVM<sup>®</sup> 9 VITA SYSTEM 3D-MASTER<sup>®</sup>**
**VITA VM 9 BASE DENTINE, 12 g / 50 g**

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
0M1	ENL	B4203112	B4203150
0M2	ENL	B4203212	B4203250
0M3	ENL	B4203312	B4203350
1M1	ENL	B4203412	B4203450
1M2	ENL	B4203512	B4203550
2L1.5	ENL	B4203612	B4203650
2L2.5	ENL	B4203712	B4203750
2M1	ENL	B4203812	B4203850
2M2	ENL	B4203912	B4203950
2M3	ENL	B4204012	B4204050
2R1.5	ENL	B4204112	B4204150
2R2.5	ENL	B4204212	B4204250
3L1.5	ENL	B4204312	B4204350
3L2.5	ENL	B4204412	B4204450
3M1	ENL	B4204512	B4204550
3M2	ENL	B4204612	B4204650
3M3	ENL	B4204712	B4204750

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
3R1.5	ENL	B4204812	B4204850
3R2.5	ENL	B4204912	B4204950
4L1.5	END	B4205012	B4205050
4L2.5	END	B4205112	B4205150
4M1	END	B4205212	B4205250
4M2	END	B4205312	B4205350
4M3	END	B4205412	B4205450
4R1.5	END	B4205512	B4205550
4R2.5	END	B4205612	B4205650
5M1	END	B4205712	B4205750
5M2	END	B4205812	B4205850
5M3	END	B4205912	B4205950

**VITA VM 9 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g**

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
0M1	ENL	B4206112	B4206150
0M2	ENL	B4206212	B4206250
0M3	ENL	B4206312	B4206350
1M1	ENL	B4206412	B4206450
1M2	ENL	B4206512	B4206550
2L1.5	ENL	B4206612	B4206650
2L2.5	ENL	B4206712	B4206750
2M1	ENL	B4206812	B4206850
2M2	ENL	B4206912	B4206950
2M3	ENL	B4207012	B4207050
2R1.5	ENL	B4207112	B4207150
2R2.5	ENL	B4207212	B4207250
3L1.5	ENL	B4207312	B4207350
3L2.5	ENL	B4207412	B4207450
3M1	ENL	B4207512	B4207550
3M2	ENL	B4207612	B4207650
3M3	ENL	B4207712	B4207750
3R1.5	ENL	B4207812	B4207850
3R2.5	ENL	B4207912	B4207950
4L1.5	END	B4208012	B4208050
4L2.5	END	B4208112	B4208150
4M1	END	B4208212	B4208250
4M2	END	B4208312	B4208350
4M3	END	B4208412	B4208450

Bezeichnung	Schmelzordnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g
4R1.5	END	B4208512	B4208550
4R2.5	END	B4208612	B4208650
5M1	END	B4208712	B4208750
5M2	END	B4208812	B4208850
5M3	END	B4208912	B4208950

**VITAVM®9 Zusatzmassen**
**verwendbar für VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1-D4 Farben**

VITA VM 9 EFFECT ENAMEL, 12 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
EE1	B4209112
EE2	B4209212
EE3	B4209312
EE4	B4209412
EE5	B4209512
EE6	B4209612
EE7	B4209712
EE8	B4209812
EE9	B4209912
EE10	B4210012
EE11	B4210112

VITA VM 9 EFFECT CHROMA, 12 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
EC1	B4212112
EC2	B4212212
EC3	B4212312
EC4	B4212412
EC5	B4212512
EC6	B4212612
EC7	B4212712
EC8	B4212812
EC9	B4212912
EC10	B4213012
EC11	B4213112

**VITA VM 9 EFFECT LINER, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
EL1	B4214112
EL2	B4214212
EL3	B4214312
EL4	B4214412
EL5	B4214512
EL6	B4214612

**VITA VM 9 EFFECT PEARL, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
EP1	B4215112
EP2	B4215212
EP3	B4215312

**VITA VM 9 MAMELON, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
MM1	B4216112
MM2	B4216212
MM3	B4216312

**VITA VM 9 EFFECT OPAL, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
E01	B4217112
E02	B4217212
E03	B4217312
E04	B4217412
E05	B4217512

**VITA VM 9 WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
WIN	B4218112	B4218150	B42181250

**VITA VM 9 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
ENL	B4219112	B4219150	B42191250
END	B4219212	B4219250	B42192250

**VITA VM 9 NEUTRAL, 12 g / 50 g / 250 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g	Art.-Nr. 50 g	Art.-Nr. 250 g
NT	B4220112	B4220150	B42201250

**VITA VM 9 EFFECT BONDER, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
EB0	B4221012
EB1	B4221112
EB2	B4221212
EB3	B4221312
EB4	B4221412
EB5	B4221512

**VITA VM 9 CORRECTIVE, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
COR1	B4222112
COR2	B4222212
COR3	B4222312

**VITA VM 9 GINGIVA, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
G1	B4223112
G2	B4223212
G3	B4223312
G4	B4223412
G5	B4223512

**VITA VM 9 CHROMA PLUS, 12 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
CP1	B4224112
CP2	B4224212
CP3	B4224312
CP4	B4224412
CP5	B4224512



VITA VM 9 MARGIN, 12 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
M1	B4226112
M4	B4226412
M5	B4226512
M7	B4226712
M8	B4226812
M9	B4226912

VITA VM 9 ADD-ON, 12 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
ADD1	B4229112
ADD2	B4229212
ADD3	B4229312
ADD4	B4229412
ADD5	B4229512
ADD6	B4229612
ADD7	B4229712
ADD8	B4229812

VITA VM 9 SUN DENTINE, 12 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 12 g
SD1	B4236112
SD2	B4236212
SD3	B4236312

## VITAVM® LC

**Lichthärtendes Mikropartikel-Komposit zur extraoralen Anwendung bei festsitzenden und herausnehmbaren Restaurationen**



### Produktbeschreibung

#### VITAVM® LC & VITAVM® LC flow

Einfach in der Anwendung. Wirtschaftlich und ästhetisch im Ergebnis. Vielseitig in den Möglichkeiten: Die VITA VM LC Produktfamilie bietet alles, was Sie bei der extraoralen Erstellung von Restaurationen von einem Verblendkomposit erwarten.

Ob als pastöses Komposit, den niederviskosen flow Massen oder frei kombiniert: Mit VITA VM LC erzielen Sie jederzeit brillante Ergebnisse. Ganz nah an der Keramik – und ganz sicher immer mit System.

#### Vorteile

- Zwei Verarbeitungsformen für nahezu unbeschränkte Möglichkeiten
- Perfekt auf alle Indikationen abgestimmt
- Brillante Ästhetik bei exzellenter Farbwiedergabe auf Basis der original VITA Farbrezeptur
- Erstklassige Materialeigenschaften
- Systembasierte modulare Produktpalette für effiziente Gestaltungsmöglichkeiten

#### Indikation

##### Indikation:

- Voll- und Teilverblendung von Metallgerüsten: Kronen, Brücken, Teleskopkronen, Implantatsuprakonstruktionen
- Inlays, Veneers

#### Anwendungsbereiche:

- Individualisierung und Übersichtung von VITA ENAMIC
- Verblendung von Yttrium-teilstabilisierten ZrO<sub>2</sub>-Gerüsten (WAK ca. 10,5 · 10<sup>-6</sup> · K-1) wie z. B. VITA YZ
- Individualisierung von VITA Kunststoffzähnen
- Reproduktion von Gingivaanteilen
- Verblendung von herausnehmbar und bedingt herausnehmbarem Zahnersatz (laut Herstellerangaben) aus
  - bis zu 20% keramisch gefülltes Polyetheretherketon (PEEK), wie z. B. BioHPP/Bredent
  - PEEK-OPTIMA® LT1 Polymer, z. B. Juvora, InnoBlanc Medical

#### Langzeitprovisorien:

- Individualisierung und Übersichtung von Langzeitprovisorien aus VITA CAD-Temp
- metallfreie Kronen und 3-gliedrige Frontzahnbrücken aus VITA VM LC

#### Farben

Erhältlich in VITA SYSTEM 3D-MASTER® und VITA classical A1–D4® Farben

**VITAVM® LC Sortimente**

**VITAVM® LC VITA classical A1-D4®**



**VITAVM®LC combi TEST KIT A3**

**Einfarben-Sortiment für die ersten Tests (DENTINE paste / ENAMEL & Zusatzmassen flow)**

**CVLCCTKA3**

Anzahl	Inhalt	Material
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A3
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE A3
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Pinselfalter weiß
1		Einwegpinselspitzen, 50 Stück
1		Pinself Nr. 1 Korrekturpinself, Rotmarder
1		VITA classical Farbstäbchen A3



**VITAVM®LC flow TEST KIT A3**

**Einfarben-Sortiment für die ersten Tests (DENTINE, ENAMEL & Zusatzmassen flow)**

**CVLCFTA3**

Anzahl	Inhalt	Material
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A3
1	4 g	VITA VM LC flow BASE DENTINE A3
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1		Pinselfalter weiß
1		Einwegpinselspitzen, 50 Stück
1		Pinself Nr. 1 Korrekturpinself, Rotmarder
1		VITA classical Farbstäbchen A3



**VITAVM®LC paste TEST KIT A3**  
**Einfarben-Sortiment für die ersten Tests (DENTINE, ENAMEL & Zusatzmassen paste)**  
**CVLCPTKA3**

Anzahl	Inhalt	Material
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A3
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE A3
1	4 g	VITA VM LC ENAMEL ENL
1	4 g	VITA VM LC CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Pinselfalter weiß
1		Einwegpinselspitzen, 50 Stück
1		VITA classical Farbstäbchen A3

**VITAVM® LC VITA SYSTEM 3D-MASTER®**



**VITAVM®LC combi TEST KIT 2M2**  
**Einfarben-Sortiment für die ersten Tests (DENTINE paste / ENAMEL & Zusatzmassen flow)**  
**CVLCCTK2M2**

Anzahl	Inhalt	Material
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 2M2
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE 2M2
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Pinselfalter weiß
1		Einwegpinselspitzen, 50 Stück
1		VITA Farbmusterstäbchen 2M2
1		Pinself Nr. 1 Korrekturpinself, Rotmarder

**VITAVM®LC flow TEST KIT 2M2**

**Einfarben-Sortiment für die ersten Tests (DENTINE, ENAMEL & Zusatzmassen flow)**

**CVLCFTK2M2**

Anzahl	Inhalt	Material
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 2M2
1	4 g	VITA VM LC flow BASE DENTINE 2M2
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Pinselhalter weiß
1		Einwegpinselspitzen, 50 Stück
1		Pinsel Nr. 1 Korrekturpinsel, Rotmarder
1		VITA Farbmusterstäbchen 2M2



**VITAVM®LC paste TEST KIT 2M2**

**Einfarben-Sortiment für die ersten Tests (DENTINE, ENAMEL & Zusatzmassen paste)**

**CVLCPTK2M2**

Anzahl	Inhalt	Material
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE PRE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE 2M2
1	4 g	VITA VM LC BASE DENTINE 2M2
1	4 g	VITA VM LC CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC Gel
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Pinselhalter weiß
1		Einwegpinselspitzen, 50 Stück
1		VITA Farbmusterstäbchen 2M2
1	4 g	VITA VM LC ENAMEL ENL

**VITAVM®LC Zusatzmassen**

**verwendbar für VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1-D4 Farben**



**VITAVM®LC flow CHROMA KIT**

**Sortiment zur farblichen Intensivierung im Zahnhals-/Körperbereich**

**CVLCFCHK**

Anzahl	Inhalt	Material
5	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1 - CP5
1		VITA VM INDIVIDUAL Farbmusterschiene



**VITAVM®LC flow GINGIVA KIT**  
**Sortiment zur Rekonstruktion von Gingivaanteilen**  
**CVLCFGK**

Anzahl	Inhalt	Material
1	3 g	VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE GOL
5	3 g	VITA VM LC flow GINGIVA G1 - G5
1		VITA VM INDIVIDUAL Farbmusterschiene



**VITAVM®LC flow PROFESSIONAL KIT**  
**Für natürliche Effekte und Charakteristiken**  
**CVLCFPKV1**

Anzahl	Inhalt	Material
8	3 g	VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL EE1 - EE2, EE5 - EE7, EE9, EE11 - EE12
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
1	4 g	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1		VITA VM INDIVIDUAL Farbmusterschiene



**VITAVM®LC paste GINGIVA KIT**  
**Sortiment zur Rekonstruktion von Gingivaanteilen**  
**CVLCPGK**

Anzahl	Inhalt	Material
1	3 g	VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE GOL
4	4 g	VITA VM LC GINGIVA G1 - G2, G4 - G5
1		VITA VM INDIVIDUAL Farbmusterschiene

**VITAVM® LC PRIMER**

**VITA VM LC PRIMER I, 5 ml**  
**CVMLP014**

Anzahl	Inhalt	Material
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER I

**VITA VM LC PRIMER II, 5 ml**  
**CVMLP024**

Anzahl	Inhalt	Material
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER II

**VITA VM®LC PRIMER SET  
CVMLPSET**

Anzahl	Inhalt	Material
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER I
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER II

**VITAVM® LC Artikel**
**VITAVM® LC VITA classical A1-D4®**

VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 4 g
A1	ENL	C444314
A2	ENL	C444324
A3	ENL	C444334
A3.5	END	C444344
A4	END	C444354
B2	ENL	C444374
B3	END	C444384
B4	END	C444394
C1	END	C444404
C2	ENL	C444414
C3	END	C444424
C4	END	C444434
D2	END	C444444
D3	END	C444454
D4	END	C444464

VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 4 g
A1	ENL	C44431F4
A2	ENL	C44432F4
A3	ENL	C44433F4
A3.5	END	C44434F4
A4	END	C44435F4
B2	END	C44437F4
B3	END	C44438F4
B4	END	C44439F4
C1	END	C44440F4
C2	ENL	C44441F4
C3	END	C44442F4
C4	END	C44443F4
D2	END	C44444F4
D3	END	C44445F4
D4	END	C44446F4



**VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 3 g
A1	C443013
A2	C443023
A3	C443033
A3.5	C443043
A4	C443053
B2	C443073
B3	C443083
B4	C443093
C1	C443103
C2	C443113
C3	C443123
C4	C443133
D2	C443143
D3	C443153
D4	C443163

**VITAVM® LC VITA SYSTEM 3D-MASTER®**
**VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g**

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 4 g
0M1	ENL	C440314
1M1	ENL	C440344
1M2	ENL	C440354
2L1.5	ENL	C440364
2L2.5	ENL	C440374
2M1	ENL	C440384
2M2	ENL	C440394
2M3	ENL	C440404
2R1.5	ENL	C440414
2R2.5	ENL	C440424
3L1.5	ENL	C440434
3L2.5	ENL	C440444
3M1	ENL	C440454
3M2	ENL	C440464
3M3	ENL	C440474
3R1.5	ENL	C440484
3R2.5	ENL	C440494
4L1.5	END	C440504

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 4 g
4L2.5	END	C440514
4M1	END	C440524
4M2	END	C440534
4M3	END	C440544
4R1.5	END	C440554
4R2.5	END	C440564
5M1	END	C440574
5M2	END	C440584
5M3	END	C440594

**VITA VM LC flow BASE DENTINE, 4 g**

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 4 g
0M1	ENL	C44031F4
1M1	ENL	C44034F4
2M1	ENL	C44038F4
2M2	ENL	C44039F4
2M3	ENL	C44040F4
3M2	ENL	C44046F4
3M3	ENL	C44047F4
3R2.5	ENL	C44049F4

**VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 3 g
0M1	C445013
1M1	C445043
1M2	C445053
2L1.5	C445063
2M1	C445083
2M2	C445093
2M3	C445103
3L1.5	C445133
3M2	C445163
3M3	C445173
3R2.5	C445193
4M2	C445233

**VITA VM LC OPAQUE, 10 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 10 g
-------------	---------------

Bezeichnung	Art.-Nr. 10 g
0M1	C4400110
1M1	C4400410
1M2	C4400510
2L1.5	C4400610
2L2.5	C4400710
2M1	C4400810
2M2	C4400910
2M3	C4401010
2R1.5	C4401110
2R2.5	C4401210
3L1.5	C4401310
3L2.5	C4401410
3M1	C4401510
3M2	C4401610
3M3	C4401710
3R1.5	C4401810
3R2.5	C4401910
4L1.5	C4402010
4L2.5	C4402110
4M1	C4402210
4M2	C4402310
4M3	C4402410
4R1.5	C4402510
4R2.5	C4402610
5M1	C4402710
5M2	C4402810
5M3	C4402910

**VITAVM® LC Zusatzmassen**
**verwendbar für VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1-D4 Farben**

VITA VM LC CHROMA PLUS, 4 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 4 g
CP1	C442414
CP2	C442424
CP3	C442434
CP4	C442444
CP5	C442454

**VITA VM LC EFFECT ENAMEL, 4 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 4 g
EE12	C441024
EE2	C440924
EE6	C440964
EE9	C440994

**VITA VM LC ENAMEL, 4 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 4 g
END	C441924
ENL	C441914

**VITA VM LC flow CHROMA PLUS, 3 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 3 g
CP1	C44241F3
CP2	C44242F3
CP3	C44243F3
CP4	C44244F3
CP5	C44245F3

**VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL, 3 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 3 g
EE1	C44091F3
EE11	C44101F3
EE12	C44102F3
EE2	C44092F3
EE5	C44095F3
EE6	C44096F3
EE7	C44097F3
EE9	C44099F3

**VITA VM LC flow ENAMEL, 4 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 4 g
END	C44192F4
ENL	C44191F4

**VITA VM LC flow GINGIVA, 3 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 3 g
G1	C44231F3
G2	C44232F3
G3	C44233F3
G4	C44234F3
G5	C44235F3

**VITA VM LC flow NEUTRAL, 4 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 4 g
NT	C44201F4

**VITA VM LC flow WINDOW, 3 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 3 g
WIN	C44181F3

**VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE, 3 g**


Bezeichnung	Art.-Nr. 3 g
GOL	C443713

**VITA VM LC GINGIVA, 4 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 4 g
G1	C442314
G2	C442324
G4	C442344
G5	C442354

**VITA VM LC NEUTRAL, 4 g**

Bezeichnung	Art.-Nr. 4 g
NT	C442014


Bezeichnung		Art.-Nr.
VITA VM LC OPAQUE LIQUID, 5 ml Opakerflüssigkeit		CVML0L5

VITA VM LC PAINT, 2 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 2 g
PT1	C444012
PT12	C444122
PT13	C444132
PT15	C444152
PT17	C444172
PT19	C444192
PT3	C444032
PT5	C444052
PT8	C444082
PT9	C444092

VITA VM LC PRE OPAQUE, 3 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 3 g
PRE	C445913

Bezeichnung		Art.-Nr.
VITAVM®LC PAINT KIT Farbintensive Massen		CVLCPAKV4

## VITAVM® LC PRIMER

Der VITA VM LC PRIMER ist ein Haftvermittler für lichthärtende Verblendkomposite.



### Produktbeschreibung

Der VITA VM LC PRIMER ist ein Haftvermittler zur Oberflächenkonditionierung.

Als zweistufiges Haftvermittlersystem sorgt der VITA VM LC PRIMER für einen zuverlässigen Verbund zwischen Verblendkompositen und dentalen Gerüstwerkstoffen.

Die VITA VM LC PRIMER I & II können materialspezifisch auch einzeln verwendet werden. In Kombination ermöglichen sie jedoch einen noch besseren Haftverbund. Beachten Sie hierzu unsere Indikationsempfehlung.

Der VITA VM LC PRIMER ergänzt das lichthärtende Mikropartikel-Komposit VITA VM LC zur extraoralen Erstellung von Restaurationen.

### Vorteile

- Wirtschaftlicher Vorteil durch Indikationsvielfalt
- Zuverlässigkeit durch hohen Haftverbund
- Prozesssicherheit durch einfache Handhabung

### Indikation

- Haftvermittlung von Metallgerüstoberflächen (NEM-Legierungen, EM-Legierungen, Titan) mit (meth-)acrylat-basierten Kunststoffen/Kompositen
- Haftvermittlung von ZrO<sub>2</sub>-Gerüstoberflächen mit (meth-)acrylat-basierten Kunststoffen/ Kompositen
- Haftvermittlung von vernetzten Kompositen/ Kunststoffen wie VITA CAD Temp oder von Hochleistungspolymeren (PEEK, PEKK)

**VITAVM® LC PRIMER Sortimente**

**VITAVM® LC PRIMER**

**VITA VM LC PRIMER I, 5 ml**

**CVMLP014**

Anzahl	Inhalt	Material
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER I

**VITA VM LC PRIMER II, 5 ml**

**CVMLP024**

Anzahl	Inhalt	Material
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER II

**VITA VM® LC PRIMER SET**

**CVMLPSET**

Anzahl	Inhalt	Material
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER I
1	5 ml	VITA VM LC PRIMER II



## VITAVM<sup>®</sup>CC

### Füllstofffreies Kaltpolymerisat zur extraoralen Herstellung



#### Produktbeschreibung

VITA VM CC ist ein füllstofffreies Kaltpolymerisat. Es ist das ideale Material zur extraoralen Herstellung von provisorischen Versorgungen.

VITA VM CC zeichnet sich durch ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften aus. Besonders das sehr gute Anmischverhalten und die die erstklassige Fließfähigkeit erleichtern die Verarbeitung.

Durch die leichte Polierbarkeit und die homogene Materialstruktur sind Plaqueakkumulationen stark eingeschränkt. Die glatte Oberfläche des Provisoriums vermittelt dem Patienten ein angenehmes Gefühl und bietet einen hohen Tragekomfort.

#### Vorteile

- Erstklassiges Fließverhalten
- Sehr gutes Anmischverhalten
- Leichte Polierbarkeit
- Farbstabiler als vergleichbare Systeme
- Sehr gute Materialstabilität und geringere Bruchgefahr durch die ideale Abstimmung von Biegefestigkeit und Elastizitätsmodul
- Starke Einschränkung von Plaqueakkumulationen
- Blasenfreie Aushärtung, mit und ohne Drucktopf

#### Indikation

- Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken
- Befestigung von VITA Kunststoffzähnen z.B. auf Modellgussarbeiten
- Reparaturen
- Abdecken von Geschieben bei kombinierten Arbeiten.

#### Farben

Erhältlich in VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1–D4 Farben

**VITAVM® CC Sortimente**

**VITAVM® CC VITA classical A1-D4®**



**VITA VM CC ONE COLOR KIT A2**  
**Einfarben-Sortiment für die ersten Tests**  
**CVCCOCKA2**

Anzahl	Inhalt	Material
1	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE A2
1	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL
1	30 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Messlöffel, aus Kunststoff
1		VITA classical Farbstäbchen A2

**VITAVM® CC VITA SYSTEM 3D-MASTER®**



**VITAVM® CC BASIC KIT 16-COLOR VITA SYSTEM 3D-MASTER®**  
**Basissortiment für die BASIC Schichtung**  
**CVCCBK16**

Anzahl	Inhalt	Material
16	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE 0M1 - 5M1
2	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL, END
1	30 g	VITA VM CC WINDOW WIN
1	100 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Messlöffel, aus Kunststoff
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide



**VITAVM® CC BASIC KIT 5-COLOR VITA SYSTEM 3D-MASTER®**  
**Kleines Basissortiment für die BASIC Schichtung**  
**CVCCBK5**

Anzahl	Inhalt	Material
5	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE 1M1, 2M2, 3M2, 3R2.5, 4M2
2	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL, END
1	30 g	VITA VM CC WINDOW WIN
1	30 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Messlöffel, aus Kunststoff
1		VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide



**VITA VM CC ONE COLOR KIT 2M2**  
**Einfarben-Sortiment für die ersten Tests**  
**CVCCOCK2M2**

Anzahl	Inhalt	Material
1	30 g	VITA VM CC BASE DENTINE 2M2
1	30 g	VITA VM CC ENAMEL ENL
1	30 ml	VITA VM CC LIQUID
1		Messlöffel, aus Kunststoff
1		VITA Farbmusterstäbchen 2M2

**VITAVM®CC Zusatzmassen**  
**verwendbar für VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1-D4 Farben**



**VITAVM®CC PROFESSIONAL KIT**  
**Für natürliche Effekte und Charakteristiken**  
**CVCCPK**

Anzahl	Inhalt	Material
5	30 g	VITA VM CC EFFECT LINER EL2 - EL6

**VITAVM® CC Artikel**

**VITAVM® CC VITA classical A1-D4®**

VITA VM CC BASE DENTINE, 30 g / 100 g

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 30 g	Art.-Nr. 100 g
A1	ENL	C4743130	C47431100
A2	ENL	C4743230	C47432100
A3	ENL	C4743330	C47433100
A3.5	END	C4743430	C47434100
A4	END	C4743530	C47435100
B2	END	C4743730	C47437100
B3	END	C4743830	C47438100
B4	END	C4743930	-
C1	END	C4744030	-
C2	END	C4744130	C47441100
C3	ENL	C4744230	C47442100
C4	ENL	C4744330	-
D2	END	C4744430	-
D3	END	C4744530	C47445100
D4	END	C4744630	-

**VITAVM® CC VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITA VM CC BASE DENTINE, 30 g / 100 g

Bezeichnung	Schmelzzuordnung	Art.-Nr. 30 g	Art.-Nr. 100 g
0M1	ENL	C4703130	C47031100
1M1	ENL	C4703430	C47034100
2L1.5	ENL	C4703630	C47036100
2M1	ENL	C4703830	C47038100
2M2	ENL	C4703930	C47039100
2M3	ENL	C4704030	C47040100
3L1.5	ENL	C4704330	C47043100
3L2.5	ENL	C4704430	C47044100
3M1	ENL	C4704530	C47045100
3M2	ENL	C4704630	C47046100
3M3	ENL	C4704730	C47047100
3R1.5	ENL	C4704830	C47048100
3R2.5	ENL	C4704930	C47049100
4L1.5	END	C4705030	C47050100
4M2	END	C4705330	C47053100
5M1	END	C4705730	C47057100

**VITAVM® CC Zusatzmassen**
**verwendbar für VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A1-D4 Farben**

VITA VM CC EFFECT LINER, 30 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 30 g
EL2	C4714230
EL3	C4714330
EL4	C4714430
EL5	C4714530
EL6	C4714630

VITA VM CC WINDOW, 30 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 30 g
WIN	C4718130

VITA VM CC ENAMEL, 30 g / 100 g

Bezeichnung	Art.-Nr. 30 g	Art.-Nr. 100 g
ENL	C4719130	C47191100
END	C4719230	C47192100

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA VM CC LIQUID, 100 ml	CVCCCL100
VITA VM CC LIQUID, 30 ml	CVCCCL30

## Zubehör Verblendmaterial



### **Produktbeschreibung**

Das Zubehör für Verblendmaterial erleichtert das Verarbeiten dieser Materialien.

**Zubehör Verblendmaterial Sortimente**

**Zubehör Verblendmaterial**










**VITA CERAMIC SAMPLE KIT**



**BCST**

Anzahl	Inhalt	Material
1		Brennuntersatz G, 1 Stück
1		VITA Quarzpulver, 5ml
1		VITA Ceramic Sample Tool



**Zubehör Verblendmaterial Artikel**
**Zubehör Verblendmaterial**

Bezeichnung		Art.-Nr.
Brennuntersatz G (Packung mit 2 Untersätzen und 20 Stiften) 56 x 45 x 6 mm, mit 52 Löchern für Einsteckstifte		B009N
Wattebrenngutträger, 2 Stück		B017N
Einsteckstifte für Brennuntersatz G (Packung mit 50 Stück)		B023
VITA Glasspatel für Malfarben		B055
VITA Modisol® Isolierstift mit 2 Spitzen (Keramik gegen Gips)		B075N
Pinself Nr. 3 Auftragepinself, Rotmarder		B087
Pinself Nr. E 0 Malpinself		B093
Wabenbrennuntersatz W für Kronen und Brücken		B201N
Platinstift für Wabenbrennuntersatz W, 6 Stück		B207N
VITA Silberprobe Testset für die Temperaturprüfung in Keramiköfen enthaltend 6 Keramiksockel sowie 3 Silberstäbe mit je 70 mm Länge und 1,5 mm Ø		B230
VITA INTERNO Anmischplatte-Kunststoff (Ø 144 mm, mit Mulden) Deckel ohne Bedruckung		B252
VITA AKZENT Plus Anmischplatte-Kristallglas (70 x 95 mm)		B255V1
Flachpinself, für PASTE OPAQUE		B297
VITA VM EFFECT CHROMA Farbmusterschiene EC1-EC11		B414
VITA VM EFFECT ENAMEL / EFFECT PEARL Farbmusterschiene EE1-EE11, EP1-EP3		B416
VITA VM PROFESSIONAL KIT SMALL Farbmusterschiene EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, E02, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11		B419
VITA VM INDIVIDUAL Farbmusterschiene für individuell hergestellte Farbmusterplättchen		B423
VITA VMK MASTER TRANSLUCENT Farbmusterschiene T1-T8, OT1, PLT1		B431

Bezeichnung		Art.-Nr.
VITA VMK MASTER MARGIN / GINGIVA Farbmusterschiene MN, M1-M5, G1-G5, GOL, GOD		B432
VITA VMK MASTER DENTINE MODIFIER / LUMINARY Farbmusterschiene DM1-DM8, LM1-LM6		B433
VITA VMK MASTER STANDARD Farbmusterschiene N1-N5, CE1-CE3, COR1, COR2		B434
VITA VM 9 ADD-ON Farbmusterschiene ADD1 - ADD8		B435
VITA AKZENT Plus Farbmusterscheibe		B436
VITA AKZENT Plus Anmischplatte-Kunststoff (Ø 144 mm, mit Mulden)		B437
VITA VM GINGIVA / MARGIN Farbmusterschiene G1-G5, GOL, GOD, M1-M9		B439
VITA VM EFFECT LINER / EFFECT OPAL / MAMELON Farbmusterschiene EL1-EL6, E01-E05, MM1-MM3		B440
VITA INTERNO Farbmusterscheibe		B444

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, Farbmuster classical	B455
VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, Farbmuster 3D-MASTER	B458

## Flüssigkeiten Verblendmaterial






### Produktbeschreibung





Modellierflüssigkeiten für hervorragende Standfestigkeit  
beim Schichten von Dentalkeramiken

**Flüssigkeiten Verblendmaterial Artikel**
**Flüssigkeiten Verblendmaterial**

Bezeichnung		Art.-Nr.
VITA MODELLING LIQUID 30M, 250 ml Zum Anmischen der Dentin- und Schmelzmassen für langzeitiges Modellieren in den VITA Keramiken oberhalb 900°C Brenntemperatur		B30M250
VITA MODELLING LIQUID 30M, 50 ml Zum Anmischen der Dentin- und Schmelzmassen für langzeitiges Modellieren in den VITA Keramiken oberhalb 900°C Brenntemperatur		B30M50
VITA HIGH SILVER MODELLING LIQUID, 50 ml Anti-Greening Flüssigkeit für hochsilberhaltige Legierungen mit einem Silberanteil > 30%		BHSM50
VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID, 250 ml		BLML250
VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID, 50 ml		BLML50
VITA MODELLING FLUID, 250 ml Standard-Modellierflüssigkeit Zum Anmischen von VITA VM 13, VMK Master- und TITANKERAMIK- Massen		BMF250
VITA MODELLING FLUID, 50 ml Standard-Modellierflüssigkeit Zum Anmischen von VITA VM 13, VMK Master- und TITANKERAMIK-Massen		BMF50
VITA MODELLING FLUID RS, 250 ml Spezielle Modellierflüssigkeit für langzeitiges Modellieren Zum Anmischen aller Dentin-, Schneide- und Zusatzmassen. Seine geschmeidige Konsistenz ermöglicht eine lange und feuchte Verarbeitung bei gleichzeitig guter Standfestigkeit. Damit ist diese Flüssigkeit ideal für größere Restaurationen und mehrgliedrige Brücken.		BMFRS250
VITA MODELLING FLUID RS, 50 ml Spezielle Modellierflüssigkeit für langzeitiges Modellieren Zum Anmischen aller Dentin-, Schneide- und Zusatzmassen. Seine geschmeidige Konsistenz ermöglicht eine lange und feuchte Verarbeitung bei gleichzeitig guter Standfestigkeit. Damit ist diese Flüssigkeit ideal für größere Restaurationen und mehrgliedrige Brücken.		BMFRS50
VITA VM MODELLING LIQUID, 250 ml Standard-Modellierflüssigkeit Zum Anmischen der VITA VM 7, VM 9, VM 13 BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL und EFFECT Massen		BML250N
VITA VM MODELLING LIQUID, 50 ml Standard-Modellierflüssigkeit Zum Anmischen der VITA VM 7, VM 9, VM 13 BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL und EFFECT Massen		BML50N
VITA OPAQUE FLUID, 250 ml Zum Anmischen von Opaque und Bonder Zum Anmischen von VITA VMK Master- und TITANKERAMIK Grundmassen		BOF250

Bezeichnung		Art.-Nr.
VITA OPAQUE FLUID, 50 ml Zum Anmischen von Opaque und Bonder Zum Anmischen von VITA VMK Master- und TITANKERAMIK Grundmassen		BOF50
VITA VM PASTE FLUID, 15 ml Zur Veränderung der Konsistenz von OPAQUE PASTE und COLOR OPAQUE PASTE Zum Anmischen der VITA VM 13 und VM 15 OPAQUE Pasten		BPF15V1
VITA PASTE OPAQUE LIQUID, 15 ml Zur Veränderung der Konsistenz der VITA Pastengrundmassen sowie der Pastenbondermassen		BPOL15
VITA Stumpfisolierung, 16 ml Isolierung (Keramik gegen Gips) für die VITA Keramiktechniken (außer Titankeramik)		BSI16
VITA LOW FUSING MODELLING LIQUID, 50 ml spezielle Anmischflüssigkeit für niederschmelzende Keramiken. Flüssigkeit zum Anmischen der VITA VM 11 TRANSPA DENTINE, SUN DENTINE, ENAMEL und Zusatzmassen		BVMLF50
VITA VM OPAQUE FLUID, 250 ml Zum Anmischen von Opaque Powder Zum Anmischen der VITA VM 13 und VM 15 OPAQUE Massen		BVMOF250
VITA VM OPAQUE FLUID, 50 ml Zum Anmischen von Opaque Powder Zum Anmischen der VITA VM 13 und VM 15 OPAQUE Massen		BVMOF50

### Flüssigkeiten Verblendkunststoff

Bezeichnung		Art.-Nr.
VITA AKZENT LC CLEANER, 25 ml		CALCC25
VITA VM LC CLEANER, 50 ml Reinigungslösung		CVMLC50
VITA VM LC GEL, 20 ml Inhibitionsschicht-Blocker		CVMLG20
VITA VM LC MODELLING LIQUID, 10 ml Modellierflüssigkeit		CVMLM10
VITA VM LC MODELLING LIQUID, 30 ml Modellierflüssigkeit		CVMLM30
VITA VM LC SEPARATOR, 30 ml Modellisolierung		CVMLS30

## Zubehör Verblendkunststoff





### Produktbeschreibung

Das Zubehör für den Verblendkunststoff erleichtert das Verarbeiten dieser Materialien.

**Zubehör Verblendkunststoff Artikel**

**Zubehör Verblendkunststoff**

Bezeichnung		Art.-Nr.
Messlöffel, aus Kunststoff		C006
VITA Porzellan Anmischplatte schwarz mit Deckel, 8,5 x 11 cm		C014
Messlöffel, 0,1 ml / Anrührspatel 2-seitig		C017
VITA Porzellan Anmischplatte weiß mit Deckel, 5,5 x 3,5 cm		C018
Pinselfalter weiß		FCPHW
Einwegpinselspitzen, 50 Stück		FCPS

## VITA SPRAY-ON



### Produktbeschreibung

VITA SPRAY-ON wird zum Aufsprühen dentalkeramischer Pulveropaker auf Metallgerüste verwendet. Mittels einer an Druckluft angeschlossenen Sprühpistole wird der Opaker gleichmäßig aufgetragen. Angemischte Grundmassen können bis zum vollständigen Verbrauch in den mitgelieferten Glasflaschen aufbewahrt werden.

Für den Anschluß an Absauganlagen sind Schablonen mit verschiedenen Radien beigelegt.

### Vorteile

- hohe Zeitersparnis
- eine gleichmäßige und insgesamt sehr dünne Grundmasseschicht
- optimale Haftung der Grundmasse auf den Metallgerüsten
- erhebliche Kostenreduzierung



**VITA SPRAY-ON Sortimente**
**VITA SPRAY-ON**
**VITA SPAY-ON Sortiment / Assortment  
B101V3**

Anzahl	Inhalt	Material
13		VITA SPRAY-ON Glasflasche leer
1		VITA SPRAY-ON Glasflasche leer, OP0
1		VITA SPRAY-ON Glasflasche leer, OP1
1		VITA SPRAY-ON Glasflasche leer, OP2
1		VITA SPRAY-ON Glasflasche leer, OP3
1		VITA SPRAY-ON Glasflasche leer, OP4
1		VITA SPRAY-ON Glasflasche leer, OP5
1		VITA SPRAY-ON Glasflasche leer, WO
1		Etiketten VITA classical A1-D4 (16 Stück)
1		VITA SPRAY-ON Adapterdeckel incl. Dichtungsringe, 6 Stück
1		VITA SPRAY-ON Sprühpistole mit Schutzkappe
1		VITA SPRAY-ON Ersatznadel für Sprühpistole
1		VITA SPRAY-ON Teflon-Nadelführungen, 2 Stück
1		VITA Glasspatel für Malfarben
1		VITA SPRAY-ON Doppelsprühpistolenhalter
1		VITA SPRAY-ON Druckschlauch mit Gewebeeinlage
1		VITA SPRAY-ON Verbindungsschlauch, spiralförmig
1	1000 ml	VITA SPRAY-ON Liquid
1	250 ml	VITA SPRAY-ON Indikator-Liquid
1	250 ml	VITA SPRAY-ON Dispenserflasche leer
1		VITA SPRAY-ON Markierstift (alkoholfest)
1		VITA SPRAY-ON Druckminderer komplett mit Wandhalter

**VITA SPRAY-ON Artikel****VITA SPRAY-ON**

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA SPRAY-ON Glasflasche leer	B103
VITA SPRAY-ON Adapterdeckel incl. Dichtungsringe, 6 Stück	B104
VITA SPRAY-ON Sprühpistole mit Schutzkappe	B105N
VITA SPRAY-ON Ersatznadel für Sprühpistole	B106
VITA SPRAY-ON Druckminderer komplett mit Wandhalter	B107N
VITA SPRAY-ON Doppelsprühpistolenhalter	B108
VITA SPRAY-ON Teflon-Nadelführungen, 2 Stück	B109N
VITA SPRAY-ON Druckschlauch mit Gewebeeinlage	B110
VITA SPRAY-ON Verbindungsschlauch, spiralförmig	B111
VITA SPRAY-ON Liquid, 1000 ml	B112
VITA SPRAY-ON Indikator-Liquid, 250 ml	B113
VITA SPRAY-ON Dispenserflasche leer, 250 ml	B114
VITA SPRAY-ON Schutzkappe für Sprühpistole	B115N
VITA SPRAY-ON Markierstift (alkoholfest)	B116
VITA SPRAY-ON Dichtungsring für Adapterkabel, 10 Stück	B210

## VITA Modulbox

### Schranksystem aus Kunststoff



#### Produktbeschreibung

Das VITA MODULBOX System ist ein modular aufgebautes System im A3-Grundmaß zur dauerhaften, übersichtlichen und materialgerechten Aufbewahrung von VITA Produkten in Labor und Praxis.


Siehe auch Zahnschrank vario.

## VITA Modulbox Artikel

### VITA Modulbox



Bezeichnung		Art.-Nr.
VITA Modulbox 20 mm-Schublade mit Auszug und 2 Beschriftungsfeldern		ZMB20
VITA Modulbox 55 mm-Schublade mit Auszug und 2 Beschriftungsfeldern		ZMB55
VITA Modulbox 80 mm-Schublade mit Auszug und 2 Beschriftungsfeldern		ZMB80
VITA Modulbox Boden-/Deckelteil ohne Auszug, inkl. Zubehör		ZMBBD
VITABLOCS for CEREC Vorratsbox mit 1 Schublade 80 mm mit Einsatz Nr. 7		ZMBCER1
VITA Modulbox Komplettbox Nr. 1 mit 1 Schublade 55 mm		ZMBK1
VITA Modulbox Komplettbox Nr. 2 mit 2 Schubladen 55 mm		ZMBK2
VITA Modulbox Komplettbox Nr. 3 mit 1 Schublade 80 mm		ZMBK3
VITA Modulbox Komplettbox Nr. 4 mit 2 Schubladen 80 mm		ZMBK4
VITA Modulbox Zwischenstück ohne Auszug, inkl. 3 Montagestopfen		ZMBZ



Stand dieser Information: 04-2024

Die Produkte wurden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und müssen gemäß Gebrauchsinformation verarbeitet werden. Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften und sind nicht bindend.

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299  
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)