

VITA Verblendmaterialien – VITAVM®LC flow

Schnell, sicher und farbtreu mit der VITAVM®LC flow Injektionstechnik

Aufbau-Kurs mit Zahntechnikermeister Jürgen Freitag



Injektionstechnik mit dem neuen
VITAVM®LC flow BASE DENTINE

VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle


VITA – perfect match.

VITA

Sie wollen schnell und höchstästhetisch mit Komposit verblenden? Dann eröffnet Ihnen Kursleiter Jürgen Freitag neue Horizonte, die sofort praktisch umgesetzt werden können. Das Verblendkompositsystem VITA VM LC flow bietet ein facettenreiches Farb- und Lichtspiel analog zu den keramischen Varianten. Im Handling ergeben sich aus der fließfähigen und lichthärtenden Materialeigenschaft Vorteile für den Praktiker.

Anhand eines Wax-ups als „Formgeber“ kann ein lichtdurchlässiger Vorwall hergestellt werden, der dann eine effiziente Injektionstechnik ermöglicht. Über eingearbeitete Kanäle kann VITA VM LC flow BASE DENTINE elegant eingespritzt werden, um die Grundform und damit den Dentinkern vorhersehbar herzustellen. Nach anatomischem Cut-back bietet das Sortiment Effektmassen für die individuelle Veredelung.

Schnell, sicher und farbtreu mit der VITAVM®LC flow Injektionstechnik

Ziel des Kurses	Sie erlernen unter praktischer Anleitung die Injektionstechnik mit VITA VM LC flow. Mit den Tipps und Tricks sind Sie schon morgen in der Lage, das Konzept in Ihrem Labor umzusetzen, um vorhersagbar und effizient mit dem fließfähigen und lichterhärtenden Verblendkomposit zu arbeiten. Hier geben sich Schnelligkeit und Ästhetik die Hand.
Inhalte	<ul style="list-style-type: none">• Vorstellung der Injektionstechnik mit VITA VM LC flow• Verblendung eines Metallgerüsts an einem ersten Molaren mit der Injektionstechnik• Verblendung eines Metallgerüsts auf einem mittleren OK-Frontzahn mit der Injektionstechnik• Manuelle Schichtung auf einem Metallgerüsts eines mittleren OK-Frontzahns im Vergleich
Ihr Referent	<p>Zahntechnikermeister Jürgen Freitag VITA International Speaker</p> <ul style="list-style-type: none">• Seit 1994 selbstständig in Bad Homburg• 2001 Meisterprüfung• 2002 – 2005 Beratung und Entwicklung einer CAD/CAM-Technologie für eine Dentalfirma• Viele Veröffentlichungen in verschiedenen nationalen und internationalen Dentalmagazinen• Kursreferent in Europa, Asien, Süd- und Nordamerika, Australien und Neuseeland 
Zielgruppe	Zahntechniker, die ein praxiserprobtes Konzept mit VITA VM LC flow erlernen wollen, um zukünftig schnell und hochästhetisch mit dem fließfähigen Kompositmaterial verblenden zu können.
Veranstaltungsdauer	2 Tage
Ihre Investition	749,- € zzgl. MwSt.
Beratung und Anmeldung	Fragen und Anmeldungen nimmt Ute Schmidt entgegen. Telefon: +49(0)7761/562-235 , Fax: +49(0)7761/562-816 E-Mail: u.schmidt@vita-zahnfabrik.com



Ja, ich nehme am Kurs teil und melde mich verbindlich an.

Jürgen Freitag: Schnell, sicher und farbtreu mit der VITAVM®LC flow Injektionstechnik

Veranstaltungsorte	Erfurt	Hagen	Langen
Termine	<input type="checkbox"/> 30.08 – 31.08.2019	<input type="checkbox"/> 18.10 – 19.10.2019	<input type="checkbox"/> 13.03 – 14.03.2020
Name, Vorname			
Praxis/Labor			
Strasse, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Telefon/ E-Mail			

105050 - Version (02)