# **Compendio VITA** Marzo 2019 Prótesis removibles







































VITA – perfect match.





### **VITAPAN EXCELL® Anterior**

Para una expresividad excelente en cuanto a forma, color y juego de luces.



#### Descripción del producto

Dientes anteriores de gama alta de composite MRP, ricos en matices, corpóreos y naturales.

#### **Ventajas**

- Confección sencilla de prótesis altamente estéticas gracias a formas dentales naturales con proporciones "áureas"
- Extraordinario juego de colores y luces gracias a la excelente dinámica lumínica y a la transición cromática armoniosa
- Buena reproducción cromática en caso de dientes remanentes naturales gracias a la máxima fidelidad cromática a la guía de colores
- Excelente estabilidad gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a la abrasión
- Configuración excelente de la encía gracias al diseño ancho del cuello dental

### características de dientes

Forma

- Geometría dental corpórea y natural para obtener resultados excelentes
- Diseño incisal marcado para lograr una apariencia sumamente natural
- Crestas palatinas anchas para permitir una configuración ideal de los espacios interdentales/las papilas

Rasgos especiales

- Proporción de esmalte elevada para lograr una buena transmisión de la luz
- Variada textura superficial que se traduce en una dispersión y reflexión naturales de la luz
- Mamelones/opalescencia integrados para obtener matices cromáticos naturales
- Estratificación cromática 3D que proporciona una transición cromática armoniosa

#### **Indicaciones**

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis completas y parciales
- Prótesis implantosoportadas

#### conceptos de prótesis dental

Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A. Gerber, según APF/TIF, según ABC

#### **Colores**

- 11 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® shades 0M3, 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2R1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4M2
- 15 x VITA classical A1–D4® shades A1–D4 (without B1)

#### tablillas

- 17 formas de dientes anteriores superiores (divididas en cuatro grupos de formas)
- 5 formas de dientes anteriores inferiores

#### Produktteaser (Text)

Para una expresividad excelente.





#### **VITAPAN EXCELL® Anterior Surtidos**

Stock de dientes VITAPAN EXCELL

- X-Small\*: 67 tablillas/402 anteriores
- Small\*: 134 tablillas/804 anteriores
- Medium\*: 268 tablillas/1608 anteriores
- Large\*: 400 tablillas/2400 anteriores

Disponible en los colores VITA classical A1-D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.\*\*

- \*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
- \*\*) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITAPAN EXCELL

Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

- VITAPAN EXCELL Anteriores





### **VITAPAN PLUS® Anterior**

#### Para confeccionar prótesis de aspecto juvenil y vital con un plus de translucidez



#### Descripción del producto

Dientes anteriores de gama alta y apariencia natural, de composite MRP con un plus de translucidez.

#### **Ventajas**

- Juego de luces natural gracias a la extraordinaria translucidez derivada de la elevada proporción de esmalte
- Facilidad de reconstrucción de la estética juvenil gracias a las formas dentales corpóreas, juveniles y vitales
- Excelente estabilidad gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a la abrasión
- Desbastado y pulido eficientes gracias a la homogeneidad óptima del material y a la estabilidad de los ángulos

#### características de dientes

Forma

- Geometría dental corpórea y juvenil para crear "prótesis juveniles"
- Diseño incisal marcado y juvenil para lograr una apariencia sumamente natural
- Crestas palatinas anchas para permitir una configuración ideal de los espacios interdentales/las papilas

Rasgos especiales

- Proporción de esmalte elevada/crestas marginales translúcidas para lograr una transmisión óptima de la luz
- Textura superficial rica en matices para conseguir un juego de luces natural
- Estructura de mamelones integrada y borde incisal blanquecino para crear un efecto cromático natural
- Estructura de capas 3D para lograr una transición cromática natural

#### **Indicaciones**

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis completas y parciales con estética juvenil
- Prótesis implantosoportadas

#### conceptos de prótesis dental

Para todos los conceptos habituales de la oclusión lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A. Gerber, según APF/TIF, según ABC

#### **Colores**

- 28 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1-5M3
- 15 colores VITA classical A1–D4<sup>®</sup> A1–D4 (excepto B1)

#### tablillas

- 18 formas de dientes anteriores superiores (divididas en cuatro grupos de formas)
- 6 formas de dientes anteriores inferiores

#### Produktteaser (Text)

Para crear prótesis de aspecto juvenil y vital.





#### **VITAPAN PLUS® Anterior Surtidos**

#### Stock de dientes VITAPAN PLUS

- X-Small\*: 67 tablillas/402 anteriores
- Small\*: 134 tablillas/804 anteriores
- Medium\*: 268 tablillas/1608 anteriores
- Large\*: 400 tablillas/2400 anteriores

Disponible en los colores VITA classical A1-D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.\*\*

- \*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
- \*\*) Véanse los colores disponibles

### Tarjeta de formas VITAPAN PLUS

Estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

- VITAPAN PLUS Anteriores
- VITAPAN PLUS Anteriores y VITAPAN LINGOFORM Posteriores





#### VITAPAN® LINGOFORM Posterior

Para todos los conceptos protésicos, gracias al diseño multifuncional de las superficies masticatorias



#### Descripción del producto

Dientes posteriores de gama alta, corpóreos y multifuncionales, de composite MRP.

#### **Ventajas**

- Montaje sencillo e intuitivo gracias a la determinación "automática" de la céntrica, derivada del diseño de la superficie masticatoria conforme al principio del engranaje
- De uso universal y fiable para todos los conceptos protésicos gracias al diseño multifuncional de las superficies masticatorias
- Rapidez de montaje sin necesidad de desbastado laborioso, gracias a la céntrica exactamente definida
- Excelente estabilidad gracias a la elevada capacidad de carga, la resistencia a la abrasión y la función apoyada en la céntrica
- Gran facilidad de mecanización gracias a la homogeneidad óptima del material y a la estabilidad de los ángulos

#### características de dientes

Forma

- Geometría dental corpórea con dimensión linguovestibular
- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias con contactos de céntrica definidos

Rasgos especiales

- Textura superficial sutilmente matizada para conseguir un juego de luces natural
- Inclinación de las cúspides superiores: 15° a 20°, aprox.

#### **Indicaciones**

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis completas y parciales
- Prótesis implantosoportadas

#### conceptos de prótesis dental

Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A. Gerber, según APF/TIF, según ABC

Especialmente indicados para: conceptos de oclusión lingualizada

#### **Colores**

- 27 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1-5M3
- 15 colores VITA classical A1-D4® A1-D4 (excepto B1)

#### tablillas

- 4 formas de dientes posteriores superiores 4 formas de dientes posteriores inferiores

#### Produktteaser (Text)

Para todos los conceptos protésicos.





#### **VITAPAN® LINGOFORM Posterior Surtidos**

Stock de dientes VITAPAN LINGOFORM

- X-Small\*: 50 tablillas/400 posteriores
- Small\*: 100 tablillas/800 posteriores
- Medium\*: 200 tablillas/1600 posteriores
- Large\*: 300 tablillas/2400 posteriores

Disponible en los colores VITA classical A1-D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.\*\*

- \*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
- \*\*) Véanse los colores disponibles

Práctico estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

- VITAPAN LINGOFORM Posteriores





### **VITA PHYSIODENS® Anterior**

#### Para crear prótesis fieles al detalle con un juego de formas complejo



#### Descripción del producto

Dientes anteriores de gama alta de composite MRP, corpóreos y fieles al detalle.

#### **Ventajas**

- Integración óptima en la dentadura natural remanente gracias a las formas complejas y fieles al detalle
- Juego de luces natural gracias a la textura superficial variada
- Buena reproducción cromática en caso de dientes remanentes naturales gracias a la gran fidelidad cromática a la guía de colores y a la amplia selección de colores
- Enmascaramiento fiable de estructuras secundarias y terciarias gracias a un elevado volumen dental (basal)
- Excelente estabilidad gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a la abrasión

#### características de dientes

Forma

- Geometría dental corpórea y natural que permite una buena integración en la dentadura remanente
- Diseño incisal marcado y vital para lograr una curvatura labial natural
- Cuello dental ancho para permitir una configuración ideal de los espacios interdentales/las papilas
- Elevado volumen (basal) para permitir el enmascaramiento de estructuras secundarias y terciarias

Rasgos especiales

- Cromacidad exactamente adaptada para un buen enmascaramiento de estructuras terciarias
- Textura superficial variada para conseguir un juego de luces natural
- Estructura de capas 3D para lograr una transición cromática natural

#### **Indicaciones**

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis parciales
- Construcciones esqueléticas, con ataches y de barras
- Prótesis telescópicas y cónicas

#### conceptos de prótesis dental

Especialmente indicados para: BLP (prótesis BIO-lógica) según el Dr. E. End

#### **Colores**

- 28 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1-5M3
- 15 colores VITA classical A1–D4® A1–D4 (excepto B1)

#### tablillas

- 21 formas de dientes anteriores superiores (divididas en cuatro grupos de formas)
- 8 formas de dientes anteriores inferiores

#### Produktteaser (Text)

Para crear prótesis fieles al detalle.





#### **VITA PHYSIODENS® Anterior Surtidos**

Stock de dientes VITA PHYSIODENS Anteriores:

- X-Small\*: 67 tablillas/402 anteriores
- Small\*: 134 tablillas/804 anteriores
- Medium\*: 268 tablillas/1608 anteriores
- Large\*: 400 tablillas/2400 anteriores

Disponible en los colores VITA classical A1-D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.\*\*

- \*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
- \*\*) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITA PHYSIODENS

Práctico estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

- VITA PHYSIODENS Anteriores y Posteriores





### **VITA PHYSIODENS® Posterior**

#### Para la reproducción óptima de la función gracias a la morfología natural



#### Descripción del producto

Dientes posteriores de gama alta de composite MRP, corpóreos y fieles al detalle.

#### **Ventajas**

- Restablecimiento sencillo de la función masticatoria gracias a la morfología natural de las superficies oclusales
- Determinación intuitiva de la céntrica y buena intercuspidación gracias al diseño oclusal apoyado en la céntrica
- Buena reproducción cromática en caso de dientes remanentes naturales gracias a la fidelidad cromática a la guía de colores y a la amplia selección de colores
- Enmascaramiento fiable de estructuras terciarias gracias a un elevado volumen dental (basal)
- Excelente estabilidad gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a la abrasión

#### características de dientes

Forma

- Geometría dental corpórea basada en las dimensiones dentales naturales
- Relieve de superficies masticatorias/cúspides conforme al modelo natural totalmente anatómico

#### Rasgos especiales

- Elevado volumen (basal)
- Inclinación de las cúspides superiores: > 30°, aprox.
- Diseño de fosas fiel al detalle

#### **Indicaciones**

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis parciales
- Construcciones esqueléticas, con ataches y de barras
- Prótesis telescópicas y cónicas

#### conceptos de prótesis dental

Especialmente indicados para: BLP (prótesis BIO-lógica) según el Dr. E. End

#### **Colores**

- 27 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1-5M3
- 15 colores VITA classical A1–D4<sup>®</sup> A1–D4 (excepto B1)

#### tablillas

- 6 formas de dientes posteriores superiores
- 6 formas de dientes posteriores inferiores

#### Produktteaser (Text)

Para la reproducción óptima de la función.





#### **VITA PHYSIODENS® Posterior Surtidos**

Stock de dientes VITA PHYSIODENS

Posteriores:

- X-Small\*: 50 tablillas/400 posteriores
- Small\*: 100 tablillas/800 posteriores
- Medium\*: 200 tablillas/1600 posteriores
- Large\*: 300 tablillas/2400 posteriores

Disponible en los colores VITA classical A1-D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.\*\*

- \*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
- \*\*) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITA PHYSIODENS Práctico estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

- VITA PHYSIODENS Anteriores y Posteriores





### **VITA LUMIN® VACUUM Anterior**





#### Descripción del producto

Los dientes de cerámica son ideales para todas las indicaciones en las prótesis parciales y completas de alta gama. Poseen un brillo elevado gracias a su efecto Lumin inherente, e imitan a la naturaleza en cuanto a su conductividad de la luz, opalescencia y fluorescencia. Las piezas únicas confeccionadas a mano en Alemania incorporan elementos de anclaje mecánicos adicionales en la base de la prótesis, a fin de garantizar la estabilidad de las prótesis a largo plazo:

- Dientes anteriores con pernos recubiertos de oro insertados en el núcleo de cerámica dura.
- Dientes posteriores con cavidades retentivas.

### **Material**

Los dientes anteriores y posteriores están confeccionados en la acreditada cerámica de cuarzo-feldespato VITA; gracias a su elevada estabilidad del material y resistencia al desgaste permiten una gran durabilidad de los dientes protésicos, a la vez que sus propiedades materiales los convierten en ideales para pacientes con alergia al MMA.

#### Clasificación

#### **Anteriores**

20 juegos superiores:

180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722, 732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854

6 juegos inferiores:

55, 539, 639, 730, 740, 760

#### **Posteriores**

3 juegos superiores/inferiores SYNOFORM:

10S, 11S, 13S

3 juegos superiores/inferiores CUSPIFORM:

40C, 41C, 44C

#### **Colores**

15 colores VITA classical A1-D4® (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3)

Otros colores tendrán plazo de entrega.

#### Compatibilidad

Los dientes anteriores VITA LUMIN VACUUM están perfectamente armonizados con ambas líneas de dientes posteriores VITA LUMIN VACUUM.





### **VITA LUMIN® VACUUM Anterior Surtidos**

### VITA LUMIN VACUUM Anteriores \*

Formas	Uds. por juego	Denominación
20	6	Anteriores maxilar superior
6	6	Anteriores maxilar inferior

<sup>\*</sup> en los colores VITA classical A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3





### **VITA LUMIN® VACUUM Posterior**





#### Descripción del producto

Los dientes de cerámica son ideales para todas las indicaciones en las prótesis parciales y completas de alta gama. Poseen un brillo elevado gracias a su efecto Lumin inherente, e imitan a la naturaleza en cuanto a su conductividad de la luz, opalescencia y fluorescencia. Las piezas únicas confeccionadas a mano en Alemania incorporan elementos de anclaje mecánicos adicionales en la base de la prótesis, a fin de garantizar la estabilidad de las prótesis a largo plazo:

- Dientes anteriores con pernos recubiertos de oro insertados en el núcleo de cerámica dura.
- Dientes posteriores con cavidades retentivas.

#### **Material**

Los dientes anteriores y posteriores están confeccionados en la acreditada cerámica de cuarzo-feldespato VITA; gracias a su elevada estabilidad del material y resistencia al desgaste permiten una gran durabilidad de los dientes protésicos, a la vez que sus propiedades materiales los convierten en ideales para pacientes con alergia al MMA.

#### Clasificación

#### **Anteriores**

20 juegos superiores:

180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722, 732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854

6 juegos inferiores:

55, 539, 639, 730, 740, 760

#### **Posteriores**

3 juegos superiores/inferiores SYNOFORM:

10S, 11S, 13S

3 juegos superiores/inferiores CUSPIFORM:

40C, 41C, 44C

#### **Colores**

15 colores VITA classical A1-D4® (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3)

Otros colores tendrán plazo de entrega.

#### Compatibilidad

Los dientes anteriores VITA LUMIN VACUUM están perfectamente armonizados con ambas líneas de dientes posteriores VITA LUMIN VACUUM.





### **VITA LUMIN® VACUUM Posterior Surtidos**

# VITA LUMIN VACUUM Posteriores

Formas	Uds. por juego	Denominación
3	8	Posteriores Synoform maxilar superior
3	8	Posteriores Synoform maxilar inferior
3	8	Posteriores Cuspiform maxilar superior
3	8	Posteriores Cuspiform maxilar inferior





### **VITAPAN®** Anterior

### Para todos los casos, gracias a la gran variedad de colores y formas



#### Descripción del producto

Dientes anteriores universales de composite MRP, con formas marcadas adaptadas a la edad.

#### **Ventajas**

- Confección sencilla de prótesis completas/parciales adaptadas a la edad gracias a las formas dentales variadas, marcadas y adaptadas a la edad
- Buena reproducción cromática en caso de dientes remanentes naturales gracias a la fidelidad cromática a la guía de colores y a la amplia selección de colores
- Efecto cromático natural gracias a la transición cromática 3D integrada, desde el cuello hacia el borde incisal
- Excelente estabilidad gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a la abrasión
- Desbastado y pulido eficientes gracias a la homogeneidad óptima del material y a la estabilidad de los ángulos

#### características de dientes

Forma

- Geometría dental marcada y adaptada a la edad para prótesis completas/parciales
- Diseño plano del borde incisal, con patrón de abrasión natural
- Cuello dental estrecho

Rasgos especiales

- Buen equilibro entre croma y translucidez
- Estructura superficial uniforme con características de envejecimiento
- Estructura de capas 3D para lograr una transición cromática natural

#### **Indicaciones**

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis completas/parciales
- Prótesis gerontológicas
- Prótesis en condiciones de espacio limitadas

#### conceptos de prótesis dental

Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A. Gerber, según APF/TIF, según ABC

#### **Colores**

- 28 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1-5M3
- 15 colores VITA classical A1–D4® A1–D4 (excepto B1)

#### tablillas

- 31 formas de dientes anteriores superiores (divididas en cuatro grupos de formas)
- 13 formas de dientes anteriores inferiores

#### Produktteaser (Text)

Gran variedad de colores y formas.





#### **VITAPAN®** Anterior Surtidos

#### Stock de dientes VITAPAN

- X-Small\*: 67 tablillas/402 anteriores
- Small\*: 134 tablillas/804 anteriores
- Medium\*: 268 tablillas/1608 anteriores
- Large\*: 400 tablillas/2400 anteriores

Disponible en los colores VITA classical A1-D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.\*\*

- \*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
- \*\*) Véanse los colores disponibles

### Tarjeta de formas VITAPAN

Práctico estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

- VITAPAN Anteriores





#### **VITAPAN® CUSPIFORM Posterior**

Para el restablecimiento sencillo de la función masticatoria en prótesis completas/parciales



#### Descripción del producto

Dientes posteriores esbeltos de composite MRP con relieve marcado de la superficie masticatoria.

#### **Ventajas**

- Restablecimiento sencillo de la función masticatoria en prótesis completas/parciales gracias al relieve marcado de la superficie masticatoria para una determinación de la céntrica y una intercuspidación satisfactorias
- Excelente estabilidad gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a la abrasión
- Desbastado y pulido eficientes gracias a la homogeneidad óptima del material y a la estabilidad de los ángulos

#### características de dientes

Forma

- Geometría dental estilizada y esbelta para maximizar el espacio libre para la lengua y lograr una función masticatoria eficiente
- Relieve pronunciado de las superficies masticatorias/ cúspides para una determinación de la céntrica y una intercuspidación satisfactorias

Rasgos especiales

- Inclinación de las cúspides superiores: 15° a 20°, aprox.
- Estructura de capas 3D para lograr una transición cromática natural

#### **Indicaciones**

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis completas/parciales
- Prótesis en condiciones de espacio limitadas

#### conceptos de prótesis dental

Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A. Gerber, según APF/TIF, según ABC

Especialmente indicados para: conceptos de oclusión vestibular

#### **Colores**

- 27 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1-5M3
- 15 colores VITA classical A1–D4<sup>®</sup> A1–D4 (excepto B1)

#### tablillas

- 6 formas de dientes posteriores superiores
- 6 formas de dientes posteriores inferiores

#### Produktteaser (Text)

Restablecimiento de la función masticatoria.





#### **VITAPAN® CUSPIFORM Posterior Surtidos**

Stock de dientes VITAPAN CUSPIFORM

- X-Small\*: 50 tablillas/400 posteriores
- Small\*: 100 tablillas/800 posteriores
- Medium\*: 200 tablillas/1600 posteriores
- Large\*: 300 tablillas/2400 posteriores

Disponible en los colores VITA classical A1-D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.\*\*

- \*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
- \*\*) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITAPAN CUSPIFORM

Práctico estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

- VITAPAN CUSPIFORM Posteriores





### **VITAPAN SYNOFORM® Posterior**

Garantiza una función fiable en la prótesis gerontológica gracias al relieve plano de la superficie masticatoria



#### Descripción del producto

Dientes posteriores esbeltos de composite MRP con relieve plano de la superficie masticatoria.

#### **Ventajas**

- Restablecimiento sencillo de la función masticatoria en la prótesis gerontológica gracias al relieve plano de la superficie masticatoria que proporciona gran libertad de movimiento
- Excelente estabilidad gracias a la elevada capacidad de carga y a la resistencia a la abrasión
- Desbastado y pulido eficientes gracias a la homogeneidad óptima del material y a la estabilidad de los ángulos

#### características de dientes

Forma

- Geometría dental estilizada y esbelta para aumentar el espacio libre para la lengua
- Relieve plano y reducido de la superficie masticatoria/ cúspides para proporcionar gran libertad de movimiento

Rasgos especiales

- Inclinación de las cúspides superiores: 6°, aprox.
- Estructura de capas 3D para lograr una transición cromática natural

#### **Indicaciones**

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis gerontológicas

#### conceptos de prótesis dental

Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A. Gerber, según APF/TIF, según ABC

#### **Colores**

- 15 colores VITA classical A1-D4® A1-D4 (excepto B1)

#### tablillas

- 5 formas de dientes posteriores superiores
- 5 formas de dientes posteriores inferiores

### Produktteaser (Text)

Para crear prótesis gerontológica.





#### **VITAPAN SYNOFORM® Posterior Surtidos**

Stock de dientes VITAPAN SYNOFORM

- X-Small\*: 50 tablillas/400 posteriores
- Small\*: 100 tablillas/800 posteriores
- Medium\*: 200 tablillas/1600 posteriores
- Large\*: 300 tablillas/2400 posteriores

Disponible en los colores VITA classical A1-D4®\*\*

- \*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
- \*\*) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITAPAN SYNOFORM

Práctico estuche de metal con todas las formas para la selección de dientes:

- VITAPAN SYNOFORM Posteriores





### **VITA MFT® Anterior**

#### Para prótesis estándar sólidas con una rentabilidad óptima



#### Descripción del producto

Dientes anteriores básicos de material de polímero HC para la prótesis estándar sólida.

#### **Ventajas**

- Confección fiable de prótesis estéticas sólidas gracias al diseño incisal y a las características angulares fieles al modelo natural.
- Reproducción sencilla de un juego de luces natural gracias a la proporción esmalte-dentina equilibrada, a los mamelones integrados y a la textura.
- Reproducción cromática fiable gracias a la buena fidelidad cromática al estándar de colores VITA (VITA classical A1-D4®).

#### características de dientes

Forma

- Geometría del diente universal con forma natural
- Diseño incisal natural y estéticamente logrado

Rasgos especiales

- Proporción esmalte/dentina equilibrada para obtener un juego de luces natural
- Textura superficial rica en matices con mamelones integrados
- Estructura de capas 3D para lograr una transición cromática natural

#### **Indicaciones**

- Soluciones estándar sólidas para prótesis completas/ parciales

#### conceptos de prótesis dental

Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A. Gerber, según APF/TIF, según ABC

#### **Colores**

- 13 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1
- 4 colores VITA classical A1-D4® A1, A3, C3, D3

### tablillas

- 12 formas de dientes anteriores superiores (divididas en cuatro grupos de formas)
- 5 formas de dientes anteriores inferiores





#### **VITA MFT® Anterior Surtidos**

Stock de dientes VITA MFT Stock 2S:

- 72 tablillas/432 anteriores\*
- 48 tablillas/384 posteriores\*

Disponible en los colores VITA classical A1-D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.\*\*

- \*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
- \*\*) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITA MFT

Práctica caja con todas las formas para la selección de dientes:

VITA MFT Anteriores





### **VITA MFT® Posterior**

#### Para todos los conceptos protésicos, gracias al diseño multifuncional de las superficies masticatorias



#### Descripción del producto

Dientes posteriores básicos de polímero HC con optimización funcional de las superficies masticatorias.

#### **Ventajas**

- Montaje de la prótesis simplificado mediante puntos de contacto predefinidos para una intercuspidación automática.
- Elevada seguridad de montaje gracias a la optimización funcional de las superficies masticatorias para lograr una guía céntrica dirigida.
- Menor trabajo de tallado selectivo gracias al diseño basal optimizado.
- Uso fiable para todos los conceptos protésicos gracias al diseño multifuncional de las superficies masticatorias.

#### características de dientes

Forma

- Geometría del diente universal con extensión linguovestibular natural
- Diseño multifuncional de las superficies masticatorias con puntos decontacto predefinidos

Rasgos especiales

- Inclinación de las cúspides superiores: 15° a 20°, aprox.

#### **Indicaciones**

- Soluciones estándar sólidas para prótesis completas/ parciales

#### conceptos de prótesis dental

Indicados para todos los conceptos habituales de la oclusión lingual y equilibrada: p. ej., según Gysi, según el Prof. A. Gerber, según APF/TIF, según ABC

Especialmente indicados para: conceptos de oclusión lingualizados y vestibulares

#### **Colores**

- 12 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M1, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1
- 4 colores VITA classical A1-D4® A1, A3, C3, D3

#### tablillas

- 3 formas de dientes posteriores superiores
- 3 formas de dientes posteriores inferiores





#### **VITA MFT® Posterior Surtidos**

Stock de dientes VITA MFT Stock 2S:

- 72 tablillas/432 anteriores\*
- 48 tablillas/384 posteriores\*

Disponible en los colores VITA classical A1-D4® y VITA SYSTEM 3D-MASTER®.\*\*

- \*) Nota: mediante el stock dental preconfeccionado obtendrá las formas y los colores de uso más frecuente. También le ofrecemos stocks confeccionados conforme a sus especificaciones individuales exactas.
- \*\*) Véanse los colores disponibles

Tarjeta de formas VITA MFT

Práctica caja con todas las formas para la selección de dientes:

VITA MFT Posteriores





# **VITA VIONIC® WAX**

#### Para el encerado CAD/CAM eficiente



### Descripción del producto

Disco de cera para la confección de encerados.

#### **Ventajas**

- Comodidad para la prueba en boca con cera gracias a la confección de la prótesis CAD/CAM de tamaño completo a partir de cera blanca
- Encerado preciso gracias al fresado exacto de las cavidades sobre la base del diseño digital
- Posibilidad de corrección sencilla ya que el encerado puede modificarse durante la prueba en boca

#### Caracterización

VITA VIONIC WAX

- son piezas en bruto de cera sintética con estabilidad de forma y termorresistentes

#### **Indicaciones**

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis digitales

#### **Colores**

- Pink
- White

#### **Produktteaser (Text)**

Para el encerado CAD/CAM eficiente.





### **VITA VIONIC® WAX Productos**

# VITA VIONIC® WAX

Denominación	Ref.
VITA VIONIC WAX, Pink, Ø 98.4 x h 30 mm, 1 pc.	ADP9830
VITA VIONIC WAX, White, Ø 98.4 x h 30 mm, 1 pc.	ADW9830





### **VITA VIONIC® BASE**

#### Para la confección CAD/CAM eficiente de la base



#### Descripción del producto

Disco de PMMA para la confección de bases de prótesis definitivas.

#### **Ventajas**

- Creación eficiente de la base gracias a la confección CAD/CAM sin revestimiento ni prensado manuales
- Facilidad de reproducción dado que el sistema posibilita el restablecimiento de la base mediante un clic con el ratón
- Excelente adaptación a la cresta alveolar gracias a la confección CAD/CAM de la base sin paso de polimerización

#### Caracterización

VITA VIONIC BASE

- son piezas en bruto de PMMA, altamente reticuladas y polimerizadas industrialmente
- son piezas en bruto de material homogéneas con una estabilidad óptima de la forma y del color

#### **Indicaciones**

Solución prostodóntica ideal para:

- Prótesis digitales

#### **Colores**

- Orange-Pink
- Deep-Pink
- Light-Pink

#### Produktteaser (Text)

Para la confección CAD/CAM de la base.





# **VITA VIONIC® BASE Productos**

# VITA VIONIC® BASE

Denominación	Ref.
VITA VIONIC BASE, Deep-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm, 1 pc.	ADDP9826
VITA VIONIC BASE, Deep-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm, 1 pc.	ADDP9830
VITA VIONIC BASE, Light-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm, 1 pc.	ADLP9826
VITA VIONIC BASE, Light-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm, 1 pc.	ADLP9830
VITA VIONIC BASE, Orange-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm, 1 pc.	AD0P9826
VITA VIONIC BASE, Orange-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm, 1 pc.	AD0P9830





### **VITA VIONIC® BOND**

#### Para la unión segura de dientes protésicos VITA a la base VITA VIONIC



#### Descripción del producto

Solución para la fijación de dientes protésicos en bases VITA VIONIC.

#### **Ventajas**

- Fijación adhesiva eficiente de los dientes protésicos sin laborioso proceso de termopolimerización/ autopolimerización
- Fijación precisa de los dientes en la cavidad sin dejar resquicios gracias al sistema de fijación autopolimerizable fluido
- Unión segura de los dientes protésicos a la base gracias a la solución de fijación adaptada específicamente al material
- Caracterización

VITA VIONIC BOND

- Es un sistema de fijación bicomponente autopolimerizable basado en MMA
- Posee una consistencia fluida que permite su aplicación precisa en las superficies de adhesión Forma una capa límite reactiva en las superficies de adhesión
- para garantizar la unión segura
- **Indicaciones**

La solución ideal para:

- Prótesis VITA VIONIC digitales

#### Contenido

Contenido del kit VITA VIONIC BOND

- VITA VIONIC BOND I, tarro, 2 ml
- VITA VIONIC BOND II, frasco, 1 ml
- Microbrush, 3 uds.

#### Produktteaser (Text)

Para la unión segura de dientes protésicos VITA.





# **VITA VIONIC® BOND Surtidos**

# VITA VIONIC® BOND

# **VITA VIONIC BOND KIT** AD9VBK

Cantidad	Contenido	Material
1	2 ml	VITA VIONIC BOND I
1	1 ml	VITA VIONIC BOND II
3	1 pc.	Microbrush





### **VITA VIONIC® FRAME**

#### Para la confección eficiente de prótesis CAD/CAM con Ceramill® Motion 2



#### Descripción del producto

VITAPAN EXCELL DD FRAME VITAPAN LINGOFORM DD FRAME

#### **Ventajas**

- Reconstrucción digital sencilla de la función aplicando diversos conceptos de forma personalizada e integrando las clases de Angle
- Confección eficiente de prótesis completas mediante modificación basal de los dientes pulsando un botón, de forma análoga al diseño de prótesis
- Proceso seguro de confección CAD/CAM completamente digital
  - gracias al sistema de materiales armonizado, incluida la solución de fijación

#### características de dientes

DD FRAME para el sistema de soporte Ceramill D-Set

- Sirve para la mecanización CAM de dientes protésicos en un marco dental
- Posibilita el fresado de las zonas basales y circulares del diente

#### **Indicaciones**

Solución prostodóntica ideal para:

Prótesis digitales

#### conceptos de prótesis dental

Análisis del modelo CAD:

- Análisis según TiF mediante el módulo de software Ceramill D-flow

Montaje CAD de la prótesis:

Las opciones de diseño adaptadas específicamente para VITA

- La implementación de los conceptos de montaje: bucal, lingual, mordida cruzada y según el doctor y catedrático A.
- la consideración de posiciones de mordida (mordida normal/ cruzada)
- La integración de todas las clases de mordida de Angle

- 6 colores VITA classical A1-D4® A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

#### tablillas **VITAPAN EXCELL DD FRAME**

- 9 formas de dientes anteriores superiores\*
- 4 formas de dientes anteriores inferiores\*

#### VITAPAN LINGOFORM DD FRAME

- 4 formas de dientes posteriores superiores\*
- 4 formas de dientes posteriores inferiores\*
- \*) Un marco especial con dientes protésicos integrados por cada tablilla superior/inferior.

#### Compatibilidad de sistemas

- Software CAD: módulo de software Ceramill D-flow
- Hardware CAM: Ceramill Motion 2 (5X) incl. Coolstream
- Escáner: Ceramill Map 300/400

#### **Produktteaser (Text)**

Para la confección de prótesis CAD/CAM.





# VITACOLL® Agente adhesivo

#### Agente adhesivo para dientes de resina



#### Descripción del producto

VITACOLL es el agente adhesivo seguro para unir dientes de resina y materiales base. Debido al empleo de los más diversos materiales base, a menudo es difícil saber si estos materiales se van a unir de forma segura a los dientes de resina disponibles. Utilizar VITACOLL garantiza la seguridad necesaria.

Frasco de 100 ml

#### **Ventajas**

El agente adhesivo VITACOLL proporciona una unión química segura de los dientes de resina con materiales termopolimerizables y autopolimerizables, así como con materiales de inyección de polimetacrilato, evitando que los dientes se separen de la base.





# VITACOLL® Agente adhesivo Productos

# VITACOLL® Agente adhesivo

Denominación	Ref.
VITACOLL, 100 ml	A9C100





#### Película de aislamiento de silicona VITAFOL® H

Material aislante para la protección de los dientes preconfeccionados durante la confección de la prótesis



#### Descripción del producto

VITAFOL H es un material aislante de silicona para la protección de dientes de resina y cerámica durante la confección de la prótesis.

#### **Ventajas**

- VITAFOL H se utiliza para proteger dientes de resina y cerámica y permite conservar las modelaciones más finas de la cresta gingival; las zonas cubiertas con VITAFOL H se mantienen limpias y no requieren un acabado posterior.
- Tampoco hace falta aislarlas en dirección al yeso. De este modo es imposible que el aislamiento llegue a las superficies basales de los dientes. En los dientes de resina se consigue evitar así la formación de una capa de separación entre los dientes y el material base.
- El efecto tampón de VITAFOL H elimina los daños que pueden producirse durante el prensado y la retirada del revestimiento.





# Película de aislamiento de silicona VITAFOL® H Surtidos

# Película de aislamiento de silicona VITAFOL® H



## **VITAFOL H Surtido extragrande** A9FG\*

Cantidad	Contenido	Material
3	70 ml	VITAFOL H Pasta
3	15 ml	VITAFOL H Líquido endurecedor
3	80 g	VITAFOL H Cristales adhesivos
1	Unidad	Bloc de mezcla
1	Unidad	Pincel
		Instrucciones de uso

<sup>\*</sup> Suficiente para unas 300 prótesis de 14 dientes



#### **VITAFOL H Surtido para laboratorios** A9FL\*

Cantidad	Contenido	Material
1	70 ml	VITAFOL H Pasta
1	15 ml	VITAHOL H Líquido endurecedor
1	80 g	VITAFOL H Cristales adhesivos
1	Unidad	Bloc de mezcla
1	Unidad	Pincel
		Instrucciones de uso

<sup>\*</sup> Suficiente para unas 100 prótesis de 14 dientes





# Película de aislamiento de silicona VITAFOL® H Productos

# Película de aislamiento de silicona VITAFOL® H

Denominación	Ref.
VITAFOL H Líquido endurecedor, 15 ml	A9F15
VITAFOL H Cristales adhesivos, 80 g	A9F50
VITAFOL H PASTA, 70 ml	A9F90
VITAFOL H Bloc de mezcla impreso, 50 hojas	A9FA
VITAFOL H Pincel N° 11	A9FP





#### Armario dental vario

#### Sistema de armario de material sintético



#### Descripción del producto

El armario dental vario de VITA, con sus amplias opciones de almacenamiento y sus reducidas dimensiones, resulta ideal para colocar todos los expositores dentales VITA.

Este novedoso sistema de almacenaje puede ampliarse en cualquier momento mediante la inserción de cajones adicionales y está fabricado con un plástico de color gris claro de alta calidad, resistente y neutro.

Los cajones pueden extraerse por completo de forma suave, gracias a las guías telescópicas situadas a ambos lados.

El armario dental vario de VITA forma parte del sistema VITA Modulbox, y, por tanto, es compatible con todas las cajas modulares.

#### Clasificación

Capacidad por cajón:

72 x 6 = 432 Dientes anteriores en juegos de 6 48 x 8 = 384 Dientes posteriores en juegos de 8

#### Produktteaser (Hover)

Für die optimale Lagerung von Zahngarnituren





#### **Armario dental vario Productos**

### Armario dental vario

Denominación	Ref.
Armario dental S10 con 10 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 350 mm	ZMBS10
Armario dental S12 con 12 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 420 mm	ZMBS12
Armario dental S2 con 2 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 70 mm	ZMBS2
Armario dental S4 con 4 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 140 mm	ZMBS4
Armario dental S6 con 6 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 210 mm	ZMBS6
Armario dental S8 con 8 cajones: Dimensiones exteriores: 482 x 345 x 280 mm	ZMBS8





Nuestros productos han sido desarrollados para uso odontológico y se deben utilizar siguiendo las instrucciones de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.

Versión de esta información: 03.2019



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299 Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446 www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

facebook.com/vita.zahnfabrik