# Compendium VITA Février 2021 Caractérisation








































VITA – perfect match.



#### **VITA AKZENT® Plus**

Optimisation. Simplicité. Exhaustivité.



#### **Description du produit**

De nouvelles applications nécessitent de nouveaux matériaux polyvalents. Avec les colorants VITA AKZENT Plus, les utilisateurs pourront vite et bien optimiser la couleur et caractériser leurs travaux dans tous les types de céramique, indépendamment du CDT.

Qu'il s'agisse de teinter une restauration à cœur ou en surface, avec les nouveaux colorants fluorescents VITA AKZENT Plus, la tâche est facile et relativement rapide.

Les colorants VITA AKZENT Plus sont proposés, en fonction des préférences de chacun et du domaine d'utilisation, sous forme de poudre/liquide ou de pâte prête à l'emploi.

Les Body Stains et la Glaze sont également livrables en spray pour une application régulière et sans risque de perte sur des surfaces assez étendues. Le nouvel embout vaporisateur sécurise la précision d'application.

#### **Avantages**

Pour tous les types de céramique dentaire - céramiques à stratifier et céramiques à presser, blocs de céramique feldspathique comme par ex. VITABLOCS ou bien encore les restaurations monolithiques. Le produit est conçu pour toutes les céramiques dentaires et pour tous les CDT.

Disponible en trois conditionnements

#### **POWDER:**

Pour une flexibilité et une rentabilité sans limite.

#### PASTE:

Pâtes prêtes à l'emploi d'une consistante constante et d'une pigmentation homogène.

#### **SPRAY**:

Lasures et glaçures prêtes à l'emploi, faciles à appliquer.



#### **VITA AKZENT® Plus coffrets**

### **VITA AKZENT® Plus**



# VITA AKZENT® Plus POWDER KIT BAPK

Quantité	Contenu	Matériau
14	3 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	3 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Plaque de mélange incl. disque échantillons de couleur VITA AKZENT PLUS
1		Spatule en verre VITA pour colorants
1		Cuiller dose, 0,1 ml / Spatule de mélange 2 faces
1		Pinceau n° 3 a <(>&<)> e



# VITA AKZENT ${}^{\circledR}$ Plus CHROMA STAINS KIT 3D-MASTER BAPKCS3D

Quantité	Contenu	Matériau
5	3 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA L, CHROMA R, CHROMA IO, CHROMA M2 - CHROMA M3
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, dessin en couleur 3D-MASTER



# VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS KIT classical BAPKCSC

Quantité	Contenu	Matériau
4	3 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B, CHROMA C, CHROMA D
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, dessin en couleur classical





# VITA AKZENT® Plus PASTE KIT BAPKP

Quantité	Contenu	Matériau
14	4 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	4 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		Pinceau plat pour PASTE OPAQUE
1		VITA AKZENT Plus plaquette de couleurs échantillons
1		Plaque de mélange VITA AKZENT Plus en verre cristal (70 x 95 mm)
1		Spatule en verre VITA pour colorants
1		Pinceau n° 3 a <(>&<)> e



# VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-MASTER BAPKPCS3D

Quantité	Contenu	Matériau
5	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA L, CHROMA R, CHROMA IO, CHROMA M2 - CHROMA M3
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, dessin en couleur 3D-MASTER



# VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical BAPKPCSC

Quantité	Contenu	Matériau
4	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B, CHROMA C, CHROMA D
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, dessin en couleur classical



# VITA AKZENT® Plus MINI KIT BAPKSK

Quantité	Contenu	Matériau
5	3 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01, ES05 - ES06, ES11, ES13
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus plaquette de couleurs échantillons
1		Plaque de mélange VITA AKZENT Plus en verre cristal (70 x 95 mm)
1		Pinceau n° 3 a <(>&<)> e



# VITA AKZENT® Plus SPRAY KIT BAPKSV1

Quantité	Contenu	Matériau
5	75 ml	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		VITA AKZENT Plus plaquette de couleurs échantillons



# VITA AKZENT ${\bf 8}$ Plus Starter kit spray / Paste Bapsksm

Quantité	Contenu	Matériau
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Pinceau N° 1 de correction, en martre rouge
1		Spatule de mélange, plastique pour PASTE OPAQUE
2	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B
2	4 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01, ES11
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE

#### **VITA AKZENT® Plus articles**

### **VITA AKZENT® Plus**

VITA AKZENT Plus BODY STAINS, 3 g (Powder) / 4 g (Paste) / 75 ml (Spray)

Désignation	N° art. 3 g (Powder)	N° art. 4 g (Paste)	N° art. 75 ml (Spray)
BS01	B505013	B505014	B5050175
BS02	B505023	B505024	B5050275
BS03	B505033	B505034	B5050375
BS04	B505043	B505044	B5050475
BS05	B505053	B505054	B5050575

### VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, 3 g (Powder) / 4 g (Paste)

Désignation	N° art. 3 g (Powder)	N° art. 4 g (Paste)
CHROMA A	B5050A3	B5050A4
CHROMA B	B5050B3	B5050B4
CHROMA C	B5050C3	B5050C4
CHROMA D	B5050D3	B5050D4
CHROMA IO	B5050IO3	B5050IO4
CHROMA L	B5050L3	B5050L4
CHROMA M2	B5050M23	B5050M24
CHROMA M3	B5050M33	B5050M34
CHROMA R	B5050R3	B5050R4

Désignation	N° art.
VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY, 75 ml	B5051075
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray, 75 ml	B5052075
VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT, 75 ml	B5053075



### VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS, 3 g (Powder) / 4 g (Paste)

Désignation	N° art. 3 g (Powder)	N° art. 4 g (Paste)
ES01	B505513	B505514
ES02	B505523	B505524
ES03	B505533	B505534
ES04	B505543	B505544
ES05	B505553	B505554
ES06	B505563	B505564
ES07	B505573	B505574
ES08	B505583	B505584
ES09	B505593	B505594
ES10	B505603	B505604
ES11	B505613	B505614
ES12	B505623	B505624
ES13	B505633	B505634
ES14	B505643	B505644

Désignation	N° art.
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 30 g	B5058130
VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE, 4 g	B505814
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 5 g	B505815
VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE, 4 g	B505824
VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER, 5 g	B505825
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE, 4 g	B505834
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER, 5 g	B505835
VITA AKZENT Plus POWDER FLUID, 20 ml	BAPF20
VITA AKZENT Plus PASTE FLUID, 15 ml	BAPPF15



#### **VITA INTERNO®**

#### Pour les caractérisations internes



#### Description du produit

Les masses VITA INTERNO offrent au céramiste une excellente base de départ pour parfaire la reproduction des effets de couleurs, issus du corps de la dent. Les effets chromatiques que l'on observe notamment dans la zone incisale d'une dent vivante (contrastes), seront parfaitement reproduits avec les masses INTERNO. Grâce à leur grande fluorescence - analogue à celle présente dans la nature - les couleurs sont plus lumineuses et la lumière circule mieux.

Les couleurs VITA INTERNO s'utilisent avec **toutes** les céramiques cosmétiques VITA.

#### **Avantages**

- Utilisables pour toutes les céramiques cosmétiques VITA.
- Couleurs miscibles entre elles.
- La palette de couleurs est calquée sur les effets observés sur la dent naturelle ce qui supprime le fastidieux travail de mélange des couleurs.
- Résistance et stabilité chromatique.



### VITA INTERNO® coffrets

# VITA INTERNO®



### VITA INTERNO® KIT BISETV2

Quantité	Contenu	Matériau
14	3 g	VITA INTERNO Int01 - Int14
1	20 ml	VITA INTERNO FLUID
1		VITA INTERNO plaquette de couleurs échantillons
1		Plaque de mélange VITA INTERNO en plastique (Ø 144 mm, avec creux)
1		Spatule en verre VITA pour colorants
1		Pinceau n° 3 a <(>&<)> e



### VITA INTERNO® articles

# VITA INTERNO®

# VITA INTERNO, 3 g

Désignation	N° art. 3 g
Int01	BI013
Int02	BI023
Int03	BI033
Int04	BI043
Int05	BI053
Int06	BI063
Int07	BI073
Int08	BI083
Int09	BI093
Int10	BI103
Int11	BI113
Int12	BI123
Int13	BI133
Int14	BI143

Désignation	N° art.	
VITA INTERNO FLUID, 20 ml	BIF20	



#### **VITA ENAMIC® STAINS**

#### Reproduction rapide et simple des nuances naturelles



#### **Description du produit**

Le VITA ENAMIC STAINS KIT comporte 6 colorants plus des accessoires pour la reproduction des nuances de teinte naturelles sur des restaurations en céramique hybride. La cohésion entre les colorants et la restauration s effectue par voie de polymérisation. La glaçure chimique VITA ENAMIC GLAZE assure le scellement de la surface ce qui contribue à la pérennité et à la brillance des teintes dans le milieu buccal. La mise en oeuvre repose sur un principe simple en 5 étapes : conditionnement de la surface, mélange des teintes et application, polymérisation intermédiaire, application de la glaçure chimique et polymérisation finale.

#### **Avantages**

#### Mise en oeuvre rapide:

appliquer simplement les colorants VITA sur la restauration, polymériser et terminé! Les caractérisations chromatiques des restaurations VITA ENAMIC sont donc rapides.

#### Grande individualité:

avec les 6 colorants VITA ENAMIC, les nuances chromatiques et les anomalies des dents naturelles se reproduisent avec finesse.

#### Simplicité de mise en oeuvre:

la saturation des colorants VITA ENAMIC se module en jouant sur le ratio poudre/liquide. Il est ainsi possible d appliquer les colorants aussi bien de manière ponctuelle que sur toute la surface.

#### **Indications**

Les colorants VITA ENAMIC sont destinés aux caractérisations (occlusales/cervicales) des restaurations en céramique hybride VITA ENAMIC.

#### **Couleurs**

Sont proposés en six nuances white, corn, brown, khaki, blue et black.

#### Compatibilité du système

Pour la polymérisation intermédiaire et la polymérisation finale, les appareils de polymérisation suivants pour cabinet dentaire et laboratoire sont recommandés: Bluephase C8 (Ivoclar Vivadent), Astralis 10 (Ivoclar Vivadent), Valo LED (Ultradent), Speed Labolight (Hager & Werken), Heraflash (Heraeus Kulzer) et Polylux PT (Dreve).



### **VITA ENAMIC® STAINS coffrets**

# VITA ENAMIC® STAINS



# VITA ENAMIC® STAINS KIT EENSTKIT

Quantité	Contenu	Matériau
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 1 white
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 2 corn
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 3 brown
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 4 khaki
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 5 blue
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 6 black
1	20 ml	VITA ENAMIC STAINS LIQUID
1	20 ml	VITA ENAMIC GLAZE
1	50 ml	VITA VM LC CLEANER
2		Pinceau N° 1 de correction, en martre rouge
1		VITA Plaque de mélange noire en porcelaine avec couvercle, 8,5 x 11 cm
1		Spatule de mélange, double extrémité




### VITA ENAMIC® STAINS articles

### **VITA ENAMIC® STAINS**

Désignation		N° art.
VITA VM LC CLEANER, 50 ml Liquide de nettoyage	on .	CVMLC50
Pinceau N° 1 de correction, en martre rouge		B085

Désignation		N° art.
VITA Plaque de mélange noire en porcelaine avec couvercle, 8,5 x 11 cm		C014
Spatule de mélange, double extrémité		C013
VITA ENAMIC STAIN 1, white, 2 g		EENST012
VITA ENAMIC STAIN 2, corn, 2 g		EENST022
VITA ENAMIC STAIN 3, brown, 2 g		EENST032
VITA ENAMIC STAIN 4, khaki, 2 g		EENST042
VITA ENAMIC STAIN 5, blue, 2 g	VIIA 5 blue 2 2 3	EENST052
VITA ENAMIC STAIN 6, black, 2 g		EENST062
Microbrush applicateurs jetables, 25 pièces	Manual Ma	EENSTMB20





Nos produits ont été conçus pour un usage dans le domaine dentaire et doivent être mis en oeuvre conformément aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une garantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Mise à jour: 02/2021



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299 Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446 www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

facebook.com/vita.zahnfabrik