







Compendio VITA Febrero 2021

Caracterización



VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus

Optimizados. Fáciles. Para todo.



Descripción del producto

Los nuevos campos de aplicación requieren materiales nuevos y versátiles. Con los maquillajes VITA AKZENT Plus el usuario puede optimizar cromáticamente todos los tipos de cerámicas dentales de forma sencilla y eficiente, independientemente del CET de la restauración.

Tanto si desea colorear la restauración internamente como si quiere caracterizarla superficialmente y aplicar una capa finísima, con los nuevos maquillajes VITA AKZENT Plus fluorescentes podrá hacerlo fácilmente y sin grandes esfuerzos.

Los maquillajes VITA AKZENT Plus están disponibles en forma de polvo y como pastas listas para su uso; se adaptan así a distintos campos de aplicación, preferencias de elaboración y hábitos.

Los materiales BODY STAINS y GLAZE, de aplicación en capa finísima, también están disponibles en spray, que garantiza un tratamiento extenso y uniforme de la superficie mediante la aplicación homogénea y sin que se desperdicie material. El nuevo pulverizador especial es ideal para una aplicación precisa.

Ventajas

Para todos los tipos de cerámicas dentales, desde cerámicas de estratificación y prensadas, bloques de cerámica de feldespato (p. ej. VITABLOCS) hasta restauraciones monolíticas.

Aptos para todas las cerámicas dentales y todos los CET.

Disponibles en tres formas de aplicación:

POWDER:

Para una flexibilidad sin límites y rentabilidad

PASTE:

Pastas listas para su uso de consistencia uniforme y pigmentación homogénea

SPRAY:

Maquillajes de aplicación en capa finísima y capa gruesa listos para su uso y fáciles de aplicar

VITA AKZENT® Plus Surtidos

VITA AKZENT® Plus

VITA AKZENT® Plus POWDER KIT BAPK

Cantidad	Contenido	Material
14	3 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	3 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Paleta de mezclado incl. disco de muestras de colores VITA AKZENT Plus
1		VITA Espátula de vidrio para colores
1		Cuchara graduada, 0,1 ml / Espátula de amasar 2 caras
1		a <(&<)> e pincel N° 3/0



VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS KIT 3D-MASTER BAPKCS3D

Cantidad	Contenido	Material
5	3 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA L, CHROMA R, CHROMA IO, CHROMA M2 - CHROMA M3
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, muestra de color 3D-MASTER

**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS KIT classical**
BAPKCSC

Cantidad	Contenido	Material
4	3 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B, CHROMA C, CHROMA D
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, muestra de color classical



VITA AKZENT® Plus PASTE KIT BAPKP

Cantidad	Contenido	Material
14	4 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	4 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		Pincel plano, para PASTE OPAQUE
1		VITA AKZENT Plus Disco de muestras de colores
1		Paleta de mezclado VITA AKZENT Plus de cristal (70 x 95 mm)
1		VITA Espátula de vidrio para colores
1		a <(> e pincel N° 3/0



VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-MASTER BAPKPCS3D

Cantidad	Contenido	Material
5	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA L, CHROMA R, CHROMA IO, CHROMA M2 - CHROMA M3
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, muestra de color 3D-MASTER



VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical BAPKPCSC

Cantidad	Contenido	Material
4	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B, CHROMA C, CHROMA D
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, muestra de color classical



**VITA AKZENT® Plus MINI KIT
BAPKSK**

Cantidad	Contenido	Material
5	3 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01, ES05 - ES06, ES11, ES13
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus Disco de muestras de colores
1		Paleta de mezclado VITA AKZENT Plus de cristal (70 x 95 mm)
1		a <-&<-> e pincel N° 3/0



**VITA AKZENT® Plus SPRAY KIT
BAPKSV1**

Cantidad	Contenido	Material
5	75 ml	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		VITA AKZENT Plus Disco de muestras de colores



**VITA AKZENT® Plus STARTER KIT SPRAY / PASTE
BAPKSM**

Cantidad	Contenido	Material
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		N° 1 Pincel de corrección de pelo de marta roja
1		Espátula de amasar, plástico para PASTE OPAQUE
2	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B
2	4 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01, ES11
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE

VITA AKZENT® Plus Productos
VITA AKZENT® Plus

VITA AKZENT Plus BODY STAINS, 3 g (Powder) / 4 g (Paste) / 75 ml (Spray)

Denominación	Ref. 3 g (Powder)	Ref. 4 g (Paste)	Ref. 75 ml (Spray)
BS01	B505013	B505014	B5050175
BS02	B505023	B505024	B5050275
BS03	B505033	B505034	B5050375
BS04	B505043	B505044	B5050475
BS05	B505053	B505054	B5050575

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, 3 g (Powder) / 4 g (Paste)

Denominación	Ref. 3 g (Powder)	Ref. 4 g (Paste)
CHROMA A	B5050A3	B5050A4
CHROMA B	B5050B3	B5050B4
CHROMA C	B5050C3	B5050C4
CHROMA D	B5050D3	B5050D4
CHROMA IO	B5050IO3	B5050IO4
CHROMA L	B5050L3	B5050L4
CHROMA M2	B5050M23	B5050M24
CHROMA M3	B5050M33	B5050M34
CHROMA R	B5050R3	B5050R4

Denominación	Ref.
VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY, 75 ml	B5051075
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray, 75 ml	B5052075
VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT, 75 ml	B5053075

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS, 3 g (Powder) / 4 g (Paste)

Denominación	Ref. 3 g (Powder)	Ref. 4 g (Paste)
ES01	B505513	B505514
ES02	B505523	B505524
ES03	B505533	B505534
ES04	B505543	B505544
ES05	B505553	B505554
ES06	B505563	B505564
ES07	B505573	B505574
ES08	B505583	B505584
ES09	B505593	B505594
ES10	B505603	B505604
ES11	B505613	B505614
ES12	B505623	B505624
ES13	B505633	B505634
ES14	B505643	B505644

Denominación	Ref.
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 30 g	B5058130
VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE, 4 g	B505814
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 5 g	B505815
VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE, 4 g	B505824
VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER, 5 g	B505825
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE, 4 g	B505834
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER, 5 g	B505835
VITA AKZENT Plus POWDER FLUID, 20 ml	BAPF20
VITA AKZENT Plus PASTE FLUID, 15 ml	BAPPF15

VITA INTERNO®

Para la reproducción de características en el interior del diente



Descripción del producto

Los polvos INTERNO de VITA proporcionan al ceramista los mejores requisitos para conseguir una reproducción todavía más perfecta de los efectos del color desde la profundidad. Gracias a un alto grado de fluorescencia (de forma análoga a como ocurre en la naturaleza) se consigue una mayor potencia lumínica de los colores y se intensifica el transporte de luz. Los polvos INTERNO de VITA pueden mezclarse con polvos de dentina y translúcidos. Con ello, se alcanza un efecto cromático mayor. Con los polvos INTERNO, pueden reproducirse especialmente bien los efectos del color naturales de la zona incisal (contrastes). Gracias a un alto grado de fluorescencia - de forma análoga a como ocurre en la naturaleza - se consigue una mayor potencia lumínica de los colores y se intensifica el transporte de luz.

Los colores VITA INTERNO pueden utilizarse universalmente con **todas** las cerámicas de recubrimiento VITA.

Ventajas

- utilizables universalmente con todas las cerámicas de recubrimiento VITA
- pueden mezclarse entre sí
- el modelo de la paleta de colores son los efectos que se dan en el diente natural, lo cual permite trabajar básicamente sin mezclas complicadas
- resistentes y cromáticamente estables

VITA INTERNO® Surtidos

VITA INTERNO®



VITA INTERNO® KIT
BISETV2

Cantidad	Contenido	Material
14	3 g	VITA INTERNO Int01 - Int14
1	20 ml	VITA INTERNO FLUID
1		VITA INTERNO Disco de muestras de colores
1		Paleta de mezclado VITA INTERNO de plástico (Ø 144 mm, con cavidades)
1		VITA Espátula de vidrio para colores
1		a <(>&<)> e pincel N° 3/0

VITA INTERNO® Productos

VITA INTERNO®

VITA INTERNO, 3 g

Denominación	Ref. 3 g
Int01	BI013
Int02	BI023
Int03	BI033
Int04	BI043
Int05	BI053
Int06	BI063
Int07	BI073
Int08	BI083
Int09	BI093
Int10	BI103
Int11	BI113
Int12	BI123
Int13	BI133
Int14	BI143

Denominación	Ref.
VITA INTERNO FLUID, 20 ml	BIF20

VITA ENAMIC® STAINS

Ahora podrá reproducir matices cromáticos naturales de forma rápida y sencilla



Descripción del producto

El VITA ENAMIC STAINS KIT incluye seis maquillajes más accesorios para la reproducción de matices cromáticos naturales de restauraciones confeccionadas a partir de cerámica híbrida. La unión de los maquillajes con la restauración se realiza mediante un proceso de polimerización. Para el sellado de la superficie está disponible el glaseado químico VITA ENAMIC GLAZE. De este modo se incrementa la durabilidad y el brillo de los maquillajes en el medio bucal. La elaboración se basa en 5 pasos muy sencillos: acondicionar la superficie de la restauración, mezclar los maquillajes y aplicarlos, realizar una polimerización intermedia, aplicar el glaseado químico y realizar la polimerización final.

Ventajas

Elaboración rápida:

Solo hay que aplicar los maquillajes VITA ENAMIC en la restauración, polimerizar y listo. De este modo es posible una rápida caracterización cromática de las restauraciones de VITA ENAMIC.

Restauraciones personalizadas:

Con los seis maquillajes VITA ENAMIC pueden reproducirse los matices cromáticos y los defectos de los dientes naturales de forma totalmente personalizada.

Facilidad de manipulación:

La intensidad cromática de los maquillajes VITA ENAMIC puede controlarse fácilmente mediante la proporción de líquido y polvo. Esto permite una aplicación tanto puntual como fluida.

Indicaciones

Los maquillajes VITA ENAMIC están indicados para la caracterización (oclusal/cervical) de restauraciones confeccionadas a partir de la cerámica híbrida VITA ENAMIC.

Colores

Disponibles en seis matices cromáticos: white, corn, brown, khaki, blue y black.

Compatibilidad de sistemas

Para las polimerizaciones intermedia y final se recomiendan los siguientes aparatos de polimerización de clínica y de laboratorio: Bluephase C8 (Ivoclar Vivadent), Astralis 10 (Ivoclar Vivadent), Valo LED (Ultradent), Speed Labolight (Hager & Werken), Heraflash (Heraeus Kulzer) y PolyLux PT (Dreve).

VITA ENAMIC® STAINS Surtidos

VITA ENAMIC® STAINS




**VITA ENAMIC® STAINS KIT
EENSTKIT**

Cantidad	Contenido	Material
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 1 white
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 2 corn
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 3 brown
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 4 khaki
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 5 blue
1	2 g	VITA ENAMIC STAIN 6 black
1	20 ml	VITA ENAMIC STAINS LIQUID
1	20 ml	VITA ENAMIC GLAZE
1	50 ml	VITA VM LC CLEANER
2		Nº 1 Pincel de corrección de pelo de marta roja
1		VITA Paleta de mezclado negra de porcelana con tapa, 8,5 x 11 cm
1		Espátula de amasar, de dos extremos

VITA ENAMIC® STAINS Productos
VITA ENAMIC® STAINS

Denominación		Ref.
VITA VM LC CLEANER, 50 ml Solución limpiadora		CVMLC50
Nº 1 Pincel de corrección de pelo de marta roja		B085

Denominación		Ref.
VITA Paleta de mezclado negra de porcelana con tapa, 8,5 x 11 cm		C014
Espátula de amasar, de dos extremos		C013
VITA ENAMIC STAIN 1, white, 2 g		EENST012
VITA ENAMIC STAIN 2, corn, 2 g		EENST022
VITA ENAMIC STAIN 3, brown, 2 g		EENST032
VITA ENAMIC STAIN 4, khaki, 2 g		EENST042
VITA ENAMIC STAIN 5, blue, 2 g		EENST052
VITA ENAMIC STAIN 6, black, 2 g		EENST062
Microbrush aplicadores desechables, 25 uds.		EENSTMB20



Nuestros productos han sido desarrollados para uso odontológico y se deben utilizar siguiendo las instrucciones de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.

Versión de esta información: 02.2021

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik