





# Compendium VITA Février 2021

Production CFAO



VITA – perfect match.

**VITA**



VITA – perfect match.

**VITA**



## VITA ENAMIC®

**Redéfinit la notion de résistance mécanique.**



### Description du produit

- La première céramique hybride au monde dotée d'une double structure en réseau céramiquepolymère
- En variantes monochromes et polychromes disponibles en 3 niveaux de translucidité (T, HT, ST)

### Avantages

- Réaliser des restaurations résistantes grâce à une céramique hybride à grande capacite de charge avec des proprietes d'absorption des forces masticatoires
- Des restaurations non ou minimalement invasives puisque la céramique hybride elastique autorise des epaisseurs de paroi reduites
- Préparer des constructions fidèles, ajustées et délicates grâce à un materiau composite ayant une élasticité integree
- Reconstruire de façon économique grace a une fabrication FAO rapide et a une finalisation efficace par polissage sans cuisson

### Indications

Indications conseillées\*

- Reconstitutions preservant la substance dentaire avec epaisseur de paroi réduite
- Couronnes posterieures en cas de place limitee
- Traitement precis de petits défauts (par ex. obturations indirecte du collet, inlays delicats)
- Reconstitutions non invasives / a minima des surfaces de mastication (facette occlusale)
- Structures cosmetiques monolithiques pour les bridges numeriques

\*) Il s'agit d'indications conseillées ; toutes les restaurations de type unitaire sont évidemment possibles. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi de chacun des produits.

### Couleurs

- **VITA SYSTEM 3D MASTER®, translucide (T)\***  
0M1, 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2
- **VITA SYSTEM 3D MASTER®, hautement translucide (HT)\*\***  
0M1, 1M1, 1M2\*, 2M1, 2M2, 2M3, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2
- **VITA SYSTEM 3D MASTER®, super translucide (ST)\*\*\***  
1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

\*) Offre de couleurs limitée pour VITA ENAMIC IS-14 et disques : IS-14 disponible en 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2 ; disques disponibles en 1M2, 2M2 et 3M2

\*\*) Offre de couleurs limitée pour VITA ENAMIC IS-16 et disques : disponibles en 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

\*\*\*) Disponible dans la variante EM-14



## VITA ENAMIC® coffrets

### VITA ENAMIC® for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®



#### VITA ENAMIC® Starter Set clinical EC4EMSTSETCV1

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 0M1-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 0M1-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M1-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M1-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M2-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 2M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 2M2-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 3M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 3M2-HT, EM-14
1		VITA ENAMIC Polishing Set clinical

#### VITA ENAMIC® Starter Set technical EC4EMSTSETT

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 0M1-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 0M1-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M1-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M1-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M2-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 2M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 2M2-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 3M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 3M2-HT, EM-14
1		VITA ENAMIC Polishing Set technical



## VITA ENAMIC® articles

### VITA ENAMIC® for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
0M1-HT, EM-10	EC40M1HTEM10 8 x 10 x 15 mm
0M1-HT, EM-14	EC40M1HTEM14 12 x 14 x 18 mm
0M1-T, EM-14	EC40M1TEM14 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, EM-10	EC41M1HTEM10 8 x 10 x 15 mm
1M1-HT, EM-14	EC41M1HTEM14 12 x 14 x 18 mm
1M1-T, EM-14	EC41M1TEM14 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, EM-10	EC41M2HTEM10 8 x 10 x 15 mm
1M2-HT, EM-14	EC41M2TEM14 12 x 14 x 18 mm
1M2-T, EM-14	EC41M2TEM14 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, EM-10	EC42M2HTEM10 8 x 10 x 15 mm
2M2-HT, EM-14	EC42M2HTEM14 12 x 14 x 18 mm
2M2-T, EM-14	EC42M2TEM14 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, EM-10	EC43M2HTEM10 8 x 10 x 15 mm
3M2-HT, EM-14	EC43M2HTEM14 12 x 14 x 18 mm
3M2-T, EM-14	EC43M2TEM14 12 x 14 x 18 mm
2M1-T, EM-14	EC4EM3112765 12 x 14 x 18 mm
2M3-T, EM-14	EC4EM3132765 12 x 14 x 18 mm
3M1-T, EM-14	EC4EM3192765 12 x 14 x 18 mm
3M3-T, EM-14	EC4EM3212765 12 x 14 x 18 mm
4M2-T, EM-14	EC4EM3282765 12 x 14 x 18 mm
2M1-HT, EM-10	EC4EM4112645 8 x 10 x 15 mm

Désignation	N° art. 5 pcs.
2M1-HT, EM-14	EC4EM4112765 12 x 14 x 18 mm
2M3-HT, EM-10	EC4EM4132645 8 x 10 x 15 mm
2M3-HT, EM-14	EC4EM4132765 12 x 14 x 18 mm
3M1-HT, EM-10	EC4EM4192645 8 x 10 x 15 mm
3M1-HT, EM-14	EC4EM4192765 12 x 14 x 18 mm
3M3-HT, EM-10	EC4EM4212645 8 x 10 x 15 mm
3M3-HT, EM-14	EC4EM4212765 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, EM-10	EC4EM4282645 8 x 10 x 15 mm
4M2-HT, EM-14	EC4EM4282765 12 x 14 x 18 mm
1M1-ST, EM-14	EC4EM7062765 12 x 14 x 18 mm
1M2-ST, EM-14	EC4EM7072765 12 x 14 x 18 mm
2M2-ST, EM-14	EC4EM7122765 12 x 14 x 18 mm
3M2-ST, EM-14	EC4EM7202765 12 x 14 x 18 mm
4M2-ST, EM-14	EC4EM7282765 12 x 14 x 18 mm

#### VITA ENAMIC® UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC UNIVERSAL, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
0M1-HT, EM-10	EN1EM4022645 8 x 10 x 15 mm
0M1-HT, EM-14	EN1EM4022765 12 x 14 x 18 mm
0M1-T, EM-14	EN1EM3022765 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, EM-10	EN1EM4062645 8 x 10 x 15 mm
1M1-HT, EM-14	EN1EM4062765 12 x 14 x 18 mm
1M1-T, EM-14	EN1EM3062765 12 x 14 x 18 mm



Désignation	N° art. 5 pcs.
1M2-HT, EM-10	EN1EM4072645 8 x 10 x 15 mm
1M2-HT, EM-14	EN1EM4072765 12 x 14 x 18 mm
1M2-T, EM-14	EN1EM3072765 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, EM-10	EN1EM4122645 8 x 10 x 15 mm
2M2-HT, EM-14	EN1EM4122765 12 x 14 x 18 mm
2M2-T, EM-14	EN1EM3122765 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, EM-10	EN1EM4202645 8 x 10 x 15 mm
3M2-HT, EM-14	EN1EM4202765 12 x 14 x 18 mm
3M2-T, EM-14	EN1EM3202765 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, EM-10	EN1EM4282645 8 x 10 x 15 mm
4M2-HT, EM-14	EN1EM4282765 12 x 14 x 18 mm
4M2-T, EM-14	EN1EM3282765 12 x 14 x 18 mm
1M1-ST, EM-14	EN1EM7062765 12 x 14 x 18 mm
1M2-ST, EM-14	EN1EM7072765 12 x 14 x 18 mm
2M2-ST, EM-14	EN1EM7122765 12 x 14 x 18 mm
3M2-ST, EM-14	EN1EM7202765 12 x 14 x 18 mm
4M2-ST, EM-14	EN1EM7282765 12 x 14 x 18 mm


**VITA ENAMIC® IS for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITA ENAMIC IS, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
1M1-HT, IS-16L	EC4EM4069485 18 x 16 x 18 mm
1M1-HT, IS-16S	EC4EM4069365 18 x 16 x 18 mm
1M1-T, IS-14L	EC4EM3069725 18 x 14 x 12 mm
1M1-T, IS-14S	EC4EM3069605 18 x 14 x 12 mm
1M2-HT, IS-16L	EC4EM4079485 18 x 16 x 18 mm
1M2-HT, IS-16S	EC4EM4079365 18 x 16 x 18 mm
1M2-T, IS-14L	EC4EM3079725 18 x 14 x 12 mm
1M2-T, IS-14S	EC4EM3079605 18 x 14 x 12 mm
2M2-HT, IS-16L	EC4EM4129485 18 x 16 x 18 mm
2M2-HT, IS-16S	EC4EM4129365 18 x 16 x 18 mm
2M2-T, IS-14L	EC4EM3129725 18 x 14 x 12 mm
2M2-T, IS-14S	EC4EM3129605 18 x 14 x 12 mm
3M2-HT, IS-16L	EC4EM4209485 18 x 16 x 18 mm
3M2-HT, IS-16S	EC4EM4209365 18 x 16 x 18 mm
3M2-T, IS-14L	EC4EM3209725 18 x 14 x 12 mm
3M2-T, IS-14S	EC4EM3209605 18 x 14 x 12 mm
4M2-HT, IS-16L	EC4EM4289485 18 x 16 x 18 mm
4M2-HT, IS-16S	EC4EM4289365 18 x 16 x 18 mm
4M2-T, IS-14L	EC4EM3289725 18 x 14 x 12 mm
4M2-T, IS-14S	EC4EM3289605 18 x 14 x 12 mm

**VITA ENAMIC® DISC**

Désignation	N° art.
VITA ENAMIC, 1M2-T, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDEM3981207
VITA ENAMIC, 2M2-T, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDEM3981212
VITA ENAMIC, 3M2-T, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDEM3981220
VITA ENAMIC, 1M2-T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDEM3981807
VITA ENAMIC, 2M2-T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDEM3981812
VITA ENAMIC, 3M2-T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDEM3981820
VITA ENAMIC, 1M1-HT, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDEM4981206
VITA ENAMIC, 1M2-HT, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDEM4981207
VITA ENAMIC, 2M2-HT, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDEM4981212
VITA ENAMIC, 3M2-HT, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDEM4981220
VITA ENAMIC, 4M2-HT, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDEM4981228
VITA ENAMIC, 1M1-HT, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDEM4981806
VITA ENAMIC, 1M2-HT, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDEM4981807
VITA ENAMIC, 2M2-HT, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDEM4981812
VITA ENAMIC, 3M2-HT, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDEM4981820
VITA ENAMIC, 4M2-HT, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDEM4981828



## VITA ENAMIC® multiColor

### Bloc CFAO en céramique hybride



#### Description du produit

VITA ENAMIC multiColor est le bloc en céramique hybride pour la reproduction du dégradé naturel de couleurs d'un simple clic. Ce bloc CFAO présente un dégradé de couleurs intégré, finement nuancé, de la zone cervicale à la zone incisale.

#### Couleurs

**VITA SYSTEM 3D-MASTER® , très translucide HT)**  
1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

#### Avantages

- Réaliser des restaurations résistantes grâce à une céramique hybride à grande capacité de charge avec des propriétés d'absorption des forces masticatoires
- Des restaurations non ou minimalement invasives puisque la céramique hybride élastique autorise des épaisseurs de paroi réduites
- Préparer des constructions fidèles, ajustées et délicates grâce à un matériau composite ayant une élasticité intégrée
- Reconstruire de façon économique grâce à une fabrication FAO rapide et à une finalisation efficace par polissage sans cuisson

#### Indications

Indications conseillées\*

- Couronnes esthétiques avec jeu de lumière/couleur vivant
- Facettes (sans préparation) élégantes pour les reconstructions cosmétiques

\*) Il s'agit d'indications conseillées ; toutes les restaurations de type unitaire sont évidemment possibles. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi de chacun des produits.



## VITA ENAMIC® multiColor articles

### VITA ENAMIC® multiColor for Cerec®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC multiColor for CEREC/inLab, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
1M1-HT, EMC-14	EC4EC4062765 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, EMC-16	EC4EC4062885 16 x 18 x 18 mm
1M2-HT, EMC-14	EC4EC4072765 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, EMC-16	EC4EC4072885 16 x 18 x 18 mm
2M2-HT, EMC-14	EC4EC4122765 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, EMC-16	EC4EC4122885 16 x 18 x 18 mm
3M2-HT, EMC-14	EC4EC4202765 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, EMC-16	EC4EC4202885 16 x 18 x 18 mm
4M2-HT, EMC-14	EC4EC4282765 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, EMC-16	EC4EC4282885 16 x 18 x 18 mm


**VITA ENAMIC® multiColor UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITA ENAMIC multiColor UNIVERSAL, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
1M1-HT, EMC-14	EN1EC4062765 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, EMC-16	EN1EC4062885 16 x 18 x 18 mm
1M2-HT, EMC-14	EN1EC4072765 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, EMC-16	EN1EC4072885 16 x 18 x 18 mm
2M2-HT, EMC-14	EN1EC4122765 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, EMC-16	EN1EC4122885 16 x 18 x 18 mm
3M2-HT, EMC-14	EN1EC4202765 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, EMC-16	EN1EC4202885 16 x 18 x 18 mm
4M2-HT, EMC-14	EN1EC4282765 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, EMC-16	EN1EC4282885 16 x 18 x 18 mm



## VITABLOCS® Mark II

**Recul clinique sur des millions d'éléments.**



### Description du produit

VITABLOCS Mark II : blocs en céramique feldspathique couleur dent, monochromes, qui s'intègrent très bien dans la substance dentaire résiduelle

### Avantages

- Réaliser des restaurations fiables grâce à un matériau résistant à la valeur clinique établie
- Des restaurations hautement esthétiques grâce à un matériau avec un excellent jeu de lumière et de couleur
- Des reconstructions économiques grâce à la réalisation FAO rapide et la finalisation efficace par polissage

### Indications

Indications conseillées\*

- Petites restaurations esthétiques (inlay, onlay, couronne partielle)

\*) Il s'agit d'indications conseillées ; toutes les restaurations de type unitaire sont évidemment possibles. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi de chacun des produits.

### Couleurs

#### - VITA SYSTEM 3D MASTER®

0M1C (pour I12, I14), 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 2M3C, 3M1C, 3M2C, 3M3C, 4M2C

#### - VITA classical A1-D4®

A1C, A2C, A3C, A3.5C, A4C, B2C, B3C, C2C, C3C, D3C



## VITABLOCS® Mark II articles

### VITABLOCS® Mark II for CEREC®/inLab® VITA classical A1-D4®

VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
A1C, I-10	EC4A1CI105 8 x 10 x 15 mm
A1C, I-12	EC4A1CI125 10 x 12 x 15 mm
A1C, I-14	EC4A1CI14 12 x 14 x 18 mm
A2C, I-10	EC4A2CI105 8 x 10 x 15 mm
A2C, I-12	EC4A2CI125 10 x 12 x 15 mm
A2C, I-14	EC4A2CI14 12 x 14 x 18 mm
A3.5C, I-10	EC4A35CI105 8 x 10 x 15 mm
A3.5C, I-12	EC4A35CI125 10 x 12 x 15 mm
A3.5C, I-14	EC4A35CI14 12 x 14 x 18 mm
A3C, I-10	EC4A3CI105 8 x 10 x 15 mm
A3C, I-12	EC4A3CI125 10 x 12 x 15 mm
A3C, I-14	EC4A3CI14 12 x 14 x 18 mm
A4C, I-10	EC4A4CI105 8 x 10 x 15 mm
A4C, I-12	EC4A4CI125 10 x 12 x 15 mm
A4C, I-14	EC4A4CI14 12 x 14 x 18 mm
B2C, I-10	EC4B2CI105 8 x 10 x 15 mm
B2C, I-12	EC4B2CI125 10 x 12 x 15 mm
B2C, I-14	EC4B2CI14 12 x 14 x 18 mm
B3C, I-10	EC4B3CI105 8 x 10 x 15 mm
B3C, I-12	EC4B3CI125 10 x 12 x 15 mm
B3C, I-14	EC4B3CI14 12 x 14 x 18 mm

Désignation	N° art. 5 pcs.
C2C, I-10	EC4C2CI105 8 x 10 x 15 mm
C2C, I-12	EC4C2CI125 10 x 12 x 15 mm
C2C, I-14	EC4C2CI14 12 x 14 x 18 mm
C3C, I-10	EC4C3CI105 8 x 10 x 15 mm
C3C, I-12	EC4C3CI125 10 x 12 x 15 mm
C3C, I-14	EC4C3CI14 12 x 14 x 18 mm
D3C, I-10	EC4D3CI105 8 x 10 x 15 mm
D3C, I-12	EC4D3CI125 10 x 12 x 15 mm
D3C, I-14	EC4D3CI14 12 x 14 x 18 mm

#### VITABLOCS® Mark II for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
0M1C, I-12	EC40M1CI125 10 x 12 x 15 mm
0M1C, I-14	EC40M1CI14 12 x 14 x 18 mm
1M1C, I-10	EC41M1CI105 8 x 10 x 15 mm
1M1C, I-12	EC41M1CI125 10 x 12 x 15 mm
1M1C, I-14	EC41M1CI14 12 x 14 x 18 mm
1M2C, I-10	EC41M2CI105 8 x 10 x 15 mm
1M2C, I-12	EC41M2CI125 10 x 12 x 15 mm
1M2C, I-14	EC41M2CI14 12 x 14 x 18 mm
2M1C, I-10	EC42M1CI105 8 x 10 x 15 mm
2M1C, I-12	EC42M1CI125 10 x 12 x 15 mm
2M1C, I-14	EC42M1CI14 12 x 14 x 18 mm

Désignation	N° art. 5 pcs.
2M2C, I-10	EC42M2CI105 8 x 10 x 15 mm
2M2C, I-12	EC42M2CI125 10 x 12 x 15 mm
2M2C, I-14	EC42M2CI14 12 x 14 x 18 mm
2M3C, I-10	EC42M3CI105 8 x 10 x 15 mm
2M3C, I-12	EC42M3CI125 10 x 12 x 15 mm
2M3C, I-14	EC42M3CI14 12 x 14 x 18 mm
3M1C, I-10	EC43M1CI105 8 x 10 x 15 mm
3M1C, I-12	EC43M1CI125 10 x 12 x 15 mm
3M1C, I-14	EC43M1CI14 12 x 14 x 18 mm
3M2C, I-10	EC43M2CI105 8 x 10 x 15 mm
3M2C, I-12	EC43M2CI125 10 x 12 x 15 mm
3M2C, I-14	EC43M2CI14 12 x 14 x 18 mm
3M3C, I-10	EC43M3CI105 8 x 10 x 15 mm
3M3C, I-12	EC43M3CI125 10 x 12 x 15 mm
3M3C, I-14	EC43M3CI14 12 x 14 x 18 mm
4M2C, I-10	EC44M2CI105 8 x 10 x 15 mm
4M2C, I-12	EC44M2CI125 10 x 12 x 15 mm
4M2C, I-14	EC44M2CI14 12 x 14 x 18 mm

**VITABLOCS® Mark II for Rapid Layer Technology VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITABLOCS Mark II for RLT, 2 pcs.

Désignation	N° art. 2 pcs.
1M1C, I-40/19	EC41M1CI40192 15,5 x 19 x 39 mm
1M2C, I-40/19	EC41M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm
2M2C, I-40/19	EC42M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm
3M2C, I-40/19	EC43M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm

**VITABLOCS® Mark II for KaVo VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITABLOCS Mark II for KaVo Everest, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
1M2C, I12	ECK1M2CI12 10 x 12 x 15 mm
1M2C, I14	ECK1M2CI14 12 x 14 x 18 mm
2M2C, I12	ECK2M2CI12 10 x 12 x 15 mm
2M2C, I14	ECK2M2CI14 12 x 14 x 18 mm
3M2C, I12	ECK3M2CI12 10 x 12 x 15 mm
3M2C, I14	ECK3M2CI14 12 x 14 x 18 mm

**VITABLOCS® Mark II UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITABLOCS Mark II UNIVERSAL, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
0M1C, I-10	EN1M0202360 8 x 10 x 15 mm
0M1C, I-12	EN1M0202372 10 x 12 x 15 mm
0M1C, I-14	EN1M0202384 12 x 14 x 18 mm
1M1C, I-10	EN1M0206360 8 x 10 x 15 mm
1M1C, I-12	EN1M0206372 10 x 12 x 15 mm
1M1C, I-14	EN1M0206384 12 x 14 x 18 mm



Désignation	N° art. 5 pcs.
1M2C, I-10	EN1M0207360 8 x 10 x 15 mm
1M2C, I-12	EN1M0207372 10 x 12 x 15 mm
1M2C, I-14	EN1M0207384 12 x 14 x 18 mm
2M1C, I-10	EN1M0211360 8 x 10 x 15 mm
2M1C, I-12	EN1M0211372 10 x 12 x 15 mm
2M1C, I-14	EN1M0211384 12 x 14 x 18 mm
2M2C, I-10	EN1M0212360 8 x 10 x 15 mm
2M2C, I-12	EN1M0212372 10 x 12 x 15 mm
2M2C, I-14	EN1M0212384 12 x 14 x 18 mm
2M3C, I-10	EN1M0213360 8 x 10 x 15 mm
2M3C, I-12	EN1M0213372 10 x 12 x 15 mm
2M3C, I-14	EN1M0213384 12 x 14 x 18 mm
3M1C, I-10	EN1M0219360 8 x 10 x 15 mm
3M1C, I-12	EN1M0219372 10 x 12 x 15 mm
3M1C, I-14	EN1M0219384 12 x 14 x 18 mm
3M2C, I-10	EN1M0220360 8 x 10 x 15 mm
3M2C, I-12	EN1M0220372 10 x 12 x 15 mm
3M2C, I-14	EN1M0220384 12 x 14 x 18 mm
3M3C, I-10	EN1M0221360 8 x 10 x 15 mm
3M3C, I-12	EN1M0221372 10 x 12 x 15 mm
3M3C, I-14	EN1M0221384 12 x 14 x 18 mm
4M2C, I-10	EN1M0228360 8 x 10 x 15 mm
4M2C, I-12	EN1M0228372 10 x 12 x 15 mm



Désignation	N° art. 5 pcs.
4M2C, I-14	EN1M0228384 12 x 14 x 18 mm

**VITABLOCS® Mark II UNIVERSAL VITA classical A1-D4®**

VITABLOCS Mark II UNIVERSAL, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
A1C, I-10	EN1M0236360 8 x 10 x 15 mm
A1C, I-12	EN1M0236372 10 x 12 x 15 mm
A1C, I-14	EN1M0236384 12 x 14 x 18 mm
A2C, I-10	EN1M0237360 8 x 10 x 15 mm
A2C, I-12	EN1M0237372 10 x 12 x 15 mm
A2C, I-14	EN1M0237384 12 x 14 x 18 mm
A3C, I-10	EN1M0238360 8 x 10 x 15 mm
A3C, I-12	EN1M0238372 10 x 12 x 15 mm
A3C, I-14	EN1M0238384 12 x 14 x 18 mm



## VITABLOCS® TriLuxe forte

Recul clinique sur des millions d'éléments.



### Description du produit

VITABLOCS TriLuxe forte : blocs en céramique feldspathique couleur dent, polychromes, avec dégradé de couleur intégré pour reproduire le jeu de couleurs naturel

### Avantages

- Réaliser des restaurations fiables grâce à un matériau résistant à la valeur clinique établie
- Des restaurations hautement esthétiques grâce à un matériau avec un excellent jeu de lumière et de couleur
- Des reconstructions économiques grâce à la réalisation FAO rapide et la finalisation efficace par polissage

### Indications

Indications conseillées\*

- Couronnes et facettes hautement esthétiques en secteur visible

\*) Il s'agit d'indications conseillées ; toutes les restaurations de type unitaire sont évidemment possibles. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi de chacun des produits.

### Couleurs

#### - VITA SYSTEM 3D-MASTER®

1M2C, 2M2C, 3M2C

#### - VITA classical A1-D4®

A1C, A2C, A3C, A3.5C

**VITABLOCS® TriLuxe forte articles****VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLab® VITA classical A1-D4®**

VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC/inLab, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
A1C, TF-12	EC4A1CTF125 10 x 12 x 15 mm
A1C, TF-14	EC4A1CTF14 12 x 14 x 18 mm
A1C, TF-14/14	EC4A1CTF1414 14 x 14 x 18 mm
A2C, TF-12	EC4A2CTF125 10 x 12 x 15 mm
A2C, TF-14	EC4A2CTF14 12 x 14 x 18 mm
A2C, TF-14/14	EC4A2CTF1414 14 x 14 x 18 mm
A3.5C, TF-12	EC4A35CTF125 10 x 12 x 15 mm
A3.5C, TF-14	EC4A35CTF14 12 x 14 x 18 mm
A3.5C, TF-14/14	EC4A35CTF1414 14 x 14 x 18 mm
A3C, TF-12	EC4A3CTF125 10 x 12 x 15 mm
A3C, TF-14	EC4A3CTF14 12 x 14 x 18 mm
A3C, TF-14/14	EC4A3CTF1414 14 x 14 x 18 mm


**VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC/inLab, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
1M2C, TF-12	EC41M2CTF125 10 x 12 x 15 mm
1M2C, TF-14	EC41M2CTF14 12 x 14 x 18 mm
1M2C, TF-14/14	EC41M2CTF1414 14 x 14 x 18 mm
2M2C, TF-12	EC42M2CTF125 10 x 12 x 15 mm
2M2C, TF-14	EC42M2CTF14 12 x 14 x 18 mm
2M2C, TF-14/14	EC42M2CTF1414 14 x 14 x 18 mm
3M2C, TF-12	EC43M2CTF125 10 x 12 x 15 mm
3M2C, TF-14	EC43M2CTF14 12 x 14 x 18 mm
3M2C, TF-14/14	EC43M2CTF1414 14 x 14 x 18 mm

**VITABLOCS® TriLuxe forte UNIVERSAL VITA classical A1-D4®**

VITABLOCS TriLuxe forte UNIVERSAL, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
A1C, TF-12	EN1MU2366845 10 x 12 x 15mm
A1C, TF-14	EN1MU2366965 12 x 14 x 18mm
A1C, TF-14/14	EN1MU2367085 14 x 14 x 18mm
A2C, TF-12	EN1MU2376845 10 x 12 x 15mm
A2C, TF-14	EN1MU2376965 12 x 14 x 18mm
A2C, TF-14/14	EN1MU2377085 14 x 14 x 18mm
A3C, TF-12	EN1MU2386845 10 x 12 x 15mm
A3C, TF-14	EN1MU2386965 12 x 14 x 18mm
A3C, TF-14/14	EN1MU2387085 14 x 14 x 18mm
A3.5C, TF-12	EN1MU2396845 10 x 12 x 15mm
A3.5C, TF-14	EN1MU2396965 12 x 14 x 18mm
A3.5C, TF-14/14	EN1MU2397085 14 x 14 x 18mm

**VITABLOCS® TriLuxe forte UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITABLOCS TriLuxe forte UNIVERSAL, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
1M2C, TF-12	EN1MU2076845 10 x 12 x 15mm
1M2C, TF-14	EN1MU2076965 12 x 14 x 18mm
1M2C, TF-14/14	EN1MU2077085 14 x 14 x 18mm
2M2C, TF-12	EN1MU2126845 10 x 12 x 15mm
2M2C, TF-14	EN1MU2126965 12 x 14 x 18mm
2M2C, TF-14/14	EN1MU2127085 14 x 14 x 18mm
3M2C, TF-12	EN1MU2206845 10 x 12 x 15mm
3M2C, TF-14	EN1MU2206965 12 x 14 x 18mm
3M2C, TF-14/14	EN1MU2207085 14 x 14 x 18mm

**VITABLOCS® TriLuxe forte for Rapid Layer Technology VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITABLOCS TriLuxe forte for RLT, 2 pcs.

Désignation	N° art. 2 pcs.
1M2C, TF-40/19	EC41M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm
2M2C, TF-40/19	EC42M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm
3M2C, TF-40/19	EC43M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm



## VITABLOCS RealLife®

**Recul clinique sur des millions d'éléments.**



### Description du produit

VITABLOCS RealLife : blocs en céramique feldspathique couleur dent, polychromes, avec structure stratifiée en 3D pour la reproduction du dégradé naturel de couleur en secteur antérieur

### Avantages

- Réaliser des restaurations fiables grâce à un matériau résistant à la valeur clinique établie
- Des restaurations hautement esthétiques grâce à un matériau avec un excellent jeu de lumière et de couleur
- Des reconstructions économiques grâce à la réalisation FAO rapide et la finalisation efficace par polissage

### Indications

Indications conseillées\*

- Couronnes antérieures hautement esthétiques

\*) Il s'agit d'indications conseillées ; toutes les restaurations de type unitaire sont évidemment possibles. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi de chacun des produits.

### Couleurs

#### VITA SYSTEM 3D MASTER®

0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C et 3M2C

**VITABLOCS RealLife® articles****VITABLOCS RealLife® for CEREC®/inLab®**

VITABLOCS RealLife for CEREC/inLab MC XL, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
0M1C, RL-14/14	EC40M1CRW1414 14 x 14 x 18 mm
1M1C, RL-14/14	EC41M1CRW1414 14 x 14 x 18 mm
1M2C, RL-14/14	EC41M2CRW1414 14 x 14 x 18 mm
2M1C, RL-14/14	EC42M1CRW1414 14 x 14 x 18 mm
2M2C, RL-14/14	EC42M2CRW1414 14 x 14 x 18 mm
3M2C, RL-14/14	EC43M2CRW1414 14 x 14 x 18 mm



## VITA SUPRINITY® PC

Céramique vitreuse. Une révolution.



### Description du produit

- Génération de céramique vitreuse très résistante, dopée au dioxyde de zirconium
- Disponible en blocs monochromes en deux niveaux de translucidité (T, HT)

### Avantages

- Sécurité élevée grâce à la matrice de céramique vitreuse dopée au dioxyde de zirconium
- Résultats précis grâce à la grande solidité des bords
- Mise en oeuvre simple grâce à une bonne aptitude au polissage et une grande stabilité à la cuisson
- Superbe esthétique du fait de la translucidité, de l'opalescence et de la fluorescence intégrées

### Indications

Indications conseillées\*

De multiples possibilités (esthétiques) grâce au vaste champ d'indications :

- couronne postérieure
- couronne antérieure
- couronne implantaire
- facette

\*) Il s'agit d'indications conseillées ; toutes les restaurations de type unitaire sont évidemment possibles. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi de chacun des produits.

### Couleurs

- **VITA classical A1-D4® , très translucide (HT)**  
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
- **VITA classical A1-D4®, translucide (T)**  
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
- **VITA SYSTEM 3D-MASTER®, très translucide (HT)**  
0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2
- **VITA SYSTEM 3D-MASTER®, translucide (T)**  
0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2



## VITA SUPRINITY® PC coffrets

### VITA SUPRINITY® PC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

#### VITA SUPRINITY® PC Starter Set clinical VITA SYSTEM 3D-MASTER® EC4S0STSETC3D

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 1M1-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 1M2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 2M2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 3M2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 4M2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 1M1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 1M2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 2M2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 3M2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 4M2-T, PC-14
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Support de cuisson alvéolé W pour couronnes et bridges
1		2 tige de platine (1 tige pour dent antérieure et 1 pour dent postérieure)
1		VITA SUPRINITY Polishing Set clinical

**VITA SUPRINITY® PC VITA classical A1-D4®****VITA SUPRINITY® PC Starter Set clinical VITA classical A1-D4®  
EC4S0STSETC**

Quantité	Contenu	Matériaux
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3.5-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, B2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, C2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, D2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, OM1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A1-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3.5-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, B2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, C2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, D2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, OM1-HT, PC-14
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Support de cuisson alvéolé W pour couronnes et bridges
1		2 tige de platine (1 tige pour dent antérieure et 1 pour dent postérieure)
1		VITA SUPRINITY Polishing Set clinical



**VITA SUPRINITY® PC STARTER SET technical VITA classical A1-D4®  
EC4SOSTSETT**

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3.5-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, B2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, C2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, D2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, OM1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A1-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3.5-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, B2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, C2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, D2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, OM1-HT, PC-14
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Support de cuisson alvéolé W pour couronnes et bridges
1		2 tige de platine (1 tige pour dent antérieure et 1 pour dent postérieure)
1		VITA SUPRINITY Polishing Set technical

**VITA SUPRINITY® PC articles****VITA SUPRINITY® PC VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
0M1-T, PC-14	EC4S010001 12 x 14 x 18 mm
1M1-T, PC-14	EC4S010004 12 x 14 x 18 mm
1M2-T, PC-14	EC4S010005 12 x 14 x 18 mm
2M2-T, PC-14	EC4S010009 12 x 14 x 18 mm
3M2-T, PC-14	EC4S010016 12 x 14 x 18 mm
4M2-T, PC-14	EC4S010023 12 x 14 x 18 mm
0M1-HT, PC-14	EC4S010101 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, PC-14	EC4S010104 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, PC-14	EC4S010105 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, PC-14	EC4S010109 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, PC-14	EC4S010116 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, PC-14	EC4S010123 12 x 14 x 18 mm

**VITA SUPRINITY® PC VITA classical A1-D4®**

VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
A1-T, PC-14	EC4S010030 12 x 14 x 18 mm
A2-T, PC-14	EC4S010031 12 x 14 x 18 mm
A3-T, PC-14	EC4S010032 12 x 14 x 18 mm
A3.5-T, PC-14	EC4S010033 12 x 14 x 18 mm
B2-T, PC-14	EC4S010036 12 x 14 x 18 mm
C2-T, PC-14	EC4S010040 12 x 14 x 18 mm
D2-T, PC-14	EC4S010043 12 x 14 x 18 mm
A1-HT, PC-14	EC4S010130 12 x 14 x 18 mm
A2-HT, PC-14	EC4S010131 12 x 14 x 18 mm
A3-HT, PC-14	EC4S010132 12 x 14 x 18 mm
A3.5-HT, PC-14	EC4S010133 12 x 14 x 18 mm
B2-HT, PC-14	EC4S010136 12 x 14 x 18 mm
C2-HT, PC-14	EC4S010140 12 x 14 x 18 mm
D2-HT, PC-14	EC4S010143 12 x 14 x 18 mm

**VITA SUPRINITY® PC UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITA SUPRINITY PC UNIVERSAL, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
OM1-T, PC-14	EN1S03024445 12 x 14 x 18 mm
OM1-HT, PC-14	EN1S04024445 12 x 14 x 18 mm

**VITA SUPRINITY® PC UNIVERSAL VITA classical A1-D4®**

VITA SUPRINITY PC UNIVERSAL, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
A1-T, PC-14	EN1S03364445 12 x 14 x 18 mm
A2-T, PC-14	EN1S03374445 12 x 14 x 18 mm
A3-T, PC-14	EN1S03384445 12 x 14 x 18 mm
A3.5-T, PC-14	EN1S03394445 12 x 14 x 18 mm
B2-T, PC-14	EN1S03424445 12 x 14 x 18 mm
C2-T, PC-14	EN1S03464445 12 x 14 x 18 mm
D2-T, PC-14	EN1S03494445 12 x 14 x 18 mm
A1-HT, PC-14	EN1S04364445 12 x 14 x 18 mm
A2-HT, PC-14	EN1S04374445 12 x 14 x 18 mm
A3-HT, PC-14	EN1S04384445 12 x 14 x 18 mm
A3.5-HT, PC-14	EN1S04394445 12 x 14 x 18 mm
B2-HT, PC-14	EN1S04424445 12 x 14 x 18 mm
C2-HT, PC-14	EN1S04464445 12 x 14 x 18 mm
D2-HT, PC-14	EN1S04494445 12 x 14 x 18 mm



## VITA YZ® XT

**La solution système pour des reconstructions en dioxyde de zirconium offrant précision, efficacité et fidélité chromatique.**



### Description du produit

VITA YZ XT sont pièces brutes en  $ZrO_2$  extra-translucides pour la réalisation de restaurations monolithiques et partiellement incrustées en secteur antérieur.

Les lingots VITA YZ XT sont offerts en divers variantes :

- VITA YZ XT<sup>White</sup> (sans couleur)
- VITA YZ XT<sup>Color</sup> (monochrome, couleurs de dent)
- VITA YZ XT<sup>Multicolor</sup> (polychrome, couleurs de dent)

### Avantages

- Reproduire fiablement la couleur des dents grâce à un système de matériaux aux composants parfaitement adaptés les uns aux autres
- Fabrication de restaurations adaptées grâce à une grande solidité des bords de blocs, à la structure homogène et aux propriétés de frittage établies
- Obtenir des résultats esthétiques efficaces et solides grâce aux blocs (Multi)Color préteintés d'une grande fiabilité chromatique au teintier VITA classical A1–D4.

### Indications

#### VITA YZ XT est destiné à

- type II, classe 4a
- couronnes unitaires 100 % anatomiques et bridges jusqu'à 3 éléments
- couronnes unitaires entièrement ou partiellement stratifiées et bridges jusqu'à 3 éléments maximum en secteur antérieur et postérieur
- inlays, onlays, facettes
- couronnes partielles
- facettes occlusales (table top)

### Couleurs

- **VITA YZ XT<sup>White</sup>**  
non teinté, à colorer manuellement avec les VITA YZ XT SHADE LIQUIDS
- **VITA YZ XT<sup>Color</sup>**  
**VITA classical A1-D4®**  
tous 16 couleurs VITA classical A1–D4
- **VITA YZ XT<sup>Multicolor</sup>**  
**VITA classical A1-D4®**  
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2

**VITA YZ® XT articles****VITA YZ® XT Disc**

VITA YZ XT White, 1 pc.

Désignation	N° art. 1 pc.
Ø 98.4 x h 14 mm	EDWYX6981400
Ø 98.4 x h 18 mm	EDWYX6981800
Ø 98.4 x h 20 mm	EDWYX6982000

VITA YZ XTCOLOR, 1 pc.

Désignation	N° art. 1 pc.
A1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981436
A2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981437
A3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981438
A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981439
A4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981440
B1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981441
B2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981442
B3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981443
B4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981444
C1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981445
C2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981446
C3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981447
C4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981448
D2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981449
D3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981450
D4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981451
A1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981836
A2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981837
A3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981838
A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981839
A4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981840
B1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981841
B2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981842
B3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981843
B4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981844
C1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981845
C2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981846
C3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981847



Désignation	N° art. 1 pc.
C4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981848
D2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981849
D3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981850
D4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981851
A1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982036
A2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982037
A3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982038
A3.5, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982039
A4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982040
B1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982041
B2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982042
B3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982043
B4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982044
C1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982045
C2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982046
C3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982047
C4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982048
D2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982049
D3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982050
D4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982051



## VITA YZ XTMulticolor, 1 pc.

Désignation	N° art. 1 pc.
A1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981436
A2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981437
A3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981438
A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981439
B2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981442
C2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981446
D2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981449
A1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981836
A2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981837
A3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981838
A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981839
B2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981842
C2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981846
D2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981849
A1, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982236
A2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982237
A3, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982238
A3.5, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982239
B2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982242
C2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982246
D2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982249



## VITA YZ® ST

**La solution système pour des reconstructions en dioxyde de zirconium offrant précision, efficacité et fidélité chromatique.**



### Description du produit

VITA YZ ST sont pièces brutes en  $ZrO_2$  super translucides pour la réalisation de restaurations monolithiques et partiellement incrustées en secteur postérieur.

Les lingots VITA YZ ST sont offerts en divers variantes :

- VITA YZ ST<sup>White</sup> (sans couleur)
- VITA YZ ST<sup>Color</sup> (monochrome, couleurs de dent)
- VITA YZ ST<sup>Multicolor</sup> (polychrome, couleurs de dent)

### Avantages

- Reproduire fiablement la couleur des dents grâce à un système de matériaux aux composants parfaitement adaptés les uns aux autres
- Fabrication de restaurations adaptées grâce à une grande solidité des bords de blocs, à la structure homogène et aux propriétés de frittage établies
- Obtenir des résultats esthétiques efficaces et solides grâce aux blocs (Multi)Color préteintés d'une grande fiabilité chromatique au teintier VITA classical A1–D4.

### Indications

**VITA YZ ST est destiné à**

- type II, classe 5
- couronnes 100 % anatomiques et bridges jusqu'à 14 éléments\*\* en secteur antérieur et postérieur
- amatures unitaires et de bridge jusqu'à 14 éléments\*\* entièrement ou partiellement stratifiées en secteur antérieur et postérieur
- dents unitaires et bridges jusqu'à 14 éléments sur restauration à vissage direct en secteur antérieur et postérieur
- inlays, onlays, facettes
- couronnes partielles
- facettes occlusales (table top)

\* Bridges et armatures de bridge avec un maximum de deux éléments intermédiaires reliés entre eux.

\*\* Au Canada, VITA YZ ST est limité aux indications de bridge à 6 éléments maximum avec un maximum de deux éléments intermédiaires de bridge contigüs.

### Couleurs

- **VITA YZ ST<sup>White</sup>**  
non teinté, à colorer manuellement avec les VITA YZ ST SHADE LIQUIDS
- **VITA YZ ST<sup>Color</sup>**  
**VITA classical A1-D4®**  
tous 16 couleurs VITA classical A1–D4  
**VITA SYSTEM 3D-MASTER®**  
1M1, 2M1, 3M1
- **VITA YZ ST<sup>Multicolor</sup>**  
**VITA classical A1-D4®**  
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2

**VITA YZ® ST articles****VITA YZ® ST Disc**

VITA YZ STWhite, 1 pc.

Désignation	N° art. 1 pc.
Ø 98.4 x h 14 mm	EDWYS7981400
Ø 98.4 x h 18 mm	EDWYS7981800
Ø 98.4 x h 20 mm	EDWYS7982000
Ø 98.4 x h 25 mm	EDWYS7982500

VITA YZ STColor, 1 pc.

Désignation	N° art. 1 pc.
1M1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981406
2M1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981411
3M1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981419
1M1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981806
2M1, 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981811
3M1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981819
A1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981436
A2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981437
A3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981438
A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981439
A4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981440
B1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981441
B2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981442
B3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981443
B4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981444
C1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981445
C2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981446
C3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981447
C4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981448
D2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981449
D3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981450
D4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981451
A1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981836
A2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981837
A3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981838
A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981839
A4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981840



Désignation	N° art. 1 pc.
B1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981841
B2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981842
B3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981843
B4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981844
C1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981845
C2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981846
C3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981847
C4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981848
D2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981849
D3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981850
D4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981851
A1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982036
A2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982037
A3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982038
A3.5, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982039
A4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982040
B1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982041
B2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982042
B3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982043
B4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982044
C1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982045
C2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982046
C3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982047
C4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982048
D2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982049
D3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982050
D4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982051
A1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982536
A2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982537
A3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982538
A3.5, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982539
A4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982540
B1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982541
B2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982542
B3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982543
B4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982544
C1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982545
C2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982546
C3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982547

Désignation	N° art. 1 pc.
C4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982548
D2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982549
D3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982550
D4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982551

VITA YZ STMulticolor, 1 pc.

Désignation	N° art. 1 pc.
A1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981436
A2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981437
A3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981438
A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981439
B2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981442
C2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981446
D2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981449
A1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981836
A2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981837
A3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981838
A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981839
B2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981842
C2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981846
D2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981849
A1, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982236
A2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982237
A3, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982238
A3.5, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982239
B2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982242
C2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982246
D2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982249



## VITA YZ® HT

**La solution système pour des reconstructions en dioxyde de zirconium offrant précision, efficacité et fidélité chromatique.**



### Description du produit

VITA YZ HT sont pièces brutes en  $ZrO_2$ , très translucides pour des infrastructures entièrement incrustées naturelles et individuelles.

Les lingots VITA YZ sont offerts en divers variantes :

- VITA YZ HT<sup>White</sup> (sans couleur)
- VITA YZ HT<sup>Color</sup> (monochrome, couleurs de dent)

### Avantages

- Reproduire fiablement la couleur des dents grâce à un système de matériaux aux composants parfaitement adaptés les uns aux autres
- Fabrication de restaurations adaptées grâce à une grande solidité des bords de blocs, à la structure homogène et aux propriétés de frittage établies
- Obtenir des résultats esthétiques efficaces et solides grâce aux blocs Color préteintés d'une grande fiabilité chromatique au teintier VITA classical A1–D4.

### Indications

#### VITA YZ HT est destiné à

- type II, classe 5
- couronnes 100 % anatomiques et bridges jusqu'à 14 éléments en secteur antérieur et postérieur
- amatures unitaires et de bridge jusqu'à 14 éléments entièrement ou partiellement stratifiées en secteur antérieur et postérieur
- dents unitaires et bridges jusqu'à 14 éléments sur restauration à vissage direct en secteur antérieur et postérieur
- télescopes primaires

\* Bridges et armatures de bridge avec un maximum de deux éléments intermédiaires reliés entre eux.

### Couleurs

- **VITA YZ HT<sup>White</sup>**  
non teinté, à colorer manuellement avec les VITA YZ HT SHADE LIQUIDS
- **VITA YZ HT<sup>Color</sup>**  
**VITA classical A1-D4®**  
A1, A2, A3  
**VITA SYSTEM 3D-MASTER®**  
1M2, 2M2, 3M2

**VITA YZ® HT articles****VITA YZ® HTWhite**

VITA YZ HTWhite for CEREC/inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 4 pcs.

Désignation	N° art. 1 pc.	N° art. 2 pcs.	N° art. 4 pcs.
YZ-20/19	-	-	EC4Y14007804 20 x 19 x 15,5 mm
YZ-40/19	-	EC4Y14008042 39 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-55/19	-	EC4Y14009842 55 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-65/25	EC4Y14008401 65 x 25 x 22 mm	-	-

**VITA YZ® HT Disc**

Désignation	N° art.
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDY14981200
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY14981400
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 16 mm, 1 pc.	ECDY14981600
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY14981800
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY14982000
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY14982500
VITA YZ HTColor 1M2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981407
VITA YZ HTColor 2M2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981412
VITA YZ HTColor 3M2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981420
VITA YZ HTColor 1M2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981807
VITA YZ HTColor 2M2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981812
VITA YZ HTColor 3M2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981820
VITA YZ HTColor 1M2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982007
VITA YZ HTColor 2M2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982012
VITA YZ HTColor 3M2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982020
VITA YZ HTColor 1M2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982507
VITA YZ HTColor 2M2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982512
VITA YZ HTColor 3M2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982520
VITA YZ HTColor A1, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981436
VITA YZ HTColor A2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981437
VITA YZ HTColor A3, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981438
VITA YZ HTColor A1, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981836
VITA YZ HTColor A2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981837
VITA YZ HTColor A3, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981838



Désignation	N° art.
VITA YZ HTColor A1, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982036
VITA YZ HTColor A2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982037
VITA YZ HTColor A3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982038
VITA YZ HTColor A1, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982536
VITA YZ HTColor A2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982537
VITA YZ HTColor A3, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982538



## VITA YZ® T

**La solution système pour des reconstructions en dioxyde de zirconium offrant précision, efficacité et fidélité chromatique.**



### Description du produit

VITA YZ T sont pièces brutes en  $ZrO_2$  translucides pour des infrastructures entièrement incrustées naturelles et individuelles.

Les lingots VITA YZ T sont offerts en divers variantes :

- VITA YZ T<sup>White</sup> (sans couleur)
- VITA YZ T<sup>Color</sup> (monochrome, couleurs de dent)

### Avantages

- Reproduire fiablement la couleur des dents grâce à un système de matériaux aux composants parfaitement adaptés les uns aux autres
- Fabrication de restaurations adaptées grâce à une grande solidité des bords de blocs, à la structure homogène et aux propriétés de frittage établies
- Obtenir des résultats esthétiques efficaces et solides grâce aux blocs Color préteintés d'une grande fiabilité chromatique au teintier VITA classical A1–D4.

### Indications

#### VITA YZ T est destiné à

- type II, classe 5
- couronnes 100 % anatomiques et bridges jusqu'à 14 éléments en secteur antérieur et postérieur
- amatures unitaires et de bridge jusqu'à 14 éléments entièrement ou partiellement stratifiées en secteur antérieur et postérieur
- dents unitaires et bridges jusqu'à 14 éléments sur restauration à vissage direct en secteur antérieur et postérieur
- télescopes primaires

\* Bridges et armatures de bridge avec un maximum de deux éléments intermédiaires reliés entre eux.

### Couleurs

- **VITA YZ T<sup>White</sup>**  
non teinté, à colorer manuellement avec les VITA YZ T COLORING LIQUIDS
- **VITA YZ T<sup>Color</sup>**  
teinté dans les niveaux de luminosité LL1 (light)\*, LL2 (medium), LL3 (intense)

\*) Les formes en blocs YZ T<sup>Color</sup> ne sont disponibles qu'en LL1

## VITA YZ® T articles

### VITA YZ® TWhite

VITA YZ TWhite for inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 4 pcs.

Désignation	N° art. 1 pc.	N° art. 2 pcs.	N° art. 4 pcs.
YZ-20/19	-	-	EC4YW3007804 20 x 19 x 15,5 mm
YZ-40/19	-	EC4YW3008042 39 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-55	-	EC4YW3008162 55 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-65/25	EC4YW3008401 65 x 25 x 22 mm	-	-

### VITA YZ® TColor

VITA YZ TColor LL1/light for inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 4 pcs.

Désignation	N° art. 1 pc.	N° art. 2 pcs.	N° art. 4 pcs.
YZ-20/19	-	-	EC4YW3617804 20 x 19 x 15,5 mm
YZ-40/19	-	EC4YW3618042 39 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-55	-	EC4YW3618162 55 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-65/25	EC4YW3618401 65 x 25 x 22 mm	-	-

### VITA YZ® T Disc

VITA YZ TWhite, 1 pc.

Désignation	N° art. 1 pc.
Ø 98.4 x h 14 mm	ECDYW3981400
Ø 98.4 x h 16 mm	ECDYW3981600
Ø 98.4 x h 18 mm	ECDYW3981800
Ø 98.4 x h 20 mm	ECDYW3982000
Ø 98.4 x h 25 mm	ECDYW3982500



## VITA YZ TColor, 1 pc.

Désignation	N° art. 1 pc.
LL1/light, Ø 98.4 x h 14 mm	ECDYC3981461
LL1/light, Ø 98.4 x h 18 mm	ECDYC3981861
LL1/light, Ø 98.4 x h 20 mm	ECDYC3982061
LL2/medium, Ø 98.4 x h 14 mm	ECDYC3981462
LL2/medium, Ø 98.4 x h 18 mm	ECDYC3981862
LL2/medium, Ø 98.4 x h 20 mm	ECDYC3982062
LL3/intense, Ø 98.4 x h 14 mm	ECDYC3981463
LL3/intense, Ø 98.4 x h 18 mm	ECDYC3981863



## VITA Rapid Layer Technology

Bridges numériques d'un simple clic.



### Description du produit

Technique de réalisation numérique pour la fabrication de bridges entièrement anatomiques avec une infrastructure en dioxyde de zirconium et une structure cosmétique en céramique feldspathique/hybride

- VITA SYSTEM 3D-MASTER® 1M1C (uniquement VITABLOCS Mark II), 1M2C, 2M2C et 3M2C

### Avantages

- Gain de temps et économies d'argent grâce aux procédures de fabrication numérique de l'infrastructure et de la structure cosmétique
- Grande sécurité et risque d'effritement minimisé grâce à la structure cosmétique monolithique
- Adhésion sûre et simple de l'infrastructure et de la structure cosmétique grâce au collage adhésif

### Indications

Indications conseillées\*

- 100 % anatomique avec jusqu'à 4 éléments en secteur postérieur

\*) Il s'agit d'indications conseillées ; toutes les restaurations de type unitaire sont évidemment possibles. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi de chacun des produits.

### Couleurs

Lingotins VITA YZ HT

- YZ T<sup>White</sup> : non teintée (blanc) à colorer avec les COLORING LIQUIDS
- YZ T<sup>Color</sup> : préteintée dans la couleur/degré de luminosité Color LL 1 light

VITABLOCS-lingotins

**VITA Rapid Layer Technology articles****VITABLOCS® Mark II for Rapid Layer Technology VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITABLOCS Mark II for RLT, 2 pcs.

Désignation	N° art. 2 pcs.
1M1C, I-40/19	EC41M1CI40192 15,5 x 19 x 39 mm
1M2C, I-40/19	EC41M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm
2M2C, I-40/19	EC42M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm
3M2C, I-40/19	EC43M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm

**VITABLOCS® TriLuxe forte for Rapid Layer Technology VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITABLOCS TriLuxe forte for RLT, 2 pcs.

Désignation	N° art. 2 pcs.
1M2C, TF-40/19	EC41M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm
2M2C, TF-40/19	EC42M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm
3M2C, TF-40/19	EC43M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm



**VITA CAD-Temp® monoColor**  
**VITA CAD-Temp® monoColor DISC**  
**VITA CAD-Temp® monoColor DISC for KaVo Everest®**

D'excellentes solutions pour des prothèses transitoires.



#### Description du produit

Résine composite de polymère acrylate hautement réticulé avec microcharges pour la fabrication de prothèses transitoires

#### Avantages

- Bonne durabilité grâce à la résistance élevée des surfaces et à la force de rupture (jusqu'à 3 ans en bouche)
- Rendu de couleur naturel grâce à de bonnes propriétés optiques
- Fabrication rentable de transitoires grâce à l'usinage CFAO rapide

#### Indications

Indications conseillées\*

- Transitoires pour le secteur postérieur

\*) Il s'agit d'indications conseillées ; toutes les restaurations de type unitaire sont évidemment possibles. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi de chacun des produits.

#### Couleurs

##### VITA SYSTEM 3D-MASTER®

0M1T (pour CT-40), 1M2T, 2M2T, 3M2T



**VITA CAD-Temp® monoColor,  
VITA CAD-Temp® monoColor DISC,  
VITA CAD-Temp® monoColor DISC for KaVo Everest® articles**

**VITA CAD-Temp® monoColor for CEREC®/inLab®**

VITA CAD-Temp monoColor for CEREC/inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 10 pcs.

Désignation	N° art. 1 pc.	N° art. 2 pcs.	N° art. 10 pcs.
0M1T, CT-40	-	EC40M1TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	EC40M1TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm
1M2T, CT-40	-	EC41M2TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	EC41M2TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm
1M2T, CT-55	EC41M2TCT551 15,5 x 19 x 55 mm	-	-
2M2T, CT-40	-	EC42M2TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	EC42M2TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm
2M2T, CT-55	EC42M2TCT551 15,5 x 19 x 55 mm	-	-
3M2T, CT-40	-	EC43M2TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	EC43M2TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm
3M2T, CT-55	EC43M2TCT551 15,5 x 19 x 55 mm	-	-

**VITA CAD-Temp® IS for CEREC/inLab**

VITA CAD-Temp monoColor IS, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
1M2T, IS-16S	EC4CB0079365 18 x 16 x 18 mm
1M2T, IS-16L	EC4CB0079485 18 x 16 x 18 mm
2M2T, IS-16S	EC4CB0129365 18 x 16 x 18 mm
2M2T, IS-16L	EC4CB0129485 18 x 16 x 18 mm
3M2T, IS-16S	EC4CB0209365 18 x 16 x 18 mm
3M2T, IS-16L	EC4CB0209485 18 x 16 x 18 mm



### VITA CAD-Temp® monoColor Universal

VITA CAD-Temp monoColor Universal, 1 pc. / 2 pcs. / 10 pcs.

Désignation	N° art. 1 pc.	N° art. 2 pcs.	N° art. 10 pcs.
0M1T, CT-40	-	EN1CB2021682 15,5 x 19 x 39mm	EN1CB20216810 15,5 x 19 x 39mm
1M2T, CT-40	-	EN1CB2071682 15,5 x 19 x 39mm	EN1CB20716810 15,5 x 19 x 39mm
1M2T, CT-55	EN1CB2071801 15,5 x 19 x 55mm	-	-
2M2T, CT-40	-	EN1CB2121682 15,5 x 19 x 39mm	-
2M2T, CT-55	EN1CB2121801 15,5 x 19 x 55mm	-	-
3M2T, CT-40	-	EN1CB2201682 15,5 x 19 x 39mm	EN1CB22016810 15,5 x 19 x 39mm
3M2T, CT-55	EN1CB2201801 15,5 x 19 x 55mm	-	-

### VITA CAD-Temp® monoColor DISC

Désignation	N° art.
VITA CAD-Temp monoColor, 1M2T, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	EC1M2TD98201
VITA CAD-Temp monoColor, 2M2T, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	EC2M2TD98201
VITA CAD-Temp monoColor, 3M2T, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	EC3M2TD98201

### VITA CAD-Temp® monoColor DISC for KaVo Everest®

Désignation	N° art.
VITA CAD-Temp monoColor for KaVo Everest, 1M2T, Ø 100 x h 20 mm, 1 pc.	ECK1M2T1001
VITA CAD-Temp monoColor for KaVo Everest, 2M2T, Ø 100 x h 20 mm, 1 pc.	ECK2M2T1001
VITA CAD-Temp monoColor for KaVo Everest, 3M2T, Ø 100 x h 20 mm, 1 pc.	ECK3M2T1001



## VITA CAD-Temp® multiColor VITA CAD-Temp® multiColor DISC

D'excellentes solutions pour des prothèses transitoires.



### Description du produit

Résine composite de polymère acrylate hautement réticulé avec microcharges pour la fabrication de prothèses transitoires

### Avantages

- Bonne durabilité grâce à la résistance élevée des surfaces et à la force de rupture (jusqu'à 3 ans en bouche)
- Rendu de couleur naturel grâce à de bonnes propriétés optiques
- Fabrication rentable de transitoires grâce à l'usinage CFAO rapide

### Indications

Indications conseillées\*

- Transitoires pour le secteur antérieur

\*) Il s'agit d'indications conseillées ; toutes les restaurations de type unitaire sont évidemment possibles. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi de chacun des produits.

### Couleurs

#### VITA SYSTEM 3D-MASTER®

1M2T, 2M2T, 3M2T

**VITA CAD-Temp® multiColor,  
VITA CAD-Temp® multiColor DISC articles**

**VITA CAD-Temp® multiColor for CEREC®/inLab®**

VITA CAD-Temp multiColor for CEREC/inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 10 pcs.

Désignation	N° art. 1 pc.	N° art. 2 pcs.	N° art. 10 pcs.
1M2T, CTM-40	-	EC41M2TM402 15,5 x 19 x 39 mm	EC41M2TM4010 15,5 x 19 x 39 mm
1M2T, CTM-85/40	EC41M2TM85401 18 x 40 x 85 mm	-	-
2M2T, CTM-40	-	EC42M2TM402 15,5 x 19 x 39 mm	EC42M2TM4010 15,5 x 19 x 39 mm
2M2T, CTM-85/40	EC42M2TM85401 18 x 40 x 85 mm	-	-
3M2T, CTM-40	-	EC43M2TM402 15,5 x 19 x 39 mm	EC43M2TM4010 15,5 x 19 x 39 mm
3M2T, CTM-85/40	EC43M2TM85401 18 x 40 x 85 mm	-	-

**VITA CAD-Temp® multiColor Universal**

VITA CAD-Temp multiColor Universal, 2 pcs. / 10 pcs.

Désignation	N° art. 2 pcs.	N° art. 10 pcs.
1M2T, CTM-40	EN1CA2071922 15,5 x 19 x 39mm	EN1CA20719210 15,5 x 19 x 39mm
2M2T, CTM-40	EN1CA2121922 15,5 x 19 x 39mm	EN1CA21219210 15,5 x 19 x 39mm
3M2T, CTM-40	EN1CA2201922 15,5 x 19 x 39mm	EN1CA22019210 15,5 x 19 x 39mm

**VITA CAD-Temp® multiColor DISC**

Désignation	N° art.
VITA CAD-Temp multiColor, 1M2T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	EC1M2TMD98181
VITA CAD-Temp multiColor, 2M2T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	EC2M2TMD98181
VITA CAD-Temp multiColor, 3M2T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	EC3M2TMD98181



## VITA CAD-Waxx

**Les meilleures solutions pour les maquettes et les gabarits de forage**



### Description du produit

Polymère d'acrylate calcinable sans résidus pour la réalisation assistée par ordinateur de wax-ups et l'usinage de gabarits de forage

### Avantages

- Reconstruire de façon économique grâce à la modélisation assistée par ordinateur
- Façonnage et ajustement exacts grâce à la grande rigidité en torsion et à la précision dimensionnelle
- Résultats de coulée sans faille ni pores grâce à la calcination sans résidu du matériau CAD-Waxx

### Indications

Indications conseillées\*

- Pour la réalisation d'éléments pressés/coulés et de gabarits de forage

\*) Il s'agit d'indications conseillées ; toutes les restaurations de type unitaire sont évidemment possibles. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi de chacun des produits.

### Couleurs

Les blocs VITA CAD-Waxx sont transparents

**VITA CAD-Waxx articles****VITA CAD-Waxx for inLab®**

VITA CAD-Waxx for inLab, 10 pcs.

Désignation	N° art. 10 pcs.
CW-40/15	EC4CW4010 14 x 15 x 40 mm

**VITA CAD-Waxx DISC**

VITA CAD-Waxx DISC, 1 pc.

Désignation	N° art. 1 pc.
Ø 98.4 x h 20 mm	ECCWD98201



## VITA ENAMIC® IS

Excellentes solutions pour la prothèse implanto-portée.



### Description du produit

- Blocs en céramique hybride disposant d'une interface intégrée sur une base de collage/base en titane
- Disponibles en céramique hybride VITA ENAMIC IS (T/HT) pour reconstitutions définitives

### Avantages

- Réaliser des restaurations implanto-portées résistantes grâce à une céramique hybride à grande capacité de charge
- Des reconstructions économiques grâce à la réalisation FAO rapide et à la finalisation efficace par polissage

### Indications

Indications conseillées\*

- Couronnes définitives sur piliers implanto-portées (AC) et méso-structures (MS)

\*) Il s'agit d'indications conseillées ; toutes les restaurations de type unitaire sont évidemment possibles. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi de chacun des produits.

### Couleurs

#### **VITA ENAMIC IS-14, translucide (T)**

Variante MS avec interface S ou L dans VITA SYSTEM  
3D-MASTER : 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

#### **VITA ENAMIC IS-16, hautement translucide (HT)**

Variante AC avec interface S ou L dans VITA SYSTEM  
3D-MASTER : 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2



## VITA ENAMIC® IS articles

### VITA ENAMIC® IS for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC IS, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
1M1-HT, IS-16L	EC4EM4069485 18 x 16 x 18 mm
1M1-HT, IS-16S	EC4EM4069365 18 x 16 x 18 mm
1M1-T, IS-14L	EC4EM3069725 18 x 14 x 12 mm
1M1-T, IS-14S	EC4EM3069605 18 x 14 x 12 mm
1M2-HT, IS-16L	EC4EM4079485 18 x 16 x 18 mm
1M2-HT, IS-16S	EC4EM4079365 18 x 16 x 18 mm
1M2-T, IS-14L	EC4EM3079725 18 x 14 x 12 mm
1M2-T, IS-14S	EC4EM3079605 18 x 14 x 12 mm
2M2-HT, IS-16L	EC4EM4129485 18 x 16 x 18 mm
2M2-HT, IS-16S	EC4EM4129365 18 x 16 x 18 mm
2M2-T, IS-14L	EC4EM3129725 18 x 14 x 12 mm
2M2-T, IS-14S	EC4EM3129605 18 x 14 x 12 mm
3M2-HT, IS-16L	EC4EM4209485 18 x 16 x 18 mm
3M2-HT, IS-16S	EC4EM4209365 18 x 16 x 18 mm
3M2-T, IS-14L	EC4EM3209725 18 x 14 x 12 mm
3M2-T, IS-14S	EC4EM3209605 18 x 14 x 12 mm
4M2-HT, IS-16L	EC4EM4289485 18 x 16 x 18 mm
4M2-HT, IS-16S	EC4EM4289365 18 x 16 x 18 mm
4M2-T, IS-14L	EC4EM3289725 18 x 14 x 12 mm
4M2-T, IS-14S	EC4EM3289605 18 x 14 x 12 mm



## VITA CAD-Temp® IS

Excellentes solutions pour la prothèse implanto-portée.



### Description du produit

- Blocs en résine composite disposant d'une interface intégrée sur une base de collage/base en titane
- Disponibles en résine composite VITA CAD-Temp IS pour les restaurations temporaires

### Avantages

- Fabrication efficace de transitoires par un procédé entièrement numérique
- Rendu de couleur naturel grâce à de bonnes propriétés optiques

### Indications

Indications conseillées\*

- Restaurations transitoires / Gestion des tissus mous

\*) Il s'agit d'indications conseillées ; toutes les restaurations de type unitaire sont évidemment possibles. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi de chacun des produits.

### Couleurs

#### VITA CAD-Temp IS-16

Variante AC avec interface S ou L dans VITA SYSTEM

3D-MASTER : 1M2T, 2M2T, 3M2T

**VITA CAD-Temp® IS articles****VITA CAD-Temp® IS for CEREC/inLab**

VITA CAD-Temp monoColor IS, 5 pcs.

Désignation	N° art. 5 pcs.
1M2T, IS-16S	EC4CB0079365 18 x 16 x 18 mm
1M2T, IS-16L	EC4CB0079485 18 x 16 x 18 mm
2M2T, IS-16S	EC4CB0129365 18 x 16 x 18 mm
2M2T, IS-16L	EC4CB0129485 18 x 16 x 18 mm
3M2T, IS-16S	EC4CB0209365 18 x 16 x 18 mm
3M2T, IS-16L	EC4CB0209485 18 x 16 x 18 mm



## VITA Powder Scan Spray



### Description du produit

Le VITA Powder Scan Spray se compose d'une suspension de pigments bleus exempte de dioxyde de titane, aromatisée à la menthe. Le spray s'utilise aussi bien en bouche (sur les dents) qu'hors de la bouche (dies/modèles) pour réaliser une empreinte optoélectronique dans le cadre des restaurations conçues en CFAO.

Le VITA Powder Scan Spray permet de matifier la surface de la dent ou du modèle afin d'obtenir un cliché parfait avec la caméra intraorale (par ex. Sirona CEREC 3 ou CEREC AC) ou avec le scanner.

**VITA Powder Scan Spray articles****Accessoires Machinable Materials**

Désignation	N° art.
VITA Powder Scan Spray (exempté de dioxyde de titane), 75 ml	ECSCAN75V2



## VITA Firing Paste



### Description du produit

#### VITA Firing Paste

Pâte réfractaire prête à l'emploi destinée à la confection simple et rapide de supports de cuisson individuels. D'une consistance souple, crémeuse, sa mise en oeuvre est remarquable.

Les inlays, onlays, facettes et couronnes peuvent être fixés sans souci sur des tiges de platine ou directement sur le support de cuisson ou sur la ouate réfractaire.

Après la cuisson, le matériau s'élimine facilement de l'objet.


**VITA Firing Paste articles****Accessoires universellement**

Désignation		N° art.
VITA Firing Paste, grande boîte, 3 x 12 ml		EFP123V2
VITA Firing Paste, boîte stand, 12 ml		EFP12V2



## VITABLOCS® Guide 3D-MASTER®

Plaquette de teintes-échantillons de grande qualité pour définir la teinte des restaurations en VITABLOCS



### Description du produit

A l'aide du VITABLOCS Guide3D MASTER avec dents-échantillons en céramique originale VITABLOCS Mark II, vous choisissez vite et bien le VITABLOC adéquat.



## VITA ADIVA® IA-CEM

Solution de collage ultra-opaque pour les restaurations implanto-portées



### Description du produit

VITA ADIVA IA-CEM est un composite de collage ultra-opaque à double mode de polymérisation très masquant pour les prothèses implanto-portées.

Il sert au collage adhésif définitif des couronnes (sur pilier) et des mésostructures sur base de collage en titane et des piliers individuels en titane ou en dioxyde de zirconium.

Chaque composite de collage est associé à un adhésif spécifique au matériau pour une cohésion résistante entre la restauration et le pilier.

**VITA ADIVA® IA-CEM coffrets****VITA ADIVA® IA-CEM****VITA ADIVA® IA-CEM SET****VITA ADIVA® IA-CEM SET****FAIACEMSET**

Quantité	Contenu	Matériaux
1	5 ml	VITA ADIVA IA-CEM Ultra opaque
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 1:1
1	6 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays

**VITA ADIVA® IA-CEM articles****VITA ADIVA® IA-CEM**

VITA ADIVA IA-CEM, 5 ml

Désignation	N° art. 5 ml
Ultra opaque	FAIACEMU05



## VITA Modulbox

### Meubles en plastique



#### Description du produit

La VITA MODULBOX, module au format A3, est destinée à conserver de manière durable et organisée les produits VITA au laboratoire et au cabinet dentaire.

Voir aussi meuble à dents vario.



## VITA Modulbox articles

### VITA Modulbox

Désignation		N° art.
VITA Modulbox tiroir 20 mm extractible avec 2 champs d'étiquetage		ZMB20
VITA Modulbox tiroir 55 mm extractible avec 2 champs d'étiquetage		ZMB55
VITA Modulbox tiroir 80 mm extractible avec 2 champs d'étiquetage		ZMB80
VITA Modulbox socle/couvercle non extractible, avec accessoires		ZMBBD
Boîte de stockage VITABLOCS for CEREC avec 1 tiroir 80 mm avec insert No. 7		ZMBCER1
VITA Modulbox Boîte complète No. 1 avec 1 tiroir 55 mm		ZMBK1
VITA Modulbox Boîte complète No. 2 avec 2 tiroirs 55 mm		ZMBK2
VITA Modulbox Boîte complète No. 3 avec 1 tiroir 80 mm		ZMBK3
VITA Modulbox Boîte complète No. 4 avec 2 tiroirs 80 mm		ZMBK4
VITA Modulbox Boîte complète No. 5 avec 2 tiroirs, je 1 x 55 mm et 80 mm		ZMBK5
Meuble S10 avec 10 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 350 mm		ZMBS10
Meuble S12 avec 12 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 420 mm		ZMBS12
Meuble S2 avec 2 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 70 mm		ZMBS2
Meuble S4 avec 4 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 140 mm		ZMBS4
Meuble S6 avec 6 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 210 mm		ZMBS6
Meuble S8 avec 8 tiroirs : dimensions extérieures : 482 x 345 x 280 mm		ZMBS8
VITA Modulbox plaque intermédiaire non extractible, avec 3 taquets de montage		ZMBZ



## VITA YZ® XT SHADE LIQUIDS



### Description du produit

Liquides pour la coloration manuelle des restaurations en VITA YZ XT avant frittage.

Les liquides VITA YZ XT SHADE LIQUID sont proposés dans toutes les couleurs VITA classical A1–D4 et peuvent être en outre caractérisés avec les liquides VITA YZ EFFECT LIQUIDS.

**VITA YZ® XT SHADE LIQUIDS coffrets****VITA YZ® XT SHADE LIQUID Starter Set VITA classical A1-D4®  
EZ0CXC**

Quantité	Contenu	Matériaux
7	50 ml	VITA YZ XT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
5	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Brown, Orange, Grey, Blue, Pink
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer
1	Pinceau (Épaisseur 2 et 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® XT SHADE LIQUID Complete Set VITA classical A1-D4®  
EZ0CXCC**

Quantité	Contenu	Matériaux
16	50 ml	VITA YZ XT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
1	Pinceau (Épaisseur 2 et 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® XT SHADE LIQUIDS articles****VITA YZ® XT SHADE LIQUIDS**

Désignation	N° art.
VITA YZ® XT SHADE LIQUID A1, 50 ml, 1 pc.	EZOCX3650
VITA YZ® XT SHADE LIQUID A2, 50 ml, 1 pc.	EZOCX3750
VITA YZ® XT SHADE LIQUID A3, 50 ml, 1 pc.	EZOCX3850
VITA YZ® XT SHADE LIQUID A3.5, 50 ml, 1 pc.	EZOCX3950
VITA YZ® XT SHADE LIQUID A4, 50 ml, 1 pc.	EZOCX4050
VITA YZ® XT SHADE LIQUID B1, 50 ml, 1 pc.	EZOCX4150
VITA YZ® XT SHADE LIQUID B2, 50 ml, 1 pc.	EZOCX4250
VITA YZ® XT SHADE LIQUID B3, 50 ml, 1 pc.	EZOCX4350
VITA YZ® XT SHADE LIQUID B4, 50 ml, 1 pc.	EZOCX4450
VITA YZ® XT SHADE LIQUID C1, 50 ml, 1 pc.	EZOCX4550
VITA YZ® XT SHADE LIQUID C2, 50 ml, 1 pc.	EZOCX4650
VITA YZ® XT SHADE LIQUID C3, 50 ml, 1 pc.	EZOCX4750
VITA YZ® XT SHADE LIQUID C4, 50 ml, 1 pc.	EZOCX4850
VITA YZ® XT SHADE LIQUID D2, 50 ml, 1 pc.	EZOCX4950
VITA YZ® XT SHADE LIQUID D3, 50 ml, 1 pc.	EZOCX5050
VITA YZ® XT SHADE LIQUID D4, 50 ml, 1 pc.	EZOCX5150
Dose S noir, (3 godets 90 ml avec tamis et Pince en plastique)	E008
VITA YZ BRUSH SET Pinceau (Épaisseur 2 et 4), 2 pièces	ECOC13



## VITA YZ® ST SHADE LIQUIDS



### Description du produit

Liquides colorants pour la coloration individuelle des restaurations monolithiques en VITA YZ ST avant frittage.

En plus des 16 couleurs VITA classical A1–D4, les liquides VITA YZ EFFECT LIQUIDS sont disponibles comme couleurs supplémentaires pour la caractérisation individuelle.


**VITA YZ® ST SHADE LIQUIDS coffrets**
**VITA YZ® ST SHADE LIQUID Starter Set VITA classical A1-D4®  
EZ0CSC**

Quantité	Contenu	Matériaux
7	50 ml	VITA YZ ST SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
5	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Brown, Orange, Grey, Blue, Pink
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer
1	Pinceau (Épaisseur 2 et 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® ST SHADE LIQUID Complete Set VITA classical A1-D4®  
EZ0CSCC**

Quantité	Contenu	Matériaux
16	50 ml	VITA YZ ST SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
1	Pinceau (Épaisseur 2 et 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® ST SHADE LIQUIDS articles****VITA YZ® ST SHADE LIQUIDS**

Désignation	N° art.
VITA YZ® ST SHADE LIQUID A1, 50 ml, 1 pc.	EZOCS3650
VITA YZ® ST SHADE LIQUID A2, 50 ml, 1 pc.	EZOCS3750
VITA YZ® ST SHADE LIQUID A3, 50 ml, 1 pc.	EZOCS3850
VITA YZ® ST SHADE LIQUID A3.5, 50 ml, 1 pc.	EZOCS3950
VITA YZ® ST SHADE LIQUID A4, 50 ml, 1 pc.	EZOCS4050
VITA YZ® ST SHADE LIQUID B1, 50 ml, 1 pc.	EZOCS4150
VITA YZ® ST SHADE LIQUID B2, 50 ml, 1 pc.	EZOCS4250
VITA YZ® ST SHADE LIQUID B3, 50 ml, 1 pc.	EZOCS4350
VITA YZ® ST SHADE LIQUID B4, 50 ml, 1 pc.	EZOCS4450
VITA YZ® ST SHADE LIQUID C1, 50 ml, 1 pc.	EZOCS4550
VITA YZ® ST SHADE LIQUID C2, 50 ml, 1 pc.	EZOCS4650
VITA YZ® ST SHADE LIQUID C3, 50 ml, 1 pc.	EZOCS4750
VITA YZ® ST SHADE LIQUID C4, 50 ml, 1 pc.	EZOCS4850
VITA YZ® ST SHADE LIQUID D2, 50 ml, 1 pc.	EZOCS4950
VITA YZ® ST SHADE LIQUID D3, 50 ml, 1 pc.	EZOCS5050
VITA YZ® ST SHADE LIQUID D4, 50 ml, 1 pc.	EZOCS5150
Dose S noir, (3 godets 90 ml avec tamis et Pince en plastique)	E008
VITA YZ BRUSH SET Pinceau (Épaisseur 2 et 4), 2 pièces	ECOC13



## VITA YZ® HT SHADE LIQUIDS



### Description du produit

Liquides pour la coloration individuelle des restaurations monolithiques VITA YZ HT avant le frittage.

VITA YZ HT SHADE LIQUIDS seront proposés en 7 couleurs VITA classical A1 – D4 et en 7 couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER VITA YZ EFFECT LIQUIDS pour la gencive, le collet et la zone émail.

**VITA YZ® HT SHADE LIQUIDS coffrets****VITA YZ® HT SHADE LIQUID Starter Set classical  
EZ0CC**

Quantité	Contenu	Matériaux
7	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
4	20 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Pink, Grey, Blue
1	10 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Stabilizer
1	Pinceau (Épaisseur 2 et 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® HT SHADE LIQUID Starter Set VITA classical A1-D4®  
EZ0CYC**

Quantité	Contenu	Matériaux
7	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
4	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Pink, Grey, Blue
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer
1	Pinceau (Épaisseur 2 et 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® HT SHADE LIQUID Starter Set 3D-MASTER  
EZ0C3D**

Quantité	Contenu	Matériaux
7	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M2, 3M2, 3M3, 4M2
4	20 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Pink, Grey, Blue
1	10 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Stabilizer
1	Pinceau (Épaisseur 2 et 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® HT SHADE LIQUID Starter Set VITA SYSTEM 3D-MASTER®  
EZ0CY3D**



Quantité	Contenu	Matériaux
7	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M2, 3M2, 3M3, 4M2
4	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Pink, Grey, Blue
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer
1	Pinceau (Épaisseur 2 et 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® HT SHADE LIQUID Complete Set VITA classical A1-D4®  
EZOCYCC**

Quantité	Contenu	Matériaux
16	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
1	Pinceau (Épaisseur 2 et 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® HT SHADE LIQUIDS articles****VITA YZ® HT SHADE LIQUIDS**

Désignation	N° art.
VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M1, 50 ml, 1 pc.	EZOCY0650
VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M2, 50 ml, 1 pc.	EZOCY0750
VITA YZ HT SHADE LIQUID 2L1.5, 50 ml, 1 pc.	EZOCY0850
VITA YZ HT SHADE LIQUID 2M2, 50 ml, 1 pc.	EZOCY1250
VITA YZ HT SHADE LIQUID 3M2, 50 ml, 1 pc.	EZOCY2050
VITA YZ HT SHADE LIQUID 3M3, 50 ml, 1 pc.	EZOCY2150
VITA YZ HT SHADE LIQUID 4M2, 50 ml, 1 pc.	EZOCY2850
VITA YZ HT SHADE LIQUID A1, 50 ml, 1 pc.	EZOCY3650
VITA YZ HT SHADE LIQUID A2, 50 ml, 1 pc.	EZOCY3750
VITA YZ HT SHADE LIQUID A3, 50 ml, 1 pc.	EZOCY3850
VITA YZ HT SHADE LIQUID A3.5, 50 ml, 1 pc.	EZOCY3950
VITA YZ® HT SHADE LIQUID A4, 50ml, 1pc.	EZOCY4050
VITA YZ® HT SHADE LIQUID B1, 50ml, 1pc.	EZOCY4150
VITA YZ HT SHADE LIQUID B2, 50 ml, 1 pc.	EZOCY4250
VITA YZ® HT SHADE LIQUID B3, 50ml, 1pc.	EZOCY4350
VITA YZ® HT SHADE LIQUID B4, 50ml, 1pc.	EZOCY4450
VITA YZ® HT SHADE LIQUID C1, 50ml, 1pc.	EZOCY4550
VITA YZ HT SHADE LIQUID C2, 50 ml, 1 pc.	EZOCY4650
VITA YZ® HT SHADE LIQUID C3, 50ml, 1pc.	EZOCY4750
VITA YZ® HT SHADE LIQUID C4, 50ml, 1pc.	EZOCY4850
VITA YZ HT SHADE LIQUID D2, 50 ml, 1 pc.	EZOCY4950
VITA YZ® HT SHADE LIQUID D3, 50ml, 1pc.	EZOCY5050
VITA YZ® HT SHADE LIQUID D4, 50ml, 1pc.	EZOCY5150
VITA YZ HT SHADE LIQUID Pink, 20 ml, 1 pc.	EZOCY7420
VITA YZ HT SHADE LIQUID Blue, 20 ml, 1 pc.	EZOCY7620
VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma A, 20 ml, 1 pc.	EZOCY7720
VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma B, 20 ml, 1 pc.	EZOCY7820
VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma C, 20 ml, 1 pc.	EZOCY7920
VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma D, 20 ml, 1 pc.	EZOCY8020
VITA YZ HT SHADE LIQUID Indicator, 10 ml, 1 pc.	EZOCY8110
VITA YZ HT SHADE LIQUID Stabilizer, 50 ml, 1 pc.	EZOCY8350
Dose S noir, (3 godets 90 ml avec tamis et Pince en plastique)	E008
VITA YZ BRUSH SET Pinceau (Épaisseur 2 et 4), 2 pièces	ECOC13



## VITA YZ® EFFECT LIQUID



### Description du produit

Liquides à effet pour personnalisation individuelle de restaurations colorées au préalable avec YZ SHADE LIQUIDS en VITA YZ XT White, VITA YZ ST White et VITA YZ XT White, disponibles en 11 couleurs.

Avec les couleurs Blue et Grey, les zones incisales et des cuspides peuvent être conçues de façon individuelle. Les couleurs Orange et Brown permettent de concevoir des sillons ou peuvent être utilisées dans les zones interdentaires et les bords de couronnes. Les trois teintes Light Pink, Pink et Dark Pink permettent de mieux adapter les zones de transition vers la gencive.

**VITA YZ® EFFECT LIQUID coffrets****VITA YZ® EFFECT LIQUID SET classical  
EZOC1AS**

Quantité	Contenu	Matériaux
3	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Pink, Light Pink, Dark Pink
2	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Grey, Blue
2	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Orange, Brown
4	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer
2	Pinceau (Épaisseur 2 et 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® EFFECT LIQUID articles****VITA YZ® EFFECT LIQUID**

Désignation	N° art.
VITA YZ® EFFECT LIQUID Pink, 20 ml, 1 pc.	EZOC17420
VITA YZ® EFFECT LIQUID Grey, 20 ml, 1 pc.	EZOC17520
VITA YZ® EFFECT LIQUID Blue, 20 ml, 1 pc.	EZOC17620
VITA YZ® EFFECT LIQUID Chroma A, 20 ml, 1 pc.	EZOC17720
VITA YZ® EFFECT LIQUID Chroma B, 20 ml, 1 pc.	EZOC17820
VITA YZ® EFFECT LIQUID Chroma C, 20 ml, 1 pc.	EZOC17920
VITA YZ® EFFECT LIQUID Chroma D, 20 ml, 1 pc.	EZOC18020
VITA YZ® EFFECT LIQUID Indicator, 10 ml, 1 pc.	EZOC18110
VITA YZ® EFFECT LIQUID Stabilizer, 50 ml, 1 pc.	EZOC18350
VITA YZ® EFFECT LIQUID Light Pink, 20 ml, 1 pc.	EZOC18520
VITA YZ® EFFECT LIQUID Dark Pink, 20 ml, 1 pc.	EZOC18620
VITA YZ® EFFECT LIQUID Orange, 20 ml, 1 pc.	EZOC18720
VITA YZ® EFFECT LIQUID Brown, 20 ml, 1 pc.	EZOC18820
Dose S noir, (3 godets 90 ml avec tamis et Pince en plastique)	E008
VITA YZ BRUSH SET Pinceau (Épaisseur 2 et 4), 2 pièces	ECOC13



## VITA YZ® T COLORING LIQUIDS



### Description du produit

Liquide pour la coloration complète ou partielle des infrastructures usinées en VITA YZ T avant le processus de frittage. VITA YZ T COLORING LIQUID est disponible dans 4 couleurs et conçu de manière à permettre la reproduction de toutes les couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER et VITA classical A1-D4 avec la céramique cosmétique VITA VM 9.



## VITA YZ® T COLORING LIQUIDS coffrets

### VITA YZ® T COLORING LIQUIDS



#### VITA YZ T® COLORING LIQUID SET (Complete Set) EZ0CZ500

Quantité	Contenu	Matériau
1	100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID light/pale
1	100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID medium
1	100 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID intense
1	100 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID neutral
4		VITA YZ® LIQUID CONTAINER
1		Pince en plastique pour COLORING LIQUID
1		Plaquette de couleurs VITA YZ T COLORING LIQUID



#### VITA YZ T® COLORING LIQUID light/pale, 250 ml (One Color Set) avec godet 90 ml EZ0CZ67250

Quantité	Contenu	Matériau
1	250 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID light/pale
1		VITA YZ® LIQUID CONTAINER
1		Pince en plastique pour COLORING LIQUID

#### VITA YZ T® COLORING LIQUID medium, 250 ml (One Color Set) avec godet 90 ml EZ0CZ68250

Quantité	Contenu	Matériau
1	250 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID medium
1		VITA YZ® LIQUID CONTAINER
1		Pince en plastique pour COLORING LIQUID

**VITA YZ T® COLORING LIQUID intense, 100 ml (One Color Set)  
avec godet 90 ml  
EZ0CZ69100**


Quantité	Contenu	Matériau
1	100 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID intense
1		VITA YZ® LIQUID CONTAINER
1		Pince en plastique pour COLORING LIQUID

**VITA YZ T® COLORING LIQUID neutral, 100 ml (One Color Set)  
avec godet 90 ml  
EZ0CZ84100**

Quantité	Contenu	Matériau
1	100 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID neutral
1		VITA YZ® LIQUID CONTAINER
1		Pince en plastique pour COLORING LIQUID

**VITA YZ® T COLORING LIQUIDS articles****VITA YZ® T COLORING LIQUIDS**

Désignation		N° art.
Plaquette de couleurs VITA YZ T COLORING LIQUID		B428V1
Dose S noir, (3 godets 90 ml avec tamis et Pince en plastique)		E008



Nos produits ont été conçus pour un usage dans le domaine dentaire et doivent être mis en oeuvre conformément aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une garantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Mise à jour: 02/2021

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
 Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany  
 Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
 Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
■ [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)