# **Compendio VITA** Febbraio 2021 Realizzazione CADCAM











































VITA – perfect match.





## **VITA ENAMIC®**

#### Definisce ex novo la caricabilità.



#### **Descrizione**

- l'esclusiva ceramica ibrida a livello mondiale con struttura a reticolo ceramico e polimerico duale
- disponibile come variante mono- e multicromatica
  Varianten in fino a 3 livelli di traslucenza (T, HT, ST)

#### Vantaggi

- riabilitazioni stabili grazie alla ceramica ibrida altamente caricabile con caratteristiche di assorbimento delle forze occlusali
- riabilitazioni non/minimamente invasive, perche la ceramica ibrida elastica consente spessori ridotti
- strutture fedeli nel dettaglio, precise e sottili, grazie ad un materiale a doppia struttura con elasticita integrata
- ricostruzioni economiche grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione mediante lucidatura, senza alcuna cottura

#### Indicazioni

Indicazioni raccomandate\*

- ricostruzioni minimamente invasive con spessori ridotti
- corone altamente caricabili in situazioni di spazio limitato
- riabilitazione precisa di piccoli difetti (ad es. otturazioni indirette nell'area cervicale/inlay sottili)
- ricostruzione non/minimamente invasiva di tavolati occlusali (table-top)
- strutture di rivestimento monolitiche per ponti digitali a doppia struttura
- \*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

#### Colori

- VITA SYSTEM 3D MASTER®, traslucente (T)\*
  0M1, 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2
- VITA SYSTEM 3D MASTER®, altamente traslucente (HT)\*\*
  - 0M1, 1M1, 1M2\*, 2M1, 2M2, 2M3, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2
- VITA SYSTEM 3D MASTER®, supertraslucente (ST)\*\*\*

1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

- \*) Gamma limitata di colori per VITA ENAMIC IS-14 e Discs: IS-14 disponibile in 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2; Discs disponibili in 1M2, 2M2 e 3M2
- \*\*) Gamma limitata di colori per VITA ENAMIC IS-16 e Discs: disponibili in 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2
- \*\*\*) disponibile nella variante EM-14



## **VITA ENAMIC® Assortimenti**

## VITA ENAMIC® for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®



## VITA ENAMIC® Starter Set clinical **EC4EMSTSETCV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 0M1-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 0M1-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M1-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M1-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M2-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 2M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 2M2-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 3M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 3M2-HT, EM-14
1		VITA ENAMIC Polishing Set clinical

## **VITA ENAMIC® Starter Set technical EC4EMSTSETT**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 0M1-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 0M1-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M1-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M1-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 1M2-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 2M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 2M2-HT, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 3M2-T, EM-14
1	5 pcs.	VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 3M2-HT, EM-14
1		VITA ENAMIC Polishing Set technical





# VITA ENAMIC® Articoli

# VITA ENAMIC® for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
OM1-HT, EM-10	EC40M1HTEM10 8 x 10 x 15 mm
OM1-HT, EM-14	EC40M1HTEM14 12 x 14 x 18 mm
OM1-T, EM-14	EC40M1TEM14 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, EM-10	EC41M1HTEM10 8 x 10 x 15 mm
1M1-HT, EM-14	EC41M1HTEM14 12 x 14 x 18 mm
1M1-T, EM-14	EC41M1TEM14 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, EM-10	EC41M2HTEM10 8 x 10 x 15 mm
1M2-HT, EM-14	EC41M2HTEM14 12 x 14 x 18 mm
1M2-T, EM-14	EC41M2TEM14 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, EM-10	EC42M2HTEM10 8 x 10 x 15 mm
2M2-HT, EM-14	EC42M2HTEM14 12 x 14 x 18 mm
2M2-T, EM-14	EC42M2TEM14 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, EM-10	EC43M2HTEM10 8 x 10 x 15 mm
3M2-HT, EM-14	EC43M2HTEM14 12 x 14 x 18 mm
3M2-T, EM-14	EC43M2TEM14 12 x 14 x 18 mm
2M1-T, EM-14	EC4EM3112765 12 x 14 x 18 mm
2M3-T, EM-14	EC4EM3132765 12 x 14 x 18 mm
3M1-T, EM-14	EC4EM3192765 12 x 14 x 18 mm
3M3-T, EM-14	EC4EM3212765 12 x 14 x 18 mm
4M2-T, EM-14	EC4EM3282765 12 x 14 x 18 mm
2M1-HT, EM-10	EC4EM4112645 8 x 10 x 15 mm





Denominazione	Cod. 5 pcs.
2M1-HT, EM-14	EC4EM4112765 12 x 14 x 18 mm
2M3-HT, EM-10	EC4EM4132645 8 x 10 x 15 mm
2M3-HT, EM-14	EC4EM4132765 12 x 14 x 18 mm
3M1-HT, EM-10	EC4EM4192645 8 x 10 x 15 mm
3M1-HT, EM-14	EC4EM4192765 12 x 14 x 18 mm
3M3-HT, EM-10	EC4EM4212645 8 x 10 x 15 mm
3M3-HT, EM-14	EC4EM4212765 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, EM-10	EC4EM4282645 8 x 10 x 15 mm
4M2-HT, EM-14	EC4EM4282765 12 x 14 x 18 mm
1M1-ST, EM-14	EC4EM7062765 12 x 14 x 18 mm
1M2-ST, EM-14	EC4EM7072765 12 x 14 x 18 mm
2M2-ST, EM-14	EC4EM7122765 12 x 14 x 18 mm
3M2-ST, EM-14	EC4EM7202765 12 x 14 x 18 mm
4M2-ST, EM-14	EC4EM7282765 12 x 14 x 18 mm

# VITA ENAMIC® UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
OM1-HT, EM-10	EN1EM4022645 8 x 10 x 15 mm
OM1-HT, EM-14	EN1EM4022765 12 x 14 x 18 mm
0M1-T, EM-14	EN1EM3022765 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, EM-10	EN1EM4062645 8 x 10 x 15 mm
1M1-HT, EM-14	EN1EM4062765 12 x 14 x 18 mm
1M1-T, EM-14	EN1EM3062765 12 x 14 x 18 mm





Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M2-HT, EM-10	EN1EM4072645 8 x 10 x 15 mm
1M2-HT, EM-14	EN1EM4072765 12 x 14 x 18 mm
1M2-T, EM-14	EN1EM3072765 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, EM-10	EN1EM4122645 8 x 10 x 15 mm
2M2-HT, EM-14	EN1EM4122765 12 x 14 x 18 mm
2M2-T, EM-14	EN1EM3122765 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, EM-10	EN1EM4202645 8 x 10 x 15 mm
3M2-HT, EM-14	EN1EM4202765 12 x 14 x 18 mm
3M2-T, EM-14	EN1EM3202765 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, EM-10	EN1EM4282645 8 x 10 x 15 mm
4M2-HT, EM-14	EN1EM4282765 12 x 14 x 18 mm
4M2-T, EM-14	EN1EM3282765 12 x 14 x 18 mm
1M1-ST, EM-14	EN1EM7062765 12 x 14 x 18 mm
1M2-ST, EM-14	EN1EM7072765 12 x 14 x 18 mm
2M2-ST, EM-14	EN1EM7122765 12 x 14 x 18 mm
3M2-ST, EM-14	EN1EM7202765 12 x 14 x 18 mm
4M2-ST, EM-14	EN1EM7282765 12 x 14 x 18 mm





## VITA ENAMIC® IS for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC IS, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M1-HT, IS-16L	EC4EM4069485 18 x 16 x 18 mm
1M1-HT, IS-16S	EC4EM4069365 18 x 16 x 18 mm
1M1-T, IS-14L	EC4EM3069725 18 x 14 x 12 mm
1M1-T, IS-14S	EC4EM3069605 18 x 14 x 12 mm
1M2-HT, IS-16L	EC4EM4079485 18 x 16 x 18 mm
1M2-HT, IS-16S	EC4EM4079365 18 x 16 x 18 mm
1M2-T, IS-14L	EC4EM3079725 18 x 14 x 12 mm
1M2-T, IS-14S	EC4EM3079605 18 x 14 x 12 mm
2M2-HT, IS-16L	EC4EM4129485 18 x 16 x 18 mm
2M2-HT, IS-16S	EC4EM4129365 18 x 16 x 18 mm
2M2-T, IS-14L	EC4EM3129725 18 x 14 x 12 mm
2M2-T, IS-14S	EC4EM3129605 18 x 14 x 12 mm
3M2-HT, IS-16L	EC4EM4209485 18 x 16 x 18 mm
3M2-HT, IS-16S	EC4EM4209365 18 x 16 x 18 mm
3M2-T, IS-14L	EC4EM3209725 18 x 14 x 12 mm
3M2-T, IS-14S	EC4EM3209605 18 x 14 x 12 mm
4M2-HT, IS-16L	EC4EM4289485 18 x 16 x 18 mm
4M2-HT, IS-16S	EC4EM4289365 18 x 16 x 18 mm
4M2-T, IS-14L	EC4EM3289725 18 x 14 x 12 mm
4M2-T, IS-14S	EC4EM3289605 18 x 14 x 12 mm





## **VITA ENAMIC® DISC**

Denominazione	Cod.
VITA ENAMIC, 1M2-T, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDEM3981207
VITA ENAMIC, 2M2-T, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDEM3981212
VITA ENAMIC, 3M2-T, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDEM3981220
VITA ENAMIC, 1M2-T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDEM3981807
VITA ENAMIC, 2M2-T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDEM3981812
VITA ENAMIC, 3M2-T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDEM3981820
VITA ENAMIC, 1M1-HT, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDEM4981206
VITA ENAMIC, 1M2-HT, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDEM4981207
VITA ENAMIC, 2M2-HT, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDEM4981212
VITA ENAMIC, 3M2-HT, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDEM4981220
VITA ENAMIC, 4M2-HT, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDEM4981228
VITA ENAMIC, 1M1-HT, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDEM4981806
VITA ENAMIC, 1M2-HT, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDEM4981807
VITA ENAMIC, 2M2-HT, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDEM4981812
VITA ENAMIC, 3M2-HT, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDEM4981820
VITA ENAMIC, 4M2-HT, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDEM4981828





## VITA ENAMIC® multiColor

#### Blank CAD/CAM in ceramica ibrida



#### **Descrizione**

VITA ENAMIC multiColor è un blocchetto in ceramica ibrida per la riproduzione dell'andamento cromatico naturale con un clic. Questo blank CAD/CAM presenta un andamento cromatico integrato, finemente sfumato dalla zona cervicale a quella incisale.

#### Vantaggi

- riabilitazioni stabili grazie alla ceramica ibrida altamente caricabile con caratteristiche di assorbimento delle forze occlusali
- riabilitazioni non/minimamente invasive, perche la ceramica ibrida elastica consente spessori ridotti
- strutture fedeli nel dettaglio, precise e sottili, grazie ad un materiale a doppia struttura con elasticita integrata
- ricostruzioni economiche grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione mediante lucidatura, senza alcuna cottura

#### Indicazioni

Indicazioni raccomandate\*

- riabilitazioni coronali estetiche con vivace gioco di colori /
- faccette sottili (No-Prep) per ricostruzioni cosmetiche
- \*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

#### Colori

VITA SYSTEM 3D MASTER®, altamente traslucente (HT)

1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2





## VITA ENAMIC® multiColor Articoli

## VITA ENAMIC® multiColor for Cerec®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC multiColor for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M1-HT, EMC-14	EC4EC4062765 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, EMC-16	EC4EC4062885 16 x 18 x 18 mm
1M2-HT, EMC-14	EC4EC4072765 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, EMC-16	EC4EC4072885 16 x 18 x 18 mm
2M2-HT, EMC-14	EC4EC4122765 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, EMC-16	EC4EC4122885 16 x 18 x 18 mm
3M2-HT, EMC-14	EC4EC4202765 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, EMC-16	EC4EC4202885 16 x 18 x 18 mm
4M2-HT, EMC-14	EC4EC4282765 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, EMC-16	EC4EC4282885 16 x 18 x 18 mm





## VITA ENAMIC® multiColor UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC multiColor UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M1-HT, EMC-14	EN1EC4062765 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, EMC-16	EN1EC4062885 16 x 18 x 18 mm
1M2-HT, EMC-14	EN1EC4072765 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, EMC-16	EN1EC4072885 16 x 18 x 18 mm
2M2-HT, EMC-14	EN1EC4122765 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, EMC-16	EN1EC4122885 16 x 18 x 18 mm
3M2-HT, EMC-14	EN1EC4202765 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, EMC-16	EN1EC4202885 16 x 18 x 18 mm
4M2-HT, EMC-14	EN1EC4282765 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, EMC-16	EN1EC4282885 16 x 18 x 18 mm





## VITABLOCS® Mark II

Affermato in milioni di casi.



#### **Descrizione**

VITABLOCS Mark II: blocchetti in ceramica feldspatica di colore naturale, monocromi, che si integrano cromaticamente in modo ottimale nella sostanza dentaria residua

#### Vantaggi

- riabilitazioni affidabili grazie a materiali resistenti con un'ottima affermazione clinica
- riabilitazioni estetiche grazie ad un materiale con brillanti giochi di colori e luci
- ricostruzioni economiche grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione mediante lucidatura

#### Indicazioni

Indicazioni raccomandate\*

- piccole ricostruzioni estetiche (inlay, onlay, corone parziali)
- \*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

#### Colori

- VITA SYSTEM 3D MASTER®
  0M1C (für l12, l14), 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C, 2M3C, 3M1C, 3M2C, 3M3C, 4M2C
- VITA classical A1-D4®
  A1C, A2C, A3C, A3.5C, A4C, B2C, B3C, C2C, C3C, D3C





## VITABLOCS® Mark II Articoli

## VITABLOCS® Mark II for CEREC®/inLab® VITA classical A1-D4®

VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1C, I-10	EC4A1Cl105 8 x 10 x 15 mm
A1C, I-12	EC4A1CI125 10 x 12 x 15 mm
A1C, I-14	EC4A1Cl14 12 x 14 x 18 mm
A2C, I-10	EC4A2CI105 8 x 10 x 15 mm
A2C, I-12	EC4A2Cl125 10 x 12 x 15 mm
A2C, I-14	EC4A2Cl14 12 x 14 x 18 mm
A3.5C, I-10	EC4A35Cl105 8 x 10 x 15 mm
A3.5C, I-12	EC4A35Cl125 10 x 12 x 15 mm
A3.5C, I-14	EC4A35Cl14 12 x 14 x 18 mm
A3C, I-10	EC4A3CI105 8 x 10 x 15 mm
A3C, I-12	EC4A3CI125 10 x 12 x 15 mm
A3C, I-14	EC4A3Cl14 12 x 14 x 18 mm
A4C, I-10	EC4A4Cl105 8 x 10 x 15 mm
A4C, I-12	EC4A4Cl125 10 x 12 x 15 mm
A4C, I-14	EC4A4Cl14 12 x 14 x 18 mm
B2C, I-10	EC4B2Cl105 8 x 10 x 15 mm
B2C, I-12	EC4B2Cl125 10 x 12 x 15 mm
B2C, I-14	EC4B2Cl14 12 x 14 x 18 mm
B3C, I-10	EC4B3Cl105 8 x 10 x 15 mm
B3C, I-12	EC4B3Cl125 10 x 12 x 15 mm
B3C, I-14	EC4B3Cl14 12 x 14 x 18 mm





Denominazione	Cod. 5 pcs.
C2C, I-10	EC4C2CI105 8 x 10 x 15 mm
C2C, I-12	EC4C2CI125 10 x 12 x 15 mm
C2C, I-14	EC4C2Cl14 12 x 14 x 18 mm
C3C, I-10	EC4C3CI105 8 x 10 x 15 mm
C3C, I-12	EC4C3Cl125 10 x 12 x 15 mm
C3C, I-14	EC4C3Cl14 12 x 14 x 18 mm
D3C, I-10	EC4D3Cl105 8 x 10 x 15 mm
D3C, I-12	EC4D3Cl125 10 x 12 x 15 mm
D3C, I-14	EC4D3Cl14 12 x 14 x 18 mm

# VITABLOCS® Mark II for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1C, I-12	EC40M1Cl125 10 x 12 x 15 mm
OM1C, I-14	EC40M1Cl14 12 x 14 x 18 mm
1M1C, I-10	EC41M1Cl105 8 x 10 x 15 mm
1M1C, I-12	EC41M1Cl125 10 x 12 x 15 mm
1M1C, I-14	EC41M1Cl14 12 x 14 x 18 mm
1M2C, I-10	EC41M2Cl105 8 x 10 x 15 mm
1M2C, I-12	EC41M2Cl125 10 x 12 x 15 mm
1M2C, I-14	EC41M2Cl14 12 x 14 x 18 mm
2M1C, I-10	EC42M1Cl105 8 x 10 x 15 mm
2M1C, I-12	EC42M1Cl125 10 x 12 x 15 mm
2M1C, I-14	EC42M1Cl14 12 x 14 x 18 mm





Denominazione	Cod. 5 pcs.
2M2C, I-10	EC42M2Cl105 8 x 10 x 15 mm
2M2C, I-12	EC42M2CI125 10 x 12 x 15 mm
2M2C, I-14	EC42M2Cl14 12 x 14 x 18 mm
2M3C, I-10	EC42M3Cl105 8 x 10 x 15 mm
2M3C, I-12	EC42M3Cl125 10 x 12 x 15 mm
2M3C, I-14	EC42M3Cl14 12 x 14 x 18 mm
3M1C, I-10	EC43M1Cl105 8 x 10 x 15 mm
3M1C, I-12	EC43M1Cl125 10 x 12 x 15 mm
3M1C, I-14	EC43M1Cl14 12 x 14 x 18 mm
3M2C, I-10	EC43M2Cl105 8 x 10 x 15 mm
3M2C, I-12	EC43M2Cl125 10 x 12 x 15 mm
3M2C, I-14	EC43M2Cl14 12 x 14 x 18 mm
3M3C, I-10	EC43M3Cl105 8 x 10 x 15 mm
3M3C, I-12	EC43M3Cl125 10 x 12 x 15 mm
3M3C, I-14	EC43M3Cl14 12 x 14 x 18 mm
4M2C, I-10	EC44M2Cl105 8 x 10 x 15 mm
4M2C, I-12	EC44M2Cl125 10 x 12 x 15 mm
4M2C, I-14	EC44M2Cl14 12 x 14 x 18 mm





# VITABLOCS® Mark II for Rapid Layer Technology VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS Mark II for RLT, 2 pcs.

Denominazione	Cod. 2 pcs.
1M1C, I-40/19	EC41M1Cl40192 15,5 x 19 x 39 mm
1M2C, I-40/19	EC41M2Cl40192 15,5 x 19 x 39 mm
2M2C, I-40/19	EC42M2Cl40192 15,5 x 19 x 39 mm
3M2C, I-40/19	EC43M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm

# VITABLOCS® Mark II for KaVo VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS Mark II for KaVo Everest, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M2C, l12	ECK1M2CI12 10 x 12 x 15 mm
1M2C, l14	ECK1M2CI14 12 x 14 x 18 mm
2M2C, l12	ECK2M2CI12 10 x 12 x 15 mm
2M2C, l14	ECK2M2CI14 12 x 14 x 18 mm
3M2C, l12	ECK3M2CI12 10 x 12 x 15 mm
3M2C, I14	ECK3M2CI14 12 x 14 x 18 mm

## VITABLOCS® Mark II UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS Mark II UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
OM1C, I-10	EN1M0202360 8 x 10 x 15 mm
OM1C, I-12	EN1M0202372 10 x 12 x 15 mm
OM1C, I-14	EN1M0202384 12 x 14 x 18 mm
1M1C, I-10	EN1M0206360 8 x 10 x 15 mm
1M1C, I-12	EN1M0206372 10 x 12 x 15 mm
1M1C, I-14	EN1M0206384 12 x 14 x 18 mm





Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M2C, I-10	EN1M0207360 8 x 10 x 15 mm
1M2C, I-12	EN1M0207372 10 x 12 x 15 mm
1M2C, I-14	EN1M0207384 12 x 14 x 18 mm
2M1C, I-10	EN1M0211360 8 x 10 x 15 mm
2M1C, I-12	EN1M0211372 10 x 12 x 15 mm
2M1C, I-14	EN1M0211384 12 x 14 x 18 mm
2M2C, I-10	EN1M0212360 8 x 10 x 15 mm
2M2C, I-12	EN1M0212372 10 x 12 x 15 mm
2M2C, I-14	EN1M0212384 12 x 14 x 18 mm
2M3C, I-10	EN1M0213360 8 x 10 x 15 mm
2M3C, I-12	EN1M0213372 10 x 12 x 15 mm
2M3C, I-14	EN1M0213384 12 x 14 x 18 mm
3M1C, I-10	EN1M0219360 8 x 10 x 15 mm
3M1C, I-12	EN1M0219372 10 x 12 x 15 mm
3M1C, I-14	EN1M0219384 12 x 14 x 18 mm
3M2C, I-10	EN1M0220360 8 x 10 x 15 mm
3M2C, I-12	EN1M0220372 10 x 12 x 15 mm
3M2C, I-14	EN1M0220384 12 x 14 x 18 mm
3M3C, I-10	EN1M0221360 8 x 10 x 15 mm
3M3C, I-12	EN1M0221372 10 x 12 x 15 mm
3M3C, I-14	EN1M0221384 12 x 14 x 18 mm
4M2C, I-10	EN1M0228360 8 x 10 x 15 mm
4M2C, I-12	EN1M0228372 10 x 12 x 15 mm





Denominazione	Cod. 5 pcs.
4M2C, I-14	EN1M0228384 12 x 14 x 18 mm

## VITABLOCS® Mark II UNIVERSAL VITA classical A1-D4®

VITABLOCS Mark II UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1C, I-10	EN1M0236360 8 x 10 x 15 mm
A1C, I-12	EN1M0236372 10 x 12 x 15 mm
A1C, I-14	EN1M0236384 12 x 14 x 18 mm
A2C, I-10	EN1M0237360 8 x 10 x 15 mm
A2C, I-12	EN1M0237372 10 x 12 x 15 mm
A2C, I-14	EN1M0237384 12 x 14 x 18 mm
A3C, I-10	EN1M0238360 8 x 10 x 15 mm
A3C, I-12	EN1M0238372 10 x 12 x 15 mm
A3C, I-14	EN1M0238384 12 x 14 x 18 mm





## **VITABLOCS®** TriLuxe forte

Affermato in milioni di casi.



#### **Descrizione**

VITABLOCS TriLuxe forte: blocchetti in ceramica feldspatica di colore naturale, policromi, con andamento cromatico integrato per la riproduzione di giochi di colore naturali

#### Vantaggi

- riabilitazioni affidabili grazie a materiali resistenti con un'ottima affermazione clinica
- riabilitazioni estetiche grazie ad un materiale con brillanti giochi di colori e luci
- ricostruzioni economiche grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione mediante lucidatura

#### Indicazioni

Indicazioni raccomandate\*

- corone e faccette altamente estetiche in zone visibili
- \*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

#### Colori

- VITA SYSTEM 3D MASTER®
  1M2C, 2M2C, 3M2C
- VITA classical A1-D4®
  A1C, A2C, A3C, A3.5C





## **VITABLOCS®** TriLuxe forte Articoli

## VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLab® VITA classical A1-D4®

VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1C, TF-12	EC4A1CTF125 10 x 12 x 15 mm
A1C, TF-14	EC4A1CTF14 12 x 14 x 18 mm
A1C, TF-14/14	EC4A1CTF1414 14 x 14 x 18 mm
A2C, TF-12	EC4A2CTF125 10 x 12 x 15 mm
A2C, TF-14	EC4A2CTF14 12 x 14 x 18 mm
A2C, TF-14/14	EC4A2CTF1414 14 x 14 x 18 mm
A3.5C, TF-12	EC4A35CTF125 10 x 12 x 15 mm
A3.5C, TF-14	EC4A35CTF14 12 x 14 x 18 mm
A3.5C, TF-14/14	EC4A35CTF1414 14 x 14 x 18 mm
A3C, TF-12	EC4A3CTF125 10 x 12 x 15 mm
A3C, TF-14	EC4A3CTF14 12 x 14 x 18 mm
A3C, TF-14/14	EC4A3CTF1414 14 x 14 x 18 mm





# VITABLOCS® TriLuxe forte for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M2C, TF-12	EC41M2CTF125 10 x 12 x 15 mm
1M2C, TF-14	EC41M2CTF14 12 x 14 x 18 mm
1M2C, TF-14/14	EC41M2CTF1414 14 x 14 x 18 mm
2M2C, TF-12	EC42M2CTF125 10 x 12 x 15 mm
2M2C, TF-14	EC42M2CTF14 12 x 14 x 18 mm
2M2C, TF-14/14	EC42M2CTF1414 14 x 14 x 18 mm
3M2C, TF-12	EC43M2CTF125 10 x 12 x 15 mm
3M2C, TF-14	EC43M2CTF14 12 x 14 x 18 mm
3M2C, TF-14/14	EC43M2CTF1414 14 x 14 x 18 mm





# VITABLOCS® TriLuxe forte UNIVERSAL VITA classical A1-D4®

VITABLOCS TriLuxe forte UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1C, TF-12	EN1MU2366845 10 x 12 x 15mm
A1C, TF-14	EN1MU2366965 12 x 14 x 18mm
A1C, TF-14/14	EN1MU2367085 14 x 14 x 18mm
A2C, TF-12	EN1MU2376845 10 x 12 x 15mm
A2C, TF-14	EN1MU2376965 12 x 14 x 18mm
A2C, TF-14/14	EN1MU2377085 14 x 14 x 18mm
A3C, TF-12	EN1MU2386845 10 x 12 x 15mm
A3C, TF-14	EN1MU2386965 12 x 14 x 18mm
A3C, TF-14/14	EN1MU2387085 14 x 14 x 18mm
A3.5C, TF-12	EN1MU2396845 10 x 12 x 15mm
A3.5C, TF-14	EN1MU2396965 12 x 14 x 18mm
A3.5C, TF-14/14	EN1MU2397085 14 x 14 x 18mm





## VITABLOCS® TriLuxe forte UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS TriLuxe forte UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M2C, TF-12	EN1MU2076845 10 x 12 x 15mm
1M2C, TF-14	EN1MU2076965 12 x 14 x 18mm
1M2C, TF-14/14	EN1MU2077085 14 x 14 x 18mm
2M2C, TF-12	EN1MU2126845 10 x 12 x 15mm
2M2C, TF-14	EN1MU2126965 12 x 14 x 18mm
2M2C, TF-14/14	EN1MU2127085 14 x 14 x 18mm
3M2C, TF-12	EN1MU2206845 10 x 12 x 15mm
3M2C, TF-14	EN1MU2206965 12 x 14 x 18mm
3M2C, TF-14/14	EN1MU2207085 14 x 14 x 18mm

# $\textbf{VITABLOCS}^{\circ} \ \textbf{TriLuxe forte for Rapid Layer Technology VITA SYSTEM 3D-MASTER}^{\circ}$

VITABLOCS TriLuxe forte for RLT, 2 pcs.

Denominazione	Cod. 2 pcs.
1M2C, TF-40/19	EC41M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm
2M2C, TF-40/19	EC42M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm
3M2C, TF-40/19	EC43M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm





## VITABLOCS RealLife®

Affermato in milioni di casi.



#### **Descrizione**

VITABLOCS RealLife: blocchetti in ceramica feldspatica di colore naturale, policromi, con struttura 3D integrata per la riproduzione dell'andamento cromatico naturale nel settore frontale

#### Vantaggi

- riabilitazioni affidabili grazie a materiali resistenti con un'ottima affermazione clinica
- riabilitazioni estetiche grazie ad un materiale con brillanti giochi di colori e luci
- ricostruzioni economiche grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione mediante lucidatura

#### Indicazioni

Indicazioni raccomandate\*

- corone frontali altamente estetiche
- \*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

#### Colori

#### **VITA SYSTEM 3D MASTER®**

0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C e 3M2C





## VITABLOCS RealLife® Articoli

## VITABLOCS RealLife® for CEREC®/inLab®

VITABLOCS RealLife for CEREC/inLab MC XL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1C, RL-14/14	EC40M1CRW1414 14 x 14 x 18 mm
1M1C, RL-14/14	EC41M1CRW1414 14 x 14 x 18 mm
1M2C, RL-14/14	EC41M2CRW1414 14 x 14 x 18 mm
2M1C, RL-14/14	EC42M1CRW1414 14 x 14 x 18 mm
2M2C, RL-14/14	EC42M2CRW1414 14 x 14 x 18 mm
3M2C, RL-14/14	EC43M2CRW1414 14 x 14 x 18 mm





#### **VITA SUPRINITY® PC**

Vetroceramica. Rivoluzionaria.



#### **Descrizione**

- generazione di vetroceramica rinforzata con biossido di zirconio, ad alta resistenza
- disponibile in blocchetti monocromatici in due livelli di traslucenza (T, HT)

#### Vantaggi

- elevata sicurezza grazie alla matrice vetroceramica rinforzata con biossido di zirconio
- risultati precisi grazie alla stabilità dei bordi
- lavorazione semplice grazie alla buona lucidabilità e all'elevata stabilità di cottura
- estetica brillante grazie a traslucenza, opalescenza e fluorescenza integrate

#### Indicazioni

Indicazioni raccomandate\*

Molteplici possibilità (estetiche) grazie ad un'ampia gamma di indicazioni:

- corone posteriori
- corone frontali
- corone su impianti
- faccette
- \*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

#### Colori

- VITA classical A1-D4®, ad alta traslucenza (HT)
  A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
- VITA classical A1-D4®, traslucente (T)
  A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
- VITA SYSTEM 3D MASTER®, ad alta traslucenza (HT) 0M1, 1M1,1M2, 2M2, 3M2, 4M2
- VITA SYSTEM 3D MASTER®, traslucente (T)
  0M1, 1M1,1M2, 2M2, 3M2, 4M2





## **VITA SUPRINITY® PC Assortimenti**

## **VITA SUPRINITY® PC VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

## **VITA SUPRINITY® PC Starter Set clinical VITA SYSTEM 3D-MASTER®** EC4S0STSETC3D

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 1M1-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 1M2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 2M2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 3M2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 4M2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 1M1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 1M2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 2M2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 3M2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 4M2-T, PC-14
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Supporto di cottura W a nido d ape per corone e ponti
1		2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari)
1		VITA SUPRINITY Polishing Set clinical





## VITA SUPRINITY® PC VITA classical A1-D4®



## VITA SUPRINITY® PC Starter Set clinical VITA classical A1-D4® **EC4SOSTSETC**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3.5-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, B2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, C2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, D2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A1-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3.5-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, B2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, C2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, D2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-HT, PC-14
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Supporto di cottura W a nido d ape per corone e ponti
1		2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari)
1		VITA SUPRINITY Polishing Set clinical







## VITA SUPRINITY® PC STARTER SET technical VITA classical A1-D4® **EC4SOSTSETT**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3.5-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, B2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, C2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, D2-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-T, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A1-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, A3.5-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, B2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, C2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, D2-HT, PC-14
1	5 pcs.	VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 0M1-HT, PC-14
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Supporto di cottura W a nido d ape per corone e ponti
1		2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari)
1		VITA SUPRINITY Polishing Set technical





## VITA SUPRINITY® PC Articoli

## **VITA SUPRINITY® PC VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
0M1-T, PC-14	EC4S010001 12 x 14 x 18 mm
1M1-T, PC-14	EC4S010004 12 x 14 x 18 mm
1M2-T, PC-14	EC4S010005 12 x 14 x 18 mm
2M2-T, PC-14	EC4S010009 12 x 14 x 18 mm
3M2-T, PC-14	EC4S010016 12 x 14 x 18 mm
4M2-T, PC-14	EC4S010023 12 x 14 x 18 mm
0M1-HT, PC-14	EC4S010101 12 x 14 x 18 mm
1M1-HT, PC-14	EC4S010104 12 x 14 x 18 mm
1M2-HT, PC-14	EC4S010105 12 x 14 x 18 mm
2M2-HT, PC-14	EC4S010109 12 x 14 x 18 mm
3M2-HT, PC-14	EC4S010116 12 x 14 x 18 mm
4M2-HT, PC-14	EC4S010123 12 x 14 x 18 mm





## VITA SUPRINITY® PC VITA classical A1-D4®

VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1-T, PC-14	EC4S010030 12 x 14 x 18 mm
A2-T, PC-14	EC4S010031 12 x 14 x 18 mm
A3-T, PC-14	EC4S010032 12 x 14 x 18 mm
A3.5-T, PC-14	EC4S010033 12 x 14 x 18 mm
B2-T, PC-14	EC4S010036 12 x 14 x 18 mm
C2-T, PC-14	EC4S010040 12 x 14 x 18 mm
D2-T, PC-14	EC4S010043 12 x 14 x 18 mm
A1-HT, PC-14	EC4S010130 12 x 14 x 18 mm
A2-HT, PC-14	EC4S010131 12 x 14 x 18 mm
A3-HT, PC-14	EC4S010132 12 x 14 x 18 mm
A3.5-HT, PC-14	EC4S010133 12 x 14 x 18 mm
B2-HT, PC-14	EC4S010136 12 x 14 x 18 mm
C2-HT, PC-14	EC4S010140 12 x 14 x 18 mm
D2-HT, PC-14	EC4S010143 12 x 14 x 18 mm

# **VITA SUPRINITY® PC UNIVERSAL VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

VITA SUPRINITY PC UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
DM1-T, PC-14	EN1S03024445 12 x 14 x 18 mm
DM1-HT, PC-14	EN1S04024445 12 x 14 x 18 mm





# VITA SUPRINITY® PC UNIVERSAL VITA classical A1-D4®

VITA SUPRINITY PC UNIVERSAL, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
A1-T, PC-14	EN1S03364445 12 x 14 x 18 mm
A2-T, PC-14	EN1S03374445 12 x 14 x 18 mm
A3-T, PC-14	EN1S03384445 12 x 14 x 18 mm
A3.5-T, PC-14	EN1S03394445 12 x 14 x 18 mm
B2-T, PC-14	EN1S03424445 12 x 14 x 18 mm
C2-T, PC-14	EN1S03464445 12 x 14 x 18 mm
D2-T, PC-14	EN1S03494445 12 x 14 x 18 mm
A1-HT, PC-14	EN1S04364445 12 x 14 x 18 mm
A2-HT, PC-14	EN1S04374445 12 x 14 x 18 mm
A3-HT, PC-14	EN1S04384445 12 x 14 x 18 mm
A3.5-HT, PC-14	EN1S04394445 12 x 14 x 18 mm
B2-HT, PC-14	EN1S04424445 12 x 14 x 18 mm
C2-HT, PC-14	EN1S04464445 12 x 14 x 18 mm
D2-HT, PC-14	EN1S04494445 12 x 14 x 18 mm





## VITA YZ® XT

Soluzioni di sistema per ricostruzioni in biossido di zirconio precise, efficienti e cromaticamente fedeli.



#### **Descrizione**

VITA YZ XT sono blanks in ZrO<sub>2</sub> extra-traslucente per la realizzazione di riabilitazioni frontali monolitiche e con rivestimento estetico parziale.

VITA YZ XT è disponibile in diverse varianti:

- VITA YZ XT<sup>White</sup> (non cromatizzato)
- VITA YZ XT<sup>Color</sup> (monocromatico, colore naturale)
- VITA YZ XT Multicolor (policromatico, colore naturale)

#### Vantaggi

- riprodurre in sicurezza i colori dei denti grazie ad un sistema di materiali con componenti coordinati
- realizzare riabilitazioni di elevata precisione con blanks caratterizzati da bordi stabili, struttura omogenea e caratteristiche di sinterizzazione controllate
- conseguire solidi risultati estetici grazie a blanks precromatizzati di colore naturale (Multi)Color con una buona fedeltà cromatica alla scala VITA classical A1-D4.

## Indicazioni VITA YZ XT è indicato per:

- tipo II, classe 4a
- corone singole e ponti fino a 3 elementi completamente anatomici
- strutture per corone singole e ponti fino a 3 elementi in ceramica integrale e con rivestimento ceramico parziale nel settore frontale e posteriore
- inlays, onlays, faccette
- corone parziali
- tavolati occlusali (table top)

#### Colori

VITA YZ XT White non cromatizzato per cromatizzazione manuale con VITA YZ XT SHADE LIQUIDS

- VITA YZ XT Color VITA classical A1-D4® tutto 16 colori VITA classical A1-D4

- VITA YZ XT Multicolor VITA classical A1-D4® A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2





# VITA YZ® XT Articoli

## VITA YZ® XT Disc

# VITA YZ XT White, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
Ø 98.4 x h 14 mm	EDWYX6981400
Ø 98.4 x h 18 mm	EDWYX6981800
Ø 98.4 x h 20 mm	EDWYX6982000

## VITA YZ XTColor, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
A1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981436
A2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981437
A3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981438
A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981439
A4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981440
B1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981441
B2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981442
B3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981443
B4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981444
C1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981445
C2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981446
C3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981447
C4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981448
D2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981449
D3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981450
D4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYX6981451
A1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981836
A2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981837
A3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981838
A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981839
A4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981840
B1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981841
B2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981842
B3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981843
B4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981844
C1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981845
C2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981846
C3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981847





Denominazione	Cod. 1 pc.
C4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981848
D2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981849
D3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981850
D4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYX6981851
A1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982036
A2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982037
A3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982038
A3.5, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982039
A4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982040
B1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982041
B2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982042
B3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982043
B4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982044
C1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982045
C2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982046
C3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982047
C4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982048
D2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982049
D3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982050
D4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYX6982051





# VITA YZ XTMulticolor, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
A1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981436
A2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981437
A3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981438
A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981439
B2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981442
C2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981446
D2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYX6981449
A1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981836
A2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981837
A3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981838
A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981839
B2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981842
C2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981846
D2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYX6981849
A1, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982236
A2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982237
A3, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982238
A3.5, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982239
B2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982242
C2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982246
D2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYX6982249





# VITA YZ® ST

Soluzioni di sistema per ricostruzioni in biossido di zirconio precise, efficienti e cromaticamente fedeli.



#### **Descrizione**

VITA YZ ST sono blanks in ZrO<sub>2</sub> super-traslucente per la realizzazione di riabilitazioni posteriori monolitiche e con rivestimento estetico parziale.

VITA YZ ST è disponibile in diverse varianti:

- VITA YZ ST<sup>White</sup> (non cromatizzato)
- VITA YZ ST<sup>Color</sup> (monocromatico, colore naturale)
- VITA YZ ST<sup>Multicolor</sup> (policromatico, colore naturale)

## Vantaggi

- riprodurre in sicurezza i colori dei denti grazie ad un sistema di materiali con componenti coordinati
- realizzare riabilitazioni di elevata precisione con blanks caratterizzati da bordi stabili, struttura omogenea e caratteristiche di sinterizzazione controllate
- conseguire solidi risultati estetici grazie a blanks precromatizzati di colore naturale (Multi)Color con una buona fedeltà cromatica alla scala VITA classical A1-D4.
- Indicazioni VITA YZ ST è indicato per:
- tipo II, classe 5
- corone completamente anatomiche e ponti\* fino a 14 elementi\*\* nel settore frontale e posteriore
- strutture\* in ceramica integrale e con rivestimento ceramico parziale per corone singole e per ponti fino a 14 elementi\*\* nel settore frontale e posteriore
- corone singole e ponti fino a 14 elementi\* su restauri ad avvitamento diretto nel settore frontale e posteriore
- inlays, onlays, faccette
- corone parziali
- tavolati occlusali (table top)

- \* ponti e strutture pe rponti con max. due elementi intermedi contiqui
- \*\* In Canada VITA YZ ST è autorizzato limitatamente per ponti con max. 6 elementi e max. due elementi intermedi contigui.

#### Colori

- VITA YZ ST White

non cromatizzato per cromatizzazione manuale con VITA YZ ST SHADE LIQUIDS

- VITA YZ ST Color

VITA classical A1-D4®

tutto 16 colori VITA classical A1-D4

VITA SYSTEM 3D-MASTER®

1M1, 2M1, 3M1

- VITA YZ ST<sup>Multicolor</sup>

VITA classical A1-D4®

A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2





# VITA YZ® ST Articoli

# VITA YZ® ST Disc

# VITA YZ STWhite, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
Ø 98.4 x h 14 mm	EDWYS7981400
Ø 98.4 x h 18 mm	EDWYS7981800
Ø 98.4 x h 20 mm	EDWYS7982000
Ø 98.4 x h 25 mm	EDWYS7982500

# VITA YZ STColor, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
1M1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981406
2M1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981411
3M1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981419
1M1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981806
2M1, 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981811
3M1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981819
A1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981436
A2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981437
A3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981438
A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981439
A4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981440
B1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981441
B2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981442
B3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981443
B4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981444
C1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981445
C2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981446
C3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981447
C4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981448
D2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981449
D3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981450
D4, Ø 98.4 x h 14 mm	EDCYS7981451
A1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981836
A2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981837
A3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981838
A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981839
A4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981840





Denominazione	Cod. 1 pc.
B1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981841
B2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981842
B3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981843
B4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981844
C1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981845
C2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981846
C3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981847
C4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981848
D2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981849
D3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981850
D4, Ø 98.4 x h 18 mm	EDCYS7981851
A1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982036
A2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982037
A3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982038
A3.5, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982039
A4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982040
B1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982041
B2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982042
B3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982043
B4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982044
C1, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982045
C2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982046
C3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982047
C4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982048
D2, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982049
D3, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982050
D4, Ø 98.4 x h 20 mm	EDCYS7982051
A1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982536
A2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982537
A3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982538
A3.5, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982539
A4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982540
B1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982541
B2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982542
B3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982543
B4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982544
C1, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982545
C2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982546
C3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982547





Denominazione	Cod. 1 pc.
C4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982548
D2, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982549
D3, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982550
D4, Ø 98.4 x h 25 mm	EDCYS7982551

# VITA YZ STMulticolor, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
A1, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981436
A2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981437
A3, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981438
A3.5, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981439
B2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981442
C2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981446
D2, Ø 98.4 x h 14 mm	EDMYS7981449
A1, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981836
A2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981837
A3, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981838
A3.5, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981839
B2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981842
C2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981846
D2, Ø 98.4 x h 18 mm	EDMYS7981849
A1, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982236
A2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982237
A3, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982238
A3.5, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982239
B2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982242
C2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982246
D2, Ø 98.4 x h 22 mm	EDMYS7982249





# **VITA YZ® HT**

Soluzioni di sistema per ricostruzioni in biossido di zirconio precise, efficienti e cromaticamente fedeli.



#### **Descrizione**

VITA YZ HT sono blanks in  $\rm ZrO_2$ -altamente traslucente per strutture individualizzate, analoghe al modello naturale, con rivestimento estetico completo.

VITA YZ è disponibile in diverse varianti:

- VITA YZ HT<sup>White</sup> (non cromatizzato)
- VITA YZ HT<sup>Color</sup> (monocromatico, colore naturale)

## Vantaggi

- riprodurre in sicurezza i colori dei denti grazie ad un sistema di materiali con componenti coordinati
- realizzare riabilitazioni di elevata precisione con blanks caratterizzati da bordi stabili, struttura omogenea e caratteristiche di sinterizzazione controllate
- conseguire solidi risultati estetici grazie a blanks precromatizzati di colore naturale Color con una buona fedeltà cromatica alla scala VITA classical A1–D4.

# Indicazioni VITA YZ HT è indicato per:

- tipo II, classe 5
- corone completamente anatomiche e ponti\* fino a 14 elementi nel settore frontale e posteriore
- strutture\* in ceramica integrale e con rivestimento ceramico parziale per corone singole e per ponti fino a 14 elementi nel settore frontale e posteriore
- corone singole e ponti fino a 14 elementi\* su restauri ad avvitamento diretto nel settore frontale e posteriore
- telescopi primari
- \* ponti e strutture pe rponti con max. due elementi intermedi contigui

#### Colori

VITA YZ HT<sup>White</sup>

non cromatizzato per cromatizzazione manuale con VITA YZ HT SHADE LIQUIDS

VITA YZ HT<sup>color</sup>
 VITA classical A1-D4®
 A1, A2, A3
 VITA SYSTEM 3D-MASTER®
 1M2, 2M2, 3M2





# VITA YZ® HT Articoli

# VITA YZ® HTWhite

VITA YZ HTWhite for CEREC/inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 4 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 4 pcs.
YZ-20/19	-	-	EC4Y14007804 20 x 19 x 15,5 mm
YZ-40/19	-	EC4Y14008042 39 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-55/19	-	EC4Y14009842 55 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-65/25	EC4Y14008401 65 x 25 x 22 mm	-	-

# VITA YZ® HT Disc

Denominazione	Cod.
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 12 mm, 1 pc.	ECDY14981200
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY14981400
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 16 mm, 1 pc.	ECDY14981600
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY14981800
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY14982000
VITA YZ HTWhite, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY14982500
VITA YZ HTColor 1M2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981407
VITA YZ HTColor 2M2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981412
VITA YZ HTColor 3M2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981420
VITA YZ HTColor 1M2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981807
VITA YZ HTColor 2M2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981812
VITA YZ HTColor 3M2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981820
VITA YZ HTColor 1M2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982007
VITA YZ HTColor 2M2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982012
VITA YZ HTColor 3M2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982020
VITA YZ HTColor 1M2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982507
VITA YZ HTColor 2M2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982512
VITA YZ HTColor 3M2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982520
VITA YZ HTColor A1, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981436
VITA YZ HTColor A2, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981437
VITA YZ HTColor A3, Ø 98.4 x h 14 mm, 1 pc.	ECDY24981438
VITA YZ HTColor A1, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981836
VITA YZ HTColor A2, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981837
VITA YZ HTColor A3, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	ECDY24981838



# Realizzazione CAD/CAM =



Denominazione	Cod.
VITA YZ HTColor A1, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982036
VITA YZ HTColor A2, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982037
VITA YZ HTColor A3, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	ECDY24982038
VITA YZ HTColor A1, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982536
VITA YZ HTColor A2, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982537
VITA YZ HTColor A3, Ø 98.4 x h 25 mm, 1 pc.	ECDY24982538





## VITA YZ® T

Soluzioni di sistema per ricostruzioni in biossido di zirconio precise, efficienti e cromaticamente fedeli.



#### **Descrizione**

VITA YZ HT sono blanks in ZrO<sub>2</sub>-traslucente per strutture individualizzate, analoghe al modello naturale, con rivestimento estetico completo.

VITA YZ T è disponibile in diverse varianti:

- VITA YZ T<sup>White</sup> (non cromatizzato)
- VITA YZ T<sup>Color</sup> (monocromatico, colore naturale)

## Vantaggi

- riprodurre in sicurezza i colori dei denti grazie ad un sistema di materiali con componenti coordinati
- realizzare riabilitazioni di elevata precisione con blanks caratterizzati da bordi stabili, struttura omogenea e caratteristiche di sinterizzazione controllate
- conseguire solidi risultati estetici grazie a blanks precromatizzati di colore naturale Color con una buona fedeltà cromatica alla scala VITA classical A1–D4.

# Indicazioni VITA YZ T è indicato per:

- tipo II, classe 5
- corone completamente anatomiche e ponti\* fino a 14 elementi nel settore frontale e posteriore
- strutture\* in ceramica integrale e con rivestimento ceramico parziale per corone singole e per ponti fino a 14 elementi nel settore frontale e posteriore
- corone singole e ponti fino a 14 elementi\* su restauri ad avvitamento diretto nel settore frontale e posteriore
- telescopi primari
- \* ponti e strutture pe rponti con max. due elementi intermedi contigui

#### Colori

VITA YZ T<sup>White</sup>
 non cromatizzato per cromatizzazione manuale con VITA YZ
 T COLORING LIQUIDS

VITA YZ T<sup>color</sup>
 precromatizzato nei colori/livelli di valore LL1 (light)\*, LL2
 (medium) e LL3 (intense)

\*) YZ T<sup>color</sup> in geometrie a blocchetto sono disponibili solo in LL1





## VITA YZ® T Articoli

# VITA YZ® TWhite

VITA YZ TWhite for inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 4 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 4 pcs.
YZ-20/19	-	-	EC4YW3007804 20 x 19 x 15,5 mm
YZ-40/19	-	EC4YW3008042 39 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-55	-	EC4YW3008162 55 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-65/25	EC4YW3008401 65 x 25 x 22 mm	-	-

# VITA YZ® TColor

VITA YZ TColor LL1/light for inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 4 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 4 pcs.
YZ-20/19	-	-	EC4YW3617804 20 x 19 x 15,5 mm
YZ-40/19	-	EC4YW3618042 39 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-55	-	EC4YW3618162 55 x 19 x 15,5 mm	-
YZ-65/25	EC4YW3618401 65 x 25 x 22 mm	-	-

# VITA YZ® T Disc

VITA YZ TWhite, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
Ø 98.4 x h 14 mm	ECDYW3981400
Ø 98.4 x h 16 mm	ECDYW3981600
Ø 98.4 x h 18 mm	ECDYW3981800
Ø 98.4 x h 20 mm	ECDYW3982000
Ø 98.4 x h 25 mm	ECDYW3982500





## VITA YZ TColor, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
LL1/light, Ø 98.4 x h 14 mm	ECDYC3981461
LL1/light, Ø 98.4 x h 18 mm	ECDYC3981861
LL1/light, Ø 98.4 x h 20 mm	ECDYC3982061
LL2/medium, Ø 98.4 x h 14 mm	ECDYC3981462
LL2/medium, Ø 98.4 x h 18 mm	ECDYC3981862
LL2/medium, Ø 98.4 x h 20 mm	ECDYC3982062
LL3/intense, Ø 98.4 x h 14 mm	ECDYC3981463
LL3/intense, Ø 98.4 x h 18 mm	ECDYC3981863





# **VITA Rapid Layer Technology**

Ponti digitali a doppia struttura con un clic del mouse.



#### **Descrizione**

tecnica digitale per la realizzazione di ponti a doppia struttura completamente anatomici con sottostruttura in biossido di zirconio e struttura di rivestimento estetico in ceramica feldspatica/ibrida

#### Vantaggi

- risparmio di tempo e di costi grazie al procedimento di realizzazione digitale
- elevata sicurezza e rischio minimizzato di scheggiature grazie alla struttura di rivestimento monolitica
- unione semplice e sicura della sottostruttura e della struttura di rivestimento grazie ad incollaggio adesivo

#### Indicazioni

Indicazioni raccomandate\*

- ponti a doppia struttura fino a quattro elementi, completamente anatomici, per il settore posteriore
- \*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

#### Colori

VITA YZ T è disponibile come

- YZ T<sup>White</sup>: non cromatizzato (bianco) da cromatizzare con COLORING LIQUIDS
- YZ T<sup>color</sup>: precromatizzato nel colore/livello di valore LL 1/ light

VITABLOCS blocchetti

VITA SYSTEM 3D-MASTER® 1M1C (solo VITABLOCS Mark II), 1M2C, 2M2C e 3M2C





# VITA Rapid Layer Technology Articoli

# VITABLOCS® Mark II for Rapid Layer Technology VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITABLOCS Mark II for RLT, 2 pcs.

Denominazione	Cod. 2 pcs.
1M1C, I-40/19	EC41M1Cl40192 15,5 x 19 x 39 mm
1M2C, I-40/19	EC41M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm
2M2C, I-40/19	EC42M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm
3M2C, I-40/19	EC43M2CI40192 15,5 x 19 x 39 mm





# ${\bf VITABLOCS}^{\circ} \ {\bf TriLuxe} \ {\bf forte} \ {\bf for} \ {\bf Rapid} \ {\bf Layer} \ {\bf Technology} \ {\bf VITA} \ {\bf SYSTEM} \ {\bf 3D-MASTER}^{\, \circ}$

VITABLOCS TriLuxe forte for RLT, 2 pcs.

Denominazione	Cod. 2 pcs.
1M2C, TF-40/19	EC41M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm
2M2C, TF-40/19	EC42M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm
3M2C, TF-40/19	EC43M2TF40192 15,5 x 19 x 39 mm





VITA CAD-Temp ® monoColor VITA CAD-Temp ® monoColor DISC VITA CAD-Temp ® monoColor DISC for KaVo Everest®

Soluzioni ottimali per provvisori di riabilitazione.



#### **Descrizione**

composito in poliacrilato ad alta reticolazione con microparticelle di carica per la realizzazione di provvisori di riabilitazione

#### Vantaggi

- buona stabilità di lungo periodo grazie a buona resistenza superficiale e resistenza alla rottura (fino a 3 anni di permanenza in bocca)
- aspetto cromatico naturale grazie alle buone caratteristiche ottiche
- realizzazione efficiente di provvisori grazie alla veloce realizzazione CAD/CAM

#### Indicazioni

Indicazioni raccomandate\*

- provvisori nel settore posteriore
- \*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

#### Colori

**VITA SYSTEM 3D-MASTER®** 

0M1T (per CT-40), 1M2T, 2M2T, 3M2T





VITA CAD-Temp® monoColor, VITA CAD-Temp <sup>®</sup> monoColor DISC, VITA CAD-Temp ® monoColor DISC for KaVo Everest® Articoli

# VITA CAD-Temp ® monoColor for CEREC®/inLab®

VITA CAD-Temp monoColor for CEREC/inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 10 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 10 pcs.
OM1T, CT-40	-	EC40M1TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	EC40M1TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm
1M2T, CT-40	-	EC41M2TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	EC41M2TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm
1M2T, CT-55	EC41M2TCT551 15,5 x 19 x 55 mm	-	-
2M2T, CT-40	-	EC42M2TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	EC42M2TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm
2M2T, CT-55	EC42M2TCT551 15,5 x 19 x 55 mm	-	-
3M2T, CT-40	-	EC43M2TCT402 15,5 x 19 x 39 mm	EC43M2TCT4010 15,5 x 19 x 39 mm
3M2T, CT-55	EC43M2TCT551 15,5 x 19 x 55 mm	-	-

# VITA CAD-Temp® IS for CEREC/inLab

VITA CAD-Temp monoColor IS, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M2T, IS-16S	EC4CB0079365 18 x 16 x 18 mm
1M2T, IS-16L	EC4CB0079485 18 x 16 x 18 mm
2M2T, IS-16S	EC4CB0129365 18 x 16 x 18 mm
2M2T, IS-16L	EC4CB0129485 18 x 16 x 18 mm
3M2T, IS-16S	EC4CB0209365 18 x 16 x 18 mm
3M2T, IS-16L	EC4CB0209485 18 x 16 x 18 mm





# VITA CAD-Temp ® monoColor Universal

VITA CAD-Temp monoColor Universal, 1 pc. / 2 pcs. / 10 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 10 pcs.
0M1T, CT-40	-	EN1CB2021682 15,5 x 19 x 39mm	EN1CB20216810 15,5 x 19 x 39mm
1M2T, CT-40	-	EN1CB2071682 15,5 x 19 x 39mm	EN1CB20716810 15,5 x 19 x 39mm
1M2T, CT-55	EN1CB2071801 15,5 x 19 x 55mm	-	-
2M2T, CT-40	-	EN1CB2121682 15,5 x 19 x 39mm	-
2M2T, CT-55	EN1CB2121801 15,5 x 19 x 55mm	-	-
3M2T, CT-40	-	EN1CB2201682 15,5 x 19 x 39mm	EN1CB22016810 15,5 x 19 x 39mm
3M2T, CT-55	EN1CB2201801 15,5 x 19 x 55mm	-	-

# VITA CAD-Temp® monoColor DISC

Denominazione	Cod.
VITA CAD-Temp monoColor, 1M2T, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	EC1M2TD98201
VITA CAD-Temp monoColor, 2M2T, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	EC2M2TD98201
VITA CAD-Temp monoColor, 3M2T, Ø 98.4 x h 20 mm, 1 pc.	EC3M2TD98201

# VITA CAD-Temp $^{\circ}$ monoColor DISC for KaVo Everest $^{\circ}$

Denominazione	Cod.
VITA CAD-Temp monoColor for KaVo Everest, 1M2T, Ø 100 x h 20 mm, 1 pc.	ECK1M2T1001
VITA CAD-Temp monoColor for KaVo Everest, 2M2T, Ø 100 x h 20 mm, 1 pc.	ECK2M2T1001
VITA CAD-Temp monoColor for KaVo Everest, 3M2T, Ø 100 x h 20 mm, 1 pc.	ECK3M2T1001





# VITA CAD-Temp <sup>®</sup> multiColor VITA CAD-Temp <sup>®</sup> multiColor DISC

Soluzioni ottimali per provvisori di riabilitazione.



#### **Descrizione**

composito in poliacrilato ad alta reticolazione con microparticelle di carica per la realizzazione di provvisori di riabilitazione

#### Vantaggi

- buona stabilità di lungo periodo grazie a buona resistenza superficiale e resistenza alla rottura (fino a 3 anni di permanenza in bocca)
- aspetto cromatico naturale grazie alle buone caratteristiche ottiche
- realizzazione efficiente di provvisori grazie alla veloce realizzazione CAD/CAM

### Indicazioni

Indicazioni raccomandate\*

- riabilitazioni provvisorie / gestione dei tessuti molli
- \*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

#### Colori

**VITA SYSTEM 3D-MASTER®** 

1M2T, 2M2T, 3M2T





VITA CAD-Temp® multiColor, VITA CAD-Temp ® multiColor DISC Articoli

# VITA CAD-Temp® multiColor for CEREC®/inLab®

VITA CAD-Temp multiColor for CEREC/inLab, 1 pc. / 2 pcs. / 10 pcs.

Denominazione	Cod. 1 pc.	Cod. 2 pcs.	Cod. 10 pcs.
1M2T, CTM-40	-	EC41M2TM402 15,5 x 19 x 39 mm	EC41M2TM4010 15,5 x 19 x 39 mm
1M2T, CTM-85/40	EC41M2TM85401 18 x 40 x 85 mm	-	-
2M2T, CTM-40	-	EC42M2TM402 15,5 x 19 x 39 mm	EC42M2TM4010 15,5 x 19 x 39 mm
2M2T, CTM-85/40	EC42M2TM85401 18 x 40 x 85 mm	-	-
3M2T, CTM-40	-	EC43M2TM402 15,5 x 19 x 39 mm	EC43M2TM4010 15,5 x 19 x 39 mm
3M2T, CTM-85/40	EC43M2TM85401 18 x 40 x 85 mm	-	-

# VITA CAD-Temp® multiColor Universal

VITA CAD-Temp multiColor Universal, 2 pcs. / 10 pcs.

Denominazione	Cod. 2 pcs.	Cod. 10 pcs.
1M2T, CTM-40	EN1CA2071922 15,5 x 19 x 39mm	EN1CA20719210 15,5 x 19 x 39mm
2M2T, CTM-40	EN1CA2121922 15,5 x 19 x 39mm	EN1CA21219210 15,5 x 19 x 39mm
3M2T, CTM-40	EN1CA2201922 15,5 x 19 x 39mm	EN1CA22019210 15,5 x 19 x 39mm

# VITA CAD-Temp® multiColor DISC

Denominazione	Cod.
VITA CAD-Temp multiColor, 1M2T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	EC1M2TMD98181
VITA CAD-Temp multiColor, 2M2T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	EC2M2TMD98181
VITA CAD-Temp multiColor, 3M2T, Ø 98.4 x h 18 mm, 1 pc.	EC3M2TMD98181





## **VITA CAD-Waxx**

#### Soluzioni ottimali per wax-up digitali / dime di fresaggio



#### **Descrizione**

poliacrilato calcinabile senza residui per la realizzazione computerizzata di wax-up e dime chirurgiche

#### Vantaggi

- ricostruzione economica grazie alla modellazione computerizzata
- formatura e adattamento esatti grazie all'elevata resistenza alla torsione e precisione dimensionale
- fusioni prive di lacune e risultati di pressatura privi di porosità grazie alla completa calcinabilità del materiale CAD-Waxx

## Indicazioni

Indicazioni raccomandate\*

- per la tecnica di pressatura/fusione e la realizzazione di dime chirurgiche
- \*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

#### Colori

VITA CAD-Waxx è trasparente

**VITA** 



## **VITA CAD-Waxx Articoli**

# VITA CAD-Waxx for inLab®

VITA CAD-Waxx for inLab, 10 pcs.

Denominazione	Cod. 10 pcs.
CW-40/15	EC4CW4010 14 x 15 x 40 mm

# **VITA CAD-Waxx DISC**

VITA CAD-Waxx DISC, 1 pc.

Denominazione	Cod. 1 pc.
Ø 98.4 x h 20 mm	ECCWD98201





# **VITA ENAMIC® IS**

Soluzioni ottimali per riabilitazioni dentali su impianti.



#### **Descrizione**

- blocchetti in ceramica ibrida, con interfaccia integrata per una base di adesione/titanio
- disponibili in ceramica ibrida VITA ENAMIC IS (T/HT) per ricostruzioni definitive

#### Vantaggi

- riabilitazioni stabili su impianti grazie alla ceramica ibrida altamente caricabile
- ricostruzioni economiche grazie alla veloce produzione CAM e all'efficiente finalizzazione

## Indicazioni

Indicazioni raccomandate\*

- corone-abutment sostenute da impianto (AC) e mesostrutture (MS) definitive
- \*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

#### Colori

#### VITA ENAMIC IS-14, traslucente (T)

Variante MS con interfaccia S o L in VITA SYSTEM 3D-MASTER: 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2

VITA ENAMIC IS-16, altamente traslucente (HT)

Variante AC con interfaccia S o L in VITA SYSTEM 3D-MASTER: 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2





# VITA ENAMIC® IS Articoli

# VITA ENAMIC® IS for CEREC®/inLab® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ENAMIC IS, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M1-HT, IS-16L	EC4EM4069485 18 x 16 x 18 mm
1M1-HT, IS-16S	EC4EM4069365 18 x 16 x 18 mm
1M1-T, IS-14L	EC4EM3069725 18 x 14 x 12 mm
1M1-T, IS-14S	EC4EM3069605 18 x 14 x 12 mm
1M2-HT, IS-16L	EC4EM4079485 18 x 16 x 18 mm
1M2-HT, IS-16S	EC4EM4079365 18 x 16 x 18 mm
1M2-T, IS-14L	EC4EM3079725 18 x 14 x 12 mm
1M2-T, IS-14S	EC4EM3079605 18 x 14 x 12 mm
2M2-HT, IS-16L	EC4EM4129485 18 x 16 x 18 mm
2M2-HT, IS-16S	EC4EM4129365 18 x 16 x 18 mm
2M2-T, IS-14L	EC4EM3129725 18 x 14 x 12 mm
2M2-T, IS-14S	EC4EM3129605 18 x 14 x 12 mm
3M2-HT, IS-16L	EC4EM4209485 18 x 16 x 18 mm
3M2-HT, IS-16S	EC4EM4209365 18 x 16 x 18 mm
3M2-T, IS-14L	EC4EM3209725 18 x 14 x 12 mm
3M2-T, IS-14S	EC4EM3209605 18 x 14 x 12 mm
4M2-HT, IS-16L	EC4EM4289485 18 x 16 x 18 mm
4M2-HT, IS-16S	EC4EM4289365 18 x 16 x 18 mm
4M2-T, IS-14L	EC4EM3289725 18 x 14 x 12 mm
4M2-T, IS-14S	EC4EM3289605 18 x 14 x 12 mm





# VITA CAD-Temp® IS

Soluzioni ottimali per riabilitazioni dentali su impianti.



#### **Descrizione**

- blocchetti in composito, con interfaccia integrata per una base di adesione/titanio
- disponibili in composito VITA CAD-Temp IS per riabilitazioni provvisorie

#### Vantaggi

- realizzazione efficiente di provvisori grazie al processo completamente digitale
- aspetto cromatico naturale grazie alle buone caratteristiche ottiche

## Indicazioni

Indicazioni raccomandate\*

- riabilitazioni provvisorie / gestione dei tessuti molli
- \*) Queste sono indicazioni suggerite; in generale è naturalmente possibile l'intera gamma di riabilitazioni di denti singoli. Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego dei singoli prodotti.

#### Colori

## VITA CAD-Temp IS-16

Variante AC con interfaccia S o L in VITA SYSTEM 3D-MASTER: 1M2T, 2M2T, 3M2T





# VITA CAD-Temp® IS Articoli

# VITA CAD-Temp® IS for CEREC/inLab

VITA CAD-Temp monoColor IS, 5 pcs.

Denominazione	Cod. 5 pcs.
1M2T, IS-16S	EC4CB0079365 18 x 16 x 18 mm
1M2T, IS-16L	EC4CB0079485 18 x 16 x 18 mm
2M2T, IS-16S	EC4CB0129365 18 x 16 x 18 mm
2M2T, IS-16L	EC4CB0129485 18 x 16 x 18 mm
3M2T, IS-16S	EC4CB0209365 18 x 16 x 18 mm
3M2T, IS-16L	EC4CB0209485 18 x 16 x 18 mm





# **VITA Powder Scan Spray**



#### **Descrizione**

VITA Powder Scan Spray è una sospensione di pigmenti, priva di biossido di zirconio,di colore blu, nebulizzabile,al sapore di menta per applicazione intra-orale (superficiedei denti) ed extra-orale (moncone / modello) per la realizzazione di impronte opto -elettroniche con la tecnica CAD/CAM.

Con VITA Powder Scan Spray si opacizza lasuperficie del dente o del modello, per consentire una ripresa ottimale con la foto-camera intra-orale ottimale (ad es. con Sirona CEREC 3 o CEREC AC) lo scanner.





# VITA Powder Scan Spray Articoli

# **Accessori Machinable Materials**

Denominazione	Cod.
VITA Powder Scan Spray (priva di biossido di titanio), 75 ml	ECSCAN75V2





# **VITA Firing Paste**



# Descrizione VITA Firing Paste

Pasta refrattaria, pronta per l'uso per la realizzazione semplice e rapida di supporti di cottura individuali soprattutto per la tecnica di pittura e di stratificazione senza struttura, per evitare deformazioni dei restauri in fase di cottura. La consistenza cremosa e morbida assicura una eccellente lavorabilità.

Inlays, onlays, faccette e corone possono essere fissati senza problemi sui perni di platino o direttamente sui supporti di cottura o il cotone refrattario.

Dopo la cottura il materiale si elimina agevolmente dal lavoro.





# **VITA Firing Paste Articoli**

# Accessori universali

VITA Firing Paste, 3 x 12 ml / 12 ml

Denominazione	Cod. 3 x 12 ml	Cod. 12 ml
Confezione economica	EFP123V2	-
Confezione normale	-	EFP12V2





# VITABLOCS® Guide 3D-MASTER®

Guida colori di alta qualità per la determinazione del colore di restauri in VITABLOCS



## **Descrizione**

La VITABLOCS Guide 3D-MASTER con campioni in ceramica VITABLOCS Mark II originale rende la scelta dell'idoneo blocchetto VITABLOCS semplice, veloce ed esatta.





# VITA ADIVA® IA-CEM

# Soluzione di fissaggio ultraopaco per riabilitazioni implantari



#### **Descrizione**

VITA ADIVA IA-CEM è un composito di fissaggio ultraopaco, a indurimento duale con elevata capacità di mascheramento per la protesi implantare.

Serve per il fissaggio adesivo definitivo di corone(-abutment) e mesostrutture su basi di adesione/titanio e abutments indviduali in titanio e biossido di zirconio.

Col composito di fissaggio sono disponibili adesivi specifici per materiale per un'unione duratura tra restauro e abutment.





# **VITA ADIVA® IA-CEM Assortimenti**

# VITA ADIVA® IA-CEM

# **VITA ADIVA® IA-CEM SET VITA ADIVA® IA-CEM SET FAIACEMSET**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 ml	VITA ADIVA IA-CEM Ultra opaque
1	15 pcs.	VITA ADIVA T-Mixer 1:1
1	6 ml	VITA ADIVA CERA-ETCH
1	5 ml	VITA ADIVA C-PRIME
1	5 ml	VITA ADIVA ZR-PRIME
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1	12 pcs.	VITA ADIVA Mixing-Trays





# VITA ADIVA® IA-CEM Articoli

# VITA ADIVA® IA-CEM

VITA ADIVA IA-CEM, 5 ml

Denominazione	Cod. 5 ml
Ultra opaque	FAIACEMU05





# **VITA Modulbox**

# Sistema modulare in resina



## **Descrizione**

VITA MODULBOX è un sistema modulare nel formato base A3 per la conservazione duratura, chiara e merceologicamente corretta dei prodotti VITA in laboratorio e studio.

Vedi anche Mobiletto denti vario.





## **VITA Modulbox Articoli**

# **VITA Modulbox**

Denominazione	Cod.
VITA Modulbox cassetto con guide, altezza 20 mm e 2 campi di descrittivi	ZMB20
VITA Modulbox cassetto con guide, altezza 55 mm e 2 campi di descrittivi	ZMB55
VITA Modulbox cassetto con guide, altezza 80 mm e 2 campi di descrittivi	ZMB80
VITA Modulbox base /coperchio senza guide completo di accessori	ZMBBD
Box die scorta VITABLOCS for CEREC con 1 cassetto altezza 80 mm ed 1 insterto Nr. 7	ZMBCER1
VITA Modulbox Komplettbox Nr. 1 con 1 cassetto, altezza 55 mm	ZMBK1
VITA Modulbox Komplettbox Nr. 2 con 2 cassetti, altezza 55 mm	ZMBK2
VITA Modulbox Komplettbox Nr. 3 con 1 cassetto, altezza 80 mm	ZMBK3
VITA Modulbox Komplettbox Nr. 4 con 2 cassetti, altezza 80 mm	ZMBK4
VITA Modulbox Komplettbox Nr. 5 con 2 cassetti, 1 x 55 mm e 1 x 80 mm	ZMBK5
Mobiletto S10 con 10 cassetti: dimensioni esterne: 482 x 345 x 350 mm	ZMBS10
Mobiletto S12 con 12 cassetti: dimensioni esterne: 482 x 345 x 420 mm	ZMBS12
Mobiletto S2 con 2 cassetti: dimensioni esterne: 482 x 345 x 70 mm	ZMBS2
Mobiletto S4 con 4 cassetti: dimensioni esterne: 482 x 345 x 140 mm	ZMBS4
Mobiletto S6 con 6 cassetti: dimensioni esterne: 482 x 345 x 210 mm	ZMBS6
Mobiletto S8 con 8 cassetti: dimensioni esterne: 482 x 345 x 280 mm	ZMBS8
VITA Modulbox elemento intermedio senza guide, completo di 3 tappi per montaggio	ZMBZ





# **VITA YZ® XT SHADE LIQUIDS**



## **Descrizione**

Liquidi per la cromatizzazione manuale di restauri monolitici in VITA YZ XT White prima del processo di sinterizzazione.

I VITA YZ XT SHADE LIQUIDs sono disponibili in tutti i colori VITA classical A1–D4 e possono essere ulteriormente caratterizzati con i VITA YZ EFFECT LIQUIDs





#### **VITA YZ® XT SHADE LIQUIDS Assortimenti**

## VITA YZ® XT SHADE LIQUID Starter Set VITA classical A1-D4® **EZOCXC**

Quantità	Contenuto	Materiale
7	50 ml	VITA YZ XT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
5	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Brown, Orange, Grey, Blue, Pink
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

## VITA YZ $\! \! \! \mathbb{R}$ XT SHADE LIQUID Complete Set VITA classical A1-D4 $\! \! \! \! \! \mathbb{R}$ **EZOCXCC**

Quantità	Contenuto	Materiale
16	50 ml	VITA YZ XT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET





# VITA YZ® XT SHADE LIQUIDS Articoli

## **VITA YZ® XT SHADE LIQUIDS**

Denominazione	Cod.
VITA YZ® XT SHADE LIQUID A1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX3650
VITA YZ® XT SHADE LIQUID A2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX3750
VITA YZ® XT SHADE LIQUID A3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX3850
VITA YZ® XT SHADE LIQUID A3.5, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX3950
VITA YZ® XT SHADE LIQUID A4, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4050
VITA YZ® XT SHADE LIQUID B1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4150
VITA YZ® XT SHADE LIQUID B2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4250
VITA YZ® XT SHADE LIQUID B3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4350
VITA YZ® XT SHADE LIQUID B4, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4450
VITA YZ® XT SHADE LIQUID C1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4550
VITA YZ® XT SHADE LIQUID C2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4650
VITA YZ® XT SHADE LIQUID C3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4750
VITA YZ® XT SHADE LIQUID C4, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4850
VITA YZ® XT SHADE LIQUID D2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX4950
VITA YZ® XT SHADE LIQUID D3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX5050
VITA YZ® XT SHADE LIQUID D4, 50 ml, 1 pc.	EZ0CX5150
Scodellino S nero, (3 scodelline 90 ml con crivello e pinzetta in plastica)	E008
VITA YZ BRUSH SET Pennello (Spessore 2 e 4), 2 pz.	EC0C13





# **VITA YZ® ST SHADE LIQUIDS**



#### **Descrizione**

Liquidi per la cromatizzazione individuale di restauri monolitici in VITA YZ ST White prima del processo di sinterizzazione.

Oltre ai 16 colori VITA classical A1—D4 sono disponibili anche i VITA YZ EFFECT LIQUIDs come colori aggiuntivi per la caratterizzazione individuale.





#### **VITA YZ® ST SHADE LIQUIDS Assortimenti**

## VITA YZ® ST SHADE LIQUID Starter Set VITA classical A1-D4® **EZOCSC**

Quantità	Contenuto	Materiale
7	50 ml	VITA YZ ST SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
5	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Brown, Orange, Grey, Blue, Pink
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

## **EZOCSCC**

Quantità	Contenuto	Materiale
16	50 ml	VITA YZ ST SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET





# VITA YZ® ST SHADE LIQUIDS Articoli

## VITA YZ® ST SHADE LIQUIDS

Denominazione	Cod.
VITA YZ® ST SHADE LIQUID A1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS3650
VITA YZ® ST SHADE LIQUID A2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS3750
VITA YZ® ST SHADE LIQUID A3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS3850
VITA YZ® ST SHADE LIQUID A3.5, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS3950
VITA YZ® ST SHADE LIQUID A4, 50 ml, 1 pc.	EZOCS4050
VITA YZ® ST SHADE LIQUID B1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4150
VITA YZ® ST SHADE LIQUID B2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4250
VITA YZ® ST SHADE LIQUID B3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4350
VITA YZ® ST SHADE LIQUID B4, 50 ml, 1 pc.	EZOCS4450
VITA YZ® ST SHADE LIQUID C1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4550
VITA YZ® ST SHADE LIQUID C2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4650
VITA YZ® ST SHADE LIQUID C3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4750
VITA YZ® ST SHADE LIQUID C4, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4850
VITA YZ® ST SHADE LIQUID D2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS4950
VITA YZ® ST SHADE LIQUID D3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS5050
VITA YZ® ST SHADE LIQUID D4, 50 ml, 1 pc.	EZ0CS5150
Scodellino S nero, (3 scodelline 90 ml con crivello e pinzetta in plastica)	E008
VITA YZ BRUSH SET Pennello (Spessore 2 e 4), 2 pz.	EC0C13





# **VITA YZ® HT SHADE LIQUIDS**



#### **Descrizione**

Liquidi per la cromatizzazione individuale di restauri monolitici in VITA YZ HT prima del processo di sinterizzazione.

VITA YZ HT SHADE LIQUIDs sono disponibili in 7 colori VITA classical A1 - D4, 7 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER VITA YZ EFFECT LIQUIDS per le aree gengivali, cervicali e incisali.





#### **VITA YZ® HT SHADE LIQUIDS Assortimenti**

#### VITA YZ® HT SHADE LIQUID Starter Set classical **EZOCC**

Quantità	Contenuto	Materiale
7	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
4	20 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Pink, Grey, Blue
1	10 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Stabilizer
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

#### VITA YZ® HT SHADE LIQUID Starter Set VITA classical A1-D4® **EZOCYC**

Quantità	Contenuto	Materiale
7	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
4	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Pink, Grey, Blue
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

#### **VITA YZ® HT SHADE LIQUID Starter Set 3D-MASTER** EZ0C3D

Quantità	Contenuto	Materiale
7	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M2, 3M2, 3M3, 4M2
4	20 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Pink, Grey, Blue
1	10 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID Stabilizer
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

**VITA YZ® HT SHADE LIQUID Starter Set VITA SYSTEM 3D-MASTER®** EZOCY3D

**VITA** 



Quantità	Contenuto	Materiale
7	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M2, 3M2, 3M3, 4M2
4	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D
3	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Pink, Grey, Blue
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET

## VITA YZ $\! ^{ \text{\tiny \bf R} }$ HT SHADE LIQUID Complete Set VITA classical A1-D4 $\! ^{ \text{\tiny \bf R} }$ **EZOCYCC**

Quantità	Contenuto	Materiale
16	50 ml	VITA YZ HT SHADE LIQUID A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4
1	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET





# VITA YZ® HT SHADE LIQUIDS Articoli

## VITA YZ® HT SHADE LIQUIDS

Denominazione	Cod.
VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY0650
VITA YZ HT SHADE LIQUID 1M2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY0750
VITA YZ HT SHADE LIQUID 2L1.5, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY0850
VITA YZ HT SHADE LIQUID 2M2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY1250
VITA YZ HT SHADE LIQUID 3M2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY2050
VITA YZ HT SHADE LIQUID 3M3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY2150
VITA YZ HT SHADE LIQUID 4M2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY2850
VITA YZ HT SHADE LIQUID A1, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY3650
VITA YZ HT SHADE LIQUID A2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY3750
VITA YZ HT SHADE LIQUID A3, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY3850
VITA YZ HT SHADE LIQUID A3.5, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY3950
VITA YZ® HT SHADE LIQUID A4, 50ml, 1pc.	EZ0CY4050
VITA YZ® HT SHADE LIQUID B1, 50ml, 1pc.	EZ0CY4150
VITA YZ HT SHADE LIQUID B2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY4250
VITA YZ® HT SHADE LIQUID B3, 50ml, 1pc.	EZ0CY4350
VITA YZ® HT SHADE LIQUID B4, 50ml, 1pc.	EZ0CY4450
VITA YZ® HT SHADE LIQUID C1, 50ml, 1pc.	EZ0CY4550
VITA YZ HT SHADE LIQUID C2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY4650
VITA YZ® HT SHADE LIQUID C3, 50ml, 1pc.	EZ0CY4750
VITA YZ® HT SHADE LIQUID C4, 50ml, 1pc.	EZ0CY4850
VITA YZ HT SHADE LIQUID D2, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY4950
VITA YZ® HT SHADE LIQUID D3, 50ml, 1pc.	EZ0CY5050
VITA YZ® HT SHADE LIQUID D4, 50ml, 1pc.	EZ0CY5150
VITA YZ HT SHADE LIQUID Pink, 20 ml, 1 pc.	EZ0CY7420
VITA YZ HT SHADE LIQUID Blue, 20 ml, 1 pc.	EZ0CY7620
VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma A, 20 ml, 1 pc.	EZ0CY7720
VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma B, 20 ml, 1 pc.	EZ0CY7820
VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma C, 20 ml, 1 pc.	EZ0CY7920
VITA YZ HT SHADE LIQUID Chroma D, 20 ml, 1 pc.	EZ0CY8020
VITA YZ HT SHADE LIQUID Indicator, 10 ml, 1 pc.	EZ0CY8110
VITA YZ HT SHADE LIQUID Stabilizer, 50 ml, 1 pc.	EZ0CY8350
Scodellino S nero, (3 scodelline 90 ml con crivello e pinzetta in plastica)	E008
VITA YZ BRUSH SET Pennello (Spessore 2 e 4), 2 pz.	EC0C13





# **VITA YZ® EFFECT LIQUID**



#### **Descrizione**

Liquidi effetto per la caratterizzazione individuale di restauri in VITA YZ HT White, VITA YZ ST White e VITA YZ XT White, disponibili in 11 colori.

Con Blue e Grey è possibile personalizzare le aree incisali e delle cuspidi. Orange e Brown possono essere usati per la configurazione di fissure o nelle zone interdentali e dei bordi coronali. Le tre tonalità Light Pink, Pink e Dark Pink permettono di ottimizzare la transizione alla gengiva.





# **VITA YZ® EFFECT LIQUID Assortimenti**

## **VITA YZ® EFFECT LIQUID SET classical** EZOC1AS

Quantità	Contenuto	Materiale	
3	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Pink, Light Pink, Dark Pink	
2	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Grey, Blue	
2	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Orange, Brown	
4	20 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Chroma A, Chroma B, Chroma C, Chroma D	
1	10 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Indicator	
1	50 ml	VITA YZ EFFECT LIQUID Stabilizer	
2	Pennello (Spessore 2 e 4)	VITA YZ BRUSH SET	





# VITA YZ® EFFECT LIQUID Articoli

## **VITA YZ® EFFECT LIQUID**

Denominazione	Cod.
VITA YZ® EFFECT LIQUID Pink, 20 ml, 1 pc.	EZ0C17420
VITA YZ® EFFECT LIQUID Grey, 20 ml, 1 pc.	EZ0C17520
VITA YZ® EFFECT LIQUID Blue, 20 ml, 1 pc.	EZ0C17620
VITA YZ® EFFECT LIQUID Chroma A, 20 ml, 1 pc.	EZ0C17720
VITA YZ® EFFECT LIQUID Chroma B, 20 ml, 1 pc.	EZ0C17820
VITA YZ® EFFECT LIQUID Chroma C, 20 ml, 1 pc.	EZ0C17920
VITA YZ® EFFECT LIQUID Chroma D, 20 ml, 1 pc.	EZ0C18020
VITA YZ® EFFECT LIQUID Indicator, 10 ml, 1 pc.	EZ0C18110
VITA YZ® EFFECT LIQUID Stabilizer, 50 ml, 1 pc.	EZ0C18350
VITA YZ® EFFECT LIQUID Light Pink, 20 ml, 1 pc.	EZ0C18520
VITA YZ® EFFECT LIQUID Dark Pink, 20 ml, 1 pc.	EZ0C18620
VITA YZ® EFFECT LIQUID Orange, 20 ml, 1 pc.	EZ0C18720
VITA YZ® EFFECT LIQUID Brown, 20 ml, 1 pc.	EZ0C18820
Scodellino S nero, (3 scodelline 90 ml con crivello e pinzetta in plastica)	E008
VITA YZ BRUSH SET Pennello (Spessore 2 e 4), 2 pz.	EC0C13





# **VITA YZ® T COLORING LIQUIDS**



#### **Descrizione**

Liquidi per la cromatizzazione completa o parziale di strutture fresate in VITA YZ T prima del processo di sinterizzazione. VITA YZ T COLORING LIQUID è disponibile in 4 differenti colori per riprodurre tutti i colori VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1-D4 in combinazione con la ceramica per rivestimento estetico VITA VM 9.





#### **VITA YZ® T COLORING LIQUIDS Assortimenti**

#### **VITA YZ® T COLORING LIQUIDS**



## **VITA YZ T® COLORING LIQUID SET (Complete Set) EZOCZ500**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID light/pale
1	100 ml	VITA YZ T COLORING LIQUID medium
1	100 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID intense
1	100 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID neutral
4		VITA YZ® LIQUID CONTAINER
1		Pinzetta in plastica per COLORING LIQUID
1		Guida colori VITA YZ T COLORING LIQUID



#### VITA YZ T® COLORING LIQUID light/pale, 250 ml (One Color Set) con scodellina 90 ml EZ0CZ67250

Quantità	Contenuto	Materiale
1	250 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID light/pale
1		VITA YZ® LIQUID CONTAINER
1		Pinzetta in plastica per COLORING LIQUID

## VITA YZ T® COLORING LIQUID medium, 250 ml (One Color Set) con scodellina 90 ml EZ0CZ68250

Quantità	Contenuto	Materiale
1	250 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID medium
1		VITA YZ® LIQUID CONTAINER
1		Pinzetta in plastica per COLORING LIQUID





## VITA YZ T® COLORING LIQUID intense, 100 ml (One Color Set) con scodellina 90 ml EZ0CZ69100

Quantità	Contenuto	Materiale
1	100 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID intense
1		VITA YZ® LIQUID CONTAINER
1		Pinzetta in plastica per COLORING LIQUID

## VITA YZ T® COLORING LIQUID neutral, 100 ml (One Color Set) con scodellina 90 ml EZ0CZ84100

Quantità	Contenuto	Materiale
1	100 ml	VITA YZ T® COLORING LIQUID neutral
1		VITA YZ® LIQUID CONTAINER
1		Pinzetta in plastica per COLORING LIQUID





#### **VITA YZ® T COLORING LIQUIDS Articoli**

## **VITA YZ® T COLORING LIQUIDS**



Denominazione		Cod.
Guida colori VITA YZ T COLORING LIQUID	YZ COLOHNOL LIGUID	B428V1
Scodellino S nero, (3 scodelline 90 ml con crivello e pinzetta in plastica)		E008





I nostri prodotti sono sviluppati per l'impiego nel settore dentale e devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni di impiego. Le rappresentazioni ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Stato informazione: 02/2021



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299 Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446 www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

facebook.com/vita.zahnfabrik