




# Compendium VITA Février 2021

Technique de pressée



VITA – perfect match.

**VITA**



---

VITA – perfect match.

**VITA**

### VITA AMBRIA®



#### Description du produit

- Système de céramique pressée en céramique vitreuse à base de disilicate de lithium dopée au dioxyde de zirconium fournissant des résultats hautement esthétiques et stables tout en permettant une mise en oeuvre efficace
- Le système de céramique pressée comprend des lingotins en céramique pressée en deux degrés de translucidité (T, HT) et deux tailles (S, L), un système de moufle, le matériau de mise en revêtement et son liquide de mélange, ainsi que des pistons

#### Avantages

- Reproduire le jeu de couleurs et de lumière brillant et riche en facettes grâce à un matériau d'une translucidité, d'une opalescence et d'une fluorescence naturelles
- Une reproduction fiable de la couleur des dents grâce à des lingotins d'une très grande fidélité chromatique et des composants parfaitement adaptés les uns aux autres
- Obtenir des résultats de pressée efficaces et très précis grâce à une couche de réaction mini-misée due à la parfaite adaptation des matériaux de restauration et de mise en revêtement
- Réalisations de restaurations très stables avec la céramique de très grande résistance (> 500 MPa) à base de disilicate de lithium dopée au dioxyde de zirconium

#### Indications

Pour la fabrication de reconstitutions délicates comme les facettes, les inlays/onlays ou les couronnes anatomiques ou partielles hautement esthétiques et de bridges à trois éléments jusqu'à la 2de prémolaire.

VITA AMBRIA® coffrets

VITA AMBRIA® VITA classical A1-D4®

**VITA AMBRIA® STARTER KIT VITA classical A1-D4®  
LAMSKC1**

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 pcs	A2-T S
1	5 pcs	A3-T S
4	100 g	VITA AMBRIA® INVEST P (revêtement, poudre)
1	100 ml	VITA AMBRIA® INVEST F (revêtement, liquide)
4		VITA AMBRIA®, PLUNGER, piston de pressée à usage unique Ø 13 mm, 1 pièce
2	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, fog
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Support de cuisson alvéolé W pour couronnes et bridges
1		2 tige de platine (1 tige pour dent antérieure et 1 pour dent postérieure)
1		Ouate support de cuisson, 2 pièces
1		Doseur 60 ml
1	12 ml	VITA Firing Paste, boîte stand

**VITA AMBRIA® articles****VITA AMBRIA® VITA classical A1-D4®**

Désignation	N° art.
VITA AMBRIA®, A1-T, L, 3 pcs.	LAM030L0363
VITA AMBRIA®, A2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0373
VITA AMBRIA®, A3-T, L, 3 pcs.	LAM030L0383
VITA AMBRIA®, B1-T, L, 3 pcs.	LAM030L0413
VITA AMBRIA®, B2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0423
VITA AMBRIA®, C2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0463
VITA AMBRIA®, D2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0493
VITA AMBRIA®, A1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0365
VITA AMBRIA®, A2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0375
VITA AMBRIA®, A3-T, S, 5 pcs.	LAM030S0385
VITA AMBRIA®, B1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0415
VITA AMBRIA®, B2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0425
VITA AMBRIA®, C2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0465
VITA AMBRIA®, D2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0495
VITA AMBRIA®, A1-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0363
VITA AMBRIA®, A2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0373
VITA AMBRIA®, A3-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0383
VITA AMBRIA®, B1-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0413
VITA AMBRIA®, B2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0423
VITA AMBRIA®, C2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0463
VITA AMBRIA®, D2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0493
VITA AMBRIA®, A1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0365
VITA AMBRIA®, A2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0375
VITA AMBRIA®, A3-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0385
VITA AMBRIA®, B1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0415
VITA AMBRIA®, B2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0425
VITA AMBRIA®, C2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0465
VITA AMBRIA®, D2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0495

**VITA AMBRIA® VITA SYSTEM 3D-MASTER®**

Désignation	N° art.
VITA AMBRIA®, 0M1-T, L, 3 pcs.	LAM030L0023
VITA AMBRIA®, 0M3-T, L, 3 pcs.	LAM030L0043
VITA AMBRIA®, 0M1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0025
VITA AMBRIA®, 0M3-T, S, 5 pcs.	LAM030S0045
VITA AMBRIA®, 0M1-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0023
VITA AMBRIA®, 0M3-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0043
VITA AMBRIA®, 0M1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0025
VITA AMBRIA®, 0M3-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0045

## VITA PM®9



### Description du produit

VITA PM 9 (Pressable Material) est une céramique pressée "All in One" qui a été conçue à partir de la célèbre céramique à structure fine VITA VM 9. VITA PM 9 couvre d'une manière rentable un vaste champ d'indications. Elle s'utilise aussi bien pour la technique de pressée sans infrastructures (inlays, onlays, facettes et couronnes) que pour la surpressée des infrastructures en dioxyde de zirconium.

### Avantages

#### Fabrication rationnelle:

Le vaste champ d'applications de VITA PM 9 (Technique de pressée sans infrastructure et technique de surpressée) assure une fabrication rentable et sûre de diverses prothèses à partir d'un programme de pressée identique tout en permettant une gestion des stocks rationnelle.

#### Fiabilité clinique:

La céramique VITA PM 9 a été conçue sur la base de la céramique cosmétique à structure fine VITA VPM 9, mainte fois éprouvée, et garantit une très haute fiabilité clinique.

#### Jeu de couleurs naturel:

Les Pellets HT VITA PM 9 hautement translucides séduisent par leur comportement mimétique et garantissent donc un rendu de teinte très naturel.

#### Propriétés de la dent naturelle:

Elles se retrouvent dans la céramique VITA PM 9 par exemple au niveau de son homogénéité de surface, de sa grande résistance à la plaque et de son comportement proche de celui de l'émail.

### Indications

#### Technique de pressée sans infrastructure:

Réalisation d'inlays, onlays, facettes et couronnes.

#### Technique de surpressée:

Surpressée des infrastructures en dioxyde de zirconium partiellement stabilisées à l'yttrium, teintées et non teintées.

### Couleurs

#### Opaque-/Translucent-Pellets:

0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P et 3M3P

#### High Translucent-Pellets:

Teintes Dentine: 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P  
Teintes Email: EN0P, EN1P, EN2P, ENDP, ENLP

VITA PM®9 coffrets

VITA PM®9



**VITAPM®9 ACCESSORY KIT  
EPM9ACCKIT**

Quantité	Contenu	Matériau
1		Matériau de mise en revêtement VITA PM, 56 x 100 g
1		Doseur 60 ml
1	900 ml	Liquide de mélange pour matériau de revêtement VITA PM
1	200 g	Système de mise en revêtement VITA PM, 3 parties (cylindre, socle et gabarit)
1		Pistons de pression à usage unique VITA PM, 50 pièces



**VITAPM®9 HIGH TRANSLUCENT PELLET KIT  
EPM9HTKIT**

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 0M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 1M1P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 1M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 2M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 3M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, EN0P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, EN1P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, EN2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, ENDP-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, ENLP-HT
1		Plaquette de couleurs VITA PM 9 hautement translucide



**VITAPM®9 TRANSLUCENT PELLET KIT  
EPM9TKIT**

Quantité	Contenu	Matériau
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 0M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 0M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 1M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 1M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 2M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 2M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 2M3P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 3M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 3M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 3M3P-T
1		Plaquette de couleurs VITA PM 9 translucide

VITA PM<sup>®9</sup> articlesVITA PM<sup>®9</sup>

Désignation	N° art.
VITA PM 9 Opak, 0M1P-O, 5 pcs.	EPM90M1PO
VITA PM 9 Translucent, 0M1P-T, 5 pcs.	EPM90M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 0M2P-HT, 5 pcs.	EPM90M2PHT
VITA PM 9 Opak, 0M2P-O, 5 pcs.	EPM90M2PO
VITA PM 9 Translucent, 0M2P-T, 5 pcs.	EPM90M2PT
VITA PM 9 High Translucent, 1M1P-HT, 5 pcs.	EPM91M1PHT
VITA PM 9 Opak, 1M1P-O, 5 pcs.	EPM91M1PO
VITA PM 9 Translucent, 1M1P-T, 5 pcs.	EPM91M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 1M2P-HT, 5 pcs.	EPM91M2PHT
VITA PM 9 Opak, 1M2P-O, 5 pcs.	EPM91M2PO
VITA PM 9 Translucent, 1M2P-T, 5 pcs.	EPM91M2PT
VITA PM 9 Opak, 2M1P-O, 5 pcs.	EPM92M1PO
VITA PM 9 Translucent, 2M1P-T, 5 pcs.	EPM92M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 2M2P-HT, 5 pcs.	EPM92M2PHT
VITA PM 9 Opak, 2M2P-O, 5 pcs.	EPM92M2PO
VITA PM 9 Translucent, 2M2P-T, 5 pcs.	EPM92M2PT
VITA PM 9 Opak, 2M3P-O, 5 pcs.	EPM92M3PO
VITA PM 9 Translucent, 2M3P-T, 5 pcs.	EPM92M3PT
VITA PM 9 Opak, 3M1P-O, 5 pcs.	EPM93M1PO
VITA PM 9 Translucent, 3M1P-T, 5 pcs.	EPM93M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 3M2P-HT, 5 pcs.	EPM93M2PHT
VITA PM 9 Opak, 3M2P-O, 5 pcs.	EPM93M2PO
VITA PM 9 Translucent, 3M2P-T, 5 pcs.	EPM93M2PT
VITA PM 9 Opak, 3M3P-O, 5 pcs.	EPM93M3PO
VITA PM 9 Translucent, 3M3P-T, 5 pcs.	EPM93M3PT
VITA PM 9 High Translucent, EN0P-HT, 5 pcs.	EPM9EN0PHT
VITA PM 9 High Translucent, EN1P-HT, 5 pcs.	EPM9EN1PHT
VITA PM 9 High Translucent, EN2P-HT, 5 pcs.	EPM9EN2PHT
VITA PM 9 High Translucent, ENDP-HT, 5 pcs.	EPM9ENDPHT
VITA PM 9 High Translucent, ENLP-HT, 5 pcs.	EPM9ENLPHT

### Accessoires pour Céramique pressée



#### Description du produit

##### Revêtement / Liquide

Revêtement à liant phosphate à enfournement rapide, avec liquide de mélange pour un contrôle idéal de l'expansion et une parfaite coulabilité, parfaitement adapté aux lingotins de pressée VITA AMBRIA.

##### VITA AMBRIA INVEST

- VITA AMBRIA INVEST P : disponible par boîte de 50 x 100 g
- VITA AMBRIA INVEST F : disponible en bouteille de 1 litre

##### Piston de pressée


Piston de pressée à usage unique pour un maniement facile, sans sablage ni préchauffage fastidieux.

- VITA AMBRIA PLUNGER : disponible en boîte de 50 unités (diamètre 13 mm)

Accessoires pour Céramique pressée articles

Accessoires pour Céramique pressée

Désignation		N° art.
Pistons de pression à usage unique VITA PM, 50 pièces		E001
Système de mise en revêtement VITA PM, 3 parties (cylindre, socle et gabarit), 100 g		E003
Système de mise en revêtement VITA PM, 3 parties (cylindre, socle et gabarit), 200 g		E004
Plaquette de couleurs VITA PM 9 opaque		E005
Plaquette de couleurs VITA PM 9 hautement translucide		E009
Plaquette de couleurs VITA PM 9 translucide		E010
Liquide de mélange pour matériau de revêtement VITA PM, 900 ml		EEF900
Matériau de mise en revêtement VITA PM, 56 x 100 g		EEM100
VITA AMBRIA® INVEST F (revêtement, liquide), 1000 ml		LAMIF1000
VITA AMBRIA® INVEST P (revêtement, poudre), 50 x 100 g		LAMIP10050
VITA AMBRIA®, PLUNGER (piston de pressée à usage unique Ø 13 mm), 50 pièces		LAMP1350



Nos produits ont été conçus pour un usage dans le domaine dentaire et doivent être mis en oeuvre conformément aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une garantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Mise à jour: 02/2021

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299  
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)