






Compendio VITA Febbraio 2021

Tecnica di pressatura



VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITA AMBRIA®



Descrizione

- Sistema di ceramica pressabile a base di disilicato di litio rinforzato con biossido di zirconio che assicura risultati altamente estetici e duraturi e nel contempo efficienza di lavorazione
- Il sistema di ceramica pressabile comprende pellets in ceramica pressabile in due livelli di traslucenza (T/HT) e due misure (S, L), sistema di cilindri, massa di rivestimento e liquido, nonché pistoni di pressatura

Vantaggi

- Riprodurre un gioco di colori e luci brillante e ricco di sfaccettature grazie ad un materiale di traslucenza, opalescenza e fluorescenza naturali
- Riprodurre in sicurezza i colori dei denti grazie a pellets di pressatura con un'ottima fedeltà cromatica e a componenti di sistema perfettamente coordinati
- Conseguire risultati di pressatura efficientemente precisi grazie allo strato di reazione minimizzato, essendo materiale e massa di rivestimento perfettamente coordinati
- Riabilitazioni di alta stabilità grazie alla ceramica al disilicato di litio rinforzata con biossido di zirconio ad alta resistenza (> 500 MPa)

Indicazioni

Per la realizzazione di ricostruzioni sottili come faccette, inlays/onlays, corone integrali/parziali altamente estetiche e ponti a tre elementi fino al 2. premolare.

VITA AMBRIA® Assortimenti

VITA AMBRIA® VITA classical A1-D4®

**VITA AMBRIA® STARTER KIT VITA classical A1-D4®
LAMSKC1**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 pcs	A2-T S
1	5 pcs	A3-T S
4	100 g	VITA AMBRIA® INVEST P (Massa di rivestimento polvere)
1	100 ml	VITA AMBRIA® INVEST F (Liquido per massa di rivestimento)
4		VITA AMBRIA® PLUNGER, pistone monouso Ø 13 mm, 1 pz.
2	12 g	VITA LUMEX AC ENAMEL light, fog
1	50 ml	VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Supporto di cottura W a nido d ape per corone e ponti
1		2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari)
1		Cotone refrattario, 2 pz.
1	60 ml	misurino
1	12 ml	VITA Firing Paste Confezione normale

VITA AMBRIA® Articoli

VITA AMBRIA® VITA classical A1-D4®

Denominazione	Cod.
VITA AMBRIA®, A1-T, L, 3 pcs.	LAM030L0363
VITA AMBRIA®, A2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0373
VITA AMBRIA®, A3-T, L, 3 pcs.	LAM030L0383
VITA AMBRIA®, B1-T, L, 3 pcs.	LAM030L0413
VITA AMBRIA®, B2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0423
VITA AMBRIA®, C2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0463
VITA AMBRIA®, D2-T, L, 3 pcs.	LAM030L0493
VITA AMBRIA®, A1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0365
VITA AMBRIA®, A2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0375
VITA AMBRIA®, A3-T, S, 5 pcs.	LAM030S0385
VITA AMBRIA®, B1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0415
VITA AMBRIA®, B2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0425
VITA AMBRIA®, C2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0465
VITA AMBRIA®, D2-T, S, 5 pcs.	LAM030S0495
VITA AMBRIA®, A1-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0363
VITA AMBRIA®, A2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0373
VITA AMBRIA®, A3-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0383
VITA AMBRIA®, B1-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0413
VITA AMBRIA®, B2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0423
VITA AMBRIA®, C2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0463
VITA AMBRIA®, D2-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0493
VITA AMBRIA®, A1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0365
VITA AMBRIA®, A2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0375
VITA AMBRIA®, A3-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0385
VITA AMBRIA®, B1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0415
VITA AMBRIA®, B2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0425
VITA AMBRIA®, C2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0465
VITA AMBRIA®, D2-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0495

VITA AMBRIA® VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Denominazione	Cod.
VITA AMBRIA®, 0M1-T, L, 3 pcs.	LAM030L0023
VITA AMBRIA®, 0M3-T, L, 3 pcs.	LAM030L0043
VITA AMBRIA®, 0M1-T, S, 5 pcs.	LAM030S0025
VITA AMBRIA®, 0M3-T, S, 5 pcs.	LAM030S0045
VITA AMBRIA®, 0M1-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0023
VITA AMBRIA®, 0M3-HT, L, 3 pcs.	LAM040L0043
VITA AMBRIA®, 0M1-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0025
VITA AMBRIA®, 0M3-HT, S, 5 pcs.	LAM040S0045

VITA PM[®]9



Descrizione

VITA PM 9 (Pressable Material) è una ceramica pressabile "All-in-One" sviluppata sulla base della ceramica a struttura microfine VITA VM 9 affermata in milioni di casi clinici. VITA PM 9 consente la riabilitazione a costi contenuti in una vasta gamma di indicazioni. Trova impiego sia per la tecnica di pressatura senza struttura (inlays, onlays, faccette e corone) che per la pressatura su strutture in biossido di zirconio.

Vantaggi

Lavorazione razionale:

la vasta gamma di indicazioni (tecnica di pressatura senza struttura e tecnica di sovrappressatura) di VITA PM 9 consente una realizzazione a costi contenuti e sicura di diversi tipi di restauro con un identico programma di pressatura e contemporaneamente una razionalizzazione delle scorte.

Sicurezza clinica:

VITA PM 9 è stata sviluppata sulla base della ceramica a struttura microfine VITA VM 9 affermata in milioni di casi clinici e garantisce quindi la massima sicurezza clinica.

Cromaticità naturali:

Soprattutto i pellet VITA PM 9 HT ad alta traslucenza si fanno apprezzare per l'effetto camaleonte ed assicurano effetti cromatici estremamente naturali.

Caratteristiche:

La ceramica VITA PM 9 è affine ai denti naturali per superfici omogenee, alta resistenza al deposito di placca e comportamento simile allo smalto.

Indicazioni

Tecnica di pressatura senza struttura:

Realizzazione di inlays, onlays, faccette e corone.

Tecnica di pressatura su strutture:

Sovrapressatura di strutture cromatizzate e non cromatizzate in biossido di zirconio parzialmente stabilizzato con ittrio.

Colori

Opaque-/Translucent-Pellets:

0M1P, 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M1P, 2M2P, 2M3P, 3M1P, 3M2P e 3M3P

High Translucent-Pellets:

Colori dentina: 0M2P, 1M1P, 1M2P, 2M2P, 3M2P Colori smalto: EN0P, EN1P, EN2P, ENDP, ENLP

VITA PM®9 Assortimenti

VITA PM®9



VITAPM®9 ACCESSORY KIT
EPM9ACCKIT

Quantità	Contenuto	Materiale
1		VITA PM massa di rivestimento, 56 x 100 g
1	60 ml	misurino
1	900 ml	VITA PM liquido per massa di rivestimento
1	200 g	VITA PM Sistema per rivestimento, 3 componenti (anello, base e calibro per cilindro)
1		VITA PM Pistoni non riutilizzabili , 50 pz.



VITAPM®9 HIGH TRANSLUCENT PELLET KIT
EPM9HTKIT

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 0M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 1M1P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 1M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 2M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, 3M2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, EN0P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, EN1P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, EN2P-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, ENDP-HT
1	5 pcs.	VITA PM 9 High Translucent, ENLP-HT
1		Guida colori VITA PM 9 alta traslucenti



**VITAPM®9 TRANSLUCENT PELLET KIT
EPM9TKIT**

Quantità	Contenuto	Materiale
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 0M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 0M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 1M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 1M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 2M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 2M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 2M3P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 3M1P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 3M2P-T
1	5 pcs.	VITA PM 9 Translucent, 3M3P-T
1		Guida colori VITA PM 9 traslucenti

VITA PM®9 Articoli

VITA PM®9

Denominazione	Cod.
VITA PM 9 Opak, 0M1P-O, 5 pcs.	EPM90M1PO
VITA PM 9 Translucent, 0M1P-T, 5 pcs.	EPM90M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 0M2P-HT, 5 pcs.	EPM90M2PHT
VITA PM 9 Opak, 0M2P-O, 5 pcs.	EPM90M2PO
VITA PM 9 Translucent, 0M2P-T, 5 pcs.	EPM90M2PT
VITA PM 9 High Translucent, 1M1P-HT, 5 pcs.	EPM91M1PHT
VITA PM 9 Opak, 1M1P-O, 5 pcs.	EPM91M1PO
VITA PM 9 Translucent, 1M1P-T, 5 pcs.	EPM91M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 1M2P-HT, 5 pcs.	EPM91M2PHT
VITA PM 9 Opak, 1M2P-O, 5 pcs.	EPM91M2PO
VITA PM 9 Translucent, 1M2P-T, 5 pcs.	EPM91M2PT
VITA PM 9 Opak, 2M1P-O, 5 pcs.	EPM92M1PO
VITA PM 9 Translucent, 2M1P-T, 5 pcs.	EPM92M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 2M2P-HT, 5 pcs.	EPM92M2PHT
VITA PM 9 Opak, 2M2P-O, 5 pcs.	EPM92M2PO
VITA PM 9 Translucent, 2M2P-T, 5 pcs.	EPM92M2PT
VITA PM 9 Opak, 2M3P-O, 5 pcs.	EPM92M3PO
VITA PM 9 Translucent, 2M3P-T, 5 pcs.	EPM92M3PT
VITA PM 9 Opak, 3M1P-O, 5 pcs.	EPM93M1PO
VITA PM 9 Translucent, 3M1P-T, 5 pcs.	EPM93M1PT
VITA PM 9 High Translucent, 3M2P-HT, 5 pcs.	EPM93M2PHT
VITA PM 9 Opak, 3M2P-O, 5 pcs.	EPM93M2PO
VITA PM 9 Translucent, 3M2P-T, 5 pcs.	EPM93M2PT
VITA PM 9 Opak, 3M3P-O, 5 pcs.	EPM93M3PO
VITA PM 9 Translucent, 3M3P-T, 5 pcs.	EPM93M3PT
VITA PM 9 High Translucent, EN0P-HT, 5 pcs.	EPM9EN0PHT
VITA PM 9 High Translucent, EN1P-HT, 5 pcs.	EPM9EN1PHT
VITA PM 9 High Translucent, EN2P-HT, 5 pcs.	EPM9EN2PHT
VITA PM 9 High Translucent, ENDP-HT, 5 pcs.	EPM9ENDPHT
VITA PM 9 High Translucent, ENLP-HT, 5 pcs.	EPM9ENLPHT

Accessori per Ceramica pressabil



Descrizione

Massa di rivestimento/Liquido

Massa di rivestimento con legante fosfatico idonea per speed con liquido specifica per pellets di pressatura VITA AMBRIA, per un esatto controllo dell'espansione e fluidità.

VITA AMBRIA INVEST

- VITA AMBRIA INVEST P: confezione da 50 x 100 g
- VITA AMBRIA INVEST F: flacone da 1 litro

Pistone di pressatura


Pistone di pressatura monouso per un semplice impiego, senza perdite di tempo per sabbatura e preriscaldamento.

- VITA AMBRIA PLUNGER: confezione da 50 pz. (diametro 13 mm)

Accessori per Ceramica pressabil Articoli

Accessori per Ceramica pressabile

Denominazione		Cod.
VITA PM Pistoni non riutilizzabili , 50 pz.		E001
VITA PM Sistema per rivestimento, 3 componenti (anello, base e calibro per cilindro), 100 g		E003
VITA PM Sistema per rivestimento, 3 componenti (anello, base e calibro per cilindro), 200 g		E004
Guida colori VITA PM 9 opachi		E005
Guida colori VITA PM 9 alta traslucenti		E009
Guida colori VITA PM 9 traslucenti		E010
VITA PM liquido per massa di rivestimento, 900 ml		EEF900
VITA PM massa di rivestimento, 56 x 100 g		EEM100
VITA AMBRIA® INVEST F (Liquido per massa di rivestimento), 1000 ml		LAMIF1000
VITA AMBRIA® INVEST P (Massa di rivestimento polvere),50x100g		LAMIP10050
VITA AMBRIA® PLUNGER (pistone monouso Ø 13 mm), 50 pz.		LAMP1350



I nostri prodotti sono sviluppati per l'impiego nel settore dentale e devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni di impiego. Le rappresentazioni ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Stato informazione: 02/2021

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik