





Compendio VITA Febrero 2021

Determinación del color



VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITA Easyshade® V

Determinación óptima del color, seguridad máxima



Descripción del producto

El espectrofotómetro VITA Easyshade V ha sido desarrollado para la determinación del color precisa, rápida y fiable de dientes naturales, así como de restauraciones cerámicas.

- **Determinación precisa y reproducible del color dental en segundos** gracias a la más avanzada tecnología de medición
- **Resultados de medición objetivos y fiables** mediante la tecnología LED independiente del entorno
- **Proceso seguro y rentable** gracias a la información exacta sobre el color dental en los estándares de colores VITA, que posibilita una reproducción cromática segura y, por consiguiente, la reducción de correcciones del color
- **Utilización sencilla e intuitiva** gracias a la pantalla táctil con software autoexplicativo
- **Comunicación digital eficiente** para el intercambio de imágenes e información sobre color dental entre la clínica y el laboratorio

Compatibilidad de sistemas

VITA Assist

VITA Assist. Comunicación y documentación profesionales del color dental para la clínica y el laboratorio

Mediante VITA Assist se documentan y comunican profesionalmente los colores dentales determinados con el VITA Easyshade V. El software para PC basado en Windows combina fotografías digitales del paciente con toda la información relevante sobre el color dental de este. Al mismo tiempo permite documentar el caso y brinda la base para el diálogo eficiente entre la clínica y el laboratorio.

combinaciones recomendadas

VITA mobileAssist

Gracias a la práctica aplicación VITA mobileAssist, la transmisión de información sobre el color dental entre la clínica y el laboratorio es sencilla y eficiente. La interfaz Bluetooth interna permite transmitir inalámbricamente los datos del VITA Easyshade V a la aplicación, combinarlos allí con una fotografía del paciente y enviarlos por correo electrónico. De este modo resulta posible enviar de manera móvil y cómoda, mediante el smartphone o la tableta, toda la información relevante sobre el color dental, así como fotografías del paciente.

VITA Easyshade® V

Datos técnicos

- Espectrofotómetro, rango de medición 400 – 700 nm
- Concepto de carga inductivo con baterías AA recargables de larga duración
- Indicación de todos los colores dentales en los sistemas cromáticos consolidados VITA classical A1-D4 y VITA SYSTEM 3D-MASTER, así como indicación de los colores VITABLOCKS y del índice de blanqueamiento conforme a la American Dental Association
- Indicación de los valores Lab y LCh
- Interfaz Bluetooth para la comunicación inalámbrica mediante el software para PC VITA Assist y la aplicación VITA mobileAssist

VITA Easyshade® V Productos

VITA Easyshade®

| Denominación | | Ref. |
|---|---|---------------|
| <p>VITA Easyshade V, 100-230V * Contenido: 1 Estación de base VITA Easyshade V 1 Pieza de mano VITA Easyshade V (incl. 2x batería recargable de NIMH) 1 Cable de conexión a red 1 Funda protectora (2 x 18 uds.) 1 CD VITA Assist (ShadeAssist + ToothConfigurator Demo) 1 Módulo USB de Bluetooth 1 Instrucciones de uso y instrucciones básicas</p> |  | <p>DEASY5</p> |

VITA Assist



Descripción del producto

Actualmente, el software VITA Assist incluye los módulos **VITA ShadeAssist** y **VITA ToothConfigurator**.

Mediante VITA Assist se documentan y comunican profesionalmente los colores dentales determinados con el VITA Easyshade. El software para PC basado en Windows combina fotografías digitales del paciente con toda la información relevante sobre el color dental de este. Al mismo tiempo permite documentar el caso y brinda la base para el diálogo intensivo entre la clínica y el laboratorio.

VITA Assist. Comunicación y documentación profesionales del color dental para la clínica y el laboratorio

VITA Assist ayuda activamente a seleccionar los materiales CAD/CAM adecuados, a estratificar restauraciones cerámicas y a diseñar restauraciones complejas incluso para los casos más difíciles. Se beneficiará de las siguientes ventajas:

- Transmisión inalámbrica de los datos del VITA Easyshade
- Postprocesamiento profesional de las fotografías de pacientes para una documentación óptima
- Posibilidad de integración de radiografías digitales, fotografías de detalle e imágenes de contorno
- Múltiples funciones de comentario
- Funciones de asistencia activa para elegir los materiales más adecuados para cada caso clínico concreto

VITA ShadeAssist

- **Interfaz perfecta** entre la clínica y el laboratorio
- **Posibilita la comunicación del color sin errores**
- **Minimiza así los costes** de posteriores determinaciones y correcciones del color

VITA ToothConfigurator

- **Módulo de asesoramiento interactivo**
- **Implicación del paciente** durante la planificación de la prótesis

Volumen de suministro de las versiones completa y light

- Versión light (Incluye el VITA ShadeAssist y una versión de prueba del VITA ToothConfigurator)
- Versión completa (Incluye el VITA ShadeAssist y el VITA ToothConfigurator)

VITA Assist Productos

VITA Assist

| Denominación | Ref. |
|---|----------------|
| VITA Assist (Full version, english) | DASSISTSETE06 |
| VITA Assist (Full Version, french) | DASSISTSETF06 |
| VITA Assist (Full Version, italian) | DASSISTSETI06 |
| VITA Assist (versión completa, español) | DASSISTSETSP06 |

Accesorios



Descripción del producto

Funda protectora

- **Fundas higiénicas protectoras** para su uso en un solo paciente

Maletín de transporte

- **Transporte seguro** del VITA Easyshade® V gracias al práctico maletín

Accesorios Productos

Accesorios VITA Easyshade®

| Denominación | Ref. |
|---|---------|
| VITA Easyshade V fundas protectora, 9 x 18 uds. | D58000S |
| Maleta de transporte para VITA Easyshade V | DEASY5K |

Guía de colores VITA classical A1-D4®



Descripción del producto

La guía de colores VITA classical A1 – D4 permite la determinación segura del color dental.

En la familia de colores de VITA classical los colores se agrupan del modo siguiente:

A1 - A4 (rojizo-marrónáceo)

B1 - B4 (rojizo-amarillento)

C1 - C4 (grisáceo)

D2 - D4 (rojizo-gris)

Contenido

Guía de colores VITA classical A1-D4®

Ref. B027C

Consejos acerca de la toma de color

- Siempre que sea posible, deben determinarse los colores dentales con luz diurna o con lámparas de luz diurna normalizadas, y no con la iluminación habitual de la sala.
- Todo el entorno debería ser lo más discreto posible en cuanto al color. Debe pedirse a los pacientes que retiren el pintalabios u otro maquillaje. Las prendas de colores chillones conviene cubrirlas con un paño de color gris.
- Debe elegirse con rapidez, aceptando siempre la primera decisión, ya que los ojos se fatigan al cabo de aprox. 5 – 7 segundos.

Guía de colores VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades



Descripción del producto

Los Bleached Shades de VITA ponen a disposición del odontólogo un instrumento práctico, ahora también en el marco de la guía de colores VITA classical, para determinar de manera fiable los colores blanqueados. Mediante los VITA Bleached Shades adicionales se reproducen también los colores dentales de los dientes blanqueados dentro de esta guía de colores original.

Los VITA Bleached Shades constan de los colores blanqueados 0M1, 0M2 y 0M3. Se han tomado del VITA SYSTEM 3DMASTER y también están disponibles para la ampliación de la guía de colores VITA classical A1 - D4, así como para VITAPAN classical.

Los colores VITA Bleached Shades también están disponibles como kit de ampliación para la guía VITA classical A1-D4, así como para la guía VITAPAN classical.

La guía VITA Bleachedguide 3D-MASTER está diseñada especialmente para facilitar la planificación y el control detallados y exactos de los blanqueamientos dentales.

Consejos acerca de la toma de color


- Siempre que sea posible, deben determinarse los colores dentales con luz diurna o con lámparas de luz diurna normalizadas, y no con la iluminación habitual de la sala.
- Todo el entorno debería ser lo más discreto posible en cuanto al color. Debe pedirse a los pacientes que retiren el pintalabios u otro maquillaje. Las prendas de colores chillones conviene cubrirlas con un paño de color gris.
- Debe elegirse con rapidez, aceptando siempre la primera decisión, ya que los ojos se fatigan al cabo de aprox. 5 – 7 segundos.

Guía de colores VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades Productos

Guía de colores VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades

| Denominación | | Ref. |
|---|---|---------|
| Guía de colores VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades |  | B027IV1 |

VITA Linearguide 3D-MASTER®



Descripción del producto

La guía VITA Linearguide 3D-MASTER permite determinar el color dental correcto de forma rápida y precisa. Gracias al moderno diseño y a la estructura sistemática de VITA Linearguide se localiza con agilidad el color adecuado del sistema 3D-MASTER.

VITA Linearguide 3D-MASTER simplifica el cambio de los sistemas de toma del color convencionales a la determinación y la comunicación del color precisas con el VITA SYSTEM 3DMASTER.

La VITA Linearguide 3D-MASTER contiene muestras de los mismos 29 colores que la VITA Toothguide 3D-MASTER.

Ventajas

- Manipulación lineal clásica
- Autoexplicativa, fácil de usar
- Clientes satisfechos gracias a una determinación del color segura, rápida y precisa
- Un diseño moderno como la plasmación perfecta de la estética y la facilidad de orientación

VITA Linearguide 3D-MASTER® Productos

VITA Linearguide 3D-MASTER®

| Denominación | | Ref. |
|----------------------------|---|------|
| VITA Linearguide 3D-MASTER |  | B363 |

VITA Toothguide 3D-MASTER®



Descripción del producto

VITA Toothguide 3D-MASTER®

La guía VITA Toothguide 3D-MASTER ofrece la posibilidad de determinar de forma sistemática y segura todos los colores dentales naturales.

BLEACHED SHADE GUIDE

La guía VITA BLEACHED SHADE GUIDE permite determinar de forma sistemática y segura el color de los dientes blanqueados siguiendo el principio de la guía VITA Toothguide.

Ventajas


- Determinación del color dental en 3 pasos.
- Determinación unívoca del color dental.
- Posibilidad de comparar: principio sí/no – mejor/peor.
- Colores dentales definidos con exactitud matemática (pueden mezclarse).
- Sistema que puede aprenderse.

VITA Toothguide 3D-MASTER® Productos

VITA Toothguide 3D-MASTER®

| Denominación | | Ref. |
|--|---|---------|
| VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0 |  | B2600MS |
| VITA Toothguide 3D-MASTER con BLEACHED SHADE GUIDE |  | B360 |

VITA Bleachedguide 3D-MASTER®



Descripción del producto

La guía VITA Bleachedguide 3D-MASTER es el instrumento que permite planificar y controlar los procesos de blanqueamiento dental. Su estructura sigue, por un lado, la lógica del VITA SYSTEM 3D-MASTER, basado en tres parámetros: claridad, intensidad y tonalidad cromática.

Adicionalmente, en la VITA Bleachedguide 3D-MASTER se han integrado los 29 niveles de claridad cromática definidos, conforme a la American Dental Association (ADA). Con esta nueva clasificación, la VITA Bleachedguide 3D-MASTER sigue este estándar reconocido internacionalmente y es, por lo tanto, el producto recomendado para todos los profesionales.


Ventajas

- La clara estructura, ahora con numeración adicional, facilita la comunicación entre el odontólogo y el paciente. La clasificación en números de la VITA Bleachedguide 3D-MASTER se basa en la definición de los niveles de claridad cromática de la American Dental Association y precisa los cambios que se producen en el proceso de blanqueamiento.
- El resultado deseado del blanqueamiento se define en colaboración con el paciente antes de comenzar el tratamiento, utilizando para ello las muestras de colores, y se comprueba una vez finalizado el proceso.
- El color adecuado para el tratamiento restaurador se determina con la VITA Toothguide 3D-MASTER y se reproduce con los materiales correspondientes.

VITA Bleachedguide 3D-MASTER® Productos

VITA Bleachedguide 3D-MASTER®

| Denominación | | Ref. |
|--|---|--------|
| VITA Bleached Shades (kit de ampliación) con 2 adaptador y 3 muestras de colores |  | B027BS |
| VITA Bleachedguide 3D-MASTER |  | B361 |



Nuestros productos han sido desarrollados para uso odontológico y se deben utilizar siguiendo las instrucciones de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.

Versión de esta información: 02.2021

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik