





Compendio VITA Febbraio 2021

Determinazione del colore



VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITA Easyshade® V

Determinazione del colore ottimale, massima sicurezza



Descrizione

Lo spettrofotometro VITA Easyshade V è stato sviluppato per la determinazione precisa, rapida e affidabile del colore dei denti naturali e di restauri ceramici.

- **Determinazione del colore precisa e riproducibile in pochi secondi** grazie a modernissime tecniche di misura
- **Risultati di misura oggettivi e affidabili** grazie alla tecnologia LED indipendente dall'ambiente
- **Sicurezza di processo ed economicità** grazie a informazioni esatte sul colore dei denti negli standard cromatici VITA per una riproduzione sicura del colore e quindi riduzione di correzioni cromatiche
- **Uso semplice ed intuitivo** grazie al touchdisplay con software autoesplicativo
- **Efficiente comunicazione digitale** per lo scambio dei dati relativi a informazioni sul colore dei denti e di fotografie tra studio e laboratorio

Compatibilità di sistema

VITA Assist

VITA Assist. Comunicazione e documentazione professionali del colore dei denti per studio e laboratorio

Con VITA Assist i colori dei denti determinati con VITA Easyshade V vengono documentati e comunicati professionalmente. Il software per PC basato su Windows combina fotografie digitali dei pazienti con tutte le informazioni rilevanti sul colore dei denti del paziente. Consente anche la documentazione del caso clinico e offre le basi per uno scambio proficuo di informazioni tra studio e laboratorio.

Combinazioni consigliate

VITA mobileAssist

Grazie alla pratica App VITA mobileAssist il trasferimento delle informazioni sul colore dei denti tra studio e laboratorio è semplice ed efficiente. Tramite l'interfaccia interna Bluetooth i dati del VITA Easyshade V si trasferiscono senza fili nella App, dove possono essere combinati con una fotografia del paziente e quindi spediti via e-mail. Tutte le informazioni rilevanti sul colore dei denti e fotografie dei pazienti possono essere trasmesse comodamente in modalità mobile con uno smartphone o un tablet.

VITA Easyshade® V

Dati tecnici

- Spettrofotometro, intervallo di misura 400 – 700 nm
- Concetto di carica induttiva con batterie AA di lunga durata
- Filtri spettrali analizzano lo spettro di riemissione
- Visualizzazione di tutti i colori dei denti naturali nei collaudati standard cromatici VITA SYSTEM 3D-MASTER®, VITA classical A1–D4®, indicazione dei colori VITABLOCS® e dei colori Bleached secondo lo standard della ADA (American Dental Association)
- Interfaccia Bluetooth® per la comunicazione col software per PC VITA Assist e con la App per smartphone VITA mobileAssist

VITA Easyshade® V Articoli

VITA Easyshade®

Denominazione		Cod.
VITA Easyshade V, 100-230V * Contenuto: 1 Base caricabatteria Easyshade V 1 Manipolo VITA Easyshade V (incl. 2x Batteria NIMH, ricaricabile) 1 Alimentatore 1 Cappucci di protezione (2 x 18 pz.) 1 CD VITA Assist (ShadeAssist + ToothConfigurator Demo) 1 Modulo USB Bluetooth 1 Istruzioni d'uso ed istruzioni in breve		DEASY5

VITA Assist



Descrizione

VITA Assist comprende attualmente i moduli **VITA ShadeAssist** e **VITA ToothConfigurator**.

Con VITA Assist i colori dei denti determinati con VITA Easyshade vengono documentati e comunicati professionalmente. Il software per PC basato su Windows combina fotografie digitali dei pazienti con tutte le informazioni rilevanti sul colore dei denti del paziente. Consente anche la documentazione del caso clinico e offre le basi per lo scambio intensivo di informazioni tra studio e laboratorio.

VITA Assist. Comunicazione e documentazione professionali del colore dei denti per studio e laboratorio

VITA Assist supporta attivamente nella scelta degli idonei materiali

CAD/CAM, nella stratificazione di restauri ceramici e nell'elaborazione di soluzioni riabilitative complesse anche nei casi più difficili. Sono disponibili le seguenti funzioni:

- Trasmissione senza fili dei dati del VITA Easyshade
- Elaborazione professionale delle fotografie dei pazienti per ottimizzare la documentazione
- Integrazione opzionale di radiografie digitali, fotografie di dettaglio e immagini dei contorni
- Molteplici funzioni di commento
- Funzioni attive di supporto per la scelta dei materiali più adatti agli specifici casi clinici

VITA ShadeAssist

- **Interfaccia perfetta** tra studio e laboratorio
- **Consente una comunicazione del colore priva di errori**
- **Minimizza i costi** per successive determinazioni del colore e correzioni

VITA ToothConfigurator

- **Modulo di consulenza interattiva**
- **Coinvolgimento del paziente** nella fase di progettazione della protesi

Dotazione versione completa & Light

- Versione Light (Comprende VITA ShadeAssist ed una versione demo del VITA ToothConfigurator)
- Versione completa (Comprende sia VITA ShadeAssist che VITA ToothConfigurator)

VITA Assist Articoli

VITA Assist

Denominazione	Cod.
VITA Assist (Full version, english)	DASSISTSETE06
VITA Assist (Full Version, french)	DASSISTSETF06
VITA Assist (Versione completa, italiano)	DASSISTSETI06
VITA Assist (Full Version, spanish)	DASSISTSETSP06

Accessori



Descrizione

Cappucci di protezione

- **Protezioni igieniche monouso**

Valigetta di trasporto

- **Trasporto sicuro** di VITA Easyshade® V nella pratica valigetta

Accessori Articoli

Accessori VITA Easyshade®

Denominazione	Cod.
VITA Easyshade V cappucci di protezione, 9 x 18 pz.	D58000S
Valigia di trasporto per VITA Easyshade V	DEASY5K

Scala colori VITA classical A1-D4®



Descrizione

La scala VITA classical A1 – D4 serve per la determinazione sicura del colore dei denti.

I colori della scala VITA classical seguono il seguente raggruppamento:

- A1 - A4 (rosso-marrone)
- B1 - B4 (rosso-giallo)
- C1 - C4 (grigio)
- D2 - D4 (rosso-grigio)

Contenuto

Scala colori VITA classical A1-D4®

Cod. B027C

Suggerimenti per la presa del colore

- Determinare il colore dei denti possibilmente in luce diurna o con apposite lampade normalizzata e non con lampade normali.
- L'ambiente circostante deve essere di colore neutro. I pazienti vanno pregati di rimuovere rossetti o cosmetici che potrebbero influenzare la presa del colore. Coprire indumenti di colore vivace con un telo grigio.
- Procedere speditamente, accettare sempre la prima scelta, perché dopo ca. 5 – 7 secondi gli occhi si affaticano.

Scala colori VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades



Descrizione

I Bleached Shades VITA sono uno strumento affidabile perché l'odontoiatra possa determinare i colori Bleached anche nell'ambito del sistema cromatico VITA classical. Con i VITA Bleached Shades aggiuntivi anche i colori dei denti sottoposti a sbiancamento sono riprodotti nella scala colori originale.

I VITA Bleached Shades comprendono i colori 0M1, 0M2 e 0M3. Sono parte del VITA SYSTEM 3D-MASTER e sono in grado di completare sia la scala colori VITA classical A1 - D4 che VITAPAN classical.

I colori VITA Bleached sono anche disponibili come supplemento per la scala colori VITA classical A1-D4 così come per la scala colori VITAPAN classical.

Per una progettazione ed un controllo più dettagliato e preciso del procedimento di sbiancamento si può utilizzare l'apposita VITA Bleachedguide 3D-MASTER.

Suggerimenti per la presa del colore

- Determinare il colore dei denti possibilmente in luce diurna o con apposite lampade normalizzata e non con lampade normali.
- L'ambiente circostante deve essere di colore neutro. I pazienti vanno pregati di rimuovere rossetti o cosmetici che potrebbero influenzare la presa del colore. Coprire indumenti di colore vivace con un telo grigio.
- Procedere speditamente, accettare sempre la prima scelta, perché dopo ca. 5 – 7 secondi gli occhi si affaticano.

Scala colori VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades Articoli

Scala colori VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades

Denominazione		Cod.
Scala colori VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades		B027IV1

VITA Linearguide 3D-MASTER®



Descrizione

Con VITA Linearguide 3D-MASTER è possibile determinare in modo spedito e preciso il corretto colore dei denti. Il moderno design e la struttura sistematica di VITA Linearguide consentono di stabilire rapidamente l'idoneo colore 3D-MASTER.

VITA Linearguide 3D-MASTER semplifica il passaggio dai sistemi cromatici convenzionali alla determinazione e comunicazione precisa del colore col sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER.

VITA Linearguide 3D-MASTER contiene gli stessi 29 campioni colore della VITA Toothguide 3D-MASTER.

Vantaggi

- classica procedura lineare
- autoesplicativo, di facile impiego
- determinazione del colore sicura, rapida e precisa
- design moderno come espressione di estetica e chiarezza perfette

VITA Linearguide 3D-MASTER® Articoli

VITA Linearguide 3D-MASTER®

Denominazione		Cod.
VITA Linearguide 3D-MASTER		B363

VITA Toothguide 3D-MASTER®



Descrizione

VITA Toothguide 3D-MASTER®

Con il VITA Toothguide 3D-MASTER è possibile determinare in modo sistematico e sicuro tutti i colori dei denti naturali.

BLEACHED SHADE GUIDE

Con VITA BLEACHED SHADE GUIDE è possibile determinare in modo sistematico e sicuro il colore di denti sottoposti a sbiancamento secondo il principio del VITA Toothguide.

Vantaggi


- Determinazione del colore del dente in tre fasi
- Determinazione del colore del dente univoca
- Possibilità di confronto: : sì/no – meglio/peggio
- Colori dei denti definiti esattamente su base matematica (miscelabili)
- Apprendibile

VITA Toothguide 3D-MASTER® Articoli

VITA Toothguide 3D-MASTER®

Denominazione		Cod.
VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0		B2600MS
VITA Toothguide 3D-MASTER con BLEACHED SHADE GUIDE		B360

VITA Bleachedguide 3D-MASTER®



Descrizione

La VITA Bleachedguide 3D-MASTER è un ausilio per la progettazione ed il controllo dei processi di bleaching dei denti. Si basa sulla logica della scala colori VITA SYSTEM 3D-MASTER, costituita dai 3 parametri luminosità, croma e tinta.

Nella VITA Bleachedguide 3D-MASTER sono inoltre integrati i 29 livelli di luminosità definiti dalla American Dental Association (ADA). Con questa suddivisione la VITA Bleachedguide 3D-MASTER è conforme allo standard riconosciuto in tutto il mondo ed è quindi il prodotto di elezione per ogni terapeuta.


Vantaggi

- La chiara e semplice struttura - ora anche con sigle numeriche - agevola la comunicazione tra odontoiatra e paziente. La suddivisione della VITA Bleachedguide 3D-MASTER in sigle numeriche si basa sulla definizione dei livelli di luminosità della American Dental Association e identifica le variazioni durante il processo di sbiancamento.
- Odontoiatra e paziente possono discutere del risultato desiderato sulla base dei campioni colore e successivamente verificare se l'obiettivo è stato raggiunto.
- Il colore adatto per il trattamento restaurativo viene preso con la VITA SYSTEM 3D-MASTER Toothguide e riprodotto con gli idonei materiali.

VITA Bleachedguide 3D-MASTER® Articoli

VITA Bleachedguide 3D-MASTER®

Denominazione		Cod.
VITA Bleached Shades (set di completamento) con 2 adattatore e 3 campioni colore		B027BS
VITA Bleachedguide 3D-MASTER		B361



I nostri prodotti sono sviluppati per l'impiego nel settore dentale e devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni di impiego. Le rappresentazioni ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Stato informazione: 02/2021

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik