




Compendio VITA Settembre 2021

Caratterizzazione



VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus

Ottimizzato. Semplice. Completo.



Descrizione

Nuovi settori di impiego richiedono materiali nuovi e versatili. Con i supercolori VITA AKZENT Plus si possono ottimizzare cromaticamente e caratterizzare in modo semplice ed efficace tutti i materiali ceramici dentali indipendentemente dal CET.

Che si tratti della cromatizzazione interna di un restauro, di una caratterizzazione superficiale o di una leggera velatura - con i nuovi supercolori fluorescenti VITA AKZENT Plus il lavoro riesce sicuro e semplice.

I supercolori VITA AKZENT Plus offrono differenti opzioni di lavorazione e settori di impiego.

I supercolori BODY STAINS per lasura e GLAZE sono disponibili anche come spray, che assicura una stesura uniforme e omogenea su ampie superfici senza dispersioni. La nuova speciale testina nebulizzatrice consente un'applicazione mirata.

Vantaggi

Per tutti i tipi di materiali ceramici dentali, dalle ceramiche di stratificazione e pressatura, ai blocchetti in ceramica feldspatica come ad es. VITABLOCS fino a restauri monolitici. E' indicato per tutti i materiali ceramici dentali e per tutti i CET.

Disponibile in tre versioni:

POWDER:

per flessibilità ed economia illimitate

PASTE:

Paste pronte per l'uso di consistenza uniforme e pigmentazione omogenea

SPRAY:

masse glasura e per lasura pronte per l'uso, facili da applicare

VITA AKZENT® Plus Assortimenti

VITA AKZENT® Plus



**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS KIT 3D-MASTER
BAPKCS3D**

Quantità	Contenuto	Materiale
5	3 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA L, CHROMA R, CHROMA IO, CHROMA M2 - CHROMA M3
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, ampione di colore 3D-MASTER



**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS KIT classical
BAPKCS**

Quantità	Contenuto	Materiale
4	3 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B, CHROMA C, CHROMA D
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, campione di colore classical



**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-MASTER
BAPKPCS3D**

Quantità	Contenuto	Materiale
5	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA L, CHROMA R, CHROMA IO, CHROMA M2 - CHROMA M3
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, ampione di colore 3D-MASTER



**VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical
BAPKPCS**

Quantità	Contenuto	Materiale
4	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B, CHROMA C, CHROMA D
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, campione di colore classical

**VITA AKZENT® Plus PASTE KIT
BAPKPV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
14	4 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	4 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE
1	4 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE
1	15 ml	VITA AKZENT Plus PASTE FLUID
1		Pennello piatto, per PASTE OPAQUE
1		VITA AKZENT Plus Campionario colori
1		Piastra di miscelazione VITA AKZENT Plus in cristallo (70 x 95 mm)
1		Spatola di vetro VITA per colori di caratterizzazione
1		pennello Nr. 3/0 sintetico

**VITA AKZENT® PLUS MINI KIT
BAPKSKV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
5	3 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01, ES05 - ES06, ES11, ES13
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		VITA AKZENT Plus Campionario colori
1		Piastra di miscelazione VITA AKZENT Plus in cristallo (70 x 95 mm)
1		pennello Nr. 3/0 sintetico



**VITA AKZENT® Plus SPRAY KIT
BAPKSV1**

Quantità	Contenuto	Materiale
5	75 ml	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		VITA AKZENT Plus Campionario colori

VITA AKZENT® Plus POWDER KIT BAPKV1

Quantità	Contenuto	Materiale
14	3 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
5	3 g	VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
1	5 g	VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER
1	20 ml	VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1		Piastra di miscelazione inkl. campionario colori VITA AKZENT Plus
1		Spatola di vetro VITA per colori di caratterizzazione
1		Misurino, 0,1 ml / Spatola di miscelazione 2 facciate
1		pennello Nr. 3/0 sintetico



VITA AKZENT® Plus STARTER KIT SPRAY / PASTE BAPSKM

Quantità	Contenuto	Materiale
1	75 ml	VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		Spatola di miscelazione, in plastica per PASTE OPAQUE
2	4 g	VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS CHROMA A, CHROMA B
2	4 g	VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01, ES11
1	4 g	VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE

VITA AKZENT® Plus Articoli

VITA AKZENT® Plus

VITA AKZENT Plus BODY STAINS, 3 g (Powder) / 4 g (Paste) / 75 ml (Spray)

Denominazione	Cod. 3 g (Powder)	Cod. 4 g (Paste)	Cod. 75 ml (Spray)
BS01	B505013	B505014	B5050175
BS02	B505023	B505024	B5050275
BS03	B505033	B505034	B5050375
BS04	B505043	B505044	B5050475
BS05	B505053	B505054	B5050575

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, 3 g (Powder) / 4 g (Paste)

Denominazione	Cod. 3 g (Powder)	Cod. 4 g (Paste)
CHROMA A	B5050A3	B5050A4
CHROMA B	B5050B3	B5050B4
CHROMA C	B5050C3	B5050C4
CHROMA D	B5050D3	B5050D4
CHROMA IO	B5050IO3	B5050IO4
CHROMA L	B5050L3	B5050L4
CHROMA M2	B5050M23	B5050M24
CHROMA M3	B5050M33	B5050M34
CHROMA R	B5050R3	B5050R4

Denominazione	Cod.
VITA AKZENT Plus GLAZE SPRAY, 75 ml	B5051075
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray, 75 ml	B5052075
VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT, 75 ml	B5053075

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS, 3 g (Powder) / 4 g (Paste)

Denominazione	Cod. 3 g (Powder)	Cod. 4 g (Paste)
ES01	B505513	B505514
ES02	B505523	B505524
ES03	B505533	B505534
ES04	B505543	B505544
ES05	B505553	B505554
ES06	B505563	B505564
ES07	B505573	B505574
ES08	B505583	B505584
ES09	B505593	B505594
ES10	B505603	B505604
ES11	B505613	B505614
ES12	B505623	B505624
ES13	B505633	B505634
ES14	B505643	B505644

Denominazione	Cod.
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 30 g	B5058130
VITA AKZENT Plus GLAZE PASTE, 4 g	B505814
VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER, 5 g	B505815
VITA AKZENT Plus GLAZE LT PASTE, 4 g	B505824
VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER, 5 g	B505825
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE, 4 g	B505834
VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER, 5 g	B505835
VITA AKZENT Plus POWDER FLUID, 20 ml	BAPF20
VITA AKZENT Plus PASTE FLUID, 15 ml	BAPPF15

VITA INTERNO®

Per la riproduzione di effetti cromatici in profondità



Descrizione

Con le masse VITA INTERNO il ceramista ha una nuova e sofisticata metodica per una riproduzione ancora più perfetta degli effetti cromatici di profondità. Soprattutto i contrasti cromatici presenti nel bordo incisale del dente naturale possono essere riprodotti in maniera eccellente con le masse INTERNO. Grazie all'elevata fluorescenza - come in natura - i colori risultano più luminosi ed il trasporto della luce viene incrementato.

Le masse VITA INTERNO sono indicate per **tutte** le ceramiche di rivestimento VITA.

Vantaggi

- di impiego universale per tutte le ceramiche di rivestimento VITA
- miscelabili tra loro
- le anomalie presenti nei denti naturali sono la matrice cromatica di queste masse, ed è pertanto possibile usarle in larga misura senza complicate miscele
- resistenti e cromaticamente stabili

VITA INTERNO® Assortimenti**VITA INTERNO®****VITA INTERNO KIT
BISETV3**

Quantità	Contenuto	Materiale
14	3 g	VITA INTERNO Int01 - Int14
1	20 ml	VITA INTERNO FLUID
1		VITA INTERNO Campionario colori
1		Piastra di miscelazione VITA INTERNO in resina (Ø 144 mm, con incavi)
1		Spatola di vetro VITA per colori di caratterizzazione
1		pennello Nr. 3/0 sintetico

VITA INTERNO® Articoli

VITA INTERNO®

VITA INTERNO, 3 g

Denominazione	Cod. 3 g
Int01	BI013
Int02	BI023
Int03	BI033
Int04	BI043
Int05	BI053
Int06	BI063
Int07	BI073
Int08	BI083
Int09	BI093
Int10	BI103
Int11	BI113
Int12	BI123
Int13	BI133
Int14	BI143

Denominazione	Cod.
VITA INTERNO FLUID, 20 ml	BIF20

VITA ENAMIC® STAINS

Riproduzione rapida e semplice di tonalità cromatiche naturali



Descrizione

Il VITA ENAMIC STAINS KIT contiene 6 colori di pittura ed accessori per la riproduzione di tonalità cromatiche naturali su restauri in ceramica ibrida. L' unione dei supercolori con il restauro avviene per polimerizzazione. Per la sigillatura superficiale è disponibile la glasura chimica VITA ENAMIC GLAZE. In tal modo si aumenta durata e brillantezza dei colori nell' ambiente orale. La lavorazione si suddivide in 5 fasi: condizionamento della superficie del restauro, miscelazione e applicazione dei supercolori, polimerizzazione intermedia, stesura della glasura chimica e polimerizzazione finale.

Vantaggi

Lavorazione rapida:

È sufficiente applicare i supercolori VITA ENAMIC sul restauro e polimerizzare. In tal modo è possibile individualizzare cromaticamente restauri VITA ENAMIC in tempi brevi.

Alta individualità:

Con i sei supercolori VITA ENAMIC si possono riprodurre in modo individualizzato tonalità cromatiche e anomalie dei denti naturali.

Lavorazione semplice:

Variando il rapporto tra liquido e colore in polvere è possibile intervenire sull' intensità dei supercolori VITA ENAMIC. L' applicazione dei colori può essere sia puntuale che fluida.

Indicazioni

I supercolori VITA ENAMIC sono indicati per la caratterizzazione (occlusale/cervicale) di restauri in ceramica ibrida VITA ENAMIC.

Colori

Sono disponibili sei tonalità: white (bianco), corn (giallo), brown (marrone), khaki (arancio), blue (blu) e black (nero).

Compatibilità di sistema

Per le polimerizzazioni intermedie e finali si raccomandano i seguenti apparecchi polimerizzatori odontoiatrici e odontotecnici: Bluephase C8 (Ivoclar Vivadent), Astralis 10 (Ivoclar Vivadent), Valo LED (Ultradent), Speed Labolight (Hager & Werken), Heraflash (Heraeus Kulzer) e PolyLux PT (Dreve).

VITA ENAMIC® STAINS Articoli

VITA ENAMIC® STAINS

Denominazione		Cod.
VITA VM LC CLEANER, 50 ml Liquido detergente		CVMLC50

Denominazione		Cod.
VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 8,5 x 11 cm		C014
spatola di miscelazione, doppio		C013
VITA ENAMIC STAIN 1, white, 2 g		EENST012
VITA ENAMIC STAIN 2, corn, 2 g		EENST022
VITA ENAMIC STAIN 3, brown, 2 g		EENST032
VITA ENAMIC STAIN 4, khaki, 2 g		EENST042
VITA ENAMIC STAIN 5, blue, 2 g		EENST052
VITA ENAMIC STAIN 6, black, 2 g		EENST062
Microbrush applicatori monouso, 25 pz.		EENSTMB20

VITA AKZENT® LC

Riprodurre in sicurezza effetti cromatici individuali



Descrizione

- VITA AKZENT LC è un sistema fotopolimerizzabile di supercolori / glasura per la caratterizzazione di tutti i restauri indiretti in composito, polimero e ceramica ibrida.
- I VITA AKZENT LC EFFECT STAINS comprendono 14 colori per una riproduzione di effetti individuali.
- I VITA AKZENT LC CHROMA STAINS sono supercolori su misura per un'attuazione sicura delle correzioni cromatiche.
- Il sistema comprende inoltre una massa glasura, pennello, piastra di miscelazione e liquido detergente.

Vantaggi

- Riprodurre in modo sicuro e naturale tutte le sfaccettature cromatiche della dentatura naturale residua grazie a colori effetto versatili e brillanti
- I colori Chroma consentono modifiche cromatiche semplici col solo pennello per un controllo sistematico e pianificabile della cromaticità del manufatto protesico
- Applicare effetti cromatici individuali in modo preciso e su superfici estese in modo altamente efficiente grazie ai colori effetto e Chroma con viscosità specifiche
- Realizzare manufatti protesici con una resa cromatica duratura e brillante ed un'elevata brillantezza grazie a colori con resistenti all'abrasione e alle decolorazioni

Indicazioni

VITA AKZENT LC

- è di uso universale per la caratterizzazione di restauri in ceramica ibrida, compositi CAD/CAM e per rivestimento estetico, nonché denti protesici in composito
- impiego versatile per tutti i restauri indiretti realizzati nei materiali sopra citati
ad es. corone e faccette CAD/CAM, ponti con rivestimento estetico in composito, protesi parziali/totali e provvisori

Colori

Disponibile in 14 colori Effetto e 4 colori Chroma

VITA AKZENT® LC Assortimenti

VITA AKZENT® LC

**VITA AKZENT® LC EXPERT KIT VITA SYSTEM 3D-MASTER®
Supercolori per la riproduzione di effetti & correzione cromatica
CALCEKIT3D**

Quantità	Contenuto	Materiale
6	2	VITA AKZENT LC EFFECT STAINS cream, lemon, sun, pink, purple, black
1		VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, dark-red, 2,5 ml
1		VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, grey-blue, 2,5 ml
1		VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, corn-yellow (L), 2,5 ml
1		VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-yellow (M2), 2,5 ml
1		VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, dark-yellow (M3), 2,5 ml
1		VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, light-red (R), 2,5 ml
1	5 ml	VITA AKZENT LC GLAZE
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		Pennello piatto per CHROMA STAINS

**VITA AKZENT® LC EXPERT KIT VITA classical A1-D4®
Supercolori per la riproduzione di effetti & correzione cromatica
CALCEKITC**

Quantità	Contenuto	Materiale
6	2	VITA AKZENT LC EFFECT STAINS cream, lemon, sun, pink, purple, black
1		VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, dark-red, 2,5 ml
1		VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, grey-blue, 2,5 ml
1		VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-brown (A), 2,5 ml
1		VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-sun (B), 2,5 ml
1		VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-brown (C), 2,5 ml
1		VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-red (D), 2,5 ml
1	5 ml	VITA AKZENT LC GLAZE
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		Pennello piatto per CHROMA STAINS

VITA AKZENT® LC STANDARD KIT
Supercolori per la riproduzione di effetti
CALCSKIT

Quantità	Contenuto	Materiale
5	2	VITA AKZENT LC EFFECT STAINS white, orange, russet, khaki, blue
1		VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, grey-blue, 2,5 ml
1	5 ml	VITA AKZENT LC GLAZE
1	25 pcs.	VITA ADIVA Microbrush
1		Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa
1		Pennello piatto per CHROMA STAINS

VITA AKZENT® LC Articoli


VITA AKZENT® LC

Denominazione	Cod.
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-brown (A), 2,5 ml	B5150A25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-sun (B), 2,5 ml	B5150B25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-brown (C), 2,5 ml	B5150C25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, grey-red (D), 2,5 ml	B5150D25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, corn-yellow (L), 2,5 ml	B5150L25
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, red-yellow (M2), 2,5 ml	B5150M225
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, dark-yellow (M3), 2,5 ml	B5150M325
VITA AKZENT LC CHROMA STAINS, light-red (R), 2,5 ml	B5150R25

VITA AKZENT LC EFFECT STAINS, 2

Denominazione	Cod. 2
white	B5155125
cream	B5155225
lemon	B5155325
sun	B5155425
orange	B5155525
russet	B5155625
khaki	B5155725
pink	B5155825
dark-red	B5155925
purple	B5156025
blue	B5156125
grey	B5156325
black	B5156425

Denominazione	Cod.
VITA AKZENT LC GLAZE, 5 ml	B515905



I nostri prodotti sono sviluppati per l'impiego nel settore dentale e devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni di impiego. Le rappresentazioni ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Stato informazione: 09/2021

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik