




VITA Kompendium November 2022

Politur



VITA – perfect match.

VITA




VITA – perfect match.

VITA

VITA ENAMIC® Polishing Set

Für die einfache Vor- und Hochglanzpolitur von VITA ENAMIC Hybridkeramik



Produktbeschreibung

Die VITA ENAMIC Polierkörpersets wurden für die sichere, wirtschaftliche und materialgerechte Oberflächenbearbeitung von Restaurationen aus Hybridkeramik in Praxis und Labor entwickelt. Die Sets beinhalten diverse Polierkörper zur Vor- und Hochglanzpolitur. Mit diesen Instrumenten können Kauflächen, Höcker, Fissuren und Kontaktpunkte der Restauration materialschonend poliert werden. Im Endergebnis sorgen diese Polierinstrumente für Oberflächen mit einem exzellenten Glanzgrad.

Vorteile

Exzellente Endergebnisse:

Mit diesen Instrumenten werden exzellente, plaqueabweisende Oberflächenergebnisse erzielt. Ein exakter Rundlauf, die abgestimmten Körnungen und die individuellen Geometrien der Instrumente garantieren hochpräzise Ergebnisse.

Einfache und sichere Handhabung:

Die Instrumente sichern eine exzellente Abtragsleistung. Die gute Handhabung und der Einsatz ohne Polierpaste ermöglichen eine einfache und schnelle Bearbeitung. Die Sterilisierbarkeit der clinical Instrumente sorgt für Sicherheit.

Werkstoffschonende Behandlung:

Mit diesen speziell für VITA ENAMIC entwickelten Instrumenten wird eine werkstoffschonende Nachbearbeitung garantiert. So wird beispielsweise die Gefahr einer möglichen Mikrorissbildung vermindert.

Inhalte

VITA ENAMIC Polishing Set clinical:

Umfasst insgesamt sechs Instrumente für das Winkelstück. Es beinhaltet drei Instrumente für die Vor- und drei für die Hochglanzpolitur.

VITA ENAMIC Polishing Set technical:

Umfasst insgesamt sechs Instrumente für das Handstück. Es beinhaltet drei Instrumente für die Vor- und drei für die Hochglanzpolitur.

VITA ENAMIC® Polishing Set Artikel

VITA ENAMIC® Polishing Set

Bezeichnung		Art.-Nr.
VITA ENAMIC Polishing Set clinical		EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical		EENPSETTV1
Polierinstrument technical, Brush, VI-EB17f Hochglanzpolitur (grau), 3 Stück		ERHEB17F3
Polierinstrument technical, Brush, VI-EB17m Vorpolitur (pink), 3 Stück		ERHEB17M3
Polierinstrument technical, Rad, VI-ER15f Hochglanzpolitur (grau), 6 Stück		ERHER15F6
Polierinstrument technical, Rad, VI-ER15m Vorpolitur (pink), 6 Stück		ERHER15M6
Polierinstrument technical, Spitze, VI-ES5f Hochglanzpolitur (grau), 6 Stück		ERHES5F6
Polierinstrument technical, Spitze, VI-ES5m Vorpolitur (pink), 6 Stück		ERHES5M6
Polierinstrument clinical, Brush, VI-EB14f Hochglanzpolitur (grau), 3 Stück		ERWEB14F3
Polierinstrument clinical, Brush, VI-EB14m Vorpolitur (pink), 3 Stück		ERWEB14M3
Polierinstrument clinical, Kelch, VI-EC6f Hochglanzpolitur (grau), 6 Stück		ERWEC6F6
Polierinstrument clinical, Kelch, VI-EC7m, Vorpolitur (pink), 6 Stück		ERWEC7M6
Polierinstrument clinical, Linse, VI-EL10f Hochglanzpolitur (grau), 6 Stück		ERWEL10F6
Polierinstrument clinical, Linse, VI-EL10m Vorpolitur (pink), 6 Stück		ERWEL10M6

VITA SUPRINITY® Polishing Set

Für die einfache Vor- und Hochglanzpolitur von VITA SUPRINITY PC



Produktbeschreibung

Die VITA SUPRINITY Polishing Sets wurden für die sichere, wirtschaftliche und materialgerechte Oberflächenbearbeitung von Restaurationen aus zirkondioxidverstärkter Lithiumsilikatkeramik (ZLS) in Praxis und Labor entwickelt. Die Sets beinhalten diverse Polierkörper zur Vor- und Hochglanzpolitur.

Mit diesen Instrumenten können Kauflächen, Höcker, Fissuren und Kontaktpunkte der Restauration materialschonend poliert werden. Im Endergebnis sorgen diese Polierinstrumente für Oberflächen mit einem brillanten Glanzgrad.

Vorteile

Exzellente Endergebnisse:

Mit diesen Instrumenten werden hervorragende, plaqueabweisende Oberflächenergebnisse erzielt. Ein exakter Rundlauf, die abgestimmten Körnungen und die individuellen Geometrien der Instrumente garantieren hochpräzise Resultate.

Einfache und sichere Handhabung:

Die Instrumente sorgen für eine gut zu steuernde Abtragsleistung bei gleichzeitig niedrigem Eigenverschleiß. Die gute Handhabung und der Einsatz ohne Polierpaste ermöglichen eine einfache und schnelle Bearbeitung. Die Sterilisierbarkeit der clinical Instrumente sorgt zusätzlich für Sicherheit.

Werkstoffschonende Behandlung:

Mit diesen speziell für VITA SUPRINITY PC entwickelten Instrumenten wird eine werkstoffschonende Nachbearbeitung garantiert. So wird beispielsweise die Gefahr einer möglichen Mikrorissbildung vermindert.

Inhalte

VITA SUPRINITY Polishing Set clinical:

Umfasst insgesamt sechs Instrumente für das Winkelstück. Es beinhaltet drei Instrumente für die Vor- und drei für die Hochglanzpolitur.

VITA SUPRINITY Polishing Set technical:

Umfasst insgesamt acht Instrumente für das Handstück. Es beinhaltet vier Instrumente für die Vor- und vier für die Hochglanzpolitur.

VITA SUPRINITY® Polishing Set Artikel

VITA SUPRINITY® Polishing Set

Bezeichnung		Art.-Nr.
VITA SUPRINITY Polishing Set clinical		ELSPSETC
VITA SUPRINITY Polishing Set technical		ELSPSETT
Polierinstrument technical, Linse, L16f Hochglanzpolitur (grau), 6 Stück		ERHL16F6
Polierinstrument technical, Linse, L16m Vorpolitur (pink), 6 Stück		ERHL16M6
Polierinstrument technical, Longpin, LPf Hochglanzpolitur (grau), 6 Stück		ERHLPF6
Polierinstrument technical, Longpin, LPm Vorpolitur (pink), 6 Stück		ERHLPM6
Polierinstrument technical, Rad, R15f Hochglanzpolitur (grau), 6 Stück		ERHR15F6
Polierinstrument technical, Rad, R15m Vorpolitur (pink), 6 Stück		ERHR15M6
Polierinstrument technical, Spitze, S5f Hochglanzpolitur (grau), 6 Stück		ERHS5F6
Polierinstrument technical, Spitze, S5m Vorpolitur (pink), 6 Stück		ERHS5M6
Polierinstrument clinical, Kelch, C6f Hochglanzpolitur (grau), 6 Stück		ERWC6F6
Polierinstrument clinical, Kelch, C6m Vorpolitur (pink), 6 Stück		ERWC6M6
Polierinstrument clinical, Linse, L10f Hochglanzpolitur (grau), 6 Stück		ERWL10F6
Polierinstrument clinical, Linse, L10m Vorpolitur (pink), 6 Stück		ERWL10M6
Polierinstrument clinical, Spitze, S4f Hochglanzpolitur (grau), 6 Stück		ERWS4F6
Polierinstrument clinical, Spitze, S4m Vorpolitur (pink), 6 Stück		ERWS4M6

VITA Polierpasten

Diamantpolierpasten für die extraorale Hochglanzpolitur von keramischen und polymerhaltigen Werkstoffen



Produktbeschreibung

VITA Polish Hybrid ist eine Diamantpolierpaste zur extraoralen und finalen Hochglanzpolitur von Restaurationen aus VITA ENAMIC Hybridkeramik, Komposit und Polymer.

VITA Polish Cera ist eine Diamantpolierpaste zur extraoralen und finalen Hochglanzpolitur von Restaurationen aus dentalkeramischen Werkstoffen: Feldspatkeramik, Glaskeramik, Zirkondioxidkeramik.

Vorteile

- Beide Polierpasten ermöglichen ein schnelles und sicheres Ergebnis in Hochglanz. Die Oberflächentextur bleibt dabei erhalten.
- Die Diamantpartikel sind jeweils spezifisch auf die Materialklassen abgestimmt. So wird die Oberfläche vergütet und die Wahrscheinlichkeit von Plaque-Anlagerungen reduziert.

Inhalte


VITA Polish Hybrid Polierpaste eignet sich im Zusammenhang mit der Politur von VITA ENAMIC Hybridkeramik sehr gut in Verbindung mit den Polierkörpern des VITA ENAMIC Polishing Sets clinical und technical.

VITA Polish Cera Polierpaste eignet sich im Zusammenhang mit der Politur von VITA SUPRINITY PC, VITA AMBRIA und VITA YZ sehr gut in Verbindung mit den Polierern des VITA SUPRINITY Polishing Sets clinical und technical.

VITA Polierpasten Artikel

VITA Polierpasten

Bezeichnung		Art.-Nr.
VITA Polish Cera, 18 g		B459
VITA Polish Hybrid, 12 g		C020



Stand dieser Information: 11-2022

Die Produkte wurden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und müssen gemäß Gebrauchsinformation verarbeitet werden. Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften und sind nicht bindend.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik