







VITA Kompendium


November 2022

Total-Teilprothetik



VITA – perfect match.

VITA



VITA – perfect match.

VITA

VITAPAN EXCELL® Anterior

Für brillante Lebendigkeit in Form, Farbe und Lichtspiel



Produktbeschreibung

Körperhaft-lebendige, facettenreiche Premium-Frontzähne aus MRP-Komposit.

Vorteile

- einfache Herstellung hochästhetischer Prothetik durch lebendige Zahnformen mit „goldenen“ Proportionen
- brillantes Farb- und Lichtspiel dank exzellenter Lichtdynamik und harmonischem Farbverlauf
- gute Farbproduktion bei natürlicher Restbeziehung durch beste Farbtreue zur Farbskala
- hervorragende Beständigkeit durch hohe Belastbarkeit und Abrasionsstabilität
- erstklassige Gingivagestaltung dank breit dimensioniertem Zahnhals

Zahncharakteristika

Formgebung

- körperhaft-lebendige Zahngeometrie für brillante Ergebnisse
- markante Schneidencharakteristik für besondere Lebendigkeit
- breite Palatinalleisten für ideale Interdentalraum-/Papillengestaltung

Besondere Merkmale

- ausgeprägter Schmelzanteil für gute Lichttransmission
- facettenreiche Oberflächentextur für natürliche Lichtstreuung und -reflexion
- integrierte Mamelons/Opaleszenz für natürliche Farbfacetten
- 3D-Farbschichtung für harmonischen Farbverlauf

Indikation

Beste Prothetiklösung für:

- Vollprothesen
- Teilprothesen
- Interimsprothesen
- Implantatgetragene Prothesen
- Teleskop- und Konusversorgungen
- Geschiebearbeiten und Modellgussprothese

Prothetikkonzepte

Für alle gängigen Konzepte der lingualen und balancierten Okklusion geeignet: z.B. nach Gysi, nach Prof. A. Gerber, nach APF/TIF, nach ABC

Farben

- 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben 0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 15 x VITA classical A1–D4® Farben: A1 – D4 (ohne B1)

Garnituren

- 21 x OK-Frontzahngarnituren (eingeteilt in vier Formengruppen)
- 6 x UK-Frontzahngarnituren

VITAPAN EXCELL® Anterior Sortimente

VITAPAN EXCELL Zahnlager

- X-Small*: 67 Garnituren / 402 Anterior
- Small*: 134 Garnituren / 804 Anterior
- Medium*: 268 Garnituren / 1.608 Anterior
- Large*: 400 Garnituren / 2.400 Anterior

Erhältlich in VITA classical A1-D4® und VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben.**

*) Gerne konfektionieren wir ein Zahnlager nach Ihren ganz individuellen Spezifikationen.

**) vgl. verfügbare Farben

VITAPAN EXCELL Formenkarte

Metallschatulle mit allen Formen zur Zahnauswahl:

- VITAPAN EXCELL Anterior

VITAPAN PLUS® Anterior

Für jugendlich-lebendige Prothetik mit dem Plus an Transluzenz



Produktbeschreibung

Lebendige Premium-Frontzähne aus MRP-Komposit mit dem Plus an Transluzenz.

Vorteile

- lebendiges Lichtspiel
durch außerordentliche Transluzenz dank hohem Schmelzanteil
- einfache Rekonstruktion jugendlicher Ästhetik
durch körperhafte, jugendlich-vitale Zahnformen
- hervorragende Beständigkeit
durch hohe Belastbarkeit und Abrasionsstabilität
- effiziente Einschleif- und Polierbarkeit
durch beste Materialhomogenität und Kantenstabilität

Zahncharakteristika

Formgebung

- körperhaft-jugendliche Zahngeometrie für „junge Prothetik“
- markant-jugendliche Schneidencharakteristik für hohe Lebendigkeit
- breite Palatinalleisten für ideale Interdentalraum-/ Papillengestaltung

Besondere Merkmale

- hoher Schmelzanteil / transluzente Randleisten für beste Lichttransmission
- nuancenreiche Oberflächentextur für lebendiges Lichtspiel
- integrierte Mamelonstruktur und weißlicher Inzisalsaum für natürliche Farbwirkung
- 3D-Schichtstruktur für natürlichen Farbverlauf

Indikation

Beste Prothetiklösung für:

- Vollprothesen
- Teilprothesen
- Interimsprothesen
- Implantatgetragene Prothesen
- Teleskop- und Konusversorgungen
- Geschiebearbeiten und Modellgussprothese

Prothetikkonzepte

Für alle gängigen Konzepte der lingualen und balancierten Okklusion: z.B. nach Gysi, nach Prof. A. Gerber, nach APF/TIF, nach ABC

Farben

- 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben: 0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 15 x VITA classical A1–D4® Farben: A1–D4 (ohne B1)

Garnituren

- 18 x OK-Anterior-Formen (eingeteilt in vier Formengruppen)
- 6 x UK-Anterior-Formen

VITAPAN PLUS® Anterior Sortimente

VITAPAN PLUS Zahnlager

- X-Small*: 67 Garnituren / 402 Anterior
- Small*: 134 Garnituren / 804 Anterior
- Medium*: 268 Garnituren / 1.608 Anterior
- Large*: 400 Garnituren / 2.400 Anterior

Erhältlich in VITA classical A1-D4® und VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben.**

*) Hinweis: Mittels konfektioniertem Zahnlager erhalten Sie die am häufigsten eingesetzten Formen und Farben. Gerne konfektionieren wir Ihnen auch Lager nach ihren ganz individuellen Spezifikationen.

**) vgl. verfügbare Farben

VITAPAN PLUS Formenkarte

Metallschatulle mit allen Formen zur Zahnauswahl:

- VITAPAN PLUS Anterior
- VITAPAN PLUS Anterior und VITAPAN LINGOFORM Posterior

VITAPAN® LINGOFORM Posterior

Für alle Prothetikkonzepte durch multifunktionelles Kauflächendesign



Produktbeschreibung

Körperhaft-multifunktionelle Premium-Seitenzähne aus MRP-Komposit.

Vorteile

- einfach-intuitive Aufstellung durch „automatische“ Zentrikfindung dank Kauflächendesign nach dem Zahnradprinzip
- universell-zuverlässig für alle Prothetikkonzepte einsetzbar dank multifunktionaler Kauflächengestaltung
- zeitsparende Aufstellung ohne umfangreiches Einschleifen dank exakt definierter Zentrik
- hervorragende Beständigkeit durch hohe Belastbarkeit, Abrasionsstabilität und zentrikgestützte Funktion
- gute Bearbeitbarkeit durch beste Materialhomogenität und Kantenstabilität

Zahncharakteristika

Formgebung

- körperhafte Zahngeometrie mit naturähnlicher lingo-bukkaler Dimension
- multifunktionelles Kauflächendesign mit definierten Zentrikkontakten

Besondere Merkmale

- fein nuancierte Oberflächentextur für natürliches Lichtspiel
- OK-Höckerneigung: circa 15° bis 20°

Indikation

Beste Prothetiklösung für:

- Vollprothesen
- Teilprothesen
- Interimsprothesen
- Implantatgetragene Prothesen
- Teleskop- und Konusversorgungen
- Geschiebearbeiten und Modellgussprothese

Prothetikkonzepte

Für alle gängigen Konzepte der lingualen und balancierten Okklusion geeignet: z.B. nach Gysi, nach Prof. A. Gerber, nach APF/TIF, nach ABC

Besondere Eignung für: lingualisierte Okklusionskonzepte

Farben

- 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben: 0M3, 1M1-5M3
- 15 x VITA classical A1–D4® Farben: A1–D4 (ohne B1)

Garnituren

- 4 x OK-Seitenzahnformen
- 4 x UK-Seitenzahnformen

VITAPAN® LINGOFORM Posterior Sortiment

VITAPAN LINGOFORM Zahnlager

- X-Small*: 50 Garnituren / 400 Posterior
- Small*: 100 Garnituren / 800 Posterior
- Medium*: 200 Garnituren / 1.600 Posterior
- Large*: 300 Garnituren / 2.400 Posterior

Erhältlich in VITA classical A1-D4® und VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben.**

*) Hinweis: Mittels konfektioniertem Zahnlager erhalten Sie die am häufigsten eingesetzten Formen und Farben. Gerne konfektionieren wir Ihnen auch Lager nach ihren ganz individuellen Spezifikationen.

**) vgl. verfügbare Farben

VITAPAN LINGOFORM Formenkarte

Metallschatulle mit sämtlichen Formen zur Zahnauswahl:

- VITAPAN LINGOFORM Posterior

VITA PHYSIODENS® Anterior

Für detailgetreue Prothetik mit vielschichtigem Formenspiel



Produktbeschreibung

Körperhaft-detailgetreue Premium-Frontzähne aus MRP-Komposit.

Vorteile

- beste Integration in natürliche Restbezahnung durch detailgetreu-vielschichtige Formen
- lebendiges Lichtspiel durch facettenreiche Oberflächentextur
- gute Farbproduktion bei natürlicher Restbezahnung durch hohe Farbtreue zur Farbskala und breite Farbauswahl
- zuverlässige Maskierung von Sekundär-/Tertiärstrukturen durch hohes (basales) Zahnvolumen
- hervorragende Beständigkeit durch hohe Belastbarkeit und Abrasionsstabilität

Zahncharakteristika

Formgebung

- körperhaft-naturnahe Zahngeometrie für gute Integration in das Restgebiss
- lebendig-markante Schneidencharakteristik und naturähnliche Labialkrümmung
- breiter Zahnhals für ideale Interdentalraum-/Papillengestaltung
- hohes (basales) Volumen für Maskierung von Sekundär-/Tertiärstrukturen

Besondere Merkmale

- passgenaue Chromazität zur guten Maskierung von Tertiärstrukturen
- facettenreiche Oberflächentextur für natürliches Lichtspiel
- 3D-Schichtstruktur für natürlichen Farbverlauf

Indikation

Beste Prothetiklösung für:

- Vollprothesen
- Teilprothesen
- Interimsprothesen
- Implantatgetragene Prothesen
- Teleskop- und Konusversorgungen
- Geschiebearbeiten und Modellgussprothese

Prothetikkonzepte

Besondere Eignung für: BLP (BIO-Logische Prothetik) nach Dr. E. End

Farben

- 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben: 0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 15 x VITA classical A1–D4® Farben: A1–D4 (ohne B1)

Garnituren

- 21 x OK-Frontzahnformen (eingeteilt in vier Formengruppen)
- 8 x UK-Frontzahnformen

VITA PHYSIODENS® Anterior Sortimente

VITA PHYSIODENS Zahnlager
Anterior

- X-Small*: 67 Garnituren / 402 Anterior
- Small*: 134 Garnituren / 804 Anterior
- Medium*: 268 Garnituren / 1.608 Anterior
- Large*: 400 Garnituren / 2.400 Anterior

Erhältlich in VITA classical A1-D4® und VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben.**

*) Hinweis: Mittels konfektioniertem Zahnlager erhalten Sie die am häufigsten eingesetzten Formen und Farben. Gerne konfektionieren wir Ihnen auch Lager nach ihren ganz individuellen Spezifikationen.

**) vgl. verfügbare Farben

VITA PHYSIODENS Formenkarte

Metallschatulle mit allen Formen zur Zahnauswahl:

- VITA PHYSIODENS Anterior und Posterior

VITA PHYSIODENS® Posterior

Für beste Reproduktion der Funktion durch natürliche Morphologie



Produktbeschreibung

Körperhaft-detailgetreue Premium-Seitenzähne aus MRP-Komposit.

Vorteile

- einfache Wiederherstellung der natürlichen Kaufunktion dank Kauflächen mit natürlicher Morphologie
- intuitive Zentrikfindung und gute Verzahnung dank zentrikgestütztem Okklusaldesign
- gute Farbreproduktion bei natürlicher Restbezahnung durch Farbtreue zum Farbschlüssel und breite Farbauswahl
- zuverlässige Maskierung von Tertiärstrukturen durch hohes (basales) Zahnvolumen
- hervorragende Beständigkeit durch hohe Belastbarkeit und Abrasionsstabilität

Zahncharakteristika

Formgebung

- körperhafte Zahngeometrie auf Grundlage natürlicher Zahndimension
- Kauflächen-/Höckerrelief nach dem natürlich-vollanatomischen Vorbild

Besondere Merkmale

- hohes (basales) Volumen
- OK-Höckerneigung: circa > 30°
- detailgetreues Fissurendesign

Indikation

Beste Prothetiklösung für:

- Vollprothesen
- Teilprothesen
- Interimprothesen
- Implantatgetragene Prothesen
- Teleskop- und Konusversorgungen
- Geschiebearbeiten und Modellgussprothese

Prothetikkonzepte

Besondere Eignung für: BLP (BIO-Logische Prothetik) nach Dr. E. End

Farben

- 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben: 0M3, 1M1–5M3
- 15 x VITA classical A1–D4® Farben: A1–D4 (ohne B1)

Garnituren

- 6 x OK-Seitenzahnformen
- 6 x UK-Seitenzahnformen

VITA PHYSIODENS® Posterior Sortimente

VITA PHYSIODENS Zahnlager
Posterior

- X-Small*: 50 Garnituren / 400 Posterior
- Small*: 100 Garnituren / 800 Posterior
- Medium*: 200 Garnituren / 1.600 Posterior
- Large*: 300 Garnituren / 2.400 Posterior

Erhältlich in VITA classical A1-D4® und VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben.**

*) Hinweis: Mittels konfektioniertem Zahnlager erhalten Sie die am häufigsten eingesetzten Formen und Farben. Gerne konfektionieren wir Ihnen auch Lager nach ihren ganz individuellen Spezifikationen.

**) vgl. verfügbare Farben

VITA PHYSIODENS Formenkarte

Metallschatulle mit allen Formen zur Zahnauswahl:

- VITA PHYSIODENS Anterior und Posterior

VITA LUMIN® VACUUM Anterior



Produktbeschreibung

Die Keramikzähne sind für alle Indikationen der High-Premium Teil- und Vollprothetik geeignet. Sie zeigen eine hohe Brillanz durch den ihnen eigenen Lumineffekt, so dass sie in ihrer Lichtleitfähigkeit, Opaleszenz und Fluoreszenz dem natürlichen Vorbild gleichen. Die in Deutschland handgefertigten Unikate weisen zusätzliche mechanische Verankerungselemente in der Prothesenbasis auf, um eine Langzeitstabilität der Prothesen zu garantieren:

- Frontzähne mit Goldmantelstifte im Hartkeramik Kern

Material

Die Frontzähne bestehen aus der bewährten VITA Quarz-Feldspat-Keramik und zeigen durch ihre hohe Materialbeständigkeit und Abriebfestigkeit eine hohe Langlebigkeit der Prothesenzähne und sind aufgrund ihrer Material-beschaffenheit auch sehr gut für Patienten mit MMA-Allergie indiziert.

Sortierung

Anteriores

20 OK-Garnituren:

180, 182, 185, 187, 190, 513, 565, 612, 622, 627, 632, 722, 732, 734, 737, 742, 743, 773, 843, 854

6 UK-Garnituren:

55, 539, 639, 730, 740, 760

Farben

10 x VITA classical A1–D4® Farben (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3)

Für weitere Farben fallen Lieferzeiten an.

Kombinierbarkeit


VITA LUMIN VACUUM Frontzähnen sind optimal auf beide VITA LUMIN VACUUM Seitenzahnlinien abgestimmt.

VITA LUMIN® VACUUM Anterior Sortimente

VITA LUMIN VACUUM Anteriores *

Formen	Stk. pro Granitur	Bezeichnung
20	6	Anteriores Oberkiefer
6	6	Anteriores Unterkiefer

* in den VITA classical Farben A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3

VITA LUMIN® VACUUM Posterior**Produktbeschreibung**

Die Keramikzähne sind für alle Indikationen der High-Premium Teil- und Vollprothetik geeignet. Sie zeigen eine hohe Brillanz durch den ihnen eigenen Lumineffekt, so dass sie in ihrer Lichtleitfähigkeit, Opaleszenz und Fluoreszenz dem natürlichen Vorbild gleichen. Die in Deutschland handgefertigten Unikate weisen zusätzliche mechanische Verankerungselemente in der Prothesenbasis auf, um eine Langzeitstabilität der Prothesen zu garantieren:

- Seitenzähne unter sich gehende Hohlräume

Kombinierbarkeit

VITA LUMIN VACUUM Frontzähne sind optimal auf beide VITA LUMIN VACUUM Seitenzahnlinien abgestimmt.

Material

Die Seitenzähne bestehen aus der bewährten VITA Quarz-Feldspat-Keramik und zeigen durch ihre hohe Materialbeständigkeit und Abriebfestigkeit eine hohe Langlebigkeit der Prothesenzähne und sind aufgrund ihrer Material-beschafftheit auch sehr gut für Patienten mit MMA-Allergie indiziert.

Sortierung**Posteriores**

3 OK/UK SYNOFORM-Garnituren:

10S, 11S, 13S

3 OK/UK CUSPIFORM-Garnituren:

40C, 41C, 44C

Farben

10 x VITA classical A1–D4® Farben (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C1, C2, D2, D3)

Für weitere Farben fallen Lieferzeiten an.

VITA LUMIN® VACUUM Posterior Sortimente

VITA LUMIN VACUUM Posteriores

Formen	Stk. pro Garnitur	Bezeichnung
3	8	Posteriores Synoform Oberkiefer
3	8	Posteriores Synoform Unterkiefer
3	8	Posteriores Cuspiform Oberkiefer
3	8	Posteriores Cuspiform Unterkiefer

VITAPAN® Anterior

Für alle Fälle durch große Vielfalt an Farben und Formen



Produktbeschreibung

Altersgerecht-markante Universal-Frontzähne aus MRP-Komposit.

Vorteile

- einfache Herstellung altersgerechter Total-/Teilprothetik durch vielfältige, altersgerecht-markante Zahnformen
- gute Farbproduktion bei natürlicher Restbezahnung durch Farbtreue zum Farbschlüssel und breite Farbauswahl
- natürliche Farbwirkung durch integrierten 3D-Farbverlauf vom Hals zur Schneide
- hervorragende Beständigkeit durch hohe Belastbarkeit und Abrasionsstabilität
- effiziente Einschleif- und Polierbarkeit durch beste Materialhomogenität und Kantenstabilität

Zahncharakteristika

Formgebung

- altersgerecht-markante Zahngeometrie für Total-/Teilprothesen
- flache, naturähnlich abradierte Schneidencharakteristik
- schmaler Zahnhals

Besondere Merkmale

- ausgewogene Balance zwischen Chroma und Transluzenz
- ebene Oberflächenstruktur mit Alterungscharakteristik
- 3D-Schichtstruktur für natürlichen Farbverlauf

Indikation

Beste Prothetiklösung für:

- Vollprothesen
- Teilprothesen
- Interimsprothesen
- Implantatgetragene Prothesen
- Teleskop- und Konusversorgungen
- Geschiebearbeiten und Modellgussprothese

Prothetikkonzepte

Für alle gängigen Konzepte der lingualen und balancierten Okklusion geeignet: z.B. nach Gysi, nach Prof. A. Gerber, nach APF/TIF, nach ABC

Farben

- 28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben: 0M1, 0M3, 1M1–5M3
- 15 x VITA classical A1–D4® Farben: A1–D4 (ohne B1)

Garnituren

- 31 x OK-Frontzahnformen (eingeteilt in vier Formengruppen)
- 13 x UK-Frontzahnformen

VITAPAN® Anterior Sortimente

VITAPAN Zahnlager

- X-Small*: 67 Garnituren / 402 Anterior
- Small*: 134 Garnituren / 804 Anterior
- Medium*: 268 Garnituren / 1.608 Anterior
- Large*: 400 Garnituren / 2.400 Anterior

Erhältlich in VITA classical A1-D4® und VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben.**

*) Hinweis: Mittels konfektioniertem Zahnlager erhalten Sie die am häufigsten eingesetzten Formen und Farben. Gerne konfektionieren wir Ihnen auch Lager nach ihren ganz individuellen Spezifikationen.

**) vgl. verfügbare Farben


VITAPAN Formenkarte

Metallschatulle mit sämtlichen Formen zur Zahnauswahl:

- VITAPAN Anterior

VITAPAN® CUSPIFORM Posterior

Für einfache Wiederherstellung der Kaufunktion in der Total-/Teilprothetik



Produktbeschreibung

Grazile Seitenzähne mit ausgeprägtem Kauflächenrelief aus MRP-Komposit.

Vorteile

- einfache Wiederherstellung der Kaufunktion in der Total-/Teilprothetik
- durch ausgeprägtes Kauflächenrelief für gute Zentrikfindung und Verzahnung
- hervorragende Beständigkeit
- durch hohe Belastbarkeit und Abrasionsstabilität
- effiziente Einschleif- und Polierbarkeit
- durch beste Materialhomogenität und Kantenstabilität

Zahncharakteristika

Formgebung

- schmale, grazile Zahngeometrie für viel Zungenfreiraum und effektive Kauleistung
- ausgeprägtes Kauflächen-/Höckerrelief für gute Zentrikfindung und Verzahnung

Besondere Merkmale

- OK-Höckerneigung: circa 15° bis 20°
- 3D-Schichtstruktur für natürlichen Farbverlauf

Indikation

Beste Prothetiklösung für:

- Vollprothesen
- Teilprothesen
- Interimsprothesen
- Implantatgetragene Prothesen
- Teleskop- und Konusversorgungen
- Geschiebearbeiten und Modellgussprothese

Prothetikkonzepte

Für alle gängigen Konzepte der lingualen und balancierten Okklusion geeignet: z.B. nach Gysi, nach Prof. A. Gerber, nach APF/TIF, nach ABC

Besondere Eignung für: bukkale Okklusionskonzepte

Farben

- 27 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben: 0M3, 1M1–5M3
- 15 x VITA classical A1–D4® Farben: A1–D4 (ohne B1)

Garnituren

- 6 x OK-Seitenzahnformen
- 6 x UK-Seitenzahnformen

VITAPAN® CUSPIFORM Posterior Sortimente

VITAPAN CUSPIFORM Zahnlager

- X-Small*: 50 Garnituren / 400 Posterior
- Small*: 100 Garnituren / 800 Posterior
- Medium*: 200 Garnituren / 1.600 Posterior
- Large*: 300 Garnituren / 2.400 Posterior

Erhältlich in VITA classical A1-D4® und VITA SYSTEM 3D-MASTER® Farben.**

*) Hinweis: Mittels konfektioniertem Zahnlager erhalten Sie die am häufigsten eingesetzten Formen und Farben. Gerne konfektionieren wir Ihnen auch Lager nach ihren ganz individuellen Spezifikationen.

**) vgl. verfügbare Farben

VITAPAN CUSPIFORM Formenkarte

Metallschatulle mit sämtlichen Formen zur Zahnauswahl:

- VITAPAN CUSPIFORM Posterior

VITAPAN SYNOFORM® Posterior

Für verlässliche Funktion in der Gerontoprothetik durch flaches Kauflächenrelief



Produktbeschreibung

Grazile Seitenzähne mit flachem Kauflächenrelief aus MRP-Komposit.

Vorteile

- einfache Wiederherstellung der Kaufunktion in der Gerontoprothetik durch flaches Kauflächenrelief für viel Bewegungsfreiraum
- hervorragende Beständigkeit durch hohe Belastbarkeit und Abrasionsstabilität
- effiziente Einschleif- und Polierbarkeit durch beste Materialhomogenität und Kantenstabilität

Zahncharakteristika

Formgebung

- schmale, grazile Zahngeometrie für mehr Zungenfreiraum
- flaches, reduziertes Kauflächen-/Höckerrelief für viel Bewegungsfreiraum

Besondere Merkmale

- OK-Höckerneigung: circa 6°
- 3D-Schichtstruktur für natürlichen Farbverlauf

Indikation

Beste Prothetiklösung für:

- Vollprothesen
- Teilprothesen
- Interimsprothesen
- Implantatgetragene Prothesen
- Teleskop- und Konusversorgungen
- Geschiebearbeiten und Modellgussprothese

Prothetikkonzepte

Für alle gängigen Konzepte der lingualen und balancierten Okklusion geeignet: z.B. nach Gysi, nach Prof. A. Gerber, nach APF/TIF, nach ABC

Farben

- 15 x VITA classical A1–D4® Farben: A1–D4 (ohne B1)

Garnituren

- 5 x OK-Seitenzahnformen
- 5 x UK-Seitenzahnformen

VITAPAN SYNOFORM® Posterior Sortimente

VITAPAN SYNOFORM Zahnlager

- X-Small*: 50 Garnituren / 400 Posterior
- Small*: 100 Garnituren / 800 Posterior
- Medium*: 200 Garnituren / 1.600 Posterior
- Large*: 300 Garnituren / 2.400 Posterior

Erhältlich in VITA classical A1–D4® Farben**

*) Hinweis: Mittels konfektioniertem Zahnlager erhalten Sie die am häufigsten eingesetzten Formen und Farben. Gerne konfektionieren wir Ihnen auch Lager nach ihren ganz individuellen Spezifikationen.

**) vgl. verfügbare Farben

VITAPAN SYNOFORM Formenkarte

Metallschatulle mit sämtlichen Formen zur Zahnauswahl:

- VITAPAN SYNOFORM Posterior

VITA VIONIC® WAX



Produktbeschreibung

Wachs-Disc zur Herstellung von Wachsauftellungen.

Vorteile

- komfortable Wachseinprobe
dank vollformatiger CAD/CAM-Prothesenherstellung aus
weißem Wachs
- präzise Wachsauftellung
durch exakt gefräste Kavitäten auf Grundlage der digitalen
Konstruktion
- einfache Korrekturmöglichkeit
da sich die Wachsauftellung bei der Einprobe modifizieren
lässt

Charakterisierung

VITA VIONIC WAX

- sind formstabile, temperaturbeständige
Synthetikwachs-Rohlinge

Indikation

Beste Prothetiklösung für:

- digitale Prothesen

Farben

- Pink
- White

VITA VIONIC® WAX Artikel

VITA VIONIC® WAX

VITA VIONIC WAX, 1 pc.

Bezeichnung	Art.-Nr. 1 pc.
Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADP9830
White, Ø 98.4 x h 30 mm	ADW9830

VITA VIONIC® BASE



Produktbeschreibung

PMMA-Disc zur Fertigung definitiver Prothesenbasen.

Vorteile

- effiziente Basisherstellung
durch CAD/CAM-Fertigung ohne manuelles Einbetten und Pressen
- einfache Reproduzierbarkeit
da das System die Wiederherstellung der Basis per Mausclick ermöglicht
- exzellente Passung zum Kieferkamm
durch CAD/CAM-technische Fertigung der Basis ohne Polymerisationsschritt

Charakterisierung

VITA VIONIC BASE

- sind hochvernetzte, industriell polymerisierte PMMA-Rohlinge
- sind homogene Materialrohlinge mit bester Form- und Farbstabilität

Indikation

Beste Prothetiklösung für:

- digitale Prothesen

Farben

- Orange-Pink
- Deep-Pink
- Light-Pink

VITA VIONIC® BASE Artikel**VITA VIONIC® BASE**

VITA VIONIC BASE, 1 pc.

Bezeichnung	Art.-Nr. 1 pc.
Deep-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm	ADDP9826
Deep-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADDP9830
Light-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm	ADLP9826
Light-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADLP9830
Orange-Pink, Ø 98.4 x h 26 mm	ADOP9826
Orange-Pink, Ø 98.4 x h 30 mm	ADOP9830

VITA VIONIC® BOND



Produktbeschreibung

Befestigungslösung für die Fixierung von Prothesenzähnen in VITA VIONIC Basis.

Vorteile

- effiziente, adhäsive Befestigung der Prothesenzähne ohne aufwendiges Heiß-/Kaltpolymerisationsverfahren
- präzises, spaltfreies Fixieren der Zähne in der Kavität mittels dünnfließendem, selbsthärtendem Befestigungssystem
- sicherer Verbund von Prothesenzähnen zur Basis durch werkstoffspezifisch abgestimmte Befestigungslösung

Charakterisierung

VITA VIONIC BOND

- ist ein selbsthärtendes Zweikomponenten-Befestigungssystem auf MMA-Basis
- hat eine dünnflüssige Konsistenz für präzises Applizieren auf den Klebeflächen
- bildet für einen sicheren Verbund eine reaktive Grenzschicht an den Klebeflächen

Indikation

Beste Lösung für:

- digitale VITA VIONIC Prothesen

Inhalte

Inhalt VITA VIONIC BOND Kit

- VITA VIONIC BOND I, Dose, 2 ml
- VITA VIONIC BOND II, Flasche, 1 ml
- Microbrush, 3 Stk.

VITA VIONIC® BOND Sortimente


VITA VIONIC® BOND

**VITA VIONIC BOND KIT
AD9VBK**

Anzahl	Inhalt	Material
1	2 ml	VITA VIONIC BOND I
1	1 ml	VITA VIONIC BOND II
3	1 pc.	Microbrush

VITA VIONIC® FRAME

Für die effiziente CAD/CAM-Prothesenherstellung mit Ceramill® Motion 2



Produktbeschreibung

VITAPAN EXCELL DD FRAME

VITAPAN LINGOFORM DD FRAME

Vorteile

- einfache, digitale Rekonstruktion der Funktion individuell nach diversen Konzepten unter Einbeziehung der Angle-Klassen
- effiziente Totalprothetik-Fertigung durch basale Zahnmodifikation per Knopfdruck analog Prothesendesign
- prozesssichere, volldigitale CAD/CAM-Herstellung durch abgestimmtes Materialsystem inkl. Befestigungslösung

Zahncharakteristika

DD FRAME für ceramill d-Set Haltersystem

- dient der CAM-Bearbeitung von Prothesenzähnen in einem Zahnrahmen
- ermöglicht die frästechnische Bearbeitung der basalen sowie zirkulären Zahnanteile

Indikation

Die Prothesenzahnrohlinge VITAPAN EXCELL DD FRAME und VITAPAN LINGOFORM DD FRAME werden mit den entsprechenden Amann Girrbach Fräsmaschinen bearbeitet für:

- Vollprothesen
- Teilprothesen

Prothetikkonzepte

CAD-Modellanalyse:

- Analyse nach TIF mit ceramill d-flow Softwaremodul

CAD-Prothetikaufstellung:

VITA-spezifisch abgestimmte Designoptionen ermöglichen

- die Umsetzung der Aufstellungskonzepte: bukkal, lingual, Kreuzbiss sowie nach Prof. Dr. A. Gerber
- die Einbeziehung von Bisslagen (Normal-/Kreuzbiss)
- die Einbeziehung aller Angle-Bissklassen

Farben

6 x VITA classical A1–D4® Farben: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

Garnituren

VITAPAN EXCELL DD FRAME

- 9 x OK-Frontzahnformen*
- 4 x UK-Frontzahnformen*

VITAPAN LINGOFORM DD FRAME

- 4 x OK-Seitenzahnformen*
- 4 x UK-Seitenzahnformen*

*) Je OK / UK-Garnitur ein Spezialrahmen mit einbetteten Prothesenzähnen

VITA VIONIC VIGO®

Die neue Zahngeneration für die digitale Prothesenfertigung per Knopfdruck



Produktbeschreibung

VITA VIONIC VIGO ist eine vollkommen neue Zahngeneration aus SE-Polymer mit einem für die digitale Prothesenfertigung perfektionierten Zahndesign.

Vorteile

- Produktivität steigern
Wirtschaftliche Fertigung ohne jede manuelle/
CAM-Nachbearbeitung dank einem für den digitalen
Workflow perfektionierten Zahndesign
- Zeitsparend fertigstellen
Zeitsparende Finalisierung der Prothese mittels adhäsiver
Befestigung der zervikal bereits abgestrahlten Zähne in der
Basis, ohne weitere Hilfsschritte
- Natürlichkeit per Knopfdruck
Effiziente Reproduktion der Natur mittels präfabrizierter
Zähne mit lebendigem Form-/Farbspiel sowie direkt
aufrufbarer digitaler Prothetikaufstellungen
- Prozesssicher fertigen
Verlässliche, digitale Fertigung durch abgestimmtes
Materialsystem inklusive einzigartiger Befestigungslösung
zur präzisen Fixierung der Zähne

Zahncharakteristika

Formgebung

- ermöglicht eine detailgetreue Reproduktion von Zahnform
und Papille durch eine körperhaft-lebendige Formgebung
mit ausgeprägten Palatinalleisten

Besondere Merkmale

- bietet eine gute Lichtdynamik mit exzellenter Transluzenz,
Opaleszenz und Fluoreszenz dank naturnaher
3D-Schichtstruktur und Farbpigmentierung
- zeigt ein besonders natürliches Lichtspiel dank seiner
facettenreichen Oberflächentextur

Indikation

Für eine hocheffiziente digitale Fertigung von Totalprothesen
mit allen gängigen offenen CAM- und 3D-Printsystemen.

Prothetikkonzepte

- unbegrenzte, patientenindividuelle Designoptionen dank
VITA Bibliotheken mit der größten Vielfalt an
Aufstellkonzepten unter Einbeziehung von Bissklasse/-lage
(bukkal, lingual, Kreuzbiss, Prof. Dr. A. Gerber)

Farben

VITA classical A1–D4®-/Bleach-Farben: 0M1, A1, A2, A3,
A3.5, B3, D3

Garnituren

- 8 x OK-Frontzahnformen
- 4 x UK-Frontzahnformen
- 4 x OK- & UK-Seitenzahnformen

VITACOLL® Haftvermittler

Haftvermittler für Kunststoffzähne



Produktbeschreibung

VITACOLL ist der zuverlässige Haftvermittler zwischen Kunststoffzähnen und Basismaterialien. Durch den Einsatz verschiedenster Basismaterialien ist es für den verantwortungsbewußten Zahntechniker oft schwer zu erkennen, ob diese Materialien eine einwandfreie Verbindung mit den zur Verfügung stehenden Kunststoffzähnen eingehen. Durch die Anwendung von VITACOLL wird die notwendige Sicherheit gewährleistet.

Flasche mit 100 ml

Vorteile

VITACOLL Haftvermittler bewirkt eine zuverlässige chemische Bindung von Kunststoffzähnen mit Heiß- und Kaltpolymerisaten sowie Polymethacrylat-Spritzgußmaterialien und verhindert das Ausbrechen der Zähne aus der Basis.

VITACOLL® Haftvermittler Artikel

VITACOLL® Haftvermittler

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITACOLL, 100 ml	A9C100

VITAFOL[®] H Silikon-Isolierfilm

Isoliermaterial zum Schutz der Konfektionszähne bei der Prothesenherstellung



Produktbeschreibung

VITAFOL H ist ein Silikon-Isoliermaterial zum Schutz von Kunststoff- und Keramikzähnen bei der Prothesenherstellung.

Vorteile

- VITAFOL H dient zum Schutz von Kunststoff- und Keramikzähnen. Feinste Modellationen des Zahnfleischsaums bleiben erhalten, mit VITAFOL H abgedeckte Partien bleiben sauber und müssen nicht mehr ausgearbeitet werden.
- Die mit VITAFOL H abgedeckten Partien müssen nicht mehr zum Gips hin isoliert werden. Dadurch kann auch keine Isolierung mehr an die Basalflächen der Zähne gelangen. Bei Kunststoffzähnen kann so eine Trennschicht zwischen Zähnen und Basismaterial verhindert werden.
- Beschädigungen beim Pressen und Ausbetten werden durch die Pufferwirkung von VITAFOL H vermieden.

VITAFOL® H Silikon-Isolierfilm Sortimente

VITAFOL® H Silikon-Isolierfilm



VITAFOL H Großsortiment A9FG*

Anzahl	Inhalt	Material
3	70 ml	VITAFOL H Paste
3	15 ml	VITAFOL H Härterflüssigkeit
3	80 g	VITAFOL H Haftkristalle
1	Stück	Anmischblock
1	Stück	Pinzel
		Verarbeitungsanleitung

* ausreichend für ca. 300 Prothesen mit 14 Zähnen



VITAFOL H Laborsortiment A9FL*

Anzahl	Inhalt	Material
1	70 ml	VITAFOL H Paste
1	15 ml	VITAFOL H Härterflüssigkeit
1	80 g	VITAFOL H Haftkristalle
1	Stück	Anmischblock
1	Stück	Pinzel
		Verarbeitungsanleitung

* ausreichend für ca. 100 Prothesen mit 14 Zähnen

VITAFOL® H Silikon-Isolierfilm Artikel

VITAFOL® H Silikon-Isolierfilm

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITAFOL H Härterflüssigkeit, 15 ml	A9F15
VITAFOL H Haftkristalle, 80 g	A9F50
VITAFOL H PASTE, 70 ml	A9F90
VITAFOL H Anmischblock bedruckt, 50 Blatt	A9FA
VITAFOL H Pinsel Nr. 11	A9FP

Zahnschrank vario

Schranksystem aus Kunststoff



Produktbeschreibung

Der VITA Zahnschrank vario mit seinen umfangreichen Lagermöglichkeiten und wenig Platzbedarf ist optimal geeignet für die Unterbringung aller VITA Zahnlager.

Das neuartige Schranksystem ist durch Einfügen weiterer Schubladen jederzeit erweiterbar und besteht aus einem hochwertigen, widerstandsfähigen und neutral lichtgrauen Kunststoff.

Die Schubladen lassen sich leichtgängig und durch eine beidseitige Teleskopführung vollständig ausziehen.

Der VITA Zahnschrank vario ist Bestandteil des VITA Modulbox Systems, und somit kompatibel mit sämtlichen Modulboxen.

Sortierung


Fassungsvermögen pro Schublade:

72 x 6 = 432 Frontzähne in 6er Garnituren

48 x 8 = 384 Seitenzähne in 8er Garnituren

Zahnschrank vario Artikel**Zahnschrank vario**

Bezeichnung	Art.-Nr.
Zahnschrank S10 mit 10 Schubladen: Außenmaße: 482 x 345 x 350 mm	ZMBS10
Zahnschrank S12 mit 12 Schubladen: Außenmaße: 482 x 345 x 420 mm	ZMBS12
Zahnschrank S2 mit 2 Schubladen: Außenmaße: 482 x 345 x 70 mm	ZMBS2
Zahnschrank S4 mit 4 Schubladen: Außenmaße: 482 x 345 x 140 mm	ZMBS4
Zahnschrank S6 mit 6 Schubladen: Außenmaße: 482 x 345 x 210 mm	ZMBS6
Zahnschrank S8 mit 8 Schubladen: Außenmaße: 482 x 345 x 280 mm	ZMBS8



Stand dieser Information: 11-2022

Die Produkte wurden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und müssen gemäß Gebrauchsinformation verarbeitet werden. Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften und sind nicht bindend.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik