








# Compendio VITA Julio 2024

Pulido



VITA – perfect match.

**VITA**



---

VITA – perfect match.

**VITA**

## VITA CERAMICS Polishing Set

Para el pulido previo y el pulido de alto brillo de todos los materiales cerámicos



### Descripción del producto

Los VITA CERAMICS Polishing Sets se han desarrollado especialmente para el pulido en dos etapas de todos los materiales cerámicos dentales en la clínica y el laboratorio. Cada kit incluye un total de 6 pulidores para el pulido previo y el pulido de alto brillo.

### Ventajas

**Para todas las cerámicas:**

**Cerámica de feldespato, cerámica vítrea, cerámica de óxido:** con un solo kit pueden pulirse todo tipo de cerámicas.

### Pulido sencillo, rendimiento excelente:

Los instrumentos se caracterizan por su buen rendimiento de remoción y pulido, incluso en caso de fisuras pronunciadas. Además, los instrumentos del kit clínico pueden esterilizarse para garantizar la seguridad.

### Larga vida útil:

Los VITA CERAMICS Polishing Sets ofrecen un rendimiento y una durabilidad excelentes gracias a su elevada proporción de diamante y a su gran volumen útil.

### Contenido

#### VITA CERAMICS Polishing Set clinical:

Consta de un total de seis instrumentos para la pieza acodada. Incluye tres instrumentos para el pulido previo y tres para el pulido de alto brillo. Todos los instrumentos son esterilizables.

#### VITA CERAMICS Polishing Set technical:

Consta de un total de seis instrumentos para la pieza de mano. Incluye tres instrumentos para el pulido previo y tres para el pulido de alto brillo.


## VITA CERAMICS Polishing Set Productos

### VITA CERAMICS Polishing Set

| Denominación                                                                                           | Ref.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VITA CERAMICS Polishing Set clinical                                                                   | ECEPSETC   |
| VITA CERAMICS Polishing Set technical                                                                  | ECEPSETT   |
| Instrumento de pulido technical, en forma de lenticular, VI-H15D Pulido de alto brillo (crema), 3 uds. | ERHH16D3   |
| Instrumento de pulido technical, en forma de lenticular, VI-H15Dmf Pulido previo (gris), 3 uds.        | ERHH16DMF3 |
| Instrumento de pulido technical, en forma de Brush, VI-DT-H17D Pulido de alto brillo (crema), 3 uds.   | ERHH17D3   |
| Instrumento de pulido technical, en forma de Brush, VI-DT-H17Dmf Pulido previo (gris), 3 uds.          | ERHH17DMF3 |
| Instrumento de pulido technical, en forma de punta, VI-H1D Pulido de alto brillo (crema), 6 uds.       | ERHH1D6    |
| Instrumento de pulido technical, en forma de punta, VI-H1Dmf Pulido previo (gris), 6 uds.              | ERHH1DMF6  |
| Instrumento de pulido clinical, en forma de Brush, VI-DT-W14D Pulido de alto brillo (crema), 3 uds.    | ERWW14D3   |
| Instrumento de pulido clinical, en forma de Brush, VI-DT-W14Dmf Pulido previo (gris), 3 uds.           | ERWW14DMF3 |
| Instrumento de pulido clinical, lenticular, VI-W18D Pulido de alto brillo (crema), 6 uds.              | ERWW18D6   |
| Instrumento de pulido clinical, lenticular, VI-W18Dmf Pulido previo (gris), 6 uds.                     | ERWW18DMF6 |
| Instrumento de pulido clinical, en forma de cáliz, VI-W7D Pulido de alto brillo (crema), 6 uds.        | ERWW7D6    |
| Instrumento de pulido clinical, en forma de cáliz, VI-W7Dmf Pulido previo (gris), 6 uds.               | ERWW7DMF6  |

## VITA ENAMIC® Polishing Set

Para el pulido previo y el pulido de alto brillo fáciles de la cerámica híbrida VITA ENAMIC



### Descripción del producto

Los kits de Instrumento de pulidoes VITA ENAMIC se han desarrollado para tratar la superficie de restauraciones confeccionadas con cerámica híbrida de forma segura, económica y adecuada a las características del material, pudiendo utilizarse tanto en la clínica como en el laboratorio dental. Los kits incluyen diversos Instrumento de pulidoes para el pulido previo y el pulido de alto brillo. Con estos instrumentos pueden pulirse las superficies masticatorias, cúspides, fosas y puntos de contacto de la restauración de forma respetuosa con el material. En el resultado final estos instrumentos de pulido consiguen unas superficies con un excelente nivel de brillo.

### Ventajas

#### Resultados finales excelentes:

Con estos instrumentos se consiguen unas extraordinarias superficies finales resistentes a la acumulación de placa. Una rotación exacta, las granulaciones coordinadas y las geometrías individuales de los instrumentos garantizan unos resultados de gran precisión.

#### Manipulación sencilla y segura:

Los instrumentos garantizan un elevado rendimiento de pulido. La buena manipulación y el empleo sin pasta de pulido permiten trabajar de forma rápida y sencilla. Los instrumentos del kit clínico pueden esterilizarse, lo que garantiza la seguridad.

#### Tratamiento respetuoso con el material:

Con estos instrumentos desarrollados especialmente para VITA ENAMIC se garantiza un acabado respetuoso con el material. Se reduce, por ejemplo, el riesgo de formación de microfisuras.

### Contenido

#### VITA ENAMIC Polishing Set clinical:

Incluye un total de seis instrumentos para la pieza acodada. Incluye tres instrumentos para el pulido previo y tres para el pulido de alto brillo.

#### VITA ENAMIC Polishing Set technical:

Incluye un total de seis instrumentos para la pieza de mano. Incluye tres instrumentos para el pulido previo y tres para el pulido de alto brillo.

**VITA ENAMIC® Polishing Set Productos**

**VITA ENAMIC® Polishing Set**

| Denominación                                                                                      |                                                                                     | Ref.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VITA ENAMIC Polishing Set clinical                                                                |  | EENPSETCV1 |
| VITA ENAMIC Polishing Set technical                                                               |  | EENPSETTV1 |
| Instrumento de pulido technical, en forma de Brush, VI-EB17f Pulido de alto brillo (gris), 3 uds. |                                                                                     | ERHEB17F3  |
| Instrumento de pulido technical, en forma de Brush, VI-EB17m Pulido previo (rosa), 3 uds.         |                                                                                     | ERHEB17M3  |
| Instrumento de pulido technical, en forma de rueda, VI-ER15f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds. |                                                                                     | ERHER15F6  |
| Instrumento de pulido technical, en forma de rueda, VI-ER15m Pulido previo (rosa), 6 uds.         |                                                                                     | ERHER15M6  |
| Instrumento de pulido technical, en forma de punta, VI-ES5f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.  |                                                                                     | ERHES5F6   |
| Instrumento de pulido technical, en forma de punta, VI-ES5m Pulido previo (rosa), 6 uds.          |                                                                                     | ERHES5M6   |
| Instrumento de pulido clinical, en forma de Brush, VI-EB14f Pulido de alto brillo (gris), 3 uds.  |                                                                                     | ERWEB14F3  |
| Instrumento de pulido clinical, en forma de Brush, VI-EB14m Pulido previo (rosa), 3 uds.          |                                                                                     | ERWEB14M3  |
| Instrumento de pulido clinical, en forma de cáliz, VI-EC6f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.   |                                                                                     | ERWEC6F6   |
| Instrumento de pulido clinical, en forma de cáliz, VI-EC7m Pulido previo (rosa), 6 uds.           |                                                                                     | ERWEC7M6   |
| Instrumento de pulido clinical, lenticular, VI-EL10f Pulido de alto brillo (gris), 6 uds.         |                                                                                     | ERWEL10F6  |
| Instrumento de pulido clinical, lenticular, VI-EL10m Pulido previo (rosa), 6 uds.                 |                                                                                     | ERWEL10M6  |

## Pastas de pulido VITA

**Pastas de pulido de diamante para el pulido extraoral de alto brillo de materiales cerámicos y con contenido de polímeros.**



### Descripción del producto

**VITA Polish Hybrid** es una pasta de pulido de diamante para el pulido extraoral y final de alto brillo de restauraciones de cerámica híbrida VITA ENAMIC, composite y polímero.

**VITA Polish Cera** es una pasta de pulido de diamante para el pulido extraoral y final de alto brillo de restauraciones de los siguientes materiales de cerámica dental: cerámica de feldespato, cerámica vítrea, cerámica de dióxido de circonio.

### Ventajas

- Ambas pastas de pulido posibilitan un resultado de alto brillo rápido y seguro, a la vez que preservan la textura superficial.
- Las partículas de diamante están específicamente adaptadas a las respectivas clases de material. De este modo se trata la superficie y se reduce la probabilidad de acumulaciones de placa.

### Contenido

La pasta de pulido VITA Polish Hybrid es idónea para el pulido de cerámica híbrida VITA ENAMIC en combinación con los pulidores de los VITA ENAMIC Polishing Sets clinical y technical.


La pasta de pulido VITA Polish Cera es idónea para el pulido de VITA SUPRINITY PC, VITA AMBRIA y VITA YZ en combinación con los pulidores de los VITA SUPRINITY Polishing Sets clinical y technical.

**Pastas de pulido VITA Productos**

**Pastas de pulido VITA**

| Denominación             |                                                                                     | Ref. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| VITA Polish Cera, 18 g   |  | B459 |
| VITA Polish Hybrid, 12 g |  | C020 |





Nuestros productos han sido desarrollados para uso odontológico y se deben utilizar siguiendo las instrucciones de uso. Las explicaciones e indicaciones no son garantías vinculantes de propiedades del producto.

Versión de esta información: 07.2024

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299  
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)