

Einzelimplantate effizient und perfekt versorgen

Intensiv-Kurs mit ZT Angela Schmidt



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

VITA – perfect match.

VITA

VITA IMPLANT SOLUTIONS (IS) Rohlinge aus Hybridkeramik verfügen über eine integrierte Schnittstelle zu einer Klebe-/Titanbasis (z. B. TiBase). Sie sind die ideale Materialergänzung für die CAD/CAM-Herstellung von implantatgetragenen Zahnersatz. In diesem Kurs erfahren Sie, wie Sie Ihr CEREC System und VITA IMPLANT SOLUTIONS zur Versorgung von Einzelzahnimplantaten aus der Hybridkeramik VITA ENAMIC IS oder aus

VITA SUPRINITY PC Glaskeramik mit Zirkondioxidverstärkung einsetzen und damit die Wertschöpfung in Ihrer Praxis halten. So bleibt nicht nur mehr für Sie unter dem Strich übrig, auch Ihre Patienten profitieren von den zahnähnlichen Eigenschaften von VITA ENAMIC und der exzellenten Ästhetik von VITA SUPRINITY PC.

Einzelimplantate effizient und perfekt versorgen

Ziel des Kurses

Sie wissen, wie Sie mit Ihrem CEREC-System auf einem Seitenzahnimplantat ein Abutment mit Krone aus der Hybridkeramik VITA ENAMIC IS oder alternativ aus der Hochleistungsglaskeramik VITA SUPRINITY PC konstruieren, schleifen und ästhetisch finalisieren.

Inhalte

- Sie konstruieren und schleifen mit dem CEREC-System (Softwareversion 4.4)
 - eine okklusal verschraubte Implantatkrone im Seitenzahnbereich aus der antagonistenfrendlichen Hybridkeramik VITA ENAMIC IS
 - eine geteilte Frontzahnimplantatkrone, bestehend aus einem Abutment aus VITA ENAMIC IS und einer hochästhetischen Krone aus VITA SUPRINITY PC
 - eine provisorische Langzeitversorgung aus dem bewährten CAD/CAM-Komposit VITA CAD-Temp IS
- Sie arbeiten beide Kronen aus, polieren sie bzw. kristallisieren und individualisieren sie mit den jeweils passenden Malfarben
- Eine Spezialistin für adhäsive Befestigung beantwortet Ihnen Ihre Fragen zur Eingliederung und gibt Ihnen Tipps für Ihre tägliche Praxis

Ihre Referentin

ZT Angela Schmidt

Spezialistin für praxisorientierte CAD/CAM-Trainings für Zahnärzte, Assistenten, Zahntechniker und CAD/CAM-Assistenzen

- Seit 1998 als internationale Referentin tätig
- Internationale zertifizierte Trainerin der VITA Zahnfabrik.
- Internationale zertifizierte CEREC/inLab Trainerin der Sirona Dental Akademie



Zielgruppe

Zahnarztpraxen mit einem CEREC-System, die das Indikationsspektrum ihrer CAD/CAM-Anlage erweitern möchten und die zusätzlichen Möglichkeiten möglichst wirtschaftlich in ihrer Praxis umsetzen möchten.

Besondere Hinweise

Sie erhalten 8 Fortbildungspunkte gemäß BZÄK und DGZMK.

Veranstaltungsdauer

1 Tag: 9.00 - 17.00 Uhr

Ihre Investition

789,- Euro zzgl. MwSt.

Beratung und Anmeldung

Fragen, evtl. Hotelbuchung und Anmeldungen nimmt Ute Schmidt entgegen.

Telefon: **+49(0)7761/562-235**, Fax: **+49(0)7761/562-816**

E-Mail: **u.schmidt@vita-zahnfabrik.com**



Ja, ich nehme am Kurs teil und melde mich verbindlich an.

Angela Schmidt: Einzelimplantate effizient und perfekt versorgen

Veranstaltungsort	Langen	Langen	Berlin
Termin	<input type="checkbox"/> 05.12.2018	<input type="checkbox"/> 06.02.2019	<input type="checkbox"/> 15.11.2018
Name, Vorname			
Praxis / Labor			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Telefon / E-Mail			

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Rechnungsstellung erfolgt nach Anmeldung. Nach Zahlungseingang folgt die Teilnahmebestätigung.