

VITA Vollkeramik – VITA ENAMIC® & VITA SUPRINITY® PC & VITABLOCS® TriLuxe forte
Chairsiderestoration farblich perfektionieren

Workshop mit VITA-Referenten



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle



VITA – perfect match.

VITA

Drei vielseitige Werkstoffe für Ihr CEREC bzw. inLab geben Ihnen den Gestaltungsspielraum, den Sie brauchen: die Hybridkeramik VITA ENAMIC, die zirkondioxidverstärkte Glaskeramik VITA SUPRINITY PC und VITABLOCS TriLuxe forte Keramik mit natürlichem Farbspiel dank des integrierten Zahnfarbverlaufs. Erfahren Sie in diesem halbtägigen Kurs, wie Sie mit dem

ästhetischen Potenzial dieser Werkstoffsysteme bei Ihren Patienten punkten. Zentrales Thema ist das Nachbearbeiten und farbliche Anpassen dreier Einzelzahnrestorationen an ihre Nachbarzähne mithilfe der Maltechnik. Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach und effizient Sie ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis erreichen!

Chairsiderestaurationen farblich perfektionieren

Ziel des Kurses

Sie wissen, wie Sie Kronen aus VITA SUPRINITY PC, VITA ENAMIC und VITABLOCS TriLuxe forte Keramik nach dem Schleifen mit Ihrer CEREC- bzw. inLab-Schleifeinheit weiterverarbeiten und farblich an die Mundumgebung anpassen.

Inhalte

Bei Kursbeginn erhalten Sie ein Modell mit bereits fertig geschliffenen Restaurationen: (1) aus der zirkondioxidverstärkten Glaskeramik VITA SUPRINITY PC (2) aus der Hybridkeramik VITA ENAMIC (3) aus VITABLOCS TriLuxe forte Keramik. Sie bereiten diese Kronen für die Weiterverarbeitung vor und charakterisieren sie anschließend materialgerecht. Die Schritte im Überblick:

- Zwei Versionen einer Frontzahnkrone auf Zahn 21 aus VITA SUPRINITY PC
- Konturieren der Oberflächentextur, Kristallisationsbrand und Glasur in einem Arbeitsschritt
- Konturieren der Oberflächentextur, Kristallisationsbrand, farbliche Charakterisierung mit VITA AKZENT Plus Malfarben und abschließende Glasur.
- Krone auf Zahn 26 aus VITA ENAMIC
- Politur, Konditionieren der Oberfläche vor dem Bemalen, okklusale farbliche Charakterisierung mit VITA ENAMIC STAINS, chemische Oberflächenversiegelung mit VITA ENAMIC GLAZE
- Krone aus VITABLOCS TriLuxe forte
- Nach dem Schleifen mithilfe der VITA AKZENT Plus Malfarben farblich charakterisieren und glasieren

Ihre Referenten

ZTM Axel Appel

- 1989-2001 Tätigkeit als Zahntechniker mit anschließender Leitung eines Dentallabors
- 2001 Meisterprüfung im Zahntechnikerhandwerk
- 2001-2004 Zahntechniker in Italien und Deutschland
- 2004-2014 Anwendungsberater der VITA Zahnfabrik
- Seit 2015 Leiter der VITA Akademie in Langen/Frankfurt



Zielgruppe

Zahnärzte

Veranstaltungsdauer

0,5 Tage: 14.00 - 18.00 Uhr

Ihre Investition

49,- Euro zzgl. MwSt.

Beratung und Anmeldung

Fragen, evtl. Hotelbuchung und Anmeldungen nimmt Ute Schmidt entgegen.
 Telefon: **+49(0)7761/562-235**, Fax: **+49(0)7761/562-816**
 E-Mail: **u.schmidt@vita-zahnfabrik.com**



Ja, ich nehme am Kurs teil und melde mich verbindlich an.

ZTM Axel Appel: Chairside Restauration farblich perfektionieren

Veranstaltungsort	Hagen	Langen
Termin	<input type="checkbox"/> 19.09.2018 <input type="checkbox"/> 14.11.2018 <input type="checkbox"/> 23.01.2019	<input type="checkbox"/> 24.10.2018 <input type="checkbox"/> 07.12.2018 <input type="checkbox"/> 18.01.2019 <input type="checkbox"/> 20.02.2019 <input type="checkbox"/> 22.03.2019 <input type="checkbox"/> 12.04.2019
Name, Vorname		
Praxis / Labor		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon / E-Mail		