

VITA Vollkeramik – **VITA ENAMIC®** & **VITA SUPRINITY® PC** & **VITABLOCS® TriLuxe forte**
Chairsiderrestauration farblich perfektionieren

Workshop mit VITA-Referenten



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle



VITA – perfect match.

VITA

Drei vielseitige Werkstoffe für Ihr CEREC bzw. inLab geben Ihnen den Gestaltungsspielraum, den Sie brauchen: die Hybridkeramik VITA ENAMIC, die zirkondioxidverstärkte Glaskeramik VITA SUPRINITY PC und VITABLOCS TriLuxe forte Keramik mit natürlichem Farbspiel dank des integrierten Zahnfarbverlaufs. Erfahren Sie in diesem halbtägigen Kurs, wie Sie mit dem

ästhetischen Potenzial dieser Werkstoffsysteme bei Ihren Patienten punkten. Zentrales Thema ist das Nachbearbeiten und farbliche Anpassen dreier Einzelzahnrestorationen an ihre Nachbarzähne mithilfe der Maltechnik. Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach und effizient Sie ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis erreichen!.

Chairsiderestaurationen farblich perfektionieren

Ziel des Kurses

Sie wissen, wie Sie Kronen aus VITA SUPRINITY PC, VITA ENAMIC und VITABLOCS TriLuxe forte Keramik nach dem Schleifen mit Ihrer CEREC- bzw. inLab-Schleifeinheit weiterverarbeiten und farblich an die Mundumgebung anpassen.

Inhalte

Bei Kursbeginn erhalten Sie ein Modell mit bereits fertig geschliffenen Restaurationen: (1) aus der zirkondioxidverstärkten Glaskeramik VITA SUPRINITY PC (2) aus der Hybridkeramik VITA ENAMIC (3) aus VITABLOCS TriLuxe forte Keramik. Sie bereiten diese Kronen für die Weiterverarbeitung vor und charakterisieren sie anschließend materialgerecht. Die Schritte im Überblick:

- Seitenzahnkrone aus VITA SUPRINITY PC HT
 - Konturieren der Oberflächentextur, Kristallisationsbrand, farbliche Charakterisierung mit VITA AKZENT Plus Malfarben und abschließende Glasur
- Zwei Seitenzahnrestaurationen aus VITA ENAMIC HT und VITA ENAMIC multiColor
 - Politur, Konditionieren der Oberfläche vor dem Bemalen, okklusale farbliche Charakterisierung mit VITA ENAMIC STAINS, chemische Oberflächenversiegelung mit VITA ENAMIC GLAZE
- Eine Frontzahnkrone aus VITABLOCS TriLuxe forte
 - Konturieren der Oberflächentextur und Glasur in einem Arbeitsschritt

Ihr Referent

ZTM Axel Appel*

- 1989-2001 Tätigkeit als Zahntechniker mit anschließender Leitung eines Dentallabors
- 2001 Meisterprüfung im Zahntechnikerhandwerk
- 2001-2004 Zahntechniker in Italien und Deutschland
- 2004-2014 Anwendungsberater der VITA Zahnfabrik
- Seit 2015 Leiter der VITA Akademie in Langen/Frankfurt



ZTM Jörg Kozian**

- 1990-2001 Zahntechniker
- 2001 Prüfung zum Zahntechnikermeister
- 2001-2002 angestellter Zahntechnikermeister im Dentallabor
- 2002-2013 Laborleitung einer Praxismgemeinschaft
- seit April 2013 Technischer Verkaufsberater der VITA Zahnfabrik
- seit Januar 2019 Kursleiter der VITA Zahnfabrik



Zielgruppe

Zahnärzte und Zahnärztinnen

Veranstaltungsdauer

0,5 Tage:

Ihre Investition

49,- Euro zzgl. MwSt.

Beratung und Anmeldung

Fragen, evtl. Hotelbuchung und Anmeldungen nimmt Ute Schmidt entgegen.

Telefon: **+49(0)7761/562-235**, Fax: **+49(0)7761/562-816**

E-Mail: **u.schmidt@vita-zahnfabrik.com**



Ja, ich nehme am Kurs teil und melde mich verbindlich an.

ZTM Axel Appel* & Jörg Kozian**: Chairsiderestauration farblich perfektionieren

Termin / Veranstaltungsort	<input type="checkbox"/> 16.10.2019 Hagen* <input type="checkbox"/> 15.11.2019 Langen* <input type="checkbox"/> 20.11.2019 Hagen* <input type="checkbox"/> 06.12.2019 Langen* <input type="checkbox"/> 29.01.2020 Hagen* <input type="checkbox"/> 05.02.2020 Berlin**	<input type="checkbox"/> 07.02.2020 Langen* <input type="checkbox"/> 12.02.2020 Neumünster** <input type="checkbox"/> 18.03.2020 Baden / AT* <input type="checkbox"/> 25.03.2020 Langen* <input type="checkbox"/> 01.04.2020 Bad Säckingen* <input type="checkbox"/> 01.04.2020 Bad Säckingen*
Name, Vorname		
Praxis/Labor		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon/E-Mail		