

VITA Verblendmaterialien – VITAVM[®]9 und VITA YZ[®]

Harmonie zwischen Zirkondioxid und Verblendkeramik: rot-weiße Ästhetik mit dem Cut-back-Verfahren

Basis-Kurs mit VITA-Referenten



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle


VITA – perfect match.

VITA

Aufgrund von knöchernen Defiziten kann es gerade bei Implantatarbeiten nötig sein, nicht nur die dentalen Strukturen, sondern auch die fehlenden gingivalen Anteile des Kieferkams zu rekonstruieren. Nur so kann ohne größere operative Maßnahmen die rot-weiße Ästhetik wieder in Einklang gebracht werden. Ein planbares und richtig durchgeführtes labiales Cut-back im Zirkondioxidgerüst und ein vorausschauendes

Einfärben des Rohlings sind dafür die Grundlage. Anschließendes Microveneering und naturgetreue Charakterisierungen mit dem Verblendkeramiksystem VITA VM 9 ermöglichen dann hochästhetische Rekonstruktionen, die sich harmonisch in die Restzahnschubstanz und die kompromittierten Kieferkammareale einfügen. Erleben Sie wie schnell und einfach rot-weiße Ästhetik vollkeramisch realisiert werden kann.

Harmonie zwischen Zirkondioxid und Verblendkeramik: rot-weiße Ästhetik mit dem Cut-back-Verfahren

Ziel des Kurses	Sie bekommen die theoretischen Grundlagen, um mit dem hochtransluzenten Zirkondioxid VITA YZ HT und dem Verblendkeramiksystem VITA VM 9 erfolgreich ein labiales Microveneering durchzuführen.
Inhalte	Sie erhalten einen dreigliedrige gesinterte Zirkondioxidbrücke aus VITA YZ HT für eine implantatgetragene Brückenarbeit im Frontzahnbereich. Das strategisch teilreduzierte Gerüst mit Gingivaanteilen wird entsprechend der erlernten theoretischen Grundlagen von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fertiggestellt. <ul style="list-style-type: none">• Verblenden der Labialflächen und Gingivaanteile mit VITA VM 9• Charakterisieren der Brücke mit den Malfarben VITA AKZENT Plus• Effizientes Modifizieren der Grundzahnfarbe mit VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS• Glasurbrand mit VITA AKZENT GLAZE
Ihr Referent	<p>ZTM Axel Appel</p> <ul style="list-style-type: none">• 1989–2001 Tätigkeit als Zahntechniker mit anschließender Leitung eines Dentallabors• 2001 Meisterprüfung im Zahntechnikerhandwerk• 2001–2004 Zahntechniker in Italien und Deutschland• 2004–2014 Anwendungsberater der VITA Zahnfabrik• Seit 2015 Leiter der VITA Akademie in Langen/Frankfurt 
Zielgruppe	Zahntechniker/-innen
Veranstaltungsdauer	1 Tag (8:30 Uhr – ca. 17 Uhr (open End))
Ihre Investition	290,- € zzgl. MwSt.
Beratung und Anmeldung	Fragen und Anmeldungen nimmt Ute Schmidt entgegen. Telefon: +49(0)7761/562-235 , Fax: +49(0)7761/562-816 E-Mail: u.schmidt@vita-zahnfabrik.com



Ja, ich nehme am Kurs teil und melde mich verbindlich an.

ZTM Axel Appel: Harmonie zwischen Zirkondioxid und Verblendkeramik: rot-weiße Ästhetik mit dem Cut-back-Verfahren

Veranstaltungsort	Langen	Bad Säckingen	Hagen
Termine	<input type="checkbox"/> 08.05.2019 <input type="checkbox"/> 05.11.2019	<input type="checkbox"/> 16.05.2019	<input type="checkbox"/> 28.08.2019
Name, Vorname			
Praxis/ Labor			
Strasse, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Telefon/ E-Mail			

10448D - 0318 (2.) S - Version (02)