

VITA CAD/CAM – **VITA VIONIC®** SOLUTIONS

VITA VIONIC® SOLUTIONS – **Ceramill Full Denture System**

Basis-Kurs mit VITA und Amann Girrbach Referenten



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

VITA – perfect match.

VITA

Während Sie sich um andere Dinge im Labor kümmern, werden Wachsprobe und Totalprothetik von allein hergestellt. Dabei ist nach dem Scan und der digitalen Modellvermessung jede Aufstellungsphilosophie per Knopfdruck in optimaler Okklusion umsetzbar. Das ist kein Wunschtraum mehr! Mit der Ceramill Mind Software, der Aufstellungsintelligenz der VITA Zahnbibliothek und dem lückenlosen Materialkonzept VITA

VIONIC SOLUTIONS, ist das jetzt Wirklichkeit. Am Ende passen die konfektionierten Zähne VITAPAN LINGOFORM und VITAPAN EXCELL präzise in die gefrästen Alveolen der Prothesenbasen. Die Zähne müssen nur noch mit dem Spezialadhäsiv VITA VIONIC BOND eingeklebt werden. Mit dem Verblendkompositssystem VITA VM LC flow lässt sich abschließend auf Wunsch die gingivale Anatomie höchstästhetisch reproduzieren.

Ziel des Kurses

Hier lernen Sie von A bis Z alles über die digitale Totalprothetik, sodass Sie schon morgen in den Workflow einsteigen können. Vom Scan der Ästhetikschablonen und Modelle über die digitale Modellanalyse bis zur Konstruktion und Fertigstellung erlernen Sie lückenlos alle relevanten Schritte. Sie sind Zeuge der CAD/CAM-gestützten Fertigung der Prothesenbasen und der präzisen basal-zirkulären Anpassung der Konfektionszähne an die Alveolen. Sie erleben, wie einfach und schnell eine Totalprothese mit den Materialkomponenten von VITA VIONIC SOLUTIONS fertiggestellt und danach kunstvoll mit dem Verblendkompositsystem VITA VM LC flow veredelt werden kann.

Inhalte

- Wie digitalisiere ich Modelle und Ästhetikschablonen mithilfe des Scanners Ceramill Map 300/400 der Firma Amann Girrbach?
- Wie führe ich eine Modellanalyse nach TiF im Ceramill-d-Flow-Softwaremodul durch?
- Wie funktioniert die digitale, totalprothetische Aufstellung mit dem gewünschten Konzept?
- Wie überführe ich den Datensatz der finalen Aufstellung zum Fräsen von VITA VIONIC BASE, WAX und FRAME in das CAM-System?
- Wie klebe ich die modifizierten Front- und Seitenzähne mit dem Zweikomponentenadhäsiv VITA VIONIC BOND in die gefrästen Prothesenbasen ein?
- Wie individualisiere und finalisiere ich die digital hergestellte Totalprothetik mit dem Verblendkompositsystem VITA VM LC flow?

Ihre Referenten

Kooperation von VITA- und Amann-Girrbach-Trainern

Zielgruppe

Zahntechniker, die ihre Totalprothetik lückenlos im digitalen Workflow herstellen wollen.

Ihre Investition

1.000,- € zzgl. MwSt.

Veranstaltungsdauer

2 Tage

Beratung und Anmeldung

Fragen und Anmeldungen nimmt Ute Schmidt entgegen.
 Telefon: **+49 (0) 7761/562-235**, Fax: **+49 (0) 7761/562-816**
 E-Mail: **u.schmidt@vita-zahnfabrik.com**



Ja, ich nehme am Kurs teil und melde mich verbindlich an.

VITA VIONIC® SOLUTIONS – Ceramill Full Denture System

Veranstaltungsort	Bad Säckingen		
Termine	<input type="checkbox"/> 11.07. – 12.07.2018	<input type="checkbox"/> 20.09. – 21.09.2018	<input type="checkbox"/> 30.10. – 31.10.2018
	<input type="checkbox"/> 27.11. – 28.11.2018	<input type="checkbox"/> 13.12. – 14.12.2018	
Name, Vorname			
Labor			
Strasse, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Telefon/ E-Mail			

104880 - 0518 (7.) S - Version (02)